

CUPRINS

	pag.
Introducere	1
Securitatea muncii în laboratorul de biochimie	3
1. Centrifugarea	11
1.1. Unele aspecte teoretice ale centrifugării	11
1.2. Centrifugarea preparativă	14
1.3. Tipuri de centrifuga	16
2. Dializa	19
3. Măsurarea pH-ului	21
4. Fotocolorimetria și spectrofotometria	26
4.1. Principii teoretice	26
4.2. Interacțiunea luminii cu substanța	27
4.3. Fotocolorimetria	29
4.3.1. Aparate folosite în analiza fotocolorimetrică	29
4.3.2. Calcularea concentrației soluțiilor	35
4.4. Spectrofotometria	36
4.4.1. Aparatura folosită în spectrofotometrie	37
4.4.2. Aplicații ale spectrofotometriei	43
5. Cromatografia	45
5.1. Principii generale	45
5.2. Cromatografia pe hirtie	47
6. Electroforeza	50
6.1. Principii generale	50
6.2. Clasificarea metodelor electroforetice	54
6.3. Electroforeza pe hirtie	55
7. Noțiuni practice de enzimologie	59
7.1. Principii generale privind determinarea activității enzimelor	59
7.2. Factorii care influențează viteza unei reacții enzimatiche	61
8. Monoglucide, oligoglucide și poliglucide. Metabolismul lor	69
8.1. Dozarea glucidelor solubile	71
8.1.1. Dozarea monoglucidelor și oligoglucidelor reducătoare	71
8.1.2. Dozarea zaharozei	76

8.2. Dozarea glucozei	77
8.3. Determinarea cantitativă a glicogenului	86
8.4. Determinarea activității unor enzime ale metabolismului glucidelor	90
8.4.1. Determinarea activității amilazelor	90
8.4.1.1. Determinarea activității α -amilazei în serul sanguin și urină	90
8.4.1.2. Determinarea activității α -amilazei și β -amilazei în plante	94
8.4.2. Determinarea activității α -glucan- fosforilazei vegetale	99
8.4.3. Determinarea activității fosfo- monoesterazelor	103
8.4.3.1. Determinarea fosfomonoesterazelor alcaline și acide în serul sanguin	104
8.4.3.2. Determinarea activității fosfomono- esterazei acide în plante	110
8.4.4. Determinarea activității glucozofosfat- izomerazei	111
8.4.5. Determinarea activității fructozodifosfat- aldolazei	114
8.4.6. Determinarea activității lactat- dehidrogenazei	116
8.4.7. Determinarea activității unor dehidrogenaze participante la dehidrogenarea primară a substratelor	122
8.4.8. Determinarea activității unor enzime din etapele terminale ale oxidării biologice	125
8.4.8.1. Determinarea activității citocromoxidazei	125
8.4.8.2. Determinarea activității adenozin- trifosfatazei	128
8.4.8.3. Determinarea activității catalazei	133
8.4.8.4. Determinarea activității peroxidazei	138
8.4.8.5. Determinarea activității ascorbat- oxidazei	140
8.5. Dozarea unor metaboliți intermediari și finali ai metabolismului glucidic	142

8.5.1. Dozarea acidului piruvic	142
8.5.2. Dozarea acidului lactic	144
9. Lipide simple și lipide complexe. Metabolismul lor	149
9.1. Determinarea lipidelor totale	149
9.2. Analiza trigliceridelor	153
9.2.1. Determinarea grăsimii brute în plante	154
9.2.2. Dozarea trigliceridelor în serul sanguin (Metoda Tixier și Claude)	159
9.2.3. Determinarea indicelui de saponificare	161
9.2.4. Determinarea indicelui de iod	164
9.2.5. Determinarea indicelui peroxidic	168
9.3. Analiza steridelor	170
9.3.1. Dozarea colesterolului total în serul sanguin prin metoda bazată pe reacția Lieberman- Burchard	170
9.3.2. Micrometodă de determinare directă a colesterolului liber și total în serul sanguin	172
9.4. Determinarea fosfolipidelor	174
9.5. Determinarea activității lipazei	177
10. Aminoacizi și proteine simple. Metabolismul lor	180
10.1. Analiza aminoacizilor	181
10.1.1. Determinarea aminoacizilor liberi prin metoda cromatografiei pe hirtie	182
10.1.2. Determinarea azotului aminic	193
10.1.3. Determinarea triptofanului	197
10.2. Analiza proteinelor	200
10.2.1. Determinarea azotului	200
10.2.1.1. Determinarea azotului total	200
10.2.1.2. Determinarea azotului proteic	208
10.2.2. Dozarea proteinelor cu reactivul Polin- Ciocâlteu (Metoda Lowry)	209
10.2.3. Dozarea proteinelor totale în serul sanguin prin metoda refractometrică	211
10.2.4. Analiza proteinelor cu ajutorul electroforezei pe hirtie	217

10.2.5.Extracția și determinarea fracțiunilor proteice din plante	223
10.3.Determinarea activității unor enzime participante la metabolismul proteinelor simple și aminoacizilor	228
10.3.1.Determinarea activității peptid- hidrolazelor	228
10.3.1.1.Determinarea activității proteinazelor	228
10.3.2.Determinarea activității amino- transferazelor	232
10.3.3.Determinarea activității creatinkinasei	237
10.3.4.Determinarea activității ureazei	239
10.4.Determinarea unor produși finali ai metabo- lismului aminoacidic și proteic	242
10.4.1.Dozarea ureei	242
10.4.2.Determinarea cantitativă a creatininei	247
11.Proteine complexe și metabolismul lor	251
11.1.Cercetarea nucleoproteinelor	251
11.1.1.Determinarea ADN	252
11.1.2.Determinarea concentrației ARN	254
11.1.3.Determinarea cantitativă a acidului uric.....	255
11.2.Studiul cromoproteinelor	260
11.2.1.Dozarea bilirubinei în sânge	260
12.Vitamine și hormoni	265
12.1.Determinarea vitaminelor	265
12.1.1.Dozarea carotenilor.....	265
12.1.2.Dozarea vitaminei A și carotenilor în ficat	270
12.1.3.Dozarea vitaminei E.....	272
12.1.4.Dozarea vitaminei PP	274
12.1.5.Dozarea vitaminei C	277
12.2.Determinarea hormonilor	285
12.2.1.Dozarea 17-cetosteroidizilor în urină prin metoda cu meta-dinitrobenzen	285
Bibliografie	289

INTRODUCERE

Dezvoltarea actuală a biologiei și biochimiei depinde într-o măsură însemnată de elacorarea și utilizarea unor noi metode de investigație biochimică. Cu fiecare an crește numărul diferitelor metode fizice, fizico-chimice și chimice de analiză care dobîndesc importanță și o răspîndire tot mai mare în studiul proceselor biochimice caracteristice organismelor animale, vegetale și microorganismelor. În același timp se perfecționează acele metode care deja de mult timp se folosesc în laboratoarele de biochimie. Obținerea unor rezultate științifice remarcabile poate deveni o stare de fapt numai dacă se cunosc principiile teoretice și metodologia noilor tehnici experimentale tot mai complicate și dacă specialiștii posedă deprinderile practice necesare exploatării aparaturii reclamate de aceste tehnici.

În legătură cu cele de mai sus, se impunea cerința stringentă de a se elabora un nou manual de lucrări practice de biochimie, care să cuprindă cele mai eficiente și specifice metode întrebuintate în cercetarea biochimică.

Intrucît manualul de lucrări practice se adresează în primul rînd studenților, prezentarea metodelor pe care le conține nu constituie o simplă descriere, ci ele se expun pe baza experienței generată de cei peste 20 de ani de activitate didactică și științifică a autorilor. Aceștia s-au străduit să acorde atenția cuvenită dezvoltării la studenți a capacității pentru activitatea individuală. În asemenea scopuri, fiecare metodă din "Practicum de biochimie generală" este concepută după un plan care include aspectele teoretice necesare pentru înțelegerea experimentului, mecanismul reacțiilor chimice studiate, prepararea reactivilor, tehnica de lucru, discuția rezultatelor obținute în experiențele efectuate, accentuîndu-se permanent valoarea practică a determinării diferiților indicatori biochimici în procesele de producție, pentru controlul calității produselor, precizarea diagnosticului numeroaselor maladii etc.

Prin spectrul problematicei abordate, prezentul îndrumător de lucrări practice este destinat studenților din anul al II-lea

de la facultatea de biologie. Insa el poate fi recomandat si studentilor biologi din anii mai mari, studentilor facultății de medicină sau facultății de agronomie, doctoranzilor, cercetătorilor și tuturor celor cu preocupări în domeniul biochimiei.

Elaborind "Practicum de biochimie generală" autorii au fost animați de ideea de a oferi un omagiu tovarășei prof.dr. Elisabeta Văscăuțanu care a organizat și condus primele lucrări practice de biochimie cu studenții biologi în universitatea ieșeană.

Tinem și pe această cale să exprimăm recunoștința noastră profundă tovarășului prof.dr.doc.gt. Leonid Ababei (Institutul de Medicină și Farmacie, Iași), tovarășei prof.dr.ing. Ionela Popescu (Institutul Agronomic Iași) și tovarășului conf.dr. Alexandru Nacu (Institutul Politehnic Iași) pentru referatul de analiză asupra lucrării și pentru observațiile constructive și sugestiile prețioase făcute cu privire la conținutul ei.

Pentru toate aprecierile și propunerile menite să ducă la îmbunătățirea unei noi ediții a acestei lucrări, autorii mulțumesc anticipat cititorilor.

SECURITATEA MUNCII IN LABORATORUL DE BIOCHIMIE

În laboratoarele de biochimie, activitatea este în general ferită de accidente, în cazul când se lucrează atent și corect. Accidentele pot surveni din neglijența celor care lucrează. Acestea pot fi :

a) intoxicații, datorate pătrunderii unor substanțe toxice în organism pe calea aparatului respirator, prin tubul digestiv, sau prin piele.

Intoxicațiile pot fi acute, atunci când toxicul pătrunde într-un timp scurt și în cantitate ce depășește doza limită, sau cronice, prin acumularea unor doze mici și repetate în timp.

b) arsuri produse, fie prin contact termic, fie cu substanțe caustice (NaOH, KOH) sau acizi ;

c) traumatisme provocate de explozii (de butelii, de vase sub presiune), tăieturi cu sticlă sau lovituri ;

d) electrocutări ce survin la mînuirea defectuoasă a aparatelor avînd o izolare necorespunzătoare sau fără a fi legate la pămînt ;

e) boli transmisibile, datorită înghițirii sau inhalării produselor infectate sau prin contact ;

f) mușcături de animale de laborator (gobolani, goareci, etc.) ;

g) iradiere cu izotopi radioactivi.

Ținînd cont de acestea și de faptul că studenții din anul II iau pentru prima dată contact cu un laborator de biochimie, am considerat necesară prezentarea unor norme de protecția muncii după cum urmează :

I. Organizarea și controlul activității de laborator cu studenții

Conducătorul laboratorului are sarcina de a instrui și de a examina periodic, întregul personal al laboratorului asupra normelor de tehnica securității muncii, de a verifica respectarea instrucțiunilor, de a propune sancțiuni în caz de nerespectare a acestora și de a supraveghea îndeaproape desfășurarea activităților în locurile periculoase. De asemenea are sarcina de a scana

deficiențele din punct de vedere al protecției muncii ce nu le poate rezolva cu forțe proprii, de a se îngriji de completarea trusei de prim ajutor cu medicamentele și pansamentele necesare.

Păstrarea ordinii și disciplinei reprezintă o problemă esențială a protecției muncii.

Înainte de începerea lucrului la o instalație de laborator se va elabora de către conducătorul de lucrări instrucțiunile de lucru pentru fiecare loc de muncă în parte.

Se interzice în mod categoric lucrul fără completarea fișei de protecția muncii semnată și prelucrată în fața întregului colectiv.

La terminarea lucrărilor, conducătorul laboratorului este obligat să verifice :

- dacă sînt închise conductele de gaz și robinetele de apă;
- dacă sînt stinse becurile de gaz, de lumină electrică, precum și celelalte aparate electrice sau cu foc ;
- dacă sînt închise bine buteliile cu gaze ;
- dacă ventilația este în bună stare de funcționare ;

II. Amenajarea și dotarea laboratoarelor

A. Condiții generale

Laboratoarele trebuie să fie situate într-un spațiu liniștit, prevăzut cu instalații utilitare (energie electrică, gaze, apă, canalizare) care să permită desfășurarea activității de laborator în condiții optime.

Ferestrele trebuie să fie mari, să se poată face ventilația la nevoie, în cel mai scurt timp.

Culcările trebuie să fie suficient de largi pentru a permite deplasarea și circulația cărucioarelor. Se interzice depozitarea materialelor și executarea operațiilor pe culcări.

Rețeaua de gaze a laboratorului trebuie să aibă un ventil central, care să permită oprirea gazelor pentru întreg laboratorul.

B. Ventilația și condiționarea aerului

Pentru a evita recircularea aerului viciat este necesară admisia aerului din exterior. Instalația de ventilație cu caracter general cu refulare de aer și de absorbția aerului viciat din încăperi, va fi separată de instalația de ventilație pentru nișe.

Este necesar ca în fiecare laborator să se găsească nige prevăzute cu instalație de gaz, apă și scurgere, cu o bună ventilație, fiind menținute în bună stare de funcționare.

Toate lucrările în care se folosesc substanțe deosebit de toxice se vor executa numai sub nige. Nu se admite să se lucreze cu lichide inflamabile sub nige ce nu au ventilația bună.

Nu este admis să se încarce niga cu vase, aparate și utilaje de laborator, în afară de cele ce sînt necesare la efectuarea lucrării respective. În nige se va păstra tot timpul ordinea și curățenia.

C. Amenajări interioare

Mesele de laborator vor fi construite din material anti-acid și vor fi prevăzute cu toate anexele necesare (apă, scurgere, gaze, curent electric). Anexele meselor de laborator vor fi dispuse în așa fel, încît să ușureze cît mai mult munca avînd comenzile în general fixate în fața lor.

III. Tehnica de lucru

1. Generalități

Înainte de începerea lucrărilor se aranjează ținuta de lucru (halat, mănuși, ochelari de protecție etc.) și se așază în ordine pe masa de lucru toate materialele de care este nevoie. Nu se recomandă a se pune pe masa de laborator obiecte sau substanțe nefolosite în cadrul lucrărilor de zi.

Lucrările practice de laborator trebuie să fie executate numai cu cantitățile și concentrațiile de substanțe strict necesare, precis cîntărite, sau măsurate, cu respectarea condițiilor indicate în referatele de specialitate puse la dispoziția studenților.

Înainte de punerea în exploatare a unei instalații de laborator sau începerea lucrului la un aparat, studentul trebuie să prezinte cadrului didactic îndrumător de laborator, principiul și modul de funcționare a instalației sau aparatului, verificîndu-se astfel corectitudinea conexiunilor efectuate și cunoașterea de către student a ordinii operațiilor ce se vor executa.

Nu este permis ca sticlele cu soluții și reactivi să fie lăsate deschise pe mese, sau să se schimbe dopurile de la un vas

La altul. Fiecare sticlă va purta o etichetă pe care va fi trecută corect formula substanței conținute. Când se toarnă reactivi din sticle, nu trebuie să se prelingă peste etichete, distrugându-le și făcând în felul acesta greu de citit numele reactivului.

Lucrările vor fi executate numai în vase perfect curate, iar înainte de plecarea din laborator, se spală și se pun în ordine vasele cu care s-a lucrat, nelăsându-se materialul folosit pe mese, și nepunându-l în alt loc decât acela de unde a fost luat. Pot fi lăsate pe mese numai aparatele care urmează să fie folosite în ziua următoare.

Este interzisă gustarea substanțelor și a soluțiilor cu care se lucrează precum și mirosirea lor fără precauție. În cazul substanțelor toxice volatile, vasul se ține la distanță, iar vaporii care se degajă se apropie de nări prin mișcarea minii.

În timpul desfășurării lucrărilor nu este permisă aplecarea asupra vasului în care s-a turnat sau fierbe un lichid oarecare, de asemenea nu este permisă înclinarea vasului respectiv spre manipulant.

Pipetarea soluțiilor de substanțe toxice și a lichidelor infectate se face cu pipete prevăzute cu bulă de siguranță și obligatoriu cu para de cauciuc pentru aspirație.

După utilizare, toate ustensilele și resturile de produs se vor fi sterilizate la etuvă sau autoclav și numai după aceea vor fi spălate respectiv aruncate.

2. Manipularea sticlăriei

Vasele de sticlă utilizate la determinările practice nu trebuie să prezinte zgîrieturi, plesnituri, bule de aer incluse în masa sticlei sau alte defecțiuni. Încălzirea lor se face treptat, fie pe băi (de apă, de ulei, nisip), fie pe site de metal prevăzute cu placă de azbest pe toată porțiunea de contact între sită și vasul de sticlă. Aparatura pusă la încălzit trebuie supravegheată permanent pe toată durata încălzirii.

Ustensilele fierbinți se apucă după caz, cu o cîrpă uscată, cu un clește de lemn sau metalic. Ele trebuie ferite de șoc termic; în acest scop nu se vor așeza pe locuri reci sau umede, nu se vor turna lichide reci în interior.

3. Manipularea dispozitivelor de încălzire

Intrucît majoritatea laboratoarelor folosesc încălzirea cu gaze naturale, pentru a evita accidentele trebuie respectate instrucțiunile de manipulare. Pentru a aprinde flacăra de gaz, se aprinde întâi chibritul în dreptul orificiului de ieșire a gazului apoi, se deschide treptat robinetul de gaz. Dacă bucul de gaz se aprinde în interior, se închide imediat robinetul de la conducta de gaz.

Este interzisă aprinderea becurilor de gaz cu bucățele de hîrtie răsucită, plimbate de la o masă de lucru la alta.

Nu se lasă niciodată becuri de gaz aprinse nesupravegheate. Intotdeauna, înainte de a părăsi laboratorul se controlează gazul.

4. Manipularea aparatelor de laborator cu acționare electrică

Aparatele cu acționare electrică trebuie montate și exploatare în așa fel, încît să fie prevenite electrocutările, arsurile, incendiile și exploziile.

Aparatele de încălzire electrică (cuptoare, etuve, băi electrice) trebuie așezate pe mese protejate cu tablă de oțel și acoperite cu foi de azbest. Ele vor fi conectate la o priză de pămînt pentru evitarea electrocutărilor.

Nu este admisă legarea mai multor aparate electrice la o singură priză sau legarea în absența fișei.

Aparatele la care se observă scînteii sau care prezintă scurtcircuite nu vor fi utilizate decît după remedierea defecțiunii.

Conectarea aparatelor electrice la rețea se va face respectînd riguros condițiile de voltaj indicate pe aparatul respectiv.

Instalațiile electrice, precum și aparatele electrice din laborator nu trebuie manipulate cu mîna umedă.

La terminarea lucrărilor se scoate din priză aparatura electrică, nu se lasă în priză decît aparatura electrică specială (termostat, frigider).

5. Manipularea substanțelor toxice, caustice și inflamabile

Majoritatea accidentelor pot surveni la manipularea ilco-

rectă a substanțelor chimice(reactivilor) corosive,toxice,inflamabile sau explozibile.Așa de exemplu,deosebit de corosive sînt soluțiile concentrate de NaOH și KOH, soluția concentrată de amoniac, acizii concentrați (acidul clorhidric,acidul sulfuric,acidul azotic), perhidrolul, bromul.

Cînd se lucrează cu acizi concentrați, substanțe corosive, toxice, manipularea lor se face numai sub nișă utilizînd mănuși și ochelari de protecție.

La diluarea acidului sulfuric concentrat,se toarnă acidul în apă și nu invers, încet sub agitare,utilizînd vase rezistente la șocuri termice, reacția fiind puternic exotermă.

Soluția de amoniac, acidul clorhidric și azotic concentrat se vor turna numai sub continua ventilație a aerului.

O deosebită atenție se cere la manipularea bromului.In acest caz experiențele se execută sub nișă.Ochii și mîinile se vor feri de vaporii de brom prin utilizarea ochelarilor,respectiv a mănușilor de protecție.La turnare, se va scoate foarte atent picătura din gîtul flaconului pe marginea vasului, deoarece bromul se prelinge ușor pe sticlă și poate provoca arsuri pe mîini, care se vindecă foarte greu.

Unii solvenți organici prezintă o acțiune narcotică și toxică, ca,de exemplu,cloroformul, eterul etilic;alții sînt toxici ai singelui ca benzenul și omologii săi,dereglatori ai sistemului nervos ca de exemplu alcoolul metilic sau ai metabolismului cum sînt hidrocarburile clorurate ;alții sînt deosebit de volatili și prezintă pericol de inflamabilitate(eterul etilic,eterul de petrol,benzenul).Din aceste motive se cere o deosebită atenție la manipularea acestor lichide.

Nu se vor păstra în vase de sticlă, cantități de lichide inflamabile mai mari de un litru ; încălzirea lor în laborator se face în mod curent în vase metalice, în cantități pînă la 5 litri.

Dacă din întîmplare se vară o cantitate care care de lichid inflamabil,se sting imediat toate becurile,se intrerup încălzitoarele electrice, se închid uşile și se deschid ferestrele.Lichidul vărsat se va șterge cu o cârpă, iar apoi prin stoarcere se colectează într-un balon cu dop.

În cazul aprinderii unui lichid inflamabil, în liniste,

fără panică trebuie întâi să se stingă becurile, să se acopere flacăra cu o pătură sau cu nisip ; concomitent cu operațiile de stingere se scot din încăpere toate vasele cu substanțe inflamabile. Dacă flacăra nu se stinge, se cheamă pompierii, anunțându-i de la început ce substanțe anume au luat foc. Înainte de începerea operațiilor de stingere, dacă sînt aparate electrice racordate la rețea, se va întrerupe curentul electric.

Alcoolul și alte substanțe lichide solubile în apă, se pot stinge cu stingătoare cu spumă chimică, dioxid de carbon sau tetraclorură de carbon.

În caz că se aprinde îmbrăcămintea, este indicat ca persoana să nu alerge și să se stingă prin învelire cu o pătură.

Distrugerea lichidelor inflamabile nerecuperabile, miscibile cu apa, se face prin aruncare la canal și amestecarea cu o cantitate de apă care să asigure o diluare corespunzătoare. Lichidele inflamabile nemiscibile cu apa sau cu substanțe toxice în conținut, nu se vor arunca la canal ci se vor împrăști pe un teren viran.

IV. Măsurile de prim ajutor

În caz de accident, personalul laboratorului, în lipsa unui medic, trebuie să fie capabil să dea celui accidentat ajutorul de urgență.

Astfel, în caz de arsuri termice, superficiale sau profunde se recomandă pansamente cu alcool 60°. În caz de arsuri produse de substanțe chimice se spală plaga cu multă apă, după îndepărtarea în prealabil a îmbrăcămintei, apoi se va proceda după cum urmează : la arsuri produse de acizi se va spăla plaga cu o soluție de bicarbonat de sodiu 2 % ; la arsuri produse de substanțe alcaline plaga se va spăla cu o soluție 2 % de acid boric sau acetic, plăgile produse de brom se vor spăla cu benzen sau cu soluție concentrată de tiosulfat de sodiu.

Cînd substanțele chimice au pătruns în ochi se va spăla ochiul cu apă multă, apoi se vor face spălături cu colir utilizînd un pătăreț special de spălat ochii.

În cazul înghițirii unor acizi puternici sau baze se vor introduce în stomac, substanțe neutralizante : bicarbonat de sodiu sau acid acetic. Dacă a survenit intoxicația, accidentatul va fi scos

din încăpere și va fi culcat într-o cameră aerisită unde i se în-
lătură îmbrăcămintea din jurul toracelui și gâtului spre a-i ușu-
ra respirația. În caz că nu mai respiră, i se va face respirație
artificială, de preferință gură la gură.

În caz de electrocutare se întrerupe rapid curentul elec-
tric și se scoate cât mai repede accidentatul din zona respectivă;
în caz că nu se poate întrerupe curentul electric, nu se pune mi-
na direct pe accidentat, ci cu ajutorul unor obiecte de îmbrăcă-
minte uscate se apucă bolnavul și i se face respirație artificio-
asă. Bolnavul va fi apoi transportat la spital.

1. CENTRIFUGAREA

Prin centrifugare se înțelege operația de separare, datorită efectului forței centrifuge, a componentelor cu greutate specifică diferite dintr-o suspensie sau emulsie.

Aparatele cu ajutorul cărora se realizează centrifugarea se numesc centrifuge. În laboratoarele de biochimie se folosesc cel mai adesea centrifugele cu eprubete speciale, care se rotesc în jurul unui ax comun.

1.1. Unele aspecte teoretice ale centrifugării

Dacă o suspensie de particule se supune centrifugării în eprubetele introduse în rotorul fixat pe axul centrifugei, atunci particulele cu densitate, formă și mărime diferită sedimentează cu viteze variate.

Viteza de sedimentare a unei particule depinde de accelerația centrifugă (a_{cf}) care este direct proporțională cu viteza unghiulară de rotație a rotorului (ω , în rad./s.) și distanța particulei de axa rotorului (r , în cm) :

$$a_{cf} = \omega^2 r \quad (1.1)$$

Intrucât o singură rotație a rotorului reprezintă 2π radiani, viteza unghiulară a rotorului în rotații pe minut (U , rot./min.) se poate scrie astfel :

$$\omega = \frac{2\pi U}{60} ,$$

iar accelerația centrifugă va fi egală cu:

$$a_{cf} = \frac{4\pi^2 r U^2}{3600} \quad (1.2)$$

Valoarea accelerației centrifuge determinată cu ajutorul formulei (1.2) nu permite caracterizarea în mod comparabil și reproductibil a condițiilor de centrifugare, lucru deosebit de important atât pentru constructor cât mai ales pentru cercetătorul din laborator.

În prezent, accelerația centrifugă se exprimă ca multiplu al accelerației gravitaționale ($g = 980 \text{ cm/sec}^2$) și se numește accelerație centrifugă relativă (G), deci :

$$G = \frac{4\pi^2 r U^2}{3600 \cdot 980}$$

sau $G = 1,11 \cdot 10^{-5} \cdot r \cdot U^2 \quad (1.3)$

Condițiile esențiale ale centrifugării pot fi reproduse și la alte centrifuge, cu raza rotorului r diferită, dacă se indică G și timpul de centrifugare. Pe baza ecuației (1.3) V.P.Dole și G.G.Gotzias au alcătuit o nomogramă (fig.1.1), care exprimă dependența între G și U (viteza de rotație a rotorului în rot./min) și r (distanța în cm de la axa de rotație până la fundul sau mijlocul eprubetei, după cum centrifuga este cu eprubete mobile sau fixe)).




Fig.1.1. Nomogramă pentru calcularea numărului G

Pentru determinarea numărului G pe nomogramă se unește cu o linie dreaptă valoarea razei (r) și viteza de rotație. Punctul de intersecție al acestei drepte cu scara din mijloc dă valoarea

căutată a numărului G.Colcama stîngă a scării 3 corespunde părții din stînga a scării vitezei de rotație, cea dreaptă părții din dreapta.

Viteza de sedimentare a particulelor sferice depinde nu numai de accelerația centrifugă, dar și de densitatea și rana particulelor și de vîscozitatea lichidului de suspendare.

La separarea substanțelor dintr-un amestec neomogen este necesar să se ia în calcul și astfel de factori ca densitatea și vîscozitatea mediului.

Viteza de sedimentare a unei macromolecule sau particule se exprimă prin așa numitul coeficient de sedimentare (s) care se determină cu ajutorul relației :

$$s = -\frac{dx}{dt} \cdot \frac{1}{\omega^2 x}$$

unde x-distanța de la axa de rotație în cm, t-timpul în secunde, ω -viteza unghiulară în radiani/secundă. Ca unitate a coeficientului de sedimentare se consideră valoarea egală cu $1 \cdot 10^{-13} \frac{\text{cm}}{\text{sec} \cdot \text{dyn}} = 1 \cdot 10^{-13} \text{ sec}$. Această valoare se numește 1 unitate Svedberg, pentru care se folosește simbolul S. Coeficientul de sedimentare depinde de masa moleculară și forma particulei, reprezentînd o valoare caracteristică pentru molecula sau structura macromoleculară dată. De obicei coeficienții de sedimentare ai biopolimerilor se situează în limitele de la $s = 0,25 \cdot 10^{-13} \text{ sec}$. sau $s = 0,25S$ pînă la $s = 500 \cdot 10^{-13} \text{ sec}$. sau $s = 500 S$.

Viteza de sedimentare a unei substanțe depinde nu numai de proprietățile moleculelor ei, dar și de condițiile de efectuare a experienței : de densitatea, vîscozitatea și temperatura solventului. Pentru a se putea compara coeficienții de sedimentare ai diferitelor substanțe, se obișnuiește să se raporteze acești coeficienți la așa numitele condiții standard. Aceste condiții se îndeplinesc dacă centrifugarea se realizează în apă la 20°C . Coeficientul de sedimentare raportat la condițiile standard se desemnează prin $S_{20,w}$. Raportarea la condițiile standard transformă într-un grad însemnat coeficienții de sedimentare din valori variabile în constante caracteristice pentru specia dată de molecule. Însă mărimile constante reale se obțin atunci, cînd se elimină influența concentrației substanței dizolvate asupra vitezei de sedimentare. Aceasta

se realizează determinând coeficienții de sedimentare la concentrații diferite ale substanței, și pe calea extrapolării grafice se efectuează raportarea datelor obținute la diluția infinită (la concentrația zero). Valoarea obținută astfel se numește constantă de sedimentare S^0 , și este specifică unei molecule.

În domeniile biologiei centrifugarea se folosește în scop preparativ și analitic.

Centrifugarea preparativă constă în izolarea, separarea și purificarea materialului biologic pentru cercetările biochimice ulterioare. Cu ajutorul centrifugării preparative se pot separa organele celulare pentru studiul morfologiei, structurii și activității lor biologice. Această metodă se utilizează de asemenea în obținerea și purificarea unor biopolimeri ca acizii nucleici și proteinele.

Centrifugarea analitică are drept scop principal studiul proprietăților sedimentaționale ale macromoleculelor biologice și structurilor celulare. În acest caz sedimentarea macromoleculelor sau particulelor cercetate se realizează în centrifuge speciale cu o viteză de rotație de 30.000-70.000 rot./min. și cu G având valori pînă la 500000 g. Centrifugările la viteze mai mari de 30000 rot./min. se numesc ultracentrifugări.

Ultracentrifugarea analitică permite determinarea greutateilor moleculare ale macromoleculelor, verificarea omogenității preparatelor de acizi nucleici, proteine și virusuri precum și cercetarea schimbărilor conformaționale care au loc în macromolecule biologice.

1.2. Centrifugarea preparativă

1.2.1. Centrifugarea diferențială

Această metodă se bazează pe diferențele de sedimentare a particulelor cu dimensiuni și densitate diferite. Materialul de separat, de exemplu un omogenat tisular, se centrifughează aplicînd o creștere treptată a accelerației, centrifuge, care se alege astfel, încît în fiecare etapă pe fundul eprubetei să se depună o anumită fracțiune. La sfîrșitul fiecărui stadiu, sedimentul (precipitatul) se separă de lichidul supernatant (centrifugat) și se spală de cîteva ori în scopul obținerii unei fracțiuni cît mai pure posibil.

Centrifugarea diferențială sau fracționară este una din cele

mai răspândite metode de obținere a organitelor celulare din omogenatele tisulare.

Fracțiunile obținute cu ajutorul centrifugării diferențiale nu sînt absolut pure și pentru separarea lor ulterioară se folosește centrifugarea în gradient de densitate.

1.2.2. Centrifugarea în gradient de densitate

Pentru crearea gradientului de densitate a soluțiilor se utilizează sărurile metalelor grele, de exemplu clorura de cesiu (CsCl), de asemenea soluțiile de zaharoză, uneori cu pH determinat.

Există două variante ale centrifugării în gradient de densitate. În cazul gradientului treptat de densitate în eprubeta de centrifugă se introduc, cu ajutorul pipetelor, cîteva soluții a căror densitate scade succesiv. Apoi pe stratul superior al soluției cu densitatea cea mai mică, se agază proba de cercetat sub forma unui strat subțire. Prin centrifugarea eprubetei fiecare tip de macromolecule sau particule vor sedimenta de-a lungul gradientului de densitate cu o viteză caracteristică pentru ele (care este determinată în principal de masa particulelor) și vor forma zone distincte.

A doua variantă a acestei metode se bazează pe gradientul liniar de densitate. În majoritatea cazurilor pentru crearea gradientului liniar de densitate se utilizează un dispozitiv special. Acesta este alcătuit din două vase cilindrice, de același diametru, care comunică între ele la partea inferioară, prin intermediul unui tub de sticlă cu robinet. Unul din vase, (vasul de amestecare) este prevăzut cu agitator și are o conductă prin care soluția curge în eprubeta de centrifugă. Soluția cu densitatea maximă se introduce în vasul de amestecare, iar al doilea vas se umple cu soluția de densitate minimă. Înălțimea coloanei de soluție în cele două vase se stabilește în așa mod încît presiunea lor hidrostatică să fie identică. Soluția cu densitatea mai mare se scurge treptat din vasul de amestecare în eprubeta de centrifugă, această soluție fiind în același timp înlocuită cu un volum egal de soluție cu densitatea minimă care vine din al doilea vas. Omogenizarea soluției în vasul de amestecare este asigurată prin agitarea constantă a soluției cu ajutorul agitatorului. Pe măsura scurgerii soluției în

eprobeta de centrifugă densitatea ei scade și în eprubetă se creează astfel un gradient liniar de densitate.

Dacă în calitate de mediu, cu care se amestecă macromoleculele supuse centrifugării, se folosește o soluție 6M de CsCl (alegera este determinată de solubilitatea ridicată a CsCl și viscozitatea mică a soluțiilor ei concentrate), nu mai este necesar să se creeze în prealabil gradientul de densitate. În timpul centrifugării, însăși CsCl se va sedimenta (întrucât ionii de cesiu posedă o masă mare), învingând forța de difuzie. La echilibru, în eprubete se creează un gradient de densitate de CsCl stabil. Macromoleculele din amestecul cu soluția de CsCl se separă în zone diferite după densitatea lor, fiecare component fiind localizat în acea parte a eprubetei, unde densitatea lui este egală cu densitatea soluției de CsCl. Acest tip de centrifugare are o putere de rezoluție foarte mare și se folosește pentru separarea acizilor nucleici.

Poziția diferitelor zone în care se separă amestecul de macromolecule la terminarea centrifugării în gradient de densitate, se determină fie cu ajutorul metodei optice, fie analizând fracțiunile colectate prin sifonarea cu atenție a conținutului eprubetei sau prin orificiul ce se execută în fundul eprubetei.

1.3. Tipuri de centrifuge

În principiu, centrifugele se pot împărți în mai multe tipuri, ce se diferențiază între ele după particularitățile structurale, modal de funcționare, posibilitatea de folosire etc.

La lucrările cu preparate biologice au o largă utilizare centrifugele cu eprubete, care sînt de două tipuri: centrifuge cu eprubete mobile și centrifuge cu eprubete fixe (tip unghiular). La centrifugele cu eprubete mobile, eprubetele sînt suspendate de arborii centrifugei, de care se depărtează în timpul rotirii tînzînd să ia o poziție orizontală (fig. 1.2.). În cazul centrifugelor unghiulare eprubetele sînt așezate fix, oblic față de axa de rotație, de obicei sub un unghi de 20° - 35° (fig. 1.3)

După cum s-a subliniat în 1.1, viteza de sedimentare depinde de viteza de rotație. Centrifugele obisnuite de laborator dau o viteză maximă de 6000 rot./min. și 6000 g.

Pentru laboratoarele de biochimie sînt absolut necesare cen-




Fig.1.2. Centrifugă cu eprubete mobile




Fig.1.3. Centrifugă unghiulară

trifugele cu răcire, prevăzute cu un sistem de răcire pentru compensarea căldurii ce apare în urma frecării prin rotirea rotorului. La majoritatea acestor centrifuge serpentina de răcire este montată în carcasa de protecție a rotorului. Centrifugele cu răcire, numite încă supercentrifuge, pot atinge o viteză maximă de 25.000 rot./min. și o accelerație centrifugă relativă până la 99.000 g.

În afara centrifugelor descrise s-a reușit să se construiască centrifuge cu o turație de 30.000-75.000 rot./min. și cu o accelerație până la 510.000 g. Aceste centrifuge, numite ultracentrifuge sunt dotate

atit cu agregat de răcire cit și cu instalație de vid, pentru a evita încălzirea rotorului prin frecarea cu aerul.

1.3.1. Reguli fundamentale în exploatarea centrifugelor

Modul de punere în funcțiune a unei centrifuge este detaliat în prospectul ce însoțește acest aparat.

Pentru a asigura o bună și îndelungată funcționare a centrifugelor se impune respectarea următoarelor reguli fundamentale :

1. Perechile de eprubete împreună cu conținutul de centrifugat trebuie echilibrate exact. Echilibrarea se face cu lichidul care se centrifughează sau cu apă distilată. Lichidul se trece dintr-o eprubetă în alta cu o pipetă, pînă se obține echilibrul perfect. Eprubetele echilibrate cîte două se introduc în rotor în poziție simetrică. De obicei volumul probei are însemnătate pentru analiza ulterioară și centrifugatului nu poate fi diluat. În acest caz fiecare eprubetă cu amestecul de centrifugat se echilibrează față de o eprubetă cu apă. Foarte comode sînt centrifugele obișnuite, prevăzute cu teci metalice sau din material plastic, în care se introduc eprubetele, pentru echilibrare se adaugă cîteva picături de apă direct în tecile respective.

2. Se interzice punerea centrifugei în mișcare fără capac de protecție, sau scoaterea acestuia înainte de oprirea rotorului.

3. Centrifugele cu rotoare de schimb nu trebuie pornite niciodată fără rotorul montat fix pe antrenor. În caz contrar se în- doaie sau se rupe arborele elastic.

4. La punerea centrifugei în funcțiune trebuie să se respecte indicațiile din prospect, și să nu se depășească o viteză de rotație a rotorului mai mare decît cea prescrisă, chiar dacă dispozitivele de pornire ar permite aceasta.

5. După terminarea lucrului la centrifugă, se scoate ștekerul din priză și se curăță rotorul și carcasa de protecție a acestuia.

Bibliografie : 16,50

2.DIALIZA

Dializa este separarea unui amestec de substanțe pe calea difuziunii fracționate printr-o membrană, sub acțiunea unui gradient de concentrație. Crearea în soluție a unui gradient de concentrație a substanței dizolvate, se poate realiza de exemplu, prin turnarea cu atenție a apei distilate deasupra soluției apoase de proteină. În noua situație moleculele substanței dizolvate se vor deplasa din domeniul cu concentrația ridicată (stratul inferior) în domeniul cu concentrația minimă (stratul superior) până când se stabilește un echilibru pentru care aceste molecule se află în mod egal, deci dezordonat, răspândite în întreg sistemul. Migrarea moleculelor substanței dizolvate sub influența gradientului de concentrație se numește difuziune. În urma difuziunii orice moleculă a substanței dizolvate, după un timp cunoscut, se va mișca în direcția zonei cu concentrația minimă a celei substanțe.

Dializa, ca proces de difuziune, este descrisă de prima lege a lui Fick, conform căreia cantitatea de substanță dizolvată ds , difuzată în timpul de dializă dt prin aria membranei A perpendiculară pe sensul de răspândire a substanței, este proporțională cu gradientul de concentrație dc/dx în acea direcție :

$$\frac{ds}{dt} = -DA \frac{dc}{dx}$$

Constanta D se numește coeficient de difuziune. Coeficientul de difuziune se definește ca acea cantitate de substanță dizolvată ce difuzează într-o secundă printr-o suprafață de 1 cm^2 , când gradientul de concentrație este egal cu unitatea. Întrucât difuziunea are loc în direcția concentrației mai mici, înaintea părții drepte a ecuației de mai sus se pune semnul minus.

Membranele folosite pentru dializă pot fi confecționate din colodiu, celofan, nitroceluloză sau acetilceluloză etc. Porțile și tuburile de celofan constituie unul din materialele cele mai folosite pentru dializă.

Cel mai simplu dispozitiv de dializă este sacul de celofan, care se obține prin fixarea unei foițe de celofan de o eprubetă cu ajută sau cu inel de cauciuc (fig.2.1). Se umple sacul mult $2/3$ din



volumul sacului cu soluție și se introduce într-un vas mai mare cu apă, preferabil curgătoare, astfel ca nivelul soluției să se stabilizeze să fie cu câțiva milimetri deasupra nivelului apei. În prezent pentru dializa soluțiilor se folosesc tuburile de celofan, care adesea se leagă la ambele capete și se suspendă într-un vas cu apă.

Fig.2.1. Dispozitiv de dializare

În timpul dializei are loc migrarea apei din spațiul umplut cu apă pură, în spațiul conținând soluția de dializat, fenomen care poartă numele de osmoză. Ca urmare a acestui fenomen crește conținutul sacului sau tubului de celofan și se dezvoltă o presiune osmotică ridicată ce poate duce la spargerea tubului. Presiunea osmotică reprezintă forța necesară pentru a preveni mișcarea osmotică a apei.

Dacă sacul sau tubul de celofan nu se mișcă, dializa decurge încet. Viteza de dializă se poate mări mult prin agitare. De asemenea prin creșterea temperaturii dializa decurge mai repede, dar cu condiția ca moleculele substanței dizolvate să aibă o configurație stabilă.

Dializa se folosește în principal pentru îndepărtarea substanțelor micromoleculare, de exemplu săruri neutre, etanol din soluțiile de proteine sau alți compuși macromoleculari. Majoritatea membranelor biologice sînt nepermeabile pentru proteine, însă lasă să treacă liber apa și moleculele nefîncărcate ale substanțelor simple dizolvate.

Bibliografie : 4, 16

3. MĂSURAREA pH-ULUI

Apa pură disociază foarte slab punând în libertate ioni de hidrogen și ioni de hidroxil :



În această ecuație apa joacă rolul de acid, fiind capabilă să cedeze protoni. Însă, apa poate funcționa și ca substanță capabilă de a fixa protoni, adică ca bază, conform reacției :



Substanțele care pot avea comportare de acid și de bază, în funcție de partenerul cu care reacționează se numesc amfoliți.

Ionul de hidroniu H_3O^+ indică deci hidratarea protonului, care nu poate să existe liber în soluții apoase. Din motive de simplificare în scrierea curentă, protonul hidratat se redă tot în mod simplu, adică prin H^+ .

Aplicând legea acțiunii maselor echilibrului (3.1) se obține pentru constanta de echilibru K , relația (3.3) :

$$K = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{HOH}]} \quad (3.3)$$

Cum echilibrul (3.1) este puternic deplasat spre stînga, gradul de disociere fiind foarte mic, concentrația apei $[\text{HOH}]$ poate fi considerată practic constantă, iar expresia (3.3) se va scrie :

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K [\text{HOH}] = K_w \quad (3.4)$$

Constanta K_w se numește produsul ionic al apei sau constanta de autoprotoliză a apei. Pe cale experimentală se găsește, la temperatura de 22°C , pentru constanta de disociere a apei valoarea $K=1,8 \cdot 10^{-16}$.

Concentrația molară a apei este $[\text{H}_2\text{O}] = \frac{1000 \cdot d}{18,016} = 55,43$ moli. Înlocuind aceste valori în relația (3.4) se obține :

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}_2\text{O}] \cdot 1,8 \cdot 10^{-16} = 55,43 \cdot 1,8 \cdot 10^{-16} = 10^{-14} \quad (3.5)$$

Ultima relație arată că în apa pură concentrația ionilor H^+ este egală cu concentrația ionilor OH^- :

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_w} = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7} \text{ mol/l} \quad (3.6)$$

Din motive practice S. Sørensen în anul 1909, a propus să se

exprime concentrația ionilor H^+ în forma logaritmică, introducând noțiunea de exponent al ionului de hidrogen sau pH. În acest caz se poate scrie : $[H^+] = 10^{-pH}$, de unde se obține :

$$\lg[H^+] = -pH \cdot \lg 10 = -pH \text{ sau } pH = -\lg[H^+] \quad (3.7)$$

Deci pH-ul unei soluții este logaritmul negativ al concentrației ionilor de hidrogen (ionilor de hidroniu) din acea soluție.

În prezent, pH-ul se definește ca logaritmul negativ al activității ionilor de hidrogen :

$$pH = -\lg a_{H^+} = -\lg c_{H^+} \cdot f_{H^+} \quad (3.8)$$

Activitatea ionilor de hidrogen a_{H^+} se calculează înmulțind concentrația lor reală c_{H^+} în ioni-gram/l cu așa numitul coeficient de activitate f_{H^+} .

Coeficienții de activitate au în general, valori mai mici decât 1. În soluții diluate, valoarea acestui coeficient este apropiată de 1. În acest caz, activitățile ionilor sînt practic egale cu concentrațiile lor molare. De aceea ecuația (3.7) se utilizează mai frecvent.

În mod asemănător cu exponentul ionilor de hidrogen, se definește exponentul ionilor de hidroxil :

$$pOH = -\lg[OH^-] = -\lg a_{OH^-} \quad (3.9)$$

Deoarece în apa pură $pH = pOH = 7$, rezultă că pH-ul caracterizează neutralitatea. Soluțiile cu $pH < 7$ se numesc soluții acide, iar cele cu $pH > 7$, bazice. Soma pH-ului și pOH-ului este constantă :

$$pH + pOH = -\lg K_w = 14 \quad (3.10)$$

Deci rezultă că $pH = 14 - pOH$ sau $pOH = 14 - pH$

Reacțiile biochimice se petrec în soluții neutre, slab acide sau slab bazice. De valoarea pH-ului depind structura, unele proprietăți și activitatea macromoleculelor biologice, prin urmare funcțiile celulelor vii și comportarea organismelor. De aceea cunoașterea pH-ului este de o deosebită importanță în biochimie și biologie.

Determinarea pH-ului se face astăzi aproape exclusiv prin metode potențimetrice.

Metodele potențimetrice se bazează pe măsurarea tensiunii electromotoare a unei celule electrochimice compusă dintr-un electrod de măsură (electrod indicator al concentrației ionilor

de hidrogen) și un electrod de referință ce se introduce în soluția cu pH-ul necunoscut.

Potențialul electrodului indicator este o funcție determinată de pH-ul soluției cercetate, iar potențialul electrodului de referință este constant.

Electrodul standard pentru toate măsurările de pH este electrodul de hidrogen. Acest electrod se compune dintr-o plăcuță sau sferă de platină acoperită cu negru de platină, cufundată parțial într-o soluție cu activitatea ionilor de hidrogen egală cu unitatea, prin care se trece hidrogen gazos la presiunea de 1 atmosferă. Prin convenție, potențialul electrodului de hidrogen este considerat egal cu zero la orice temperatură și în orice mediu și constituie etalonul primar la determinarea potențialelor celorlalți electrozi.


Datorită unei serii de greutăți de ordin tehnic utilizarea electrodului de hidrogen chiar în calitate de standard este limitată, iar în măsurările de pH apar inconveniente încă mai mari din cauza reacțiilor chimice dintre hidrogenul gazos și componenții soluției de cercetat. Ca urmare, în măsurările curente de pH electrodul de hidrogen este înlocuit cu alți electrozi indicatori ai activității ionilor de hidrogen, ca de exemplu electrodul de sticlă, electrodul de chinhidronă, electrodul de antimoniu. Dintre aceștia, electrodul de sticlă este cel mai utilizat. Electrodul de sticlă este alcătuit dintr-un vas tubular de sticlă ce prezintă la unul din capete o membrană, de obicei sferică, de sticlă cu o compoziție specială. În interiorul vasului tubular se află un electrod de referință intern, introdus într-o soluție tampon cu un pH constant.

Ca electrozi de referință sînt utilizați electrodul de calomel, electrodul de argint-clorură de argint și în ultimul timp electrodul de amalgam de taliiu-clorură de taliiu (I). Electrodul de calomel are răspîndirea cea mai mare. Electrodul de calomel este format din mercur și calomel (Hg_2Cl_2) în soluție de clorură de potasiu.

O proprietate deosebită a electrozilor de referință este mică lor tendință de polarizare, ceea ce face ca potențialul acestor electrozi să fie foarte stabil și reproductibil.

De obicei, măsurarea potențiometrică a pH-ului constă în de-

determinarea tensiunii electromotoare a celulelor electrochimice de următorul tip general :



Curenții foarte slabi care străbat astfel de celule pot fi înregistrați de instrumente care posedă o rezistență mare, deci consumă un curent nesemnificativ în sistem, o putere mare a curentului ar cauza schimbări în concentrația ionilor, prin urmare și a pH-ului. În scopul amplificării tensiunii electromotoare au fost construite numeroase tipuri de aparate cu tuburi electronice numite pH-metre.

În general, astăzi se utilizează pe o scară mare pH-metrele cu deviație sau cu citire directă, care permit determinarea directă a forței electromotoare și deci a pH-ului, prin citirea deviațiilor indicatorului unui instrument de măsură etalonat în prealabil în unități de pH sau în milivolți.

În prezent există numeroase tipuri de pH-metre care prezintă perfecționări remarcabile având drept scop creșterea preciziei și gradului de reproductibilitate a măsurărilor de pH în cele mai diferite situații din laborator sau din uzină. În laboratoarele din țara noastră sînt folosite pH-metrele MV 84 fabricate de firma Gammann-Grannert din R.D.G., pH-metrele daneze Radiometer etc.

Instalarea, punerea în funcțiune, modul de funcționare și de utilizare a pH-metrelor se efectuează, după indicațiile din prospectul aparatelor respective. De aceea nu se va descrie amănunțit modul de lucru cu pH-metrele, ci se vor indica numai unele considerente de care trebuie să se țină seama la etalonarea pH-metrului și măsurarea pH-ului :

-Ansamblul pH-metrului (aparatul propriu zis) și sistemul de electrozi, să se afle la aceeași temperatură, care se recomandă să fie temperatura camerei ;

-Se recomandă ca soluțiile tampon etalon utilizate la etalonarea pH-metrului și soluțiile de măsurat să fie păstrate la aceeași temperatură.

-Tăria ionică și pH-ul soluțiilor tampon etalon trebuie să fie cât mai apropiate de tăria ionică și de pH-ul soluțiilor de măsurat cît și de al soluției tampon din interiorul electrodului de sticlă.




Fig.3.1.Vedere generală a pH-metrului MV 84 și pH-METER 26

-Înainte de introducerea electrozilor în soluția tampon, etalon sau în soluția de măsurat, ei se spală cu apă distilată și se usucă apoi cu hirtie de filtru.

-Manipularea electrozilor, se va face cu atenție, evitându-se atingerea membranei sferice a electrodului de sticlă de fundul și pereții vasului cu soluție.

Bibliografie : 9,26,27

4. FOTOCOLORIMETRIA SI SPECTROFOTOMETRIA

4.1. Principii teoretice

În starea energetică fundamentală electronii în atomi ca și în molecule ocupă cele mai joase nivele de energie. Prin excitație, electronul trece pe un nivel energetic superior. Trecerea electronului de pe un nivel energetic pe altul este asociată cu absorbția sau emisia unei anumite cantități de energie radiantă (cuantă sau foton). În primul caz se obține spectrul de absorbție, iar în al doilea caz, spectrul de emisie al atomului sau moleculei ce a interacționat cu energia radiantă incidentă.

Variația de energie provocată de absorbția sau de emisia de radiații electromagnetice se exprimă prin relația :

$$E = E_1 - E_2 = h\nu, \quad (4.1)$$

unde E -energia absorbită sau emisă de sistem (atom sau moleculă), E_1 -energia inițială a electronului, E_2 -energia finală a electronului, h -constanta lui Planck, egală cu $6,63 \cdot 10^{-34}$ joule.s, ν -frecvența de oscilație în herți. Radiațiile electromagnetice pot fi caracterizate fie prin lungimea de undă corespunzătoare, fie prin frecvența ν egală cu numărul de vibrații în unitatea de timp, fie prin numărul de undă $\bar{\nu}$, egal cu numărul lungimilor de undă în unitatea de lungime. Toate aceste trei caracteristici se corelează prin relația :

$$\frac{1}{\lambda} = \bar{\nu} = \frac{\nu}{c} \quad (4.2)$$

În care, λ = lungimea de undă a radiației, c -viteza de propagare a luminii, egală cu $3 \cdot 10^8$ m/s și $\bar{\nu}$ -numărul de undă, cm^{-1} .

Lungimea de undă, de obicei se măsoară în centimetri (cm), nanometri (nm) sau angströmi (Å) : $1\text{Å} = 10^{-1}\text{nm} = 10^{-7}\text{mm} = 10^{-8}\text{cm} = 10^{-10}\text{m}$

Spectrul reprezintă dependența între cantitatea de energie absorbită sau emisă de sistem și lungimea de undă.

O radiație compusă dintr-o singură lungime de undă se numește monocromatică. Marea majoritate a radiațiilor electromagnetice sînt însă complexe, conținînd un număr de radiații monocromatice, care au lungimi de undă cuprinse într-un interval foarte vast.

Substanțele interacționează cu radiațiile electromagnetice într-un diapazon larg de lungimi de undă și de aceea spectrale lor se împart în mai multe domenii spectrale (Tabelul 4.1).

DOMENII SPECTRALE

Tabelul 4.1

Lungimea de undă cm nm	Denumirea domeniilor spectrale	Culoarea domeniului vizibil		
		Domeniul cromatic (nm)	Culoarea	Alte combinații
10^{-6} - 10^{-1}	Ultraviolet îndepărtat	400 - 450	violet	galben-verde
10^{-5} - 10^{-2}		450 - 480	albastru	galben
	Ultraviolet	480 - 490	albastru-verde	oranj
10^{-4} - 10^{-3}	Vizibil	490 - 500	verde-albastru	roșu
	Infraroșu apropiat	500 - 560	verde	purpur
10^{-3} - 10^{-4}	Infraroșu	560 - 575	verde-galben	violet
	Infraroșu îndepărtat	575 - 590	galben	albastru
10^{-2} - 10^{-5}		590 - 625	oranj	albastru-violet
10^{-1} - 10^{-6}	Microonde	625 - 750	roșu	verde-albastru

Unele tipuri de spectre se obțin relativ ușor și metodele corespunzătoare se folosesc curent în laboratorul de biochimie. Astfel, asemenea metode sînt spectrofotometria în vizibil și ultraviolet. Alături de aceste metode optice, în studiul detaliat al biomacromoleculelor și structurilor subcelulare am găsit o largă utilizare spectrofotometria în infraroșu, analiza prin fluorescență și chemiluminiscență, rezonanța electronică de spin și rezonanța magnetică nucleară, spectrometria de masă etc.

4.2. Interacțiunea luminii cu substanța

Dacă un fascicul de lumină trece printr-un strat de substanță omogen și de aceeași grosime, intensitatea fluxului luminos alăbește. Raportul dintre intensitatea luminii care a trecut prin soluție I_t și intensitatea luminii incidente I_0 se numește transmisie sau transmitanță și se notează cu T . Transmitanța se exprimă de obicei în procente și se modifică de la 0 pînă la 100 %:

$$T (\%) = \frac{I_t}{I_0} \cdot 100 \quad (4.3)$$

Logaritmul măririi inverse transmitanței poartă numele de extincție E sau absorbantă A :

$$E = A = \lg \frac{I_0}{I_t} = \frac{I_0}{I_t} \quad (4.4)$$

Nu se recomandă folosirea termenului incorect de "densitate optică".

Intensitatea luminii care a trecut prin substanță se modifică conform legii Bouguer-Lambert -Beer :

$$I_t = I_0 \cdot 10^{-\xi c l} \quad (4.5)$$

unde ξ -coeficientul molar de extincție, c-concentrația exprimată în moli/litru și l-lungimea/drumului străbătut de lumină prin soluție sau grosimea stratului de soluție, în cm.

Combinând relațiile (4.4) și (4.5) obținem :

$$E = \xi c l \quad (4.6)$$

Deci extincția unei soluții este proporțională cu concentrația substanței și grosimea stratului soluției absorbante. Din (4.6) avem :

$$\xi = \frac{E}{c \cdot l} \quad (4.7)$$

adică coeficientul molar de extincție ξ reprezintă extincția unei soluții având concentrația de 1 mol/litru (M), citită într-o cuvă de 1 cm (drumul razei de lumină prin soluție este de 1 cm). Dacă masa moleculară a unei substanțe nu se cunoaște, se folosește coeficientul $\xi_{1\text{cm}}^{1\%}$ care corespunde absorbției luminii de către un strat de 1 cm a unei soluții conținând 1 % din substanța analizată. Adesea este mai practic să se utilizeze coeficientul molar de extincție (ξ_{mM}) sau coeficientul micromolar de extincție ($\xi_{\mu\text{M}}$).

Coeficientul molar de extincție reprezintă o constantă importantă a substanței absorbante. Cunoșcându-se ξ și măsurându-se extincția unei soluții într-o cuvă cu grosimea dată, la o lungime de undă corespunzătoare, se poate găsi concentrația substanței respective în soluție.

Coeficientul molar de extincție variază în funcție de lungimea de undă. Graficul dependenței între ξ (sau E) și lungimea de undă se numește curbă spectrală de absorbție sau, mai puțin exact, spectrul de absorbție al substanței respective. În curbele spectrale se pot distinge benzi sau maxime de absorbție care se caracte-

rixează printr-o intensitate determinată a absorbției și o anumită lungime de undă. În analizele cantitative este avantajos ca banda de absorbție să fie cât mai îngustă și cât mai mare.

În practică mai întâi se trasează spectrul de absorbție al substanței, după care se aleg benzile de absorbție adecvate pentru efectuarea analizei. Apoi se pregătesc o serie de soluții standard cu diferite concentrații ale substanței și se construiește graficul dependenței absorbției lor la anumite lungimi de undă. Pe curbele etalon se poate calcula concentrația substanței în soluția de cercetat. Trasearea curbelor etalon, de asemenea, permite să se verifice condițiile legii Bouguer-Lambert-Beer pentru substanța respectivă. Această lege nu se aplică pentru toate sistemele. Între cauzele abaterilor de la legea Bouguer-Lambert-Beer se numără: ionizarea probei sub acțiunea luminii absorbite, polimerizarea la concentrații mari ale substanței, prezența electrolitilor străini, schimbarea pH-ului în soluția substanței de determinat, lipsa caracterului monocromatic al radiației etc.

Legea Bouguer-Lambert-Beer se află la baza unor metode larg folosite în analiza cantitativă: fotocolorimetria și spectrofotometria.

4.3. Fotocolorimetria

Mulți compuși chimici, care absorb alab în domeniul vizibil, pot reacționa cu alte substanțe dând produși colorați, a căror cantitate se corelează cu concentrația compusului cercetat. Asemnarea reacției de culoare se folosește pentru determinarea substanțelor respective cu ajutorul fotocolorimetriei. Această metodă de analiză se bazează pe măsurarea intensității radiației luminoase care a trecut printr-o soluție colorată. În fotocolorimetrie totdeauna se utilizează ca sursă de energie luminoasă "lumina albă", deci radiațiile din spectrul vizibil fără prealabila separare monocromatică.

4.3.1. Aparate folosite în analiza fotocolorimetrică

Aparatele pentru aprecierea gradului de alăbire a intensității fasciculului luminos care a traversat soluția colorată se numesc colorimetre. După sensibilitatea receptorului de lumină, se disting colorimetre cu recepție vizuală și colorimetre cu celulă

fotoelectrică sau fotocolorimetre. Colorimetrele vizuale se folosesc din ce în ce mai puțin și de aceea nu le vom descrie, schema și modul de funcționare ale acestora găsindu-se în diferite manuale de lucrări practice.

Toate fotoelectrocolorimetrele funcționează în general pe aceleași principii: fluxul luminos care a străbătut soluția colorată, iluminează stratul sensibil al unei celule fotoelectrice, care transformă energia luminoasă în energie electrică. Fotocurentul care ia naștere se măsoară cu un galvanometru de sensibilitate mare. În cazul unor fotoelectrocolorimetre, scala galvanometrului este etalonată în unități de extincție și transmitanță.

Celula fotoelectrică (fotoelement) reprezintă dispozitivul în care energia luminoasă este convertită în energie electrică. Funcționarea fotoelementului se sprijină pe efectul fotoelectric, care constă în emiterea electronilor din atomii substanței sub influența luminii. Între intensitatea radiației luminoase și curentul fotoelectric dezvoltat de fotoelement există o proporționalitate directă.

Pe lângă folosirea celulelor fotoelectrice, sensibilitatea fotoelectrocolorimetrelor poate fi mărită prin măsurarea intensității colorației soluțiilor în domenii limitate ale spectrului cu ajutorul filtrelor de lumină. Filtrele de lumină sînt medii care au o transmisie ridicată pentru un domeniu limitat al spectrului. Cele mai răspîndite sînt filtrele de sticlă colorată. La alegerea filtrului corespunzător trebuie să se asigure complementaritatea culorii acestuia cu culoarea soluției de cercetat (Tabelul 4.1).

Dintre fotoelectrocolorimetrele mai des întîlnite în laboratoarele din țara noastră se numără fotocolorimetrul Lange, colorimetrul fotoelectric FEK-M etc.

4.3.1.1. Colorimetrul fotoelectric Lange model UK-VIII (fig. 4.1). Poate fi reprezentat schematic ca în fig. 4.2. Cele două fascicule de lumină emise de sursa luminoasă 1 (un bec de 6v/15w, alimentat de la rețeaua electrică de 220 v) devin paralele prin intermediul lentilelor 2 și 3. Între sursa luminoasă și lentile se fixează cu suporturi filtre optice 14 și 15. Fasciculele de raze paralele străbat cuvele 4 și 5 și cad pe cele două fotoelemente 6 și 7, cuplate în opoziție (polul pozitiv al primului fotoelement este co-




Fig. 4.1. Aspectul exterior al colorimetrului fotoelectric Lange model UK VIII




Fig. 4.2. Schema colorimetrului fotoelectric Lange model UK VIII

nectat cu polul negativ al celui alt fotoelement). Rezistențele variabile 9 și 10 facilitează ajungerea curenților formați la galvanometrul 11, utilizat ca instrument de nul. Curentul electric înregistrat de galvanometru este o mărime a intensității luminii care a traversat soluția colorată. Cadranul galvanometrului indică extincția (în roșu) și transmisia procentuală (în negru). Pentru compensarea asimetriei dintre cele două celule fotoelectrice, în drumul razelor ce străbat cuvele 4 și 5 se află diafragmele reglabile 16 și respectiv 17. Aparatul mai este echipat cu placa opacă 8, prevăzută cu buton de comandă și folosită pentru mascarea celulei 7.

Înainte de începerea măsurărilor, aparatură se pune la punct, efectuându-se următoarele operații :

1. Se controlează poziția de zero a acului galvanometrului (în caz contrar se aduce la zero cu ajutorul unei gurubelnițe).
2. Se fixează între lampa 1 și cele două lentile 2 și 3, filtrele de culoare complementară culorii soluției de cercetat.
3. Cuvele cu solvent sau cu lichid de compensație se introduc în locurile lor.
4. Cele două potențiometre 9 și 10 se aduc în poziția 2,5.

5. Se aprinde lampa 1, cu ajutorul întrerupătorului de pe partea laterală stângă.

6. După 15 minute de la aprinderea lămpii, se eliberează acul galvanometrului, acționând asupra întrerupătorului de pe partea laterală dreaptă a aparatului. Se aduce acul galvanometrului la zero, reglând deschiderea diafragmei 16, eventual 17.

7. Se acoperă fotocelula 7 cu placa 8, prin rotirea butonului de comandă al plăcii, și cu ajutorul potențioanelor 9 (Grob) și 10 (Fein) se aduce acul galvanometrului la diviziunea 100. La descoperirea fotocelulei 7, acul galvanometrului trebuie să revină la zero. În caz contrar, se repetă operațiile de punere la punct a aparatului și apoi se încep determinările.

Colorimetrarea probelor se execută în modul următor :

1. Se blochează acul galvanometrului, schimbând întrerupătorul corespunzător în poziția "Anse galvanom".

2. În cuva din dreapta (5) se înlocuiește lichidul de compensație cu soluție de analizat.

3. Se deblochează acul galvanometrului. Prin introducerea probei de analizat în cuva 5, intensitatea fluxului luminos, ce cade pe fotocelula 7, scade datorită absorbției produse de soluția colorată. Acul galvanometrului va devia proporțional cu intensitatea culorii, respectiv cu concentrația soluției de analizat. Pe scala superioară (roșie) a galvanometrului se citește extincția E, indicată de ac.

4.3.1.2. Fotoelectrocolorimetrul PEK-56M-U4.1

Acesta funcționează după principiul compensației optice a două fascicule luminoase, cu ajutorul unei diafragme variabile. Schema de principiu a aparatului este redată în fig. 4.3.

Lumina de la lampa cu incandescență 1, trecând prin filtrul luminos 2, este împărțită de prisma 3 în două fascicule: drept și stâng. Intrucît sursa de lumină se află în focarul lentilelor 5, fasciculele luminoase, reflectate de oglinzile 4, devin paralele. Mai departe, fasciculele paralele trec prin ouvelă 6 și ajung pe lentilele 8, în focarul cărora sînt instalate sticlele mate 11, iar, după ele fotoelementele 9, legate într-o schemă diferențială.

În calea fasciculului luminos drept pot fi introduse succesiv una sau alta din cele două cuve (cu soluție de cercetat și cu

solvent).

Dacă nu se reușește să se stabilească sensibilitatea necesară a aparatului sau se observă deviații însemnate ale acului microampermetrului, atunci în drumul fasciculelor luminoase se introduc absorbânții 12.

Diafragma variabilă 10, amplasată în calea fasciculului luminos drept, prin intermediul tamburului gradat de care este legată, permite reglarea intensității luminii ce cade pe fotoelementul drept.

Diafragma glisantă 7, așezată în calea fasciculului stâng, servește pentru alăbirea intensității fluxului luminos ce cade pe fotoelementul stâng.

Tamburul gradat din partea dreaptă a aparatului este pentru măsurare, iar cel din stînga pentru compensare.




Fig. 4.3. Schema optică a fotoelectrocolorimetrului FEK-56M-U4.1

Principiul măsurării constă în orientarea succesivă a fasciculelor luminoase inițiale și a celui ce a trecut prin soluția de cercetat asupra fotoelementelor.

Pregătirea aparatului pentru lucru. Aspectul exterior al aparatului este prezentat în fig. 4.4.

Alimentarea aparatului se realizează de la rețeaua de curent alternativ de 220 v, prin intermediul unui bloc de alimentare, cuprinzând un stabilizator, un redresor și o bobină de șoc, ceea ce




Fig. 4. Aspectul exterior al fotoelectrocolorimetrului
FPK-36M-U4.1

asigură constanța încălzirii lămpii de iluminare.

1. Se racordează blocul de alimentare la aparat cu ajutorul unei fițe speciale.
2. Se conectează blocul de alimentare la rețeaua de curent alternativ.
3. Întrerupătorul tensiunii de rețea al blocului de alimentare se deplasează spre indexul "Vkluceno", când trebuie să se aprindă sursa luminoasă. După 15 minute se pot începe măsurările la aparat.
4. Deplasând tija 3 spre dreapta se acoperă fasciculele luminoase cu ecranul de protecție a fotoelementelor.
5. Se observă acul microampermetrului. Dacă acul este deplasat de la zero, se aduce la această poziție prin rotirea butonului 15.
6. Se schimbă tija 3 spre stînga, pe poziția "otkrito" (deschis), îndepărtînd astfel ecranul din drumul fasciculelor de lumină.

7. Rotind tamburul 16 se introduce în drumul fasciculelor luminoase filtrul optic, care va fi folosit la analiza soluției de cercetat.

Tehnica determinărilor fotocolorimetrice cuprinde următoarele operații :

1. Se iau trei cuve de mărimi identice. În două din ele se toarnă solvențul sau lichidul de compensație, iar în a treia soluția

de cercetat.

2. In calea fasciculelor luminoase din stanga si din dreapta se așază cuvele cu solvent sau lichid de compensație.

3. Tamburul 5 din partea dreaptă a aparatului se fixează la diviziunea 1 pe scala transmisiei (scala neagră) și se mărește sensibilitatea microampermetrului, cu ajutorul butonului 14, pînă acul acestuia deviază cu 1-3 diviziuni. Măsurările se efectuează la această sensibilitate a aparatului.

4. Se stabilesc tamburele din dreapta și din stînga la diviziunea zero pe scala roșie a extincției.

5. Cu ajutorul manetei 4 se introduce în drumul fluxului luminos din dreapta cuva cu soluția de cercetat. Rotind tamburul 11 din stînga aparatului, se aduce acul microampermetrului la zero. Dacă nu se reîntoarce aceasta, atunci se montează în calea fascicului luminos din dreapta absorbentul, menționat la descrierea schemei de principiu a aparatului și se încearcă din nou stabilirea acului la zero.

6. Prin rotirea manetei 4 se readuce în calea fluxului luminos cuva cu solvent (lichid de compensație). Acul microampermetrului deviază de la poziția de zero.

7. Se rotește tamburul de măsurare 5 din dreapta pînă acul microampermetrului revine la zero.

8. Valoarea extincției soluției de cercetat se citește pe scala roșie a tamburului de măsurare din dreapta.

Observații

1. Părțile componente ale sistemului optic trebuie ferite de praf și contactul cu soluțiile de analizat.

2. Cuvele se folosesc numai în stare uscată și curățenie perfectă. În manipularea cuvelor se interzice atingerea cu mîna a fețelor pe care cade fluxul luminos.

4.3.2. Calcularea concentrației soluțiilor

Dacă soluțiile se supun legii fundamentale a fotoabsorbției și există aparate cu ajutorul cărora să măsurăm slăbirea intensității fluxului luminos, după trecerea prin soluția colorată, determinîndu-se valoarea extincției (E) sau transmisiei (T), se poate calcula concentrația soluției, folosindu-se următoarele metode :

1). În condiții standard se efectuează reacția de culoare pentru o serie de soluții etalon cu concentrații diferite, dar cunoscute, ale substanței cercetate, și se măsoară E sau T. Apoi se construiește așa numita curbă de etalonare în coordonatele E(T)-concentrație.

În cazul în care se respectă legea Bouguer-Lambert-Beer, punctele se situează pe o dreaptă. Curbă etalon se consideră reușită atunci când 3-5 puncte se plasează pe dreapta respectivă.

Când trebuie să se determine concentrația unei substanțe, se realizează reacția de culoare, se măsoară extincția soluției de cercetat și pe curba etalon se află concentrația necunoscută.

2). Se măsoară E(T) a unei soluții etalon, care conține o cantitate cunoscută de substanță și E(F) a soluției de concentrație necunoscută. Folosind proporționalitatea directă între extincție și concentrație, se calculează concentrația necunoscută după formula:

$$C_x = C_{et} \cdot \frac{E_x}{E_{et}}$$

în care :

C_x = concentrația necunoscută a soluției de analizat;

C_{et} = concentrația soluției etalon;

E_x = extincția soluției de analizat;

E_{et} = extincția soluției etalon.

4.4. Spectrofotometria

Metodele de analiză fotocolorimetrice și spectrofotometrice se bazează pe aceeași lege generală a fotoabsorbției. Însă în spectrofotometrie, spre deosebire de fotocolorimetrie, se folosește totdeauna radiații monocromatice de energie luminoasă, care pot proveni de la diferite surse de lumină. Aceasta dă posibilitatea ca în afară de domeniul vizibil (400-750 nm) să se lucreze, de asemenea, în domeniile ultraviolet (200-400 nm) și infraroșu apropiat (750-1500 nm), ceea ce lărgesc aria de utilizare a metodei spectrofotometrice.

Între avantajele metodei spectrofotometrice se numără :

- metoda spectrofotometrică permite să se lucreze cu soluții

"incolor" pentru ochi și soluții colorate în galben-pal ;

-metoda spectrofotometrică oferă posibilitatea ca determinările să se facă la lungimile de undă corespunzătoare maximelor curbelor de fotoabsorbție, ceea ce mărește considerabil sensibilitatea reacției chimice folosite, implicit exactitatea analizei în cazul concentrațiilor mici de substanțe.

4.4.1. Aparatura folosită în spectrofotometrie

Aparatele folosite în spectrofotometrie poartă denumirea de spectrofotometre. Cu ajutorul lor se poate măsura extincția în funcție de lungimea de undă sau la o lungime de undă dată.

Spectrofotometrele pot fi clasificate după mai multe criterii:

- domeniul din spectru (ultraviolet =UV, vizibil = V, infraroșu =IR)pentru care sînt destinate ;
- modul de aflare a rezultatelor măsurătorilor (spectrofotometrie manuală sau cu înregistrare automată) ;
- particularități constructive(spectrofotometrie cu monofascicul sau cu dublu fascicul) etc.

În cele ce urmează ne vom opri asupra a două aparate frecvent utilizate în laboratoarele de biochimie : spectrofotometrul Spekol și spectrofotometrul VSU 2-P.

4.4.1.1. Spectrofotometrul Spekol este un aparat cu monofascicul, pentru domeniul vizibil. Schema de principiu a acestui aparat este dată în fig.4.5.




Fig.4.5.Schema optică a spectrofotometrului Spekol

Fasciculul luminos emis de sursa de radiație 1 ajunge prin intermediul lentilei condensatoare 2 la oglinda 3 care reflectă total radiațiile către fanta de intrare în aparat 4. Sistemul optic 5 transformă radiațiile luminoase în raze paralele și le orientează spre monocromatorul cu rețea de difracție 6, a cărui poziție poate fi modificată cu ajutorul tamburului 16, gradat în nm. Tamburul 16 permite selecția radiației cu lungimea de

la care soluția de cercetat prezintă maximum de absorbție.

De la monocromatorul 6, fasciculul luminos este focalizat de lentila 7, către fanta de ieșire 3, apoi prin intermediul lentilei 9 este condus succesiv prin cava cu soluție de referință (solvent) 10 și cava cu soluție de cercetat 11. Radiația care a străbătut soluția este dirijată prin intermediul obturatorului 12 către fotosensibilul 13, capabil să transforme energia radiantă în energie electrică. Aceasta, fiind amplificată de amplificatorul tranzistorizat 14, se poate citi la instrumentul de măsură 15, etalonat în extincție și transmisie procentuală.

Pentru atenuarea fluctuațiilor de tensiune ale rețelei electrice, aparatul este prevăzut cu un stabilizator de tensiune care alimentează atât sursa de iluminare cât și amplificatorul.

Modul de lucru la spectrofotometrul Spekol se poate rezuma astfel :

1. Se introduce în priză fișa stabilizatorului de tensiune și se comută întrerupătorul stabilizatorului pe poziția deschis (I) când se aprinde lampa sursei de lumină. Se lasă aparatul să se încălzească 10-15 minute.

2. Pe tamburul lungimilor de undă 16, se fixează lungimea de undă indicată în metoda folosită pentru determinare.

3. Clapa obturatorului de lumină 12 trebuie să fie orientată pe poziția 0 (închis).

4. În suportul pentru cuve se agază cava cu soluția de referință (solvent) și cava cu soluție de analizat. Se introduce cava cu soluția de referință în drumul fasciculului luminos.

5. Acul indicator al instrumentului de măsură se corectează la zero pe scala transmisiei (cea de jos), cu ajutorul butonului care are în dreptul său indicația 0 (din dreapta sus).

6. Se deschide obturatorul 12, trecând clapa pe poziția I. Acul indicator al instrumentului de măsură se aduce la valoarea 100, prin rotirea butonului care are în dreptul său indicația 100 (din dreapta, jos).

7. Se închide clapa obturatorului (poziția 0). Prin deplasarea suportului pentru cuve se scoate cava cu soluția de referință și se introduce cava cu soluția de studiat în calea fluxului luminos.

8. Se deschide clapa obturatorului în poziția I. Se citește extincția probei de cercetat pe scala superioară a instrumentului

de măsură. După efectuarea citirii se trece clapa obturatorului pe poziția 0 (închis) pentru a evita uzarea fotocelulei.

4.4.1.2. Spectrofotometrul VSU-2-P, produs de firma "Carl Zeiss", Jena, RDG este un aparat cu monofascicul, care servește pentru măsurători în domeniul ultraviolet (cînd se utilizează o lampă cu deuteriu), vizibil și infraroșu apropiat (prin folosirea unei lămpi cu filament de wolfram).

Principiul de măsurare în cazul spectrofotometrului VSU 2-P se bazează pe compensarea potențiometrică a fotocurentului. Schema optică a acestui spectrofotometru poate fi reprezentată ca în fig. 4.6.




Fig.4.6.Schema optică a spectrofotometrului VSU 2-P

Lumina de la o sursă luminoasă cu spectru continuu (lampa cu incandescentă, 45 sau lampa cu deuteriu, 47) este dirijată, prin intermediul unui sistem de oglinzi, într-un monocromator cu prismă. Fasciculul luminos divergent trece prin fanta de intrare a mo-

nocromatorului și cade pe oglinda concavă 54, care îl transformă într-un fascicul paralel. Acesta cade pe prisma de dispersie 53, care-l descompune spectral. După reflexia pe oglinda Littrow 52 radiația descompusă spectral traversează a doua oară prisma. Oglinda concavă 54 concentrează razele ieșite din prismă în planul ei focal unde se află și fanta de ieșire a monocromatorului. Pentru o lățime spectrală dată a fasciculului se obține maximum de luminositate dacă cele două fante, de intrare și de ieșire, au deschideri egale. Fanta de intrare și cea de ieșire sunt dispuse alături, reglarea deschiderii lor este cuplată și se realizează prin roze-
ta 1 (fig.4.7), pe care se poate citi direct această deschidere. Numai radiațiile de o anumită frecvență sunt focalizate exact pe fanta de ieșire și pot părăsi monocromatorul. Celelalte radiații, cu alte frecvențe, se focalizează în stînga sau în dreapta acestei fante și sunt reținute. Prin mișcarea oglinzii Littrow, în jurul unei axe paralele cu muchia refrigerentă a prismai, defilează pe rînd pe fanta de ieșire diferitele frecvențe din domeniul ales. Mișcarea oglinzii Littrow se face cu ajutorul unui șurub micrometric 38 (fig.4.7), care permite stabilirea lungimii de undă pentru o anumită determinare. Lungimile de undă se pot citi pe scala gradată de pe fereastra de proiecție 7 (fig.4.7).




Fig.4.7. Aspectul exterior al spectrofotometrului VSU 2-P

În continuare, radiația monocromatică, ce părăsește monocromatorul prin fanta de ieșire, este transformată de lentila 57 într-un fascicul paralel, care apoi trece pe rând prin cuva cu dizolvant și cuva conținând soluția de analizat. Radiațiile care părăsesc cuva sînt concentrate cu ajutorul lentilei 62 pe celula fotoelectrică 59. Fotocurentul care ia naștere se măsoară, prin compensare potențiometrică, cu ajutorul unui galvanometru cu oglindă care are în circuit cuplat un amplificator electronic.

Modul de lucru la spectrofotometrul VSU 2-P

Punerea în funcțiune

1. Comutatorul pentru domeniile de măsurare "Messbereich" 36 (fig.4.7) și rozeta 1 a fantei S se fixează la zero.

2. Se conectează la rețeaua de curent alternativ (220) figa stabilizatorului care furnizează tensiunea necesară pentru alimentarea sursei de lumină și funcționării dispozitivelor de măsură. Se trece întrerupătorul de la rețea, 74 pe poziția I. Aprinderea lămpii de control 75 arată existența tensiunii de alimentare. Se recomandă să se lase instalația aprinsă 15 minute pentru stabilirea punctului zero al amplificatorului electrometrului.

3. Se alege sursa de lumină corespunzătoare, cu ajutorul comutatorului 31, care se fixează pe punctul albastru cînd se utilizează lampa cu deuteriu (pentru domeniul spectral ultraviolet, 200-380 nm) și pe punctul roșu cînd se folosește lampa cu incandescență pentru domeniul 320-2700 nm.

4. Lampa cu deuteriu se cuplează prin comutatorul 70 al stabilizatorului.

5. Lampa cu incandescență se conectează prin comutatorul 25 al stabilizatorului, după ce mai întîi comutatorul 23 s-a fixat pe poziția indicînd acționarea externă a amplificării (punct în afara pătratului). La cuplarea comutatorului 25 se aprinde lampa de control 26s, care indică prezența tensiunii de alimentare. După cîteva secunde se aprinde lampa de control inferioară 26i și instrumentul de măsură 20 indică curentul lămpii (circa 5 A).

6. Cu ajutorul comutatorului 12 (Zelenwechsel) se alege fotocelula cu sensibilitatea maximă, în funcție de domeniul spectral:

Fotocelula MQVS cerc albastru 200-650 nm

Fotocelula MV cerc roșu 650-1100 nm

Rezistența PbS-B cerc alb 600-2700/nm
Rezistența PbS-B este o parte componentă a completului auxiliar pentru IR apropiat.

Reglarea punctului zero al amplificatorului

1. Schimbătorul de probe 30 se aduce pe poziția D, iar comutatorul pentru domeniile de măsurare 36 pe poziția I.

2. Spotul galvanometrului, care se observă pe sticla mată 3, se reglează între repere cu ajutorul potențiometrului dublu pentru reglare grosieră (tamburul mic) și fină (tamburul mare) de nul (Nullpunkt) 28.

3. Se deplasează succesiv comutatorul pentru domeniile de măsurare 36 în pozițiile II, III, și IV și se efectuează reglarea grosieră și fină a instrumentului de nul.

Reglarea punctului zero al galvanometrului

Schimbătorul de probe 30 se aduce pe poziția L și dacă spotul galvanometrului, nu se găsește între repere, se îndalță deviația existentă cu ajutorul reglatorului mecanic de zero. Reglarea se realizează prin mișcarea gaibii de poziție 5, cu o monedă. În caz de deviere se corectează din nou punctul zero al amplificatorului.

Reglarea curentului de întuneric

1. Schimbătorul de probe 30 se potrivește pe poziția D.

2. Comutatorul pentru domeniile de măsurare 36 se rotește pe poziția I. Cu ajutorul potențiometrului dublu 28 se reglează spotul galvanometrului între repere.

3. Se apasă cu intermitență pe tasta de măsurare 29. Deviația spotului galvanometrului pe scala 3 este compensată cu ajutorul compensatorului curentului de întuneric D (2, fig. 4.7).

4. Prin învîrtirea comutatorului domeniilor de măsurare 36 de la I la IV, se ridică sensibilitatea indicatorului și se efectuează compensarea curenților de întuneric, aceasta fiind mai exactă pe IV.

La terminarea reglării, comutatorul 36 se pune pe I.

Egalizarea valorii de gol

1. Cuvele umplute cu soluții sînt introduse în carcasa cuvelor care se împinge la locul ei. Cuvă cu solvent (lichid de compensație) se agază în compartimentul L, iar cuvele cu probe în

M_1, M_2, M_3 . Schimbătorul de probe 30 se pune pe L. Potențiometrul de măsură 31 se reglează la zero.

2. Se alege lungimea de undă dorită pe scala 7, cu ajutorul rozetei 1, 38.

3. Se dă o anumită valoare potențiometrului valorii de gol L, 37, fixând butonul mic (grosier) între diviziunile 5-6, iar butonul mare (fin) la diviziunea 10.

4. Se tatonează pe butonul de măsurare 29 și se deschide treptat fanta S, 1 până spotul galvanometrului revine între repere. Reglarea fină a spotului galvanometrului se realizează cu butonul mare al potențiometrului 37.

Egalizarea valorii de gol se continuă până la treapta IV a comutatorului pentru domeniile de măsurare 36, după care se trece pe poziția I.

5.0 egalizare a valorii de gol trebuie efectuată după fiecare schimbare a lungimii de undă sau a probei.

Măsurarea extincției probei

1. Schimbătorul probelor 30 se comută pe poziția M_1 , pentru a introduce în drumul razelor luminoase proba de măsurat.

2. Se apasă pe butonul de măsurare 29. Spotul galvanometrului se aduce între repere, prin rotirea potențiometrului de măsurare 35.

3. Se citește extincția probei pe scala roșie 4.

4. Dacă deviația spotului galvanometrului nu se poate compensa, se trece pe domeniul de măsurare II. Palpând butonul de măsurare 29, se continuă compensarea cu potențiometrul de măsurare 35 până spotul galvanometrului revine între repere și se citește extincția probei.

5. La fel se procedează cu probele M_2 și M_3 . După citirea extincției probei, comutatorul 36 se schimbă pe poziția O.

4.4.2. Aplicații ale spectrofotometriei

Spectrofotometria în domeniile UV și vizibil se folosește pentru identificarea combinațiilor chimice pure cît și a celor din constituția preparatelor biologice.

În biochimie, metoda spectrofotometrică de analiză și-a găsit o largă utilizare pentru determinarea cantitativă a o serie

de compugi chimici ce intră în compoziția materiei vii, cum ar fi acizii nucleici, proteinele, enzimele, hormonii etc.

Determinarea spectrofotometrică a compuşilor biocimici se poate realiza prin trei procedee : cu ajutorul unei curbe de etalonare, cu ajutorul unui standard la fiecare serie de analize şi pe baza coeficientului molar de extincție.

Primele două procedee sînt asemănătoare cu cele descrise la fotolorimetric(4.3.2), ele aplicîndu-se atît substanțelor care absorb la anumite lungimi de undă cît şi celor care reacționează cu reactivi specifici dînd derivați colorați.

Dacă măsurătorile se fac în condițiile în care legea Bouguer-Lambert-Beer este respectată, atunci se poate folosi pentru calculul concentrației substanței cercetate coeficientul molar de extincție, pe baza ecuației :

$$E = \epsilon \cdot c \cdot l, \quad (4.6)$$

$$\text{din care } c = \frac{E}{\epsilon \cdot l}, \quad (4.8)$$

Bibliografie : 5, 9, 12, 22, 24, 38, 40, 50

5. CROMATOGRAFIA

5.1. Principii generale

Intre metodele de separare a amestecurilor complexe de combinații biochimice, a căror proprietăți fizice și chimice sînt foarte apropiate, un loc de o deosebită importanță îl ocupă metodele cromatografice.

Termenul de cromatografie (kroma-culoare, grafein-a scrie) a fost introdus de botanistul rus Tsvet, în urma experimentului clasic privind separarea substanțelor colorate din frunzele de plante, pe o coloană de carbonat de calciu, efectuat la începutul secolului nostru (1903). Ulterior, experiența lui Tsvet a fost reluată și completată de numeroși cercetători, ceea ce a determinat dezvoltarea cromatografiei într-un ritm susținut și apariția unei game de metode cromatografice.

Cromatografia poate fi definită ca o metodă fizico-chimică de analiză bazată pe vitezele diferite de deplasare a substanțelor dizolvate în sistemul a două faze : faza fixă sau staționară și faza mobilă sau purtătoare, efect care are drept rezultat separarea componentelor chimici respectivi în zone sau benzi distincte. Se poate considera că la baza mecanismului, implicat în deplasarea și expansiunea zonei cromatografice, se află alterarea continuă a echilibrului de repartitie a substanței solubile între cele două faze datorită migrării fazei mobile și compensația simultană a acestei alterări pe calea difuziei. Intrucît sînt transportate numai acele molecule ale substanței cromatografiate, care se găsesc dizolvate în faza mobilă, viteza de deplasare a zonei cromatografice este proporțională cu probabilitatea aflării moleculelor substanței respective în faza mobilă.

Repartitia unei substanțe între faza staționară și faza mobilă depinde de așa numita constantă de distribuție (repartitie) K , care se exprimă prin raportul :

$$K = \frac{\text{concentrația substanței (mol/unitatea de volum) în faza staționară}}{\text{concentrația substanței (mol/unitatea de volum) în faza mobilă}} \quad (5.1)$$

Prin termenul de constantă efectivă de distribuție (k) se desemnează raportul între cantitatea totală de substanță într-o fază, și cantitatea totală a substanței date în cealaltă fază ; cu alte cuvinte, constanta efectivă de distribuție reprezintă produsul constantei de repartitie a substanței cu raportul volumelor fazei staționare (V_s) și fazei mobile (V_m).

$$k = K \cdot V_s / V_m \quad (5.2)$$

Eficacitatea metodelor cromatografice se datorește constantelor de distribuție diferite ale componentilor dintr-un amestec dat în cele două faze ale sistemului cromatografic.

După natura proceselor fizico-chimice pe care se bazează distribuția între faza fixă și faza mobilă a substanței supusă cromatografiei, metodele cromatografice pot fi clasificate în :

a) Cromatografia de adsorbție în care se realizează un echilibru de adsorbție a substanței cromatografiate între faza fixă solidă și faza mobilă lichidă ;

b) Cromatografia de repartitie este o tehnică în care substanța supusă analizei se repartizează între faza fixă lichidă sau semilichidă (lichid imobilizat pe un suport solid) și faza mobilă lichidă, cele două faze fiind nemiscibile între ele. Între metodele cromatografiei de repartitie se încadrează cromatografia pe hirtie.

c) Cromatografia de schimb ionic, se bazează pe schimbul reversibil de ioni între faza staționară, solidă, purtătoare a unor grupări ionizabile acide sau bazice și componentii probei luate în considerație. Faza mobilă este o soluție apoasă de săruri neutre în tamponare cu concentrații și pH-uri diferite.

d) Cromatografia de excludere în gel, constituie o metodă bazată pe efectele neionice de "sită moleculară" sau "cernere moleculară", asigurând separarea substanțelor după dimensiunile moleculelor acestora.

e) Cromatografie în fază gazoasă este denumită cromatografia în care substanțele de separat pot fi vehiculate de un gaz. În acest caz, faza staționară poate fi un adsorbant solid sau lichid nevolatil impregnat pe un suport inert.

f) Cromatografia de afinitate, reprezintă o metodă de purificare a biopolimerilor activi, bazată pe proprietatea caracteris-

tică a acestora de a se lega selectiv și reversibil cu alte substanțe față de care manifestă o înaltă specificitate biologică și prin urmare și afinitate.

5.2. Cromatografia pe hirtie

5.2.1. Principiul metodei

Această metodă este foarte eficientă și accesibilă, permițând separarea și analiza unor cantități foarte mici (de ordinul microgramelor) de substanțe.

Mecanismul cromatografiei pe hirtie constă în repartizarea diferită a componentelor din amestec între faza staționară / și faza mobilă, de obicei organică. În acest caz, faza staționară este constituită din hirtie de filtru specială (de tip Whatman sau Schleicher-Schüll) și lichidul fixat pe ea. Hirtia cromatografică posedă capacitatea de a absorbi și fixa apa între fibrele celulozice. Această apă conținută de hirtia de filtru poate fi privită, de fapt, ca fază staționară.

Intr-un punct situat pe linia de start de pe banda de hirtie cromatografică se aplică soluția de analizat. După uscarea soluției, hirtia este imersată, cu capătul apropiat de locul unde s-a aplicat soluția, într-un vas cu faza mobilă. Întregul ansamblu se va introduce într-o încălț închisă (cameră cromatografică) saturată cu vaporii celor două faze (pentru ca să nu poată avea loc o evaporare a acestora, care să modifice compoziția sistemului de solvenți). Faza mobilă va trece datorită capilarității peste punctul de aplicare a soluției, migrând de-a lungul hirtiei și provocând deplasarea substanțelor din probă. Moleculele substanțelor din amestec se distribuie între cele două faze în conformitate cu constantele lor de repartizare. Cu cât este mai mare solubilitatea unei substanțe în faza mobilă cu atât ea se va deplasa împreună cu solventul mai departe pe hirtie, și invers.

După ce a avut loc separarea cromatografică, banda de hirtie se usucă mai întâi la temperatura camerei într-o nișă bine ventilată și apoi la etuvă.

Substanțele separate pe hirtie sînt puse în evidență prin reacții de culoare. Hirtia cromatografică pe care s-au localizat zonele (spoturile) substanțelor din amestec se numește cromatogramă.

Mobilitatea și poziția substanțelor pe cromatogramă se caracterizează prin valoarea R_f , care este raportul dintre distanța d străbătută de zona substanței respective față de linia de start și distanța D străbătută de frontul solventului față de linia de start (fig.5.1) :

$$R_f = \frac{d}{D}$$

(5.3)




Fig.5.1. Deplasarea zonei substanței și a frontului solventului pe cromatogramă

În condiții experimentale standardizate, valoarea R_f este o constantă caracteristică pentru o substanță dată.

5.2.2. Tehnici cromatografice

Cromatografia pe hirtie se poate realiza în mai multe variante tehnice. În procedeul ascendent, migrarea solventului se face de jos în sus, în sens contrar forței gravitaționale, prin ascensiune capilară. Faza mobilă se poate turna direct pe fundul vasului. În cazul unor vase mai mari, pentru a nu se consuma cantități prea mari de solvent, acesta se toarnă în cuve așezate pe fundul vasului.

În tehnica descendentă, faza mobilă migrează de sus în jos, în sensul forței de gravitație. Capătul fibrei de hirtie cu proba aplicată se imersează în faza mobilă conținută într-o cuvă fixată la partea superioară a camerei cromatografice.

În ambele procedee, atmosfera din camera cromatografică se saturează cu vapori de solvenți, punând pe fundul vasului recipiente care conțin cele două faze.

Una dintre cele mai vechi și răspândite tehnici în cromato-

grafia pe hirtie este tehnica circulară. Hirtia tăiată sub formă de rondelă sau pătrată se agază orizontal, iar faza mobilă migrează radial, din centru spre margine. Probele de analizat se aplică în diferite puncte ale unui cerc având un diametru de 1-5 cm. Alimentarea cromatogramei cu solvent se poate face introducând în centrul acesteia un fitil obținut prin răsucirea unei figii de hirtie.

Procedeele în care migrarea fazei mobile se face într-o singură direcție aparțin cromatografiei unidimensionale.

Cromatografia pe hirtie se poate efectua și după tehnica bidimensională. În acest caz proba de analizat se pipetează într-un colț al foi de hirtie tăiată sub formă de pătrat. Faza mobilă migrează într-o direcție, apoi se scoate hirtia din camera cromatografică, se usucă și se cromatografiază în alt sistem de solvenți, în direcție perpendiculară pe direcția primei migrări. Cromatografia bidimensională permite o separare mai eficace a substanțelor decât cea unidimensională.

Pentru identificarea substanțelor separate pe cromatogramă se folosesc diferite metode: iradierea în lumină ultravioletă (fluorescență), absorbția în ultraviolet, pulverizarea cu reactivi specifici de culoare, metode enzimatică și biologice etc.

Determinarea cantitativă a componentilor din amestecul cromatografiat se poate face direct pe hirtie sau în eluatele obținute prin extracția substanțelor de pe cromatogramă.

Bibliografie : 8, 28, 31, 50

6. ELECTROFOREZA

6.1. Principii generale

Multe substanțe cu importanță biologică, ca de exemplu, aminoacizii, peptidele, proteinele, acizii nucleici etc., conțin în moleculele lor grupări ionizabile. Asemenea molecule posedă sarcini electrice libere și pot exista fie sub formă de cationi (+), fie sub formă de anioni (-). Dacă în soluția uneia din substanțele menționate vor fi introdusi doi electrozi și se va trece un curent electric constant, atunci moleculele substanței respective se vor mișca spre polul cu sarcină electrică de semn contrar sarcinii lor. Acest fenomen de migrare a moleculelor încărcate electric, sub influența unui câmp electric constant se numește electroforeză.

Viteza de migrare a cationilor spre catod (electrodul legat de polul negativ al unei surse de tensiune) și anionilor spre anod (electrodul legat de polul pozitiv al sursei) depinde de raportul dintre forța F exercitată de câmpul electric asupra ionilor respectivi și forța de întârziere F^1 (manifestată printr-o interacție între moleculele substanței și mediul înconjurător, în care sînt implicate mai ales forțele de frecare și forțele electrostatice). Forțele F și F^1 tind să se egaleze, iar din condiția de echilibru se poate obține viteza de migrare v a unei particule sferice izolate printr-un fluid supus acțiunii câmpului electric :

$$v = \frac{H \cdot Q}{6\pi r \cdot \eta} , \quad (6.1)$$

în care H -intensitatea câmpului electric ;



Q -sarcina electrică a particulei ;

r -raza particulei ;

η -viscozitatea mediului.

Substanța supusă electroforezei se dizolvă sau se suspendă într-o soluție tampon. Cu aceeași soluție tampon se umețează și suportul pentru a facilita trecerea curentului electric. În soluția între cei doi electrozi, curentul este transportat de ioni tamponului și probei de analizat, iar în restul circuitului de către electroni. Curentul în sistem se menține pe seama electrolizei

care are loc la electrozi, fiecare din ei fiind imersat într-o cameră cu tampon. În timpul electrolizei la catod se formează ioni de hidroxil și hidrogen molecular, iar la anod oxigen molecular și protoni :



Formarea la catod a ionilor hidroxil determină disocierea componentei tamponului (HA), care reprezintă un acid slab. Ca urmare crește cantitatea ionilor A^- , conducând curentul spre anod. La anod ionii A^- se unesc cu protonii, formându-se din nou HA, iar electronii intră în circuitul electric. Fiecare cameră cu tampon pentru electrod, comunică prin intermediul unui orificiu sau al unui fitil cu o altă cameră în care se află suportul pe care are loc migrarea. Cele două camere se separă între ele pentru ca schimbarea pH-ului la electrod să influențeze cât mai puțin tamponul cu care este saturat suportul.

După un timp de trecere a curentului prin sistem, înainte ca ionii substanței cercetate să ajungă la electrozi, componentele din amestec se vor separa în concordanță cu mobilitatea lor electroforetică. Aceasta depinde de o serie de factori, între care se menționează următorii :

1. Sarcina sumară a moleculelor încărcate electric ;
2. Dimensiunile și forma moleculelor, care pot influența forțele de frecare și interacțiunile electrostatice ;
3. Parametrii câmpului electric ce se corelează prin ecuația:

$$I = \frac{V}{R} , \quad (6.2)$$

unde : I - intensitatea curentului, în amperi

V - tensiunea, în volți și

R - rezistența (în ohmi).

Asupra separării ionilor în câmpul electric influențează toți acești trei factori.

Intrucât în soluție curentul între electrozi este condiționat de transportul ionilor tamponului și substanței de analizat, viteza lor de migrare este direct proporțională cu intensitatea curentului. Lungimea drumului străbătut de ioni va fi proporționa-

lă cu timpul de trecere a curentului .De aceea ,pentru o reproducere cât mai exactă a rezultatelor ,intensitatea curentului în timpul electroforezei nu trebuie să varieze.

Viteza de migrare a ionilor este proporțională cu tensiunea cimpului electric, exprimată în V/cm (tensiunea aplicată se împarte la lungimea suportului).

Rezistența se corelează cu intensitatea și tensiunea curentului prin relația (6.2).Deci,viteza de migrare va fi invers proporțională cu rezistența, care la rândul ei depinde de tipul și dimensiunile suportului pentru electroforeză și concentrația tamponului folosit.In timpul electroforezei se degajă căldură,când rezistența se micșorează.La o tensiune constantă,încălzirea conduce la creșterea puterii curentului și intensificarea evaporării solventului.Pentru a se asigura reproductibilitatea maximă a rezultatelor, se utilizează surse stabilizate de curent, care automat mențin la nivel constant fie tensiunea, fie intensitatea curentului,schimbarea rezistenței la variația temperaturii fiind neglijabilă.Evaporarea soluției tampon se reduce la minimum,prevăzând aparatul de electroforeză cu sistem de răcire.

4.Soluția tampon crează și menține pH-ul suportului.In funcție de pH-ul mediului de electrolit se modifică ionizarea substanțelor organice și, prin urmare,mobilitatea lor electroforetică.Astfel, direcția de migrare a combinațiilor amfotere (posedând atât proprietăți acide cât și bazice),denumite amfoliți, depinde de pH-ul mediului de electrolit,iar pentru separarea lor se pot utiliza soluții tampon cu un diapazon de pH de la 1 la 11.

Capacitatea de tamponare a sistemului tampon condiționează posibilitatea lui mai mare sau mai mică de a neutraliza producii electrolizei, formați în procesul de electroforeză.Insă creșterea capacității de tamponare este direct proporțională cu concentrația soluției.Cu cât este mai mare această concentrație, cu cât mai mulți ioni ai substanței^{tampon} se găsesc în soluție, cu atât mai mare va fi conductibilitatea soluției și, deci ,încălzirea ei ca urmare a ridicării puterii curentului ce străbate soluția.De aceea, pe lângă valoarea pH-ului și capacitatea de tamponare, o caracteristică importantă a sistemelor tampon, folosite pentru electroforeză, o constituie forța ionică care reprezintă semi-

suma produsului dintre concentrația, exprimată în moli, a fiecăruia din ioni aflați în soluție și puterea valenței ionului dat:

$$\mu = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n C_i Z_i^2 \quad (6.3)$$

unde: C_i - concentrația fiecărui tip de ion, exprimată în moli/l;
 Z_i - valența fiecărui tip de ioni în soluție;
 n - numărul ionilor.

Prin creșterea forței ionice a tamponului, conductibilitatea electrică a acestuia se mărește, iar viteza de migrare a ionilor probei de analizat scade, ceea ce se reflectă favorabil asupra separării lor. De obicei forțele ionice ale tamponului folosite se situează în intervalul de concentrații 0,05-0,10 M.

Pentru electroforeză cel mai frecvent se folosesc soluțiile tampon acetat, citrat, veronal-medinal, ksefat, tris, EDTA etc. Pentru separarea glucidelor adesea se întrebuintează tamponul borat care are avantajul că formează cu substanțele respective complexe încărcate electric.

5. Proprietățile și compoziția suportului folosit în electroforeză pot influența mobilitatea diferitelor substanțe, datorită adsorbției, electroosmozei, temperaturii etc.

Adsorbția moleculelor probei de către suport s-a constatat în majoritatea cazurilor de separare electroforetică, de unde formarea unor zone care prezintă coadă. Efectul de adsorbție conduce la micșorarea gradului de separare și vitezei de migrare. Cea mai mare capacitate de adsorbție posedă hirtia.

Electroosmoza (electroendosmoza) exercită o influență însemnată asupra procesului de electroforeză. Fenomenul de adsorbție este condiționat de apariția unei sarcini relative între suprafața suportului (de exemplu, filtrele de hirtie) și lichidul care-l străbate. Ionizarea grupărilor suportului și adsorbția superficială a ionilor tamponului de obicei, conduce la transformarea moleculelor de apă în ioni de hidroniu (H_3O^+). Intruând acești ioni sînt încărcăți pozitiv, ei se mișcă spre catod, antrenînd substanțele neutre solubile și accelerînd mișcarea cationilor; viteza de deplasare a anionilor scade în acest caz.

Electroosmoza este mai puțin pronunțată în suporturi de tipul acetatului de celuloză sau gelului de poliacrilamidă, decît

în gel de amidon sau hîrtie.

În calitate de suport electroforetic se folosește hîrtia cromatografică, acetatul de celuloză, pulberea de sticlă, celuloză, oxid de aluminiu și oxid de siliciu, gelul de agaroză, amidon și poliacrilamidă. Suporturile se îmbibă cu soluție tampon corespunzătoare condițiilor concrete de lucru. Alegerea suportului pentru migrare depinde de natura substanțelor din proba analizată. Particularitatea comună pentru toate tipurile de suport constă în aceea că substanțele supuse separării migrează în zone distincte, care apoi pot fi ușor evidențiate prin metode analitice corespunzătoare.

Determinarea mobilității electroforetice reale în electroforeză pe mediu poros este o operațiune dificilă. De obicei, în practică se utilizează mărimi relative care caracterizează această mobilitate, mărimi măsurate prin raportul dintre distanța străbătută de fracțiunea dată și distanța parcursă de una din fracțiunile cu viteză mare de migrare, de exemplu albumina, luată ca unitate.

6.2. Clasificarea metodelor electroforetice

Metodele de electromigrare se clasifică în :

- ionoforeza - migrarea ionilor mici într-un câmp electric ;
- electroforeza - migrarea moleculelor mari (în suspensie sau coloidale) într-un câmp electric; după încărcarea negativă sau pozitivă a particulelor se deosebește anaforeza și cataforeza ;
- electrodializa - îndepărtarea ionilor mici de moleculele și particulele mari.

Electroforeza se subdivide în electroforeză în coloană de lichid sau electroforeză liberă și electroforeză în care migrarea se face într-un mediu poros, denumită electroforeză zonală (de zonă).

După tensiunea aplicată în electroforeză, aceasta se împarte în electroforeză la tensiune mică și electroforeză la tensiune mare.

Din punct de vedere al tehnicii utilizate, electroforeza se clasifică în electroforeză orizontală și electroforeză verticală.

6.3. Electroforeza pe hirtie

6.3.1. Principiul metodei

O bandă de hirtie de filtru îmbibată cu soluție tampon este întinsă într-un spațiu închis. Proba de analizat este aplicată pe banda de hirtie sub formă de picătură sau dungă. Sub influența tensiunii curentului electric aplicat la capetele benzii, componentele probei se deplasează și se separă în fracțiuni.

Revelarea se face înmuiind banda într-o baie de colorant potrivit. După spălarea excesului de colorant fracțiunile respective rămân sub formă de spoturi colorate. Evaluarea fracțiunilor se face fie direct, fie decupând spoturile și supunând lichidul de eluție colorimetrării.

6.3.2. Aparatură. Aparatura necesară pentru electroforeza pe hirtie cuprinde în principal două părți: sursa de curent și blocul de electroforeză propriu-zis.

Sursa de curent produce un curent continuu, printr-o redresare a curentului alternativ de la rețea și stabilizarea lui. În general, pentru electroforeza pe hirtie se folosesc redresoare care debitează un curent continuu de o tensiune până la 1000 v și o intensitate maximă de 150 miliamperi (mA), care asigură fie o tensiune constantă, fie o intensitate constantă, fie ambele. Pentru a se putea citi și ajusta precis curentul folosit, redresorul trebuie să aibă instrumente sensibile de control a tensiunii (voltmetru) și intensității (miliampermetru).

În blocul de electroforeză intră electrozii, compartimentele pentru soluția tampon, cadrul de fixare a hirtiei și capacul pentru etanșare. Se pot utiliza electrozi din cărbune sau oțel inoxidabil, însă sînt preferați cei din platină. Ambele compartimente pentru soluția tampon sînt împărțite în două secțiuni: camera electrodului și camera pentru fitilul-punte. La aparatele moderne lipsește fitilul-punte, capetele hirtiei fiind imersate în cele două camere cu soluție tampon, care se află la baza vasului de electroforeză. Contactul electric între soluțiile tampon din camerele fiecărui compartiment se realizează prin niște orificii sau fante mici în peretele despărțitor dintre camere, sau cu ajutorul unor fitile poroase. Legătura între hirtie, totdeauna îmbibată cu

tampon pînă la începerea electroforezei, și soluția tampon din compartimentele anodic și catodic de obicei se realizează fie printr-un fitil-punte din hîrtie de filtru, fie prin imersarea directă a hîrtiei în soluția tampon.

6.3.3. Materialul necesar. Pentru electroforeză se întrebuintează hîrtia cromatografică obișnuită. Dintre sorturile de hîrtie folosite în acest scop, se menționează :

-hîrtia de filtru Whatmann(Anglia), nr.1,2,3,3MM sau 4 ;

-hîrtia de filtru Schleicher și Schül nr.2024, nr.2043 a și b.

Hîrtia trebuie păstrată la un loc uscat, evitîndu-se praful, umezeala și vaporii sau gazele din atmosfera laboratorului.

La manipularea hîrtiei este recomandabil a se evita atingerea prea frecventă, deoarece grăsimea de pe mîini poate produce inegalitate în adsorbția și migrarea probei.

Soluția tampon are rolul de a menține umedă hîrtia, conducînd astfel curentul prin ea, și de a păstra același pH în timpul electroforezei, astfel ca substanțele să migreze în aceleași condiții constante.

În cazul refolosirii aceleiași soluții tampon, se schimbă direcția curentului electric prin inversarea polilor, în scopul înlăturării modificărilor de pH ale soluției tampon în care se află imersați electrozii.

Nivelul soluției tampon din cele patru camere menționate trebuie să fie același pentru a nu se produce sifonarea lichidului. Egalarea nivelului soluției între compartimentele anodic și catodic se realizează prin intermediul unui sifon de sticlă.

Pentru electroforeza pe hîrtie se folosesc în general următoarele soluții tampon :

A. Soluție tampon cu pH 8,6 și forța ionică 0,05 : 10,3 g. medinal (barbital de sodiu) + 1,84 g veronal (barbital sau acid dietilbarbituric) în 1000 ml apă distilată ;

B. Soluție tampon cu pH 8,6 și forța ionică 0,075 : 15,45 g medinal + 2,76 g veronal în 1000 ml apă distilată ;

C. Soluție tampon cu pH 8,6 și forța ionică 0,1 : 29,43 g medinal + 19,42 g acetat de sodiu hidratat sau 11,71 g acetat de sodiu anhidru se dizolvă în 1000 ml apă distilată, apoi se adaugă 180 ml soluție de HCl 0,1 N și se completează volumul cu apă dis-

tilată la 3000 ml ;

D. Soluție tampon 0,108 M, cu pH 8,6 : 40,1 g veronal + 81 ml soluție NaOH 2N și apă distilată până la 2000 ml.

Pentru conservarea soluției tampon se poate adăuga un cristal de timol.

6.3.4. Procedul general de separare electroforetică. După alegerea sortului adecvat de hîrtie pentru electroforeză, urmează tăierea hîrtiei și notarea liniei de start după tehnica și dimensiunile aparatului de electroforeză respectiv. Fișile de hîrtie astfel pregătite se umețesc prin imersarea lor în soluție tampon și după îndepărtarea excesului de soluție tampon prin presare între două hîrtii de filtru, se așază în vasul de electroforeză cu capetele imersate în camerele cu soluție tampon. După așezarea fișiiilor sau benzilor de hîrtie cît mai întinse în aparatul de electroforeză, se aplică proba de analizat, cu ajutorul unei micropipete, sub formă de punct sau dungă de-a lungul liniei de start. Se conectează imediat curentul electric de puterea dorită. Aparatul de electroforeză ca și benzile de hîrtie trebuie să stea perfect orizontal.

După durata de separare necesară, hîrțiile se scot din aparatul de electroforeză, se usucă și apoi urmează punerea în evidență a zonelor separate și evaluarea cantitativă a electroforegramelor.

Metoda cea mai larg practică de determinare a poziției substanțelor după electroforeza pe hîrtie, de asemenea pe acetat de celuloză și în gel, constă în tratamentul suportului cu un colorant adecvat care colorează selectiv componentele probei. Dacă colorantul interacționează calitativ cu componentele amestecului, atunci se poate determina cantitatea substanței colorate prin unul din următoarele două procedee. În primul rînd, se poate decupa porțiunea de suport corespunzătoare spotului colorat și se extrage combinația colorată cu un solvent potrivit, apoi se determină cantitatea ei prin fotocolorimetrie sau spectrofotometrie. După al doilea procedeu electroforegrama colorată se evaluează prin fotometrare directă cu ajutorul unor fotometre construite în acest scop.

6.3.5. Aplicații ale electroforezei

Electroforeza se utilizează pentru separarea moleculelor purtând sarcini electrice. Electroforeza pe hirtie a găsit o largă utilizare pentru separarea aminoacizilor, peptidelor, proteinelor, nucleotidelor, acizilor nucleici și derivaților încărcati electric ai glucidelor. Această metodă se folosește cu mare frecvență în laboratoarele clinice și în laboratoarele de cercetare pentru separarea proteinelor, glicoproteinelor și lipoproteinelor din serul sanguin.

Bibliografie : 17, 23, 31, 50

7. NOTIUNI PRACTICE DE ENZIMOLOGIE

7.1. Principii generale privind determinarea activității enzimelor.

Enzimele sau fermenții îndeplinesc funcția importantă de catalizatori biologici ai reacțiilor biochimice în organismul viu. Diferite enzime intră în compoziția tuturor celulelor vii atât animale cât și vegetale.

Din punct de vedere structural toate enzimele sînt substanțe proteice. Ele se clasifică de obicei în enzime monocomponente și enzime bicomponente.

Enzimele monocomponente reprezintă proteine simple de tipul albuminelor și globulinelor, a căror molecule conțin numai aminoacizi. În realizarea acțiunii catalitice a enzimelor au rol numai unii aminoacizi din molecula proteică, anume cei care intră în structura așa-numitului centru activ al enzimei date.

Enzimele bicomponente aparțin proteinelor complexe. Molecula acestor enzime este constituită dintr-o componentă proteică, numită apoenzimă (apoferment) și o grupare prostetică. Grupările prostetice ale unor enzime se separă ușor de apoenzimă și se numesc coenzime (cofermenți). Acestea formează centrul activ al enzimelor respective.

Studiul structurii chimice, proprietăților cinetice și mecanismului de acțiune a enzimelor constituie obiectul enzimologiei, una din direcțiile cele mai rapide de dezvoltare a problemelor biochimiei contemporane.

Orice lucrare de enzimologie trebuie să înceapă cu însușirea metodelor de determinare a activității enzimei date și stabilirea condițiilor care asigură viteza maximă de reacție.

Spre deosebire de majoritatea celorlalți compuși biochimici, cantitatea unei enzime nu poate fi măsurată, cu unele excepții, în valori absolute, adică în mg sau moli de enzimă.

Cantitatea unei enzime se estimează indirect după activitatea ei, cu alte cuvinte în funcție de viteza reacției catalizată de acea enzimă.

Activitatea enzimelor se poate aprecia fie după viteza de

acumulare a produşilor reacşiei enzimatice date, fie după viteza de epuizare (diminuare) a substratului în condişii optime de temperatură, pH, concentraşie a substratului şi cofactorilor, pentru o perioadă determinată de timp.

Se recomandă ca activitatea enzimelor, pe cît posibil, să se determine după viteza inişială de reacşie, deci în calcule se vor lua în considerare datele obşinute pentru intervalul inişial de timp, cînd viteza de reacşie nu depinde de timpul de incubaşie. Cu alte cuvinte, cînd, de exemplu, pentru fiecare minut se scindează una şi aceeaşi cantitate de substrat. În acest timp există un exces de substrat şi produşii de reacşie s-au format în cantitate mică. Este de dorit ca determinarea vitezei de reacşie să se efectueze în astfel de condişii, încît cantitatea substratului transformat să nu depăşească 20 % din cea inişială (V.L. Kretovici, 1967).

Pentru determinarea activităşii enzimelor se pot utiliza, în funcşie de tipul reacşiei catalizate, metode colorimetrice, spectrofotometrice, fluorimetrice, manometrice, conductimetrice, viscozimetrice, cromatografice, electroforetice etc. În laboratoarele de cercetare sau producşie cu profil biochimic se folosesc cel mai adesea metodele colorimetrice şi spectrofotometrice.

Metodele colorimetrice se bazează pe măsurarea cu ajutorul fotoelectrocolorimetrului a intensităşii culorii substanşei care se formează prin interacşiunea substratului sau produsului de acşiune a enzimei cu un reactiv specific, care se adaugă în probă după oprirea reacşiei enzimatice.

La baza metodelor spectrofotometrice se află absorbşia luminii în domenii determinate ale spectrului, de către substratele sau produşii reacşiei, mai rar de către coenzimele enzimelor bi-componente. Spectrele acestor combinaşii pot avea maximele de absorbşie la o lungime de undă determinată atît în domeniul ultra-violet cît şi în cel vizibil.

Pentru eliminarea factorilor de eroare, la determinarea activităşii unei enzime se impune să se efectueze pe lîngă proba propriu-zisă (proba de cercetat sau proba cu enzima activă) şi un control, în care enzima se inactivează prin fierbere, prin adăugare de acizi sau baze tari etc. Acest control este necesar intrucît

intr-o serie de cazuri pot să se producă modificări spontane ale substratului, necorelate direct cu acțiunea catalitică a enzimei studiate sau sursa de enzimă poate să conțină compuși chimici identici sau asemănători structural cu produșii reacției date.

Exprimarea activității uneia și aceleiași enzime se face în unități convenționale, care se stabilesc arbitrar și sînt foarte diverse de la un autor la alt autor. Aceasta îngreuează compararea rezultatelor obținute în diferite laboratoare. În plus, lipsa unor unități standard nu oferă posibilitatea confruntării rezultatelor.

Pentru evitarea situației menționate, Comisia de Enzimologie a Uniunii Internaționale de Biochimie a propus să se ia ca unitate a unei enzime acea cantitate de enzimă care catalizează transformarea unui micromol de substrat sau formarea unui micromol de produs de reacție în timp de un minut, în condiții date. În acest caz este obligatoriu să se indice temperatura la care s-a desfășurat reacția enzimatică. Celelalte condiții pH-ul, concentrația substratului și altele trebuie să fie optime.

Plecînd de la recomandările Comisiei de Enzimologie, activitatea enzimelor în soluție sau în lichidele biologice (de exemplu : serul sanguin, lichidul separat după cultivarea microorganismelor pe diferite medii etc.) se va exprima în unități la 1 ml într-un minut, iar activitatea enzimelor din țesuturile animale sau vegetale și din biomasa produsă de microorganisme, se va reda în unități pe un gram de țesut sau biomasă într-un minut. Adesea, activitatea enzimelor se exprimă în micromoli de substrat transformat sau de produs format pe ml (gram) în timp de o oră.

Dacă în preparatul enzimatic sau materialul biologic studiat se poate determina cantitatea de proteină, atunci pentru creșterea gradului de semnificație a rezultatelor se recomandă să se calculeze activitatea specifică a enzimei date, care reprezintă numărul unităților enzimactice raportate la un mg de proteină.

7.2. Factorii care influențează viteza unei reacții enzimatică

Viteza unei reacții enzimatică se modifică în funcție de concentrația enzimei, concentrația substratului, temperatură, pH-ul

mediului și natura soluției tampon etc.

7.2.1. Influența concentrației enzimei asupra vitezei reacției enzimatice

Viteza reacției enzimatice depinde înainte de toate de natura enzimei, care poate fi caracterizată printr-o activitate scăzută sau ridicată. Când substratul și cofactorii se află în exces, viteza inițială a reacției enzimatice este proporțională cu concentrația enzimei :

$$v = k \cdot [E] \quad , \quad (7.1)$$

unde v - viteza de reacție;

k - constanta vitezei de reacție și

$[E]$ - concentrația enzimei.

Prin reprezentarea grafică a dependenței între concentrația enzimei și viteza de reacție se obține o linie dreaptă, dacă pe axa absciselor se trece concentrația enzimei, iar pe axa ordonatelor, valoarea vitezei inițiale de reacție.

Obținerea experimentală a acestei dependențe pentru orice enzimă nu prezintă dificultăți.

7.2.2. Influența concentrației substratului asupra vitezei reacției enzimatice

Dependența vitezei inițiale a reacției enzimatice de concentrația substratului aproape totdeauna se exprimă grafic sub forma unei curbe cu aspect hiperbolic (fig. 7.1).





Fig. 7.1. Dependența între viteza reacției enzimatice și concentrația substratului

Dacă în sistemul de reacție se află o cantitate mică de substrat, atunci se observă o dependență netă între concentrația lui și viteza de reacție. În cazul concentrațiilor mari de substrat, această dependență nu se menține. Viteza invariabilă care se înregistrează la un exces de substrat, ce asigură saturarea enzimei, se numește viteză maximă a reacției enzimatice (v).

Ecuația vitezei reacției enzimatice a fost propusă pentru prima dată de L. Michaelis și M. L. Menten (1913). Ei au plecat de la presupunerea că enzima E și substratul S interacționează, formând complexul enzimă-substrat ES, care apoi se scindează în enzima liberă și produsul de reacție P. Aceasta schematic se poate reprezenta prin ecuația :



unde : k_1 - constanta vitezei de reacție de formare a complexului intermediar enzimă-substrat ES ;

k_2 - constanta vitezei de reacție inversă de disociere a complexului enzimă-substrat în substanțele inițiale ;

k_3 - constanta vitezei de reacție, de scindare a complexului enzimă-substrat în enzima liberă și produsul de reacție.

Notând concentrația totală a enzimei cu $[E]$, concentrația substratului liber cu $[S]$ și concentrația complexului enzimă-substrat cu $[ES]$, concentrația enzimei libere va fi egală cu $[E] - [ES]$. Schimbarea concentrației substratului poate să nu fie luată în considerație, întrucât pentru condițiile inițiale $S \gg E$ și cantitatea de substrat transformat este foarte mică.

Dacă se aplică legea acțiunii maselor la reacția de formare a complexului ES, se găsește că :

$$v_1 = k_1([E] - [ES])[S] \quad (7.2)$$

Complexul ES poate să disocieze, pe calea reacției inverse, în E și S, sau poate să se descompună în produsul P și E. Viteza de scindare a complexului ES va fi egală cu suma vitezelor acestor două reacții :

$$-v_2 = k_2[ES] + k_3[ES] = (k_2 + k_3)[ES] \quad (7.3)$$

La echilibru v_1 va fi egală cu v_2 și prin urmare :

$$k_1([E] - [ES])[S] = (k_2 + k_3)[ES]$$

Rearanjind această ecuație, se obține :

$$\frac{([E] - [ES])[S]}{[ES]} = \frac{k_2 + k_3}{k_1} = K_m \quad (7.4)$$

Constanta K_m se numește constantă lui Michaelis-Menten.

După cum se vede, viteza reacției enzimatică este proporțională cu concentrația $[ES]$. La o concentrație mare a substratului, enzima va fi complet saturată cu acesta și concentrația complexului enzimă-substrat $[ES]$ va deveni egală cu concentrația totală a enzimei $[E]$. În acest caz se atinge viteza maximă de reacție. Notînd viteza maximă cu V , se poate scrie ecuația :

$$V = K \cdot [E] \quad (7.5)$$

Pe baza acelorasi considerații, orice viteză a reacției enzimatice va fi :

$$v = K[ES] \quad (7.6)$$

Dacă în ecuația (7.4) care determină constanta K_m se substituie mărimile $[E]$ și $[ES]$ cu valorile ce rezultă din ultimile două ecuații ($[E] = \frac{V}{K}$ și $[ES] = \frac{v}{K}$), rezultă :

$$K_m = [S] \left(\frac{V}{v} - 1 \right) \quad (7.7)$$

În această ecuație se pot măsura toate mărimile și astfel se poate determina constanta Michaelis-Menten experimental. Mărimea K_m după această ecuație are o valoare exactă, concretă. Ea indică acea concentrație a substratului pentru care viteza reacției enzimatică este egală cu jumătatea vitezei maxime posibile ($v = \frac{V}{2}$). În acest caz expresia din paranteză reprezintă unitatea

($\frac{V}{\frac{V}{2}} - 1 = 2 - 1 = 1$). Prin urmare, K_m este egală cu concentrația molară a substratului la care jumătate din enzimă se găsește legată cu substratul, iar cealaltă jumătate se află în stare liberă. Deoarece concentrația enzimei este foarte mică în comparație cu concentrația substratului, constanta K_m nu depinde de concentrația enzimei.

Constanta K_m se poate determina experimental prin trasarea

carbei la viteză în funcție de concentrația substratului. Pentru construirea graficului se determină viteza de reacție v la diferite valori ale concentrației substratului. Trăcind pe axa absciselor concentrația substratului, iar pe axa ordonatelor, viteza de reacție se obține graficul din fig. 7.1. Dacă pe acest grafic se notează viteza de reacție egală cu jumătatea vitezei maxime, atunci fragmentul corespunzător pe axa absciselor va reprezenta constanta K_m . Dar valoarea K_m determinată în acest mod nu se caracterizează prin exactitate.

Un procedeu mai răspîndit de determinare a parametrilor cinetici ai ecuației (7.7) se bazează pe reprezentarea datelor experimentale în coordonatele $1/v$ și $1/[S]$. Aceste coordonate poartă numele de coordonatele Lineweaver-Burk. Oam rezultă din ecuația :

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{V} + \frac{K_m}{V} \cdot \frac{1}{[S]} \quad (7.8)$$

graficul dependenței (7.7) în coordonatele Lineweaver-Burk are aspectul unei drepte care întretaie axa absciselor și ordonate-lor în punctele $1/K_m$ și respectiv $1/V$ (fig. 7.2). Tangenta unghiului de pantă a dreptei este egală cu $\frac{K_m}{V}$.




Fig. 7.2. Determinarea vitezei maxime și constantei Michaelis-Menten prin metoda Lineweaver-Burk

Pe o astfel de dreaptă se pot determina valorile mai ușor și cu o mai mare precizie, întrucît coincidența datelor experimentale sau abaterea lor de la liniaritate se descoperă mai simplu decît în cazul reprezentării grafice precedente (fig. 7.1)

Valorile constantei K_m pentru diferite enzime sînt foarte diferite. O constantă mare indică, că legătura între enzimă și substrat este slabă. Cu cît K_m are o valoare mai mică, cu atît legă-

tura între E și S se distinge printr-o stabilitate mai ridicată, cu atât mai crescută este afinitatea între ele. Enzima cu o constantă K_m mică va manifesta în organismul viu o activitate mare. Cu ajutorul constantei K_m se poate obține experimental, o caracteristică cantitativă importantă a enzimei.

7.2.3. Efectul temperaturii asupra vitezei reacției enzimatice

Viteza reacțiilor enzimatice depinde de temperatură. Prin ridicarea temperaturii pînă la o valoare determinată viteza reacției enzimatice, la fel ca și a majorității proceselor chimice, crește. Spre deosebire de reacțiile neenzimatice, creșterea vitezei de reacție în cazul enzimelor se observă într-un interval restrîns de temperatură. Pentru fiecare enzimă există o temperatură caracteristică la care viteza de reacție atinge valoarea maximă. Temperatura corespunzătoare vitezei maxime, se numește temperatura optimă a enzimei luată în studiu. La temperaturi mai înalte decît cea optimă, enzimele se denaturează (se inactivează) și își pierd activitatea catalitică.

Efectul temperaturii asupra activității enzimelor se exprimă prin așa-numitul coeficient de temperatură Q_{10} , care arată de cîte ori crește viteza de reacție dacă temperatura se mărește cu 10°C într-un domeniu în care nu are loc denaturarea termică a enzimei respective. Coeficienții de temperatură ai reacțiilor enzimatice au valori cuprinse între 1 și 2.

Pentru studierea influenței temperaturii asupra vitezei reacției enzimatice, se determină activitatea enzimei date la diferite temperaturi, situate între limitele $10-80^{\circ}\text{C}$, după cum aceea enzimă prezintă o termostabilitate mai mare sau mai mică. Datele obținute se exprimă grafic, trecînd pe axa absciselor valorile luate pentru temperatură, iar pe axa ordonatelor activitatea enzimei în unități standard.

7.2.4. Efectul pH-ului mediului și naturii soluției tampon asupra vitezei reacției enzimatice

Viteza reacțiilor enzimatice este influențată puternic de pH-ul mediului. Activitatea maximă a enzimelor se manifestă într-un interval îngust de pH, care se numește pH-ul optim de acțiune

al enzimei date. Atît scăderea cît și creșterea pH-ului de la valoarea optimă conduce la diminuarea activității enzimelor. Majoritatea enzimelor au pH-ul optim localizat în domeniul neutru.

Efectul pH-ului asupra vitezei reacției enzimatice se poate explica prin modificarea stabilității enzimei și gradului de ionizare a grupărilor ei funcționale, de asemenea, a substratului și cofactorilor.

Mentținerea valorii pH-ului optim în mediul de reacție la determinarea activității unei enzime este una din condițiile importante ce se cer îndeplinite. Asupra dependenței între activitatea enzimatică și pH, o influență esențială poate să exercite forța ionică și compoziția soluției tampon. Trebuie aleasă o asemenea soluție tampon care să nu inhibe activitatea enzimei studiate și să asigure menținerea pH-ului mediului de incubare apropiat de valoarea optimă a enzimei respective.

De aceea pe cale experimentală se stabilește pH-ul optim și compoziția corespunzătoare a soluției tampon pentru fiecare enzimă.

Această sarcină constă în măsurarea vitezei reacției enzimatice, utilizându-se soluții tampon cu valori cunoscute ale pH-ului.

Valorile activității enzimei obținute la diferite valori ale pH-ului se înscriu pe axa ordonatelor, iar valorile corespunzătoare ale pH-ului pe axa absciselor. Se obține o curbă caracteristică ce exprimă dependența vitezei reacției enzimatice de pH-ul mediului.

7.2.5. Influența timpului de incubare asupra vitezei reacției enzimatice

Pentru a avea posibilitatea comparării activității diferitelor enzime sau a activității unei enzime în anumite condiții, se măsoară viteza reacției enzimatice, adică cantitatea de substrat transformat sau cantitatea de produs format într-un interval determinat de timp. Datele obținute se reprezintă grafic, notîndu-se pe axa ordonatelor cantitatea de substrat transformat sau de produs de reacție format, iar pe axa absciselor timpul de măsurare (incubație). În acest caz se obțin curbe care au un aspect asemănător cu cel al graficului din fig. 7.3.




Fig. 7.3. Reprezentarea grafică a mersului unei reacții enzimatiche

Din fig. 7.3. se observă că viteza reacției enzimatiche la începutul perioadei de incubație este mai mult sau mai puțin constantă, după care se diminuează treptat. Scăderea vitezei reacției enzimatiche poate fi cauzată de următorii factori :

1). Pe măsură ce substratul se consumă, concentrația lui în sistemul de reacție se micșorează, ceea ce conduce la diminuarea

gradului de saturare a enzimei cu substrat.

2). În cazul unei reacții reversibile, producții ce rezultă pot influența echilibrul ei, deoarece după legea acțiunii maselor viteza reacțiilor reversibile este proporțională cu concentrația substanțelor care reacționează.

3). Producții de reacție pot inhiba în mod specific activitatea enzimelor.

4). Modificarea condițiilor din sistem, de exemplu, acidifierea în urma apariției unor produși cu caracter acid.

5). Inactivarea parțială a enzimelor în timpul incubației. Întrucât unele enzime din anumite obiecte biologice au o activitate relativ mică, timpul de incubație se prelungește de la câteva ore până la 24 ore. De reținut că incubația prelungită poate fi asociată cu inactivarea enzimei sub acțiunea temperaturii și infectarea microbiană a mediului de reacție. De aceea, în cazul prelungirii timpului de incubație se adaugă la amestecul de reacție substanțe antiseptice (toluen, cloroform, timol etc.) care nu influențează activitatea enzimei cercetate.

Se recomandă ca timpul de incubație să se reducă la minimum pentru a exclude efectul nefavorabil al factorilor indicați mai sus.


8. MONOGLUCIDE, OLIGOGLUCIDE SI POLIOLIGUCIDE

METABOLISMUL LOR

Glucidul, numit și zaharid sau carbohidrat, constituie din punct de vedere cantitativ, cea mai importantă clasă de substanțe organice naturale. Ele sînt foarte răspîndite în plante (pînă la 80-90 % din substanța uscată a organelor și țesuturilor vegetale). Conținutul glucidelor în microorganisme atinge 30 % din substanța uscată a acestora. În organismele animale glucidele se găsesc în cantitate mai redusă.


După structura chimică, glucidele se împart în trei clase mari: monoglucide, oligoglucide și poliglucide.

Monoglucidele (monozaharidele sau ozele) reprezintă combinații polihidroxycarbonilice cu lanțul C-C neîntrerupt. După natura grupei carbonilice din compoziția lor, se disting polihidroxialdehide sau aldoze care conțin grupa aldehydică ($\text{H}-\text{C}=\text{O}$) și polihidroxicetone sau cetozes, în care este prezentă grupa cetonă ($>\text{C}=\text{O}$). Aldozele și cetozes există atât în forma carbonilică sau deschisă cît și în forma semiacetalică sau ciclică, ambele forme fiind capabile să se transforme una în cealaltă:




Forma
carbonilică

Forma
semiacetalică



Forma
deschisă



Forma
ciclică

D-Glucosă


D-Fructosă

Datorită structurii lor specifice, monoglucidele manifestă unele proprietăți caracteristice care, așa cum se va vedea mai


departe, se află la baza metodelor de determinare cantitativă a acestor substanțe.

Oligoglucidele (oligozaharidele sau oligozidele) și poliglucidele (polisaharidele sau poliozidele) sînt produși de condensare ai monoglucidelor și au moleculele alcătuite din resturi monoglucidice unite între ele prin legături O-glicozidice.


Se consideră, că oligoglucidele conțin pînă la 8-le resturi de monoglucide. În dependență de numărul resturilor de monoglucide se deosebesc diglucide, triglucide, tetraglucide etc. La unul din capetele catenei oligoglucidelor, în care legăturile glicozidice se formează între hidroxilul semiacetalic al unei monoglucide și un hidroxil alcoolic al altei monoglucide, rămîne un hidroxil glicozidic nesubstituit. Astfel de oligoglucide, care posedă capacitatea de a da unele din reacțiile combinațiilor carbonilice, se numesc oligoglucide reducătoare. Ca exemple de oligoglucide reducătoare se menționează maltoza (I), lactoza (II), celobioza (III) etc.




I



II




III



IV

În alte oligoglucide legătura glicozidică se realizează cu participarea tuturor hidroxililor semiacetalici ai resturilor monoglucidice. Aceste oligoglucide nu manifestă proprietăți caracteristice alidelor și de aceea se numesc oligoglucide nereducătoare. Reprezentanții tipici ai oligoglucidelor nereducătoare sînt zaharoza (IV), rafinoza (V) etc.

Cea mai caracteristică reacție pentru toate oligoglucidele



V

este hidroliza acidă, în urma căreia are loc scindarea legăturilor glicozidice și eliberarea monoglucidelor componente.

Oligoglucidele se întâlnesc atât în regnul vegetal (zaharoza, rafinoza, maltoza) cât și în regnul animal (lactoza).

Poliglucidele conțin în molecula lor sute și chiar mii de resturi monoglucidice. Aceste substanțe sînt prezente în plante (amidon, celuloză, inulină, fleină) și în organismele animale (glicogen, chitină, poliglucidele țesutului conjunctiv etc).

8.1. DOZAREA GLUCIDELOR SOLUBILE

Masa principală a glucidelor în majoritatea plantelor o constituie amidonul și celuloza. Pe lângă poliglucide, în organismele vegetale se găsesc cantități apreciabile de oligoglucide și monoglucide, ultimile două clase de glucide fiind ușor solubile în apă și în alcoholi inferiori.

Dintre oligoglucide foarte importante sînt diglucidele, de exemplu : zaharoza (IV), maltoza (I) și altele.

Puterea reducătoare a grupii carbonilice din molecula monoglucidelor și diglucidelor reducătoare stă la baza metodelor de determinare a acestora în obiectele biologice.

8.1.1. DOZAREA MONOGLUCIDELOR ȘI OLIGOGLUCIDELOR

REDUCĂTOARE

Principiul metodei. Pentru analiză se folosește un amestec format din sulfat de cupru cu tartrat dublu de sodiu și potasiu (sare Seignette) în mediu alcalin. Prin amestecarea sulfatului de cupru cu carbonatul alcalin are loc reacția :



Din volumul de soluție de iod consumată pentru oxidarea oxidului cupros se poate calcula, ținând seama de reacțiile de mai sus, cantitatea de oxid cupros și apoi conținutul de glucide reductoare în proba de analizat.

Reactivi. 1. Soluție de sulfat de cupru cu tartrat de sodiu și potasiu în mediu alcalin. Pentru prepararea acestui reactiv se dizolvă 5 g sulfat de cupru cristalizat, 300 g sare Seignette și 10g Na_2CO_3 anhidru în 900 ml apă distilată la rece. Apoi, amestecul se încălzește timp de 2 ore pe baie de apă la fierbere, se răcește și se trece într-un balon cotat de 1000 ml, completând conținutul cu apă distilată la semn.

2. Soluție de tiosulfat de sodiu 0,0323 N. Se dizolvă 8 g tiosulfat de sodiu în 1000 ml apă distilată, în prealabil fiartă bine pentru a îndepărta CO_2 . După trecerea a 2-3 zile, se stabilește factorul soluției de tiosulfat cu ajutorul unei soluții de dicromat de potasiu N/25. Un ml soluție de tiosulfat exact 0,0323 N corespunde la 1 mg de glucoză.

3. Soluție de iod 0,0323 N. Se dizolvă 4,1 g iod și 20 g IK în 25-50 ml apă distilată. După dizolvarea completă a reactivilor, volumul soluției se aduce la 1000 ml cu apă distilată.

4. Soluție de amidon 1%. Se suspendă 1 g de amidon în 10 ml apă distilată rece, apoi suspensia obținută se adaugă la 90 ml apă distilată în fierbere. După ce se fierbe timp de 2 minute, soluția se răcește și se completează volumul la 100 ml. Pentru conservare în soluția de amidon se dizolvă clorură de sodiu până la saturare.

5. Soluție de HCl : 82 ml HCl concentrat ($d=1,19$) se diluează cu apă distilată până la 1000 ml.

6. Soluție de acetat basic de plumb : 60 g acetat de plumb se mojarază cu 20 g litargă (PbO). Amestecul se încălzește pe baie de apă într-o capsulă de porțelan acoperită cu o sticlă de ceas până ce masa capătă o culoare alb-roz. Se adaugă 200 ml de apă distilată fierbinte, trecând totul într-un balon cotat de 250 ml. După răcire se aduce la semn cu apă distilată și se lasă în repaus 16-12 ore, apoi se filtrează în flacoane de culoare brună, care se închid ermetic intrucît în contact cu aerul soluția se tulbură.

7. Soluție saturată de sulfat de sodiu.

Modul de lucru. Determinarea cuprinde trei operații : extragerea glucidelor din produsul respectiv cu ajutorul apei, purificarea extractului vegetal și dozarea glucidelor reducătoare în extractul defecat.

Prepararea extractului vegetal. O cantitate de 5-25 g (în funcție de conținutul presupus de glucide) din materialul vegetal uniform omogenizat se introduce într-un flacon conic cu capacitatea de 150-200 ml. Se adaugă 70-80 ml apă distilată încălzită la 85-90° și proba se introduce într-o baie de apă până la nivelul lichidului din flacon. Se încălzește la 75-80°, timp de 60 minute, agitând cu intermitență. Apoi, extractul fierbinte se filtrează prin decantare într-un balon cotat de 100 ml, spălând cantitativ, de mai multe ori, cu câte 5-10 ml de apă distilată fierbinte, atît materialul vegetal din flacon, cît și filtrul.

Defecarea extractului glucidic. În extractul obținut va exista totdeauna o serie de substanțe reducătoare de altă natură, mai ales proteine, precum și poliglucide. Pentru acest motiv devine necesară defecarea extractelor glucidice în vederea purificării lor. În acest scop, la filtratul fierbinte din balonul cotat se adaugă soluție de acetat bazic de plumb (1-3 ml) până cînd nu mai are loc nicio precipitare și se agită energic. Se lasă în repaus pentru sedimentarea precipitatului format. După 10-15 minute se controlează dacă defecarea materialului este completă, adăugîndu-se la extract 2-3 picături de soluție de acetat bazic de plumb. Dacă soluția nu devine opalescentă, precipitarea este completă. Conținutul balonului cotat se răcește și se completează la semn cu apă distilată. Apoi se lasă să se depună precipitatul și se filtrează într-un pahar sau un flacon uscat. O cantitate de 50 ml filtrat se trece într-un balon cotat de 100 ml și se adaugă 3-5 ml soluție saturată de sulfat de sodiu pentru îndepărtarea excesului de acetat de plumb. Conținutul balonului se completează la semn cu apă distilată și se agită. După depunerea precipitatului, soluția se filtrează pe hîrtie de filtru cantitativă (pentru precipitate fine) sau se centrifughează. În filtratul obținut se dozează glucidele reducătoare.

Determinarea glucidelor reducătoare în extractul defecat. Într-un flacon conic de 300 ml se măsoară cu o pipetă 1-20 ml fil-

trat și se completează pînă la 25 ml cu apă distilată. Se adaugă 50 ml soluție de complex tartro-cupric (reactiv 1) și un vîrf de spatulă de pulbere de talc sau piatră ponce. Conținutul flaconului se aduce la fierbere pe o sită de azbest. Apoi, se fierbe moderat, la flacără mică, timp de 5 minute (1). După fierbere, flaconul (evitîndu-se agitarea conținutului) se răcește în apă de conductă. În flacon se introduc 15 ml soluție de HCl (reactiv 5) și imediat (altfel oxidul cupros care trece în soluție poate să se oxideze cu oxigenul din aer) se adaugă din biuretă 20 ml soluție de iod 0,0323 N.

Flaconul se închide cu un cap de cauciuc, se agită conținutul prin rotire și se lasă în repaus timp de 2 minute. Apoi se titreză cu soluție de tiosulfat de sodiu pînă cînd culoarea amestecului din flacon devine galben închis. Se adaugă cîteva picături de amidon și se continuă titrarea pînă la dispariția colorației indicatorului (conținutul flaconului va avea o tentă bleu pal).

Paralel cu proba de analizat se execută o probă de control, în care extractul glucidic este înlocuit cu un volum echivalent de apă distilată.

Observație. După fierbere, soluția din flacon trebuie să fie colorată în albastru. Dacă culoarea este galbenă, înseamnă că extractul vegetal are o concentrație prea mare în glucide reducătoare. În acest caz, determinarea se repetă diluîndu-se extractul glucidic defecat.

Calculul rezultatelor. Cantitatea glucidelor reducătoare, exprimată în grame de glucoză, în 100 g material vegetal proaspăt, se calculează după formula :

$$X = \frac{(n_1 - n_2) \cdot F \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100}{a \cdot v \cdot 50 \cdot 1000} = \frac{(n_1 - n_2) \cdot F \cdot 20}{a \cdot v}, \quad (8.1)$$

unde : n_1 - ml soluție de tiosulfat de sodiu consumați pentru titrarea probei de control;

n_2 - ml soluție de tiosulfat de sodiu consumați pentru titrarea probei de analizat;


F - factorul soluției de tiosulfat de sodiu;

v - volumul de filtrat luat pentru determinarea glucide-

lor reducătoare, în ml;
a - greutatea materialului vegetal, în grame.

8.1.2. DOZAREA ZAHAROZEI

În toate plantele, mai ales în sfecla de zahăr și trestia de zahăr, de asemenea în legume, fructe etc., alături de glucidele reducătoare se găsește în cantitate însemnată zaharoza, care nu are proprietăți reducătoare. Pentru determinarea acestei diglucide este necesară hidroliza ei prealabilă, care se realizează sub acțiunea HCl și decurge după schema :



Reactivi. 1. Reactivii 1-7 utilizați pentru dozarea glucidelor reducătoare;

2. Soluție de HCl 5%;
3. Soluție saturată de carbonat de sodiu;
4. Soluție de roșu de metil ca indicator : 0,1 g de roșu de metil se dizolvă în 30 ml alcool etilic 96% și se diluează la 50 ml cu apă distilată.

Modul de lucru. Pentru determinarea zaharozei se măsoară 1-5 ml filtrat pregătit pentru analiza glucidelor reducătoare (obținut după precipitarea excesului de acetat de plumb cu soluție de sulfat de sodiu în extractul defecat), într-un flacon conic de 100 ml și se completează cu apă distilată la 25 ml.

În flacon se adaugă 2,5 ml soluție de HCl 5%. Apoi, flaconul se introduce într-o baie de apă la fierbere și se menține timp de 30 minute pentru hidroliza zaharozei. După terminarea hidrolizei, flaconul cu soluția de cercetat se răcește cu apă de robinet și se neutralizează imediat cu soluție saturată de carbonat de sodiu în prezența unei picături de roșu de metil. Se adaugă soluție de carbonat până ce culoarea roșie a indicatorului virează în galben-auriu. După neutralizare, în soluția obținută se deter-

mină conținutul glucidelor pe aceeași cale descriă pentru glucidele reducătoare. Rezultatul, reprezentînd suma glucidelor reducătoare și a zaharozei se calculează după formula (8.1). Săzînd din această sumă cantitatea glucidelor reducătoare aflăm conținutul zaharozei în materialul analizat.

Importanța practică. Determinarea cantitativă a monoglucidelor și diglucidelor în organismele vegetale își găsește utilizare în practica de ameliorare și selecționare a unor noi soiuri de plante. Investigația biochimică poate evidenția noile însușiri dobîndite de un soi sau altul de plante pe parcursul selecției, indicîndu-l pe cel mai corespunzător cerințelor practicii agricole.

În plus, folosirea pe scară largă a diferitelor substanțe chimice în agricultură (fitohormoni, erbicide, antidăunători etc.) poate să influențeze biochimismul plantelor tratate și atunci, este necesară cunoscerea modificării diferiților indicatori biochimici, inclusiv a conținutului de monoglucide și diglucide.

De asemenea, determinînd cantitatea glucidelor solubile în produsele agricole supuse păstrării și conservării sau prelucrărilor tehnologice, biochimistul poate recomanda condițiile optime, care să asigure pierderea minimă a acestor constituenți chimici.

8.2. DOZAREA GLUCOZEI


În sîngele normal se găsește o cantitate relativ constantă de glucoză, cunoscută sub numele de zahăr sanguin sau glicemie. De fapt, împreună cu glucoza în sînge se află și alte glucide (fructoză, glicogen etc), însă în cantități neglijabile. Într-o serie de boli este important să se cunoască starea metabolismului glucidic, al cărui indicator principal poate fi considerat conținutul de glucoză în sînge.

8.2.1. METODA HAGEDORN-JENSEN


Principiul metodei. Proteinele conținute în sînge sînt precipitate cu ajutorul hidroxidului de zinc obținut prin adăugarea sulfatului de zinc la soluția de hidroxid de sodiu :




Glucosa prezentă în filtratul defecat reduce, în soluție alcalină și prin fierbere, fericianura de potasiu în ferocianură de potasiu după schema :




Deoarece soluția de fericianură conține și carbonat de sodiu, are loc următoarea reacție de neutralizare :




Ferocianura, astfel rezultată se precipită cu sulfat de zinc sub formă de sare dublă de zinc și potasiu pentru a nu disocia îndărăt în fericianură :



Fericianura de potasiu, fiind luată în exces, este redusă proporțional cu cantitatea de glucoză prezentă în sînge (în filtrat). Excesul de fericianură, care nu a reacționat cu glucosa, se titrează iodometric. Fericianura în exces este redusă cantitativ de către iodura de potasiu în ferocianură, eliberîndu-se o cantitate echivalentă de iod :



Intrucît, această reacție este reversibilă, ea se efectuează în prezența sulfatului de zinc, care formează cu ferocianura un complex insolubil :



Iodul eliberat astfel se titrează apoi cu tiosulfat de sodiu în prezența amidonului drept indicator :



Cu ajutorul tabelului Hagedorn-Jensen, după cantitatea de tiosulfat consumată la titrare se determină conținutul de glucoză în siinge.

Reactivi. 1. Soluție hidroxid de sodiu N/10. Se cântărește la balanța tehnică 4,5 g de NaOH și după ce se spală repede de 3-4 ori cu apă distilată în scopul îndepărtării stratului de carbonat de la suprafață, se dizolvă în 1000 ml apă distilată.

2. Soluție stoc de sulfat de zinc cristalizat p.a. 45%. Se păstrează în sticlă brună.

3. Soluție sulfat de zinc 0,45%. Se prepară cu cel mult opt zile înainte de întrebuințare prin diluarea soluției stoc (reactiv 2). Într-un balon cotat de 100 ml se măsoară 1 ml soluție stoc de sulfat de zinc și se completează la semn cu apă distilată.

4. Soluție fericianură de potasiu N/200 : se cântărește la balanța analitică 0,825 g de fericianură de potasiu, se trece într-un balon cotat de 500 ml și se dizolvă în apă distilată. Se adaugă în balon 5,3 g carbonat de sodiu anhidru, se dizolvă și se completează la semn cu apă distilată. Soluția se prepară cu 2-3 zile înainte de întrebuințare și se păstrează în sticlă brună. Reactivul este stabil circa două luni după preparare.

5. Soluție de iodură de potasiu, sulfat de zinc și clorură de sodiu. Se prepară întâi soluția de sulfat de zinc și clorură de sodiu : 10 g de sulfat de zinc și 50 g de clorură de sodiu se dizolvă în 250 ml de apă distilată și se filtrează. În momentul utilizării, la volumul necesar de soluție (câte 3 ml pentru fiecare determinare) se adaugă 2,5% iodură de potasiu (de exemplu, în 10 ml soluție de sulfat de zinc și clorură de sodiu se dizolvă 0,25 g de iodură de potasiu).

6. Soluție acid acetic 3%. Se măsoară cu o pipetă 3 ml de acid acetic glacial într-un balon cotat de 100 ml și se completează la semn cu apă distilată.

7. Soluție de amidon 1% (pag. 73)

8. Soluție de tiosulfat de sodiu N/200. Se prepară pentru fiecare determinare diluând de 20 de ori o soluție de tiosulfat de sodiu N/10 (5 ml soluție de tiosulfat de sodiu se diluează la

100 ml cu apă distilată fiartă). Înainte de întrebuintare, se determină factorul soluției de tiosulfat N/200 utilizând o soluție de dicromat de potasiu N/200 (0,2452 g $K_2Cr_2O_7$ în 1000 ml apă distilată) sau de iodat de potasiu N/200 (0,1783 g KIO_3 în 1000 ml apă distilată). În cazul folosirii soluției de dicromat se procedează astfel: într-o eprubetă de glicemie (eprubetă cu diametrul de 3 cm) se măsoară 2 ml acid sulfuric 10%. În această soluție se dizolvă 0,1 g iodură de potasiu. Apoi, se adaugă exact 2 ml soluție de dicromat de potasiu N/200, 2 picături de soluție de amidon și se titrează iodul cu soluție de tiosulfat de sodiu N/200 din microbiuretă pînă la decolorare.

Dacă se folosește soluția de iodat de potasiu, se măsoară într-o eprubetă de glicemie 2 ml soluție de iodat de potasiu N/200, 2 ml acid acetic 3% și 3 ml soluție de iodură de potasiu-sulfat de zinc-clorură de sodiu. Se adaugă două picături de soluție de amidon și se titrează iodul eliberat cu tiosulfat N/200 din microbiuretă pînă la decolorare.

În cazul soluției de tiosulfat de sodiu exact N/200 se consumă pînă la decolorare 2 ml soluție de tiosulfat. Dacă acest lucru nu se întîmplă, se află factorul soluției după formula $F = \frac{2}{n}$, în care n reprezintă mililitri soluție de tiosulfat consumați. De exemplu, s-au utilizat 1,98 ml soluție de tiosulfat. Factorul va fi $F = \frac{2,00}{1,98} = 1,01$.

La dozarea glucozei, cifrele aflate în titrări pentru soluția de tiosulfat se vor corecta, înmulțindu-le cu acest factor.

Modul de lucru. a) Precipitarea proteinelor sanguine. În două eprubete (180/18 mm) se introduc câte 5 ml soluție de sulfat de zinc 0,45% și câte 1 ml soluție de hidroxid de sodiu N/10.

Determinarea glucozei se efectuează în probele de sînge proaspăt recoltat într-o eprubetă pe fluorură de sodiu⁺ (2 mg de NaF pentru fiecare ml de sînge) prin puncție venoasă în plica cotului sau direct în sîngele recoltat prin înțeparea pulpei dege-

⁺ Fluorura de sodiu prezintă unele avantaje față de alți agenți anticoagulanți (heparină, oxalați etc.). Ea precipită calciul, inhibă secreția leucocitară și blochează glicoliza.

tului sau lobului urechii.

Se umple o micropipetă de 0,1 ml cu sînge proaspăt. Virful micropipetei se șterge atent cu puțină vată curată de sîngele rămas pe suprafața exterioară, apoi se tamponează ușor pînă cînd nivelul sîngelui ajunge în micropipetă la diviziunea corespunzătoare de 0,1 ml. Conținutul micropipetei se suflă în eprubeta nr.1 cu $ZnSO_4$ și $NaOH$. Se spală micropipeta, aspirînd și suflînd soluția din eprubetă pînă cînd pereții micropipetei nu mai prezintă urme de sînge. Conținutul eprubetei nr.2 servește pentru determinarea substanțelor reducătoare prezente în reactivi (proba martor).

Cu ajutorul unui stativ de tablă, ambele eprubete se introduc pentru 3 minute (!) într-o baie de apă clocotindă. Proteinele sînt precipitate sub formă unor particule albe, uneori de culoare cenușie, care sedimentează relativ repede.

Între timp se găzduiește într-un stativ două eprubete de glicemie pe care se află cîte o pîlnie mică (diametrul 4-5 cm) prevăzută cu hîrtie de filtru. Se spală bine filtrele de cîteva ori cu apă distilată fierbinte, aruncînd apa de spălare.

La sfîrșitul celor 3 minute se scot eprubetele din baia de apă și se filtrează conținutul fiecăreia, în eprubeta de glicemie corespunzătoare. Filtratul trebuie să fie foarte liapede. Se spală eprubetele de defecare de 2 ori cu cîte 3 ml apă distilată fierbinte. Apele de spălare se aduc pe filtrele corespunzătoare. Se notează numărul și conținutul eprubetelor largi.

b) Oxidarea glucozei și reducerea fericianurii de potasiu.
După terminarea filtrării se îndepărtează pîlniile și în fiecare eprubetă se măsoară cu pipeta exact (!) 2 ml soluție de fericianură de potasiu N/200. Se agită ușor și se introduc eprubetele pentru 15 minute într-o baie de apă în fierbere. În timpul acesta s-a produs reducerea fericianurii de potasiu în ferocianură de către glucoza prezentă în probă. Dacă soluția din eprubeta nr.1 se decolorează complet după fierbere, se reface proba cu o cantitate mai mică de sînge. După 15 minute, eprubetele se scot din baia de apă și se răcesc la curent de apă.

c) Determinarea excesului de fericianură de potasiu neredusă.
După răcire se adaugă în fiecare eprubetă cîte 3 ml soluție de $ZnSO_4$ și $NaCl$ preparată cu KI (reactiv 5) 2 ml soluție de acid

ic 3% și 2-3 picături de soluție de amidon 1%. Conținutul eprubetelor, după adăugarea acestor reactivi, se colorează în albastru. Probele se titrează cu tiosulfat de sodiu N/200 dintr-o mic-robiuretă de 2 ml adăugând soluția picătură cu picătură și agitând ușor pînă la dispariția culorii albastre. Virajul se urmărește pe un fond alb. Se notează numărul de ml de soluție de tiosulfat utilizați.

Martorul (eprubeta fără sînge) trebuie să consume pentru titrare, cel puțin 1.80 ml soluție de tiosulfat, altfel nu sînt buni reactivii sau filtrul n-a fost bine spălat.

Calculul rezultatelor. După ce se corectează cifrele obținute la titrare, înmulțindu-le cu factorul F al soluției de tiosulfat, se caută în tabelul Hagedorn-Jensen cantitatea de glucoză în mg%. Pentru aceasta în prima coloană verticală din stînga tabelului Hagedorn-Jensen se caută cifra corespunzătoare numărului de mililitri de soluție de tiosulfat de sodiu N/200 folosiți pentru titrarea probei, citindu-se întregul și prima zecimală. Cea de-a doua zecimală se caută în prima coloană orizontală delimitată de chenar. Cifra găsită la intersecția dreptelor care pleacă de la cele două valori corespunde cantității de glucoză exprimată în mg%. Din valoarea citită pentru proba cu sînge se scade valoarea obținută pentru martor și astfel se găsește cantitatea de glucoză în 100 ml sînge, deci în mg%.

Observații. 1. Este recomandabil ca atît proba de cercetat, cît și martorul să se facă în dublu exemplar.

2. Analiza se poate întrerupe pentru cîteva ore după filtrare (înainte de adăugarea fericianurii).

3. Metoda Hagedorn-Jensen este relativ nespecifică, întrucît fericianura de potasiu reacționează, în afară de glucoză și cu alte substanțe reducătoare prezente în mod normal în sînge, de exemplu, acidul uric, creatinina, glutatationul etc. Acesta nu este un inconvenient prea mare, deoarece concentrația substanțelor reducătoare prezente în sînge, cu excepția glucozei, este relativ constantă, metoda permițînd evaluarea justă a oscilațiilor survenite exclusiv în concentrația glucozei sanguine.


Tabelul 8.1

Tabelul Hagedorn-Jensen pentru calcularea cantității de glucoză

Soluție $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ N/200	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
	Cantitatea de glucoză în mg%									
0,0	385	382	379	376	373	370	367	364	361	358
0,1	355	352	350	348	345	343	341	338	336	335
0,2	331	329	327	325	323	321	318	316	314	312
0,3	310	308	306	304	302	300	298	296	294	292
0,4	290	288	286	284	282	280	278	276	274	272
0,5	270	268	266	264	262	260	259	257	255	253
0,6	251	249	247	245	243	241	240	238	236	234
0,7	232	230	228	226	224	222	221	219	217	215
0,8	213	211	209	208	206	204	202	200	199	197
0,9	195	193	191	190	188	186	184	182	181	179
1,0	177	175	173	172	170	168	166	164	163	161
1,1	159	157	155	154	152	150	148	146	145	143
1,2	141	139	138	136	134	132	131	129	127	125
1,3	124	122	120	119	117	115	113	111	110	108
1,4	106	104	102	101	099	097	095	093	092	090
1,5	088	086	084	083	081	079	077	075	074	072
1,6	070	068	066	065	063	061	059	057	056	054
1,7	052	050	048	047	045	043	041	039	038	036
1,8	034	032	031	029	027	025	024	022	020	019
1,9	017	015	014	012	010	008	007	005	003	002

8.2.2. MICROMETODA COLORIMETRICA CU ORTO-TOLUIDINA.

Principiul metodei. Glucoza reacționează la cald, în soluție de acid acetic, cu orto-toluidina, dând un compus colorat în verde cu maximum de absorbție la 630 nm. În ce privește natura compusului colorat, se presupune că el poate fi o bază Schiff :



Reactivi. 1. Orto-Toluidină pură. Reactivul trebuie să fie încolor sau slab colorat în galben. Se păstrează în frigider într-un vas de sticlă brună, închis ermetic. Orto-Toluidina având culoarea galbenă sau roșiatică se purifică prin distilare (pe o plită electrică cu sită de asbest sau pe baie electrică cu nisip). Este recomandabil ca orto-toluidina să se distile în vid, întrucât la temperatura de fierbere de $+200,2^\circ\text{C}$ ea se descompune. La o presiune de 80 mm coloană de mercur, temperatura de fierbere a orto-toluidinei are valoarea 121°C , devenind posibilă obținerea reactivului incolor.

2. Acid acetic glacial.

3. Tiouree

4. Reactiv orto-toluidinic. Se dizolvă 0,15 g tiouree în 94 ml acid acetic glacial. Soluția obținută se amestecă cu 6 ml orto-toluidină incoloră sau slab colorată în galben. Reactivul orto-toluidinic este stabil și se păstrează la rece.

5. Soluție de acid tricloracetic 3%.

6. Soluție de acid benzoic 0,2%. Se dizolvă 0,2 g de acid benzoic cristalizat în 50 ml apă distilată, prin încălzire pe baie de apă. După răcire la temperatura camerei, soluția se transvazează într-un balon cotat de 100 ml și se completează la semn cu apă distilată.

7. Soluție etalon de glucoză. Se prepară în momentul utiliză-

rii, dizolvind 100 mg de glucoză p.a. anhidră în 100 ml soluție de acid benzoic 0,2%. Se conservă în frigider.

Modul de lucru. Într-o eprubetă de centrifugă se măsoară 0,9 ml soluție de acid tricloracetic 3% și se adaugă 0,1 ml sînge. Se agită și se centrifughează 10 minute la 3000 rotații/min. În paralel se pregătește o probă etalon conținînd 0,9 ml soluție de acid tricloracetic 3% și 0,1 ml soluție etalon de glucoză 100 mg% (în cazul unui conținut ridicat de zahăr în sînge se utilizează o soluție etalon de glucoză cu concentrația 300 sau 500 mg%). Apoi, în 3 eprubete uscate de 16x160 mm se introduc separat 0,5 ml supernatant și 0,5 ml soluție din proba etalon. Într-o a treia eprubetă se măsoară 0,5 ml soluție de acid tricloracetic 3%. Această probă va servi pentru controlul reactivilor (nu este totdeauna necesar).

În toate eprubetele se adaugă cîte 4,5 ml soluție de orto-toluidină (reactiv 4). Eprubetele se introduc pentru 10 minute (!) într-o baie de apă la fierbere.

După acest interval de timp, eprubetele se răcesc în apă de robinet pînă la temperatura camerei. Probele cu sînge și cu soluție etalon se fotometrează la 630 nm (filtru roșu), folosind pentru compensație proba de control sau apa distilată (deoarece extincția probei de control a reactivilor practic este zero).

Observație. Cu scopul economisirii de reactivi, se recomandă adăugarea a 2 ml reactiv orto-toluidinic (reactiv 4) la 0,5 ml supernatant. Această variantă se poate aplica și în cazul singelui cu un conținut ridicat de zahăr, dacă un volum determinat de centrifugat (0,1-0,2 ml) se diluează cu ser fiziologic la 0,5 ml, care se supune operațiilor descrise în modul de lucru. La calcularea rezultatelor se va ține seama de gradul de diluție.

Calculul rezultatelor. Cantitatea de glucoză, exprimată în mg, în 100 ml sînge se poate calcula după formula :

$$X = \frac{E_s}{E_e} \cdot 100 ,$$

unde : E_s - extincția probei cu sînge ;

E_e - extincția probei cu glucoză și

100 - concentrația glucozei în proba etalon.

Dacă extincția probei cu sînge depășește valoarea de 0,8, sîngele se va dilua în mod corespunzător.

Variații fiziopatologice. În sîngele omului sănătos glicemia variază între 60-110 mg glucoză/100 ml.


Determinarea glicemiei are o importanță deosebită pentru explorarea modificărilor metabolismului glucidelor sub influența diferiților factori de natură fiziologică sau patologică. Creșterea cantității de glucoză în sînge (hiperglicemie) este cauzată de emoții, frig, altitudine, schimbarea climatului, precum și de alimentație. Întrebuințarea unor medicamente, ca morfina, atropina, anestezia cu eter și cloroform produc și ele o ușoară hiperglicemie. Scăderea cantității de glucoză în sînge (hipoglicemie) se observă în efortul muscular deosebit.

În patologie întîlnim variația glicemiei într-o serie de boli. Astfel, diabetul zaharat, hiperfuncția medulosuprarenalei sau adenohipofizei, unele tulburări ale sistemului nervos central sînt însoțite de hiperglicemie, iar hiperinsulinismul, inanția, boala lui Addison, insuficiența funcțională a hipofizei, diferite boli ale ficatului etc., de hipoglicemie.

8.3. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A GLICOGENULUI


Glicogenul, polimer al alfa-D-glucozei, reprezintă forma principală de rezervă a glucidelor în organismul animal. Prezența glicogenului a fost dovedită în toate organismele animale aflate pe diferite trepte de dezvoltare evolutivă. La animalele superioare cel mai bogat organ în glicogen este ficatul. În cantitate mai mică această poliglucidă se găsește în mușchi, creier etc.

Principiul metodei. Tesutul animal este supus desmolizei la cald, în soluție puternic alcalină. Glicogenul conținut în desmoli-zat, în prezența acidului sulfuric concentrat, este scindat în glucoză, care se deshidratează cu formarea 5-hidroximetilfurfurolului:



Prin condensarea hidroximetilfurfurolului cu antrona rezultă un

derivat chimic care colorează soluția în verde-albăstrui, intensitatea colorației fiind proporțională cu concentrația glucozei obținută în urma degradării glicogenului tisular. Condensarea se realizează între grupa aldehydică a hidroxi-metilfurfurolului și grupa metilenică activă din molecula antroni.



Antrona

Reactivi. 1. Soluție de hidroxid de potasiu 30%.

2. Soluție de acid sulfuric 95%. La 5 ml apă distilată se adaugă cu atenție 100 ml acid sulfuric concentrat și se răcește.

3. Soluție de antronă 0,2% în acid sulfuric 95%. Se dizolvă 0,2 g antronă în 100 ml soluție de acid sulfuric 95%. Reactivul (3) este puțin stabil și se prepară cu 1 oră înainte de utilizare. Se poate folosi numai în ziua efectuării determinării.

Modul de lucru. Într-o eprubetă (cu dimensiunile de 20x150 mm) din sticlă termorezistentă se măsoară 3 ml soluție de hidroxid de potasiu, se închide cu un dop de cauciuc și se cîntărește. Apoi, se introduce în eprubetă o cantitate de 0,1-0,5 g de ficat tăiat în bucăți mici, se închide eprubeta și se cîntărește. După diferența între cele două cîntăriri se află cantitatea exactă a țesutului recoltat. Se scoate dopul și eprubeta se introduce pentru 20 de minute în baia de apă în fierbere. După răcire cu apă de robinet, conținutul eprubetei se trece într-un balon cotat de 100-250 ml, spălînd de mai multe ori cu apă distilată, se completează la semn și se agită puternic.

Din soluția de glicogen obținută astfel se măsoară 0,5-5,0 ml într-o eprubetă (cu dimensiunile de 30x200 mm) din sticlă termorezistentă și se completează pînă la 5 ml cu apă distilată (4,5-0,0 ml). În același timp în altă eprubetă identică se măsoară 5 ml apă distilată pentru martor. Ambele eprubete se introduc într-o baie de apă cu gheață. După răcire, în fiecare eprubetă se adaugă, agitînd continuu cu atenție, dintr-o biuretă, sub formă de jet subțire cite 10 ml soluție proaspăt preparată de antronă în acid sulfuric 95%. Eprubetele se acoperă cu o prădă de sticlă și se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă în fierbere.

A. ,eprubetele se răcesc în apă cu gheață și se determină imediat extincția probei cu glicogen în raport cu martorul cu ajutorul unui fotoelectrocolorimetru la lungimea de undă egală cu 620 nm sau utilizând filtrul roșu.

Calculul rezultatelor. După valoarea extincției citite se găsește pe curba etalon cantitatea de glicogen în volumul de soluție luat pentru reacția de culoare. Apoi, se calculează conținutul glicogenului, exprimat în mg%, în țesutul studiat folosind formula :

$$X = \frac{a \cdot V \cdot 100}{v \cdot p} \text{ mg\%,}$$

unde a -cantitatea de glicogen, în mg, găsită pe curba etalon ;

V -volumul (ml) la care s-a diluat desmolizatul obținut în urma tratamentului cu hidroxid de potasiu ;

v -volumul soluției de glicogen (ml) luat pentru reacția de culoare ;

p -greutatea țesutului analizat, în g ;

100 -coeficient de transformare în procente(%).

Construirea curbei etalon. Pentru construirea curbei etalon se utilizează o soluție standard de glicogen, care se prepară dizolvând exact 40 mg de glicogen într-un balon cotat de 500 ml în apă distilată fierbinte. După răcirea soluției la temperatura camerei, se completează volumul la semn cu apă distilată și se agită. Această soluție conține 0,08 mg de glicogen într-un ml. Din soluția obținută se prepară o serie de probe pentru trasarea curbei etalon, măsurând în eprubete perfect uscate (cu dimensiunile de 30x200 mm) volumele de soluție indicate în tabelul 8.2.

Este recomandabil ca adăugarea soluției de antronă să se efectueze la un interval determinat de timp (de exemplu, 5 minute) de la o eprubetă la următoarea din serie. După ce eprubetele se răcesc la temperatura camerei, se citesc extincțiile la un fotoelectrocolorimetru, la lungimea 620 nm (filtru roșu).

Rezultatele obținute la citirea probelor etalon la fotocolo-rimetru sînt utilizate pentru construirea curbei etalon, înscriindu-se pe ordonată valorile extincției E și pe abscisă concentrația glicogenului în probe, exprimată în mg.

Tabelul 8.2

Reactivi	Numărul probei								
	Con- trol	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantitatea de glicogen în probă (mg)	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20
Soluție standard de glicogen (ml)	0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50
Apă distilată (ml)	5,0	4,75	4,50	4,25	4,00	3,75	3,50	3,00	2,50
Probele sînt răcite în baia de apă cu gheață									
Soluție de an- tronă (ml)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Probele se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă la fierbere și apoi sînt răcite în apă de robinet									

Importanța practică. Determinarea conținutului de glicogen în diferite organe are o valoare deosebită pentru investigarea stărilor fiziologice și patologice ale organismului animal, precum și pentru cercetarea influenței anumitor factori asupra metabolismului glucidic.

8.4.DETERMINAREA ACTIVITATII UNOR ENZIME ALE

METABOLISMULUI GLUCIDELOR

8.4.1.DETERMINAREA ACTIVITATII AMILAZELOR

Amilazele catalizează hidroliza legăturilor α -1,4-glicozidice în α -glucanii de tipul amidonului și glicogenului sau în produșii lor de scindare. După acțiunea acestor enzime asupra substratului se deosebesc trei tipuri de amilaze :

1) α -amilaza (α -1,4-glucan-glucanohidrolaza, E.C.3.2.1.1) scindează legăturile α -1,4-glicozidice în amidon și glicogen, cu formarea de oligoglucide (dextrine) și o cantitate determinată de maltoză ;

2) β -amilaza (α -1,4-glucan-maltohidrolaza, EC.3.2.1.2) hidrolizează legăturile α -1,4-glicozidice în amidon și poliglucidele asemănătoare, eliberând succesiv resturile de β -maltoză de la capătul nereducător al lanțului poliglucidic ;

3) γ -amilaza sau glucoamilaza (α -1,4-glucan-glucohidrolaza, EC 3.2.1.3) hidrolizează legăturile α -1,4-glicozidice în amidon, glicogen, dextrani etc., scindând succesiv resturile de glucoză de la capătul nereducător al moleculei de polizaharidă.

α -Amilaza este răspândită în organismele animale, în plante, ciuperci și bacterii. β -Amilaza a fost evidențiată în unele plante superioare : orz, soia, grâu, porumb, cartofi și altele. γ -Amilaza se găsește larg răspândită la microorganisme și în țesuturile animale.

Metodele de determinare a activității amilazelor se bazează, fie pe dozarea maltozei și glucozei formate din amidon, fie pe estimarea cantității de amidon nescindat, utilizând în acest scop reacția lui cu iodul.

8.4.1.1.DETERMINAREA ACTIVITATII α -AMILAZEI

IN SERUL SANGUIN SI URINA

În organismul animal α -amilaza se sintetizează predominant la nivelul pancreasului și glandelor salivare, de unde trece în sânge și se elimină pe cale renală. α -Amilaza de proveniență

animală este activată de ioni de clor în concentrație de 0,01 M și inhibată de ioni de citrat și oxalat.

Determinarea activității α -amilazei în ser, urină și în sucul duodenal constituie un important test pentru explorarea fiziopatologică a pancreasului.

MICROMETODA METALS SI BIETH

Principiul metodei. Alfa-amilaza hidrolizează în timp de 30 minute, la 37°C, o soluție tampon de amidon. La sfârșitul perioadei de incubare, amidonul rămas nescindat este dozat fotometric la 580 nm după colorația violet pe care o dă această poliglucidă cu iodul.

Reactivi. 1. Soluție tampon de fosfați M/15 cu pH 7,4. Se amestecă 81,8 ml soluție de $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ M/15 (23,8813 g/1000 ml) cu 18,2 ml soluție de KH_2PO_4 M/15 (9,078 g în 1000 ml). Se conservă la + 4°C.

2. Soluție stoc de amidon 1%. Se dizolvă 1 g de amidon solubil în 100 ml soluție tampon de fosfați (reactiv 1). Soluția de amidon se fierbe câteva minute pentru distrugerea microorganismelor. Această soluție este stabilă câteva săptămâni dacă se conservă la + 4°C.

3. Soluție de iod N/3000. Se prepară extemporaneu prin diluarea unei soluții de iod N/10. Pentru a obține 100 ml soluție de iod N/3000 se diluează într-un balon cotat 0,33 ml soluție de iod N/10 la 100 ml cu apă distilată.

4. Soluție de acid clorhidric 1N. Se diluează 9 ml de acid clorhidric concentrat (d=1,19) la 100 ml cu apă distilată, într-un balon cotat.

Modul de lucru. a) Diluarea lichidelor biologice. În rod normal determinarea activității α -amilazei se face cu :

- ser nediluat ;
- urină diluată 1/3 cu ser fiziologic și
- suc duodenal diluat cu ser fiziologic până la o activitate potrivită.

b) Determinarea activității alfa-amilazei. În momentul efectuării lucrării se prepară o soluție de amidon 0,3% din soluția stoc de amidon (2), prin diluare cu o soluție tampon 30%.

In două eprubete se pipetează cantitățile de reactivi indicate în tabelul 8.3.

Tabelul 8.3

P e a c t i v i	P r o b a	
	Cercetat	Control
Soluție de amidon 0,3%(ml)	0,50	0,50
Eprubetele se introduc pentru 5 minute într-un termostat la 37°C		
Lichid biologic de analizat(ml)	0,02	-
Se incubează exact 30 minute la 37°C		
Soluție de acid clorhidric 1N(ml)	0,10	0,10
Lichid biologic de analizat(ml)	-	0,02
Apă distilată(ml)	2,00	2,00
Soluție de iod N/3000(ml)	10,00	10,00

Se agită și se citește extincția probei de control(E_1) și a probei de cercetat(E_2) la un electrofotocolorimetru la lungimea de undă egală cu 580 nm, folosind pentru compensație soluția de iod N/3000.

Calculul rezultatelor. Activitatea alfa-amilazei se exprimă în unități Wohlgemuth într-un ml(U.W/ml) și reprezintă numărul mg de amidon hidrolizat în timp de 30 minute, la 37°C, de un ml de lichid biologic.

Extincția E_1 corespunde la 1,5 mg de amidon. Diferența $E_1 - E_2$ reprezintă cantitatea de amidon hidrolizat sub acțiunea amilazei din 0,02 ml lichid de cercetat. Cantitatea(X) de amidon hidrolizat, exprimată în mg, în timp de 30 minute va fi :

$$X = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \cdot 1,5$$

Pentru a obține numărul mg de amidon hidrolizat în timp de 30 minute, la 37°C, de enzima dintr-un ml de ser sanguin(U.W/ml) se amplifică cu 50, întrucât volumul probei de cercetat este 0,02 ml :

$$U.W/ ml = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \cdot 1,5.50$$

La determinarea activității α -amilazei în urină sau suc duodenal se va ține seama de diluarea lichidului biologic efectuată eventual.

Observații. 1. Dacă extincția E_2 este mai mică decât jumătatea extincției E_1 ($E_2 = \frac{E_1}{2}$) se diluează lichidul biologic cu ser fiziologic pînă la o activitate corespunzătoare și se repetă determinarea.

2. Pentru determinarea activității α -amilazei se recomandă să se folosească serul sanguin și urină proaspete. O hemoliză ușoară nu influențează rezultatul cercetării.

Importanța practică. Amilazemia (activitatea amilazei serice) are valorile normale cuprinse între 4,5 și 10,1 U.W/ml. În practică se admit valori anormale acele care depășesc de două ori valorile fiziologice, adică 15 U.W/ml, ca și valorile de trei ori mai mari care sînt net patologice (22 U.W/ml).

Amilazuria (activitatea amilazei în urină) variază foarte puternic, în funcție de volumul urinei din 24 de ore: $43,5^{+16},5$ U.W/ml.

Cresterea activității amilazei se întîlneste, mai ales, în bolile pancreasului. În pancreatita acută activitatea amilazei serice și urinare se mărește de 10-30 ori. Hiperamilazemia se instalează imediat după începerea bolii, înregistrează maximul la 12-24 de ore și apoi scade repede revenind la normal în 2-6 zile. De obicei hiperamilazuria se prelungește mai mult decît creșterea activității enzimei în serul sanguin.

Pancreatitele cronice, cancerul pancreasului nu duc la o creștere pronunțată a activității α -amilazei sanguine și pentru diagnosticarea lor se utilizează așa-numitele probe provocate. Activitatea amilazică poate fi mărită într-o serie de maladii care au un tablou clinic asemănător cu pancreatita acută: apendicita acută, peritonita, ulcerul perforat al stomacului, ocluzia intestinală, colecistita acută. În cazul peritonitelor activitatea amilazică se datorește amilazei sintetizate de bacterii. Activitatea

enzimei în bolile indicate se intensifică de 3-5 ori .

Deci, hiperamilazemia puternic exprimată permite diferențierea pancreatitei acute nu numai de bolile cronice ale pancreasului, ci și de alte afecțiuni.

Aproape totdeauna amilazemia este însoțită de amilazurie, însă determinarea activității amilazice urinare este un indicator diagnostic mai puțin exact, întrucât eliminarea amilazei în urină poate fi corelată cu funcția rinichilor.

Cresterea activității amilazei serice în bolile cronice ale rinichilor și în uremiile acute se poate explica prin diminuarea sau lipsa eliminării enzimei pe cale renală.

Determinarea activității amilazei în sânge și urină poate oferi unele indicații asupra stării funcționale a aparatului renal. În nefroze, glomerulonefrite etc., activitatea amilazică a sângelui este crescută, iar cea a urinei scade sub valoarea normală. Coeficientul amilazemie/amilazurie poate sluji ca un indicator al realizării depline a procesului de filtrare glomerulară.

O altă maladie caracterizată prin ridicarea însemnată a activității amilazei în sânge este parotidita, dar tabloul clinic clar al acesteia dă posibilitatea diferențierii hiperamilazemiei. Administrarea cortisonei sau ACTH intensifică activitatea enzimei de câteva ori.

În afecțiunile ficatului (hepatite, ciroze, intoxicații, tumori canceroase și metastazele lor în ficat), se observă scăderea activității amilazice a sângelui. Hipoamilazemia, de asemenea, se observă în arsurile întinse ale pielii, diabetul zaharat, dispepsii, cagexii etc.

8.4.1.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII α -AMILAZEI

SI β -AMILAZEI ÎN PLANTE

În plante se întâlnesc α - și β -amilaze, a căror activitate crește apreciabil în timpul germinăției semințelor conținând o cantitate mare de amidon. Cresterea activității amilazice în timpul germinăției semințelor de graminee se explică în cazul α -amilazei prin sinteza de novo a enzimei, iar pentru β -amilază este specifică activarea zimogenului ei sub influența stimulatoarelor naturali de creștere din clasa giberelinelor și auxinelor.

METODA MOELTING-BERNFELD

Principiul metodei. α -Amilaza sau β -amilaza hidrolizează amidonul cu formare de maltoză liberă. Aceasta reduce acidul 3,5-dinitrosalicilic la acid 3-amino-5-nitrosalicilic de culoare oranj care este determinat colorimetric la 540 nm. În paralel cu proba de analizat se efectuează un control cu extract enzimatic pentru substanțele reducătoare ce le-ar putea conține eventual.

Reactivi. 1. Soluție tampon acid citric-citrat trisodic 0,1M cu pH 5,6. Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 2,8789 g acid citric ($C_6H_8O_7 \cdot H_2O$) în circa 100 ml apă distilată și apoi se introduc 12,9649 g citrat trisodic ($C_6H_5Na_3O_7 \cdot 5H_2O$) folosind 200-300 ml apă distilată. Înainte de completarea volumului balonului cotat la semn (500 ml) cu apă distilată, se verifică pH-ul soluției cu ajutorul pH-metrului și dacă este cazul se corectează cu soluția de NaOH 1N sau cu soluție de acid citric.

2. Soluție de amidon 2%. Suspensia obținută prin amestecarea a 2 g de amidon cu 20 ml apă distilată se adaugă la 80 ml apă distilată în fierbere; se continuă încălzirea pînă la clarificarea soluției.

3. Soluție de acid 3,5-dinitrosalicilic 1%. Se amestecă 1g de acid 3,5-dinitrosalicilic cu 5-10 ml de apă distilată. La amestecul obținut se adaugă lent și agitîndu-se continuu 20 ml soluție de NaOH 2N. După dizolvarea completă a reactivului, la temperatura camerei, volumul soluției se aduce la 50 ml cu apă distilată și se adaugă 30 g de sare Seignette. Se agită pînă la dizolvarea tartratului dublu de sodiu și potasiu, se completează volumul soluției la 100 ml cu apă distilată și se filtrează. Soluția de acid 3,5-dinitrosalicilic se conservă în flacoane de culoare brună cu închidere ermetică pentru evitarea dioxidului de carbon, a cărui prezență poate diminua alcalinitatea reactivului, influențînd asupra rezultatelor.

4. Soluție etalon de maltoză (200 mg maltoză se dizolvă în 100 ml apă distilată).

Modul de lucru. Extragerea α -amilazei. O cantitate bine determinată de material biologic fin omogenizat prin măcinare sau mojarare se extrage cu apă bidistilată. În cazul semințelor de

eguminoase etc, 0,100-0,500 g de făină se extrag cu 5 ml apă bidistilată, răcită la $+4^{\circ}\text{C}$. Extracția enzimei se efectuează pe o perioadă de 30-60 minute, prin agitare cu intermitență (după fiecare 10 minute repaus, se agită un minut), la temperatura camerei sau mai bine într-o baie de apă cu gheață. Reziduul insolubil se separă de extractul enzimatic prin centrifugare timp de 15 minute la 3000 rot./min. Dacă extractul enzimatic conține și β -amilază, atunci el se termostatează la 70°C pentru 15 minute, apoi se răcește repede într-un vas cu apă de robinet. Pe această cale β -amilaza se inactivează complet, α -amilaza păstrându-și activitatea catalitică.

Extragerea β -amilazei Materialul biologic fin omogenizat se extrage cu o soluție de cisteină M/1000 în soluție de NaCl 6% (pH 6), în raport de un gram la 10 ml, timp de 12 ore, la temperatura camerei, agitând periodic amestecul. Extractul enzimatic se separă prin centrifugare la 3000 rot./min., timp de 15 minute. În supernatantul obținut poate fi prezentă atât α -amilaza cât și β -amilaza. Înainte de determinarea activității β -amilazei, α -amilaza trebuie să fie inactivată. În acest scop, pH-ul extractului enzimatic, conținând ambele amilaze menționate mai sus, este adus la valoarea 3,6 cu ajutorul unei soluții de acid acetic 1N. Adăugarea soluției de acid acetic se face sub agitare, iar pH-ul exact se determină la un pH-metru. După coborîrea pH-ului la 3,6, amestecul se centrifughează la 3000 rot./min., timp de 15 minute. Enzima α -amilaza inactivată prin denaturare acidă se îndepărtează sub forma precipitatului sedimentat în urma centrifugării. Supernatantul obținut va fi utilizat drept sursă de β -amilază.

Determinarea activității α -amilazei sau β -amilazei. În două eprubete curate și uscate se măsoară câte 5 ml soluție tampon citrat 0,1M cu pH 5,6. În prima eprubetă se pipetează 2 ml soluție de amidon 2%, iar în a doua eprubetă 2 ml apă distilată și se agită conținutul lor. Prima eprubetă se introduce într-un termostat cu temperatura de 40° , pentru 10 minute. Apoi, în fiecare eprubetă se adaugă 0,5-3 ml extract enzimatic, după cum se presupune că α -amilaza sau β -amilaza este mai mult sau mai puțin activă. Conținutul eprubetelor se agită cu atenție. Prima eprubetă, constituind

proba de cercetat, se incubează la 40°C , timp de 30 minute (1). A doua eprubetă servește drept martor pentru diglucidele reducătoare existente eventual în extractul enzimatic. Estimarea acestor substanțe se face imediat după adăugarea extractului enzimatic în eprubeta martor, prin același procedeu ca cel folosit la dozarea maltozei formate în proba de cercetat sub acțiunea enzimei respective.

La afirgitul termostatării probei de cercetat, aceasta se răcește 5 minute într-o baie cu apă de robinet. În incubatul răcit se dozează cantitatea de maltoză eliberată sub acțiunea α -amilazei sau β -amilazei asupra amidonului.

Dozarea maltozei. În trei eprubete uscate se măsoară câte 1 ml soluție de acid 3,5-dinitrosalicilic 1%. Una din eprubete, notată cu C, se va utiliza pentru controlul reactivului de culoare. În a doua și a treia eprubetă se măsoară 0,5-2 ml incubat din proba de cercetat și respectiv martor. Soluția de acid 3,5-dinitrosalicilic fiind puternic alcalină, întrerupe imediat acțiunea catalitică a enzimei.

Toate cele trei eprubete se introduc într-o baie de apă la 100°C și se mențin exact 5 minute din momentul în care apa începe să fiarbă din nou. După răcirea probelor în apă de robinet, volumul lor se completează la 10 ml cu apă distilată. Se agită conținutul eprubetelor folosind un dop de cauciuc și se citesc extincțiile probei de cercetat și martorului la un fotoelectrocolorimetru, la lungimea de undă de 540 nm sau în filtru verde, față de controlul reactivului de culoare (eprubeta C).

Pentru aflarea cantității de maltoză în probe se construiește o curbă etalon, realizându-se o serie de egantioane etalon în care concentrația de diglucidă variază între 0,2-1,8 mg (tabelul 8.4).

Tabelul 8.4.Construirea curbei etalon pentru dozarea maltozei

Eprubeta	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cantitatea de maltoză(mg)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
Soluție etalon de maltoză 200 mg%(ml)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Apă distilată (ml)	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Soluție de acid dinitro-salicilic(ml)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Eprubetele se introduc într-o baie de apă la fierbere și se mențin 5 minute(!) din momentul în care apa începe să fiarbă din nou. După aceasta eprubetele se răcesc în apă de robinet. Se completează volumul probelor la 10 ml, prin adăugarea a cîte 7 ml apă distilată. Se agită conținutul eprubetelor. Intensitatea culorii probelor etalon se citește față de controlul reactivilor (C), la fotoelectrocromimetru, folosind lungimea de undă de 540 nm sau filtrul verde.

Curba etalon se construiește trecînd pe ordonată valorile extincțiilor citite, iar pe abscisă cantitatea de maltoză în probele etalon. Punctele de întretăiere a perpendicularelor imaginare ridicate pe abscisă sau ordonată din locurile corespunzătoare valorilor concentrației de maltoză, respectiv extincției trebuie să se situeze pe o linie dreaptă.

Calculul rezultatelor. Extincția probei de cercetat și a markerului se extrapolează pe curba etalon, aflîndu-se cantitatea de maltoză rezultată prin acțiunea α -amilazei sau β -amilazei asupra amidonului și respectiv cantitatea de maltoză existentă în extractul enzimatic. Din cantitatea de maltoză în proba de cercetat se scade conținutul de maltoză al extractului enzimatic.

Activitatea celor două tipuri de amilază se exprimă în micro-moli de maltoză care s-au format sub acțiunea enzimei, în condițiile menționate, la 1 g de semințe (făină) :


$$\mu\text{M maltoză/1g} = \frac{(a_{\text{cer}} - a_m)(7+v)V}{n.v.p. \cdot 0.360}$$

- in care :
- a_{cer} -cantitatea de maltoză(mg) corespunzătoare extincției probei de cercetat ;
 - a_m -cantitatea de maltoză(mg) corespunzătoare extincției matorului ;
 - v -volumul(ml) extractului enzimatic folosit la determinarea activității enzimei ;
 - V -volumul total(ml) al extractului enzimatic ;
 - n -volumul(ml) de incubat luat pentru dozarea maltozei;
 - p -greutatea fânii(g) din care s-a extras enzima ;
 - $0,360$ -greutatea unui micromol de maltoză exprimată în mg.

8.4.2.DETERMINAREA ACTIVITĂȚII α -GLUCANFOSFORILAZEI

VEGETALE

Enzima α -glucanfosforilaza(α -1,4-glucan: ortofosfat-glucosiltransferaza, EC 2.4.1.1), cunoscută și sub denumirea de fosforilază, catalizează fosforoliza amidonului sau glicogenului cu formarea de glucozo-1-fosfat(esterul lui Cori), după reacția următoare :



Glucozo-1-fosfat

Această reacție este reversibilă atunci cînd α -glucanfosforilaza acționează asupra amidonului. Înăz enzima sintetizează lanțurile amilozeice, pornind de la glucozo-1-fosfat, numai în

prezența urmelor de amidon ca inițiator al reacției.

α -Glucanfosforilaza are largă răspândire în plantele superioare (cereale, leguminoase, cartof), în organismele animale (măști, inimă, ficat, creier) și în microorganisme.

Principiul metodei. Se determină scăderea cantității de acid fosforic în mediul de reacție ca rezultat al fosforolizei amidonului sub acțiunea α -glucanfosforilazei.

Reactivi. 1. Reactiv pentru incubare : se amestecă 60 ml soluție tampon de fosfați M/10, pH 7,2 (se prepară dizolvând 2,5793 g $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ și 0,4369 g $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ în 100 ml apă bidistilată) cu 100 ml soluție de NaCl 0,9% și 1 ml de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,8%.

2. Soluție de amidon 3%. Suspensia a 3 g de amidon în 20 ml apă bidistilată se amestecă cu 80 ml apă bidistilată la fierbere. Amestecul se fierbe încă 3-5 minute.

3. Soluție de fluorură de sodiu M/10.

4. Soluție de acid tricloracetic 10%.

Modul de lucru. Extragerea α -glucanfosforilazei. O cantitate de 0,200 g de material vegetal se macină (semințe de cereale, leguminoase etc) sau se mojarază (cartof) cu nisip de cuarț ori sticlă pisată, până la obținerea unei pudre fine. Amestecul obținut este trecut cantitativ, cu ajutorul a 5 ml de apă bidistilată, răcită la $+4^\circ\text{C}$, într-o eprubetă de centrifugă. Se agită cu intermitență, timp de 120 minute. Pentru separarea extractului conținând enzima, conținutul eprubetei se centrifughează timp de 15 minute, la 3000 rot./min. Extractul separat servește ca preparat enzimatic.

Determinarea activității α -glucanfosforilazei. Intr-o eprubetă curată și uscată se măsoară un ml soluție de amidon 3%, un ml soluție de NaF și 2 ml reactiv pentru incubare (reactiv 1). Se adaugă un ml extract enzimatic și se agită conținutul eprubetei. În altă eprubetă se pipetează un ml extract enzimatic (martor). Ambele probe se introduc pentru 120 minute în termostat la 37°C .

După termostatare, în fiecare eprubetă se adaugă câte 5 ml soluție de acid tricloracetic 10%, iar eprubeta martor se completează cu 2 ml reactiv pentru incubare, un ml soluție de NaF și un ml apă bidistilată. Conținutul eprubetelor se agită cu grijă și

după 15 minute de repaus, se filtrează sau se centrifughează. În filtrat (supernatant) se determină cantitatea de fosfor anorganic.

Dozarea fosforului anorganic după metoda Lowry și Lopez în modificatia lui Skulacev. Principiul acestei metode se bazează pe transformarea fosfatului în complex fosfomolibdenic și reducerea acestuia cu ajutorul acidului ascorbic. Accelerarea reacției și creșterea sensibilității metodei se realizează sub acțiunea ionilor de cupru. Formarea și reducerea complexului fosfomolibdenic au loc în tampon acetat cu pH 4,0. În aceste condiții combinațiile organice fosforice labile sînt mult mai stabile.

Reactivi. 1. Soluție tampon acid acetic-acetat de sodiu 0,1M cu pH 4. Se amestecă 410 ml de acid acetic 0,2M cu 90 ml soluție de acetat de sodiu ($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 0,2M și se completează la 1000 ml cu apă bidistilată.

2. Soluție de acetat de sodiu 0,25M.

3. Soluție de acid ascorbic 1% în soluție de sulfat de cupru 0,001M. Reactivul este instabil, de aceea se va prepara o cantitate mai mică în ziua determinării. Se dizolvă 0,025 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ în 100 ml apă bidistilată. În 25 ml soluție de sulfat de cupru se dizolvă 0,25 g acid ascorbic.

4. Soluție de molidat de amoniu 1% în acid sulfuric 0,05N.

Modul de lucru. La 0,1 ml din filtratul (supernatant) obținut pentru determinarea fosforului se adaugă 0,16 ml acetat de sodiu 0,25M, apoi 1,74 ml apă bidistilată, 4 ml soluție tampon 0,1M cu pH 4 și 1 ml soluție de acid ascorbic 1%. Se agită conținutul eprubetelor cu atenție. După 10 minute de repaus se introduce în fiecare eprubetă cîte un ml soluție de molidat de amoniu 1%. Se agită cu grijă și se lasă în repaus 10 minute.

În paralel cu proba de cercetat și proba martor se efectuează un control pentru reactivi, înlocuindu-se filtratul (supernatant) și soluția de acetat de sodiu 0,25M cu apă bidistilată.

Intensitatea colorației probelor se colorimetrează la spectrofotocolorimetrul Spekol, la lungimea de undă de 700 nm (filtru roșu), față de controlul reactivilor.

Pentru aflarea cantității de fosfor în probe se construiește o curbă etalon, luînd între 3-30 micrograme fosfor într-un vo-

lum maxim de 2 ml soluție etalon(Tabelul 8.5);

Tabelul 8.5.

Construirea curbei etalon pentru dozarea fosforului după Lowry și Lopez în modifi cația lui Skulacev.

Eprubeta	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantitatea de fosfor (micrograme)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Soluție etalon de KH_2PO_4 (ml)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Apă bidistilată (ml)	2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0
Soluție tampon de acetat (ml)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Soluție acid ascorbic (ml)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Se agită și se lasă în repaus 10 minute											
Soluție de molibdat (ml)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

După 10 minute probele se fotometrează față de controlul reactivilor(C) la spectrofotocolorimetrul Spekol, în lungimea de undă de 700 nm(filtru roșu).Curba etalon se construiește trecind pe ordonată valorile extincțiilor citite, iar pe abscisă concentrația fosforului în probă.

Calculul rezultatelor.Extincția probei de cercetat și marto-
rului se extrapolează pe curba etalon, aflându-se cantitățile co-
respunzătoare de fosfor.Pentru calcularea cantității de fosfor
esterificat sub acțiunea α -glucanfosforilazei, din cantitatea de
fosfor a matorului se scade conținutul de fosfor în proba de
cercetat.

Activitatea α -glucanfosforilazei se exprimă în micrograme
de fosfor esterificat sub acțiunea enzimei dintr-un gram de ma-
terial biologic :

$$\text{micrograme P/g} = \frac{(a_M - a_{\text{cer}}) 10.5}{0,1.0,2}$$

unde : a_M -micrograme de fosfor anorganic corespunzătoare extincției matorului ;

a_{cer} -micrograme de fosfor anorganic rămas neesterificat în proba de cercetat.

8.4.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII FOSFOMONOESTERAZELOR

Fosfomonoesterazele sînt larg răspîndite în celulele plantelor și animalelor, unde îndeplinesc un rol fiziologic deosebit în metabolismul substanțelor. Aceste enzime catalizează scindarea hidrolitică a monoesterilor acidului ortofosforic, între care se numără în primul rînd unii intermediari ai metabolismului glucidic: hexozomono-fosfații (glucozo-1-fosfatul, glucozo-6-fosfatul, fructozo-6-fosfatul), hexozodifosfații (fructozo-1,6-difosfatul), heptozodifosfații (sedoheptulozo-1,7-difosfatul) etc., precum și monoesterii fosforici ai altor substanțe organice.

Fosfomonoesterazele sînt enzime cu o largă specificitate și se deosebesc între ele după pH-ul optim de acțiune. Fosfomonoesteraza alcalină (fosfohidrolaza monoesterilor acidului ortofosforic, EC 3.1.3.1) sau fosfataza alcalină manifestă activitatea maximă în mediu alcalin, la un pH=8,5-10,1. Fosfomonoesteraza acidă (fosfohidrolaza monoesterilor acidului ortofosforic, EC 3.1.3.2) sau fosfataza acidă reprezintă un amestec de trei enzime avînd optumul de acțiune la pH 4,6; 3,4-4,4 și 5,2-6,2.

Fosfomonoesteraza alcalină se întîlnește practic în toate țesuturile organismului animal. Cantități apreciabile de enzimă se găsesc în țesutul osos, ficat, rinichi, glandele mamare, prostată, epiteliul intestinal, leucocite și serul sanguin. Fosfomonoesteraza acidă este conținută în semințele plantelor, cartofi, frunzele verzi, microorganisme, precum și în unele țesuturi animale (splină, ficat, mai ales în prostată, în eritrocite și în serul sanguin).

Principiul metodei. Metodele de determinare a activității fosfomonoesterazelor constau în evaluarea cantității de fosfor anorganic sau a restului organic scindat sub acțiunea acestor enzime asupra anumitor combinații organice ale acidului fosforic, în condiții determinate de pH și temperatură. Dintre combinațiile organice ale acidului fosforic ce folosesc ca substrat pentru

determinarea activității fosfomonoesterazelor alcalină și acidă se menționează α - și β -glicerofosfatul, fenilfosfatul, para-nitro-fenilfosfatul etc.

8.4.3.1. DETERMINAREA FOSFOMONOSTERAZELOR ALCALINE ȘI ACIDE ÎN SERUL SANGVIN

METODA KING-ARMSTRONG

Principiul metodei. Fenolul eliberat din fenilfosfatul disodic sub acțiunea fosfomonoesterazelor serice este dozat colorimetric cu reactivul Folin-Ciocalteu.

În funcție de tamponul folosit și pH-ul acestuia, se poate determina atât activitatea fosfomonoesterazei alcaline cât și activitatea fosfomonoesterazei acide.

Determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline.

Reactivi. 1. Soluție tampon medinal : 2,26 g medinal se dizolvă în 70 ml apă bidistilată. Se corectează pH-ul la 9 și se completează la 100 ml cu apă bidistilată. Se păstrează la rece.

2. Soluție de fenilfosfat disodic. Se dizolvă 0,218 g fenilfosfat disodic în 100 ml apă bidistilată, aducându-se la fierbere timp de câteva minute. Se răcește și se păstrează la +4°C.

3. Soluție de carbonat de sodiu anhidru 20%.

4. Soluție stoc de fenol 0,1% în soluție de HCl 0,1N.

5. Reactiv Folin-Ciocalteu. Într-un balon cu fund rotund de 500 ml, prevăzut cu refrigerent ascendent, se dizolvă 20 g wolframat de sodiu și 5 g molibdat de sodiu în 140 ml apă distilată. Se adaugă 10 ml acid fosforic 85% și 20 ml HCl concentrat. Amestecul se fierbe moderat, cu reflux, timp de 10 ore, apoi se adaugă 30 g sulfat de litiu și câteva picături de brom și se fierbe din nou 15 minute, fără refrigerent, pentru a elimina excesul de brom. Se răcește, se completează volumul la 200 ml cu apă distilată și se filtrează. Reactivul nu trebuie să aibă culoarea albastră, ci galbenă.

În momentul întrebuintării, se diluează un ml reactiv cu doi ml de apă distilată.

Modul de lucru. În două eprubete se măsoară câte 2 ml soluție tampon medinal și câte 2 ml soluție de fenilfosfat disodic. Una din eprubete se încălzește 5 minute la 37°C într-o baie de apă sau termostat. În această eprubetă se adaugă 0,2 ml ser sanguin, se agită și se lasă la 37°C exact 15 minute. După trecerea timpului de incubare, se scoate eprubeta din termostat, se adaugă 1,8 ml reactiv Folin-Giocalteu diluat 1/2 și se centrifughează sau se filtrează imediat.

Cea de a doua eprubetă se ia drept martor. Se introduce în ea 0,2 ml ser și imediat 1,8 ml reactiv Folin-Giocalteu diluat. Apoi, martorul se supune aceluiași operații ca și proba de cercetat. În filtrat (supernatant) se dozează fenolul hidrolizat.

Dozarea fenolului. În eprubete separate se iau 4 ml din filtratul probei de cercetat, 4 ml din filtratul martorului și 2,8 ml apă distilată. În eprubeta cu apă distilată (control reactivi) se pun 1,2 ml reactiv Folin-Giocalteu diluat.

În fiecare eprubetă se măsoară câte un ml soluție de carbonat de sodiu 20%. Se agită și se țin eprubetele la 37°C timp de 20 minute pentru a permite dezvoltarea culorii. Se citesc extincțiile probei de cercetat și martorului la 700 nm față de controlul reactivilor (eprubeta 3).

Determinarea activității fosfomonoesterazei acide

Reactivi. 1. Soluție tampon citrat-acid clorhidric cu pH 4,9. Se dizolvă 37,8 g acid citric în 300 ml apă bidistilată. Se adaugă 360 ml soluție de NaOH 0,1N și 200 ml soluție de HCl 0,1N. Se ajustează pH-ul soluției la 4,9 folosind un pH-metru și se completează volumul cu apă bidistilată la 1000 ml.

2. Reactivii 2-5 folosiți la determinarea fosfomonoesterazei alcaline.

Modul de lucru. Se procedează la fel ca la determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline, cu diferența că hidroliza fenilfosfatului disodic sub acțiunea fosfomonoesterazei acide din ser durează 60 minute.

Dozarea fenolului se face după tehnica descrisă mai sus.

Pentru aflarea cantității de fenol în probe se trasează o curbă etalon, pornind de la soluția stoc de fenol (reactiv 4) care

se diluează de 10 ori. Din această soluție diluată (0,1 mg fenol/ml) se pipetează într-o serie de eprubete volume de la 0,1 la 1 ml corespunzând la 0,01-0,1 mg fenol. Se completează la 2,8 ml cu apă distilată. Se adaugă cîte 1,2 ml reactiv Folin-Ciocalteu diluat 1/2 și 1 ml soluție de carbonat de sodiu 20%. Se termostatează 20 minute la 37°C și se citesc extincțiile probelor etalon la 700 nm față de un control alcătuit din 2,8 ml apă distilată, 1,2 ml reactiv Folin-Ciocalteu diluat și 1 ml soluție de carbonat de sodiu.

Calculul rezultatelor. Extincțiile probei de cercetat și martorului se raportează la curba etalon pentru a afla mg de fenol din fiecare probă. Scăzînd valoarea martorului din valoarea probei de cercetat se obține cantitatea în mg de fenol eliberat sub acțiunea fosfomonoesterazelor.)


Activitatea fosfomonoesterazelor se exprimă în unități King-Armstrong (U.K.-A). O unitate K.-A. reprezintă cantitatea de enzimă care duce la eliberarea unui mg fenol în condițiile de timp și pH menționate. Calcularea activității fosfomonoesterazelor în U.K.-A. pentru 100 ml ser se face după formula :

$$\text{mg fenol/100 ml} = (a_{\text{cer}} - a_{\text{M}}) \cdot \frac{6}{4} \cdot \frac{100}{0,2}$$

unde : a_{cer} - cantitatea de fenol (mg) în proba de cercetat și
 a_{M} - cantitatea de fenol (mg) în proba martor.

METODA BODANSKY

Principiul metodei. Fosfomonoesterazele din serul sanguin pot cataliza hidroliza β -glicerofosfatului conform următoarei reacții



Fosforul anorganic scindat pe calea acestei reacții este evaluat colorimetric.

Determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline

Reactivi. 1. Soluție substrat tamponat. Se dizolvă 0,5 g β -glicerofosfat de sodiu și 0,425 g dietilbarbiturat de sodiu (medinal) în 100 ml apă bidistilată la balon cotat. pH-ul soluției trebuie să fie egal cu 8,6. Se adaugă 3 ml eter de petrol sau toluen. Soluția se păstrează în frigider.

2. Soluție de acid tricloracetic 10%.

Modul de lucru. În două eprubete de centrifugă se măsoară câte 2 ml soluție substrat tamponat. Una din eprubete se introduce într-un termostat la 37°C timp de 5 minute, apoi se adaugă 0,2 ml ser și se agită, evitându-se aerarea. Amestecul obținut se lasă în termostat la 37°C exact 60 minute (proba de cercetat).

În cealaltă eprubetă se adaugă 1,8 ml soluție de acid tricloracetic 10% și 0,2 ml ser (martor). Conținutul eprubetei se agită, se lasă în repaus 10 minute și se centrifughează.

După trecerea timpului de incubare se scoate prima eprubetă (proba de cercetat) din termostat și se adaugă 1,8 ml soluție de acid tricloracetic 10%, se agită bine și se lasă în repaus 10 minute, apoi se centrifughează.

În supernatantul probei de cercetat și martorului se dozează fosforul anorganic după metoda de mai jos.

Dozarea fosforului anorganic prin metoda Bell și Doisy, modificată de Briggs.

Principiul acestei metode se bazează pe reacția fosforului anorganic din supernatantul deproteinizat cu molidatul de amoniu în mediu acid, conducând la formarea fosfomolidatului de amoniu, care prin reducere cu hidrochinonă și sulfat de sodiu trece în albastru de moliden. Culoarea albastră, proporțională cu cantitatea de fosfor din fosfomolidat se determină la 600 nm sau în filtru roșu.

Reactivi. 1. Soluție de molidat de amoniu 5%. Se dizolvă 12,5 g molidat de amoniu în 150 ml apă distilată și se filtrează într-un balon cotat de 250 ml. La filtrat se adaugă cu precauție 37,5 ml acid sulfuric concentrat și după răcire se completează la semn cu apă distilată.

2. Soluție de sulfat de sodiu 20%. Se prepară în momentul

întrebuințării, în cantități mici, pentru a evita oxidarea sulfidului sub acțiunea aerului.

3. Soluție de hidrochinonă 1%. Se dizolvă 1 g de hidrochinonă în 100 ml apă distilată și se adaugă 2 picături de acid sulfuric concentrat pentru conservare. Soluția se păstrează în sticlă brună, la rece. Soluția trebuie să fie incoloră.

4. Soluție etalon de fosfat monopotasic. Se dizolvă 0,10985 g fosfat monopotasic în 250 ml apă distilată, la balon cotat. Această soluție concentrată conține 0,1 mg P/ml. Pentru prepararea soluției etalon se diluează 5 ml soluție concentrată la 50 ml cu apă distilată. Soluția diluată conține 0,01 mg P/ml.

Modul de lucru. În eprubete separate se iau 3 ml din supernatantul probei de cercetat, 3 ml din supernatantul martorului și 3 ml apă distilată. În fiecare eprubetă se măsoară câte 1 ml soluție de molibdat, apoi la intervale de 2 minute câte un ml soluție de sulfid de sodiu și un ml soluție de hidrochinonă. Conținutul eprubetelor se agită energic și se lasă în repaus.

După 30 minute se citesc extincțiile probei de cercetat și a martorului, la 600 nm (filtru roșu), față de proba cu apă distilată.

Pentru aflarea cantității de fosfor în probe se trasează o curbă de etalonare, pipetând într-o serie de eprubete volume din soluția etalon de fosfat monopotasic (0,01 mgP/ml) cuprinse între 0,1-3,0 ml corespunzând la 0,001-0,03 mg fosfor. Se completează la 3 ml cu apă distilată. Apoi se adaugă câte 1 ml soluție de molibdat de amoniu și la intervale de 2 minute, un ml soluție de sulfid de sodiu și un ml soluție hidrochinonă. Probele se agită energic și după 30 minute se colorimetrează la 600 nm (filtru roșu) față de un control conținând 3 ml apă distilată și reactivii de culoare.

Calculul rezultatelor. Se determină cantitatea de fosfor în proba de cercetat și în martor, raportând extincțiile la curba etalon. Din valoarea conținutului de fosfor în proba de cercetat se scade valoarea găsită la martor.

Activitatea fosfomonoesterazei alcaline se exprimă în unități Bodansky. O unitate Bodansky (U.B.) corespunde unei activi-

tăți enzimatică care duce la eliberarea de un mg fosfat anorganic în timp de 60 minute la 37°C. În calcul se va ține seama de cantitatea de ser luată în lucru și de faptul că activitatea fosfomonoesterazei alcaline se raportează la 100 ml ser. În consecință, calcularea activității enzimei se efectuează după formula :

$$\text{mg P/100 ml} = (a_{\text{cer}} - a_{\text{M}}) \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{100}{0,2} ,$$

în care : a_{cer} - cantitatea de fosfor (mg) în proba de cercetat ;
 a_{M} - cantitatea de fosfor (mg) în martor.

Observații. Serul sanguin în care se determină activitatea fosfomonoesterazelor alcaline și acide trebuie să fie proaspăt și nehemolizat. Analiza trebuie efectuată nu mai târziu de 24 ore. Când singele trebuie transportat, se va menține pe gheață.

Dacă activitatea fosfomonoesterazică este foarte ridicată, se repetă determinarea cu o cantitate mai mică de ser sau cu ser diluat în soluție de NaCl 0,9%.

Dacă activitatea fosfomonoesterazică este mică, se repetă determinarea incubând 2 sau 3 ore. În aceste cazuri, rezultatele obținute se corectează înmulțind cu 0,55 și respectiv 0,39.

Variații fiziopatologice. În condiții normale activitatea fosfomonoesterazei alcaline variază cu vîrsta.

adulți : 4-12 unități K.-A.

50-100 2-6 unități Bodansky

10-20 copii : 6-20 unități K.-A.

30-60 6-16 unități Bodansky.

Activitatea fosfomonoesterazei acide în serul sanguin poate fi cuprinsă între limitele : 1-3 unități K.-A. și între 0,1-0,9 unități Bodansky.

În unele stări fiziologice se observă o creștere a activității fosfomonoesterazei alcaline. Astfel, această enzimă este deosebit de activă spre sfîrșitul sarcinii și în cursul perioadei de alăptare la femei, iar la copil în cursul perioadei de osificare intensă (creșterea scheletului).

În diferite stări patologice se evidențiază o creștere pronunțată a activității celor două fosfomonoesteraze, determinarea lor avînd o deosebită însemnătate clinic-diagnostică.

Cresterea activității fosfomonoesterazei alcaline se întâlnește preponderent în două stări patologice : bolile oaselor legate cu proliferarea osteoblastelor (rahitism, boala lui Paget, hiperparatiroidism, sarcomul oaselor etc.) și în cazul bolilor ficatului, însoțite de fenomene de colestază. O creștere a activității fosfomonoesterazei alcaline se constată, de asemenea în bolile mușchiului și în leucemii.

Activitatea fosfomonoesterazei acide înregistrează valori ridicate în cancerul prostatei și în unele neoplasme ale glandei mamare.

8.4.3.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII FOSFOMONOESTERAZEI

ACIDE IN PLANTE

Principiul metodei de determinare a activității fosfomonoesterazei acide în plante este asemănător cu cel descris la determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline prin metoda Bodansky. În cazul fosfomonoesterazei acide se folosește o soluție tampon cu pH-ul în domeniu acid.

Reactivi. 1. Soluție de clorură de sodiu 0,9%.

2. Soluție tampon acid citric-citrat de sodiu M/10 cu pH 6,2. Se dizolvă 1,5130 g acid citric ($C_6H_8O_7 \cdot H_2O$) și 15,2864 g citrat de sodiu ($C_6H_5O_7Na_3 \cdot 5\frac{1}{2}H_2O$) în 500 ml apă bidistilată.

3. Soluție de β -glicerofosfat de sodiu 1,5% în soluție tampon citrat M/10 cu pH 6,2.

4. Soluție de acid tricloracetic 10%.

Modul de lucru. Extragerea fosfomonoesterazei acide. O cantitate de 1 g material vegetal (semințe de bob, mazăre, grâu, porumb etc.) fin omogenizat se extrage cu 5 ml soluție de NaCl 0,9%, timp de 60 minute, la temperatura camerei, prin agitare cu intermitență (10 minute repaus și un minut agitare). Apoi amestecul se supune centrifugării timp de 15 minute la 3000 rot./min. Supernatantul obținut se folosește drept sursă de enzimă (extract enzimatic).

Determinarea activității enzimei. În două eprubete de centrifugă se măsoară câte 1 ml soluție de glicerofosfat de sodiu.

În prima eprubetă (proba de cercetat) se adaugă 0,5-1 ml extract enzimatic și se completează volumul la 2 ml cu soluție de NaCl 0,9%. Conținutul eprubetei se agită și se termostatează la 30°C pentru 30 minute.

După incubare se introduc în fiecare eprubetă câte 3 ml soluție de acid tricloracetic 10%. În eprubeta a doua (martor) se pipetează exact aceleași volume de extract enzimatic și de soluție de NaCl care au fost adăugate în proba de cercetat. Conținutul eprubetelor se agită și se centrifughează.

În supernatantele obținute se determină cantitatea de fosfor anorganic.

Dozarea fosforului anorganic în proba de cercetat și martor se realizează după procedeul descris la pag. 107, luând câte 0,5-3 ml supernatant limpede, în funcție de cantitatea presupusă de fosfor eliberat care este dependentă de activitatea enzimei.

Calculul rezultatelor. Activitatea fosfomonoesterazei acide se exprimă în mg de P eliberat de enzima dintr-un gram de material vegetal cercetat în condițiile experimentale descrise :

$$\text{mg P/l g} = (a_{\text{cer}} - a_{\text{m}}) \cdot \frac{5}{v} \cdot \frac{5}{n} ,$$

unde : a_{cer} - cantitatea de fosfor (mg) corespunzătoare extincției probei de cercetat ;


a_{m} - cantitatea de fosfor (mg) corespunzătoare extincției martorului ;

v - volumul (ml) de supernatant luat pentru dozarea fosforului anorganic și

n - volumul (ml) de extract enzimatic adăugat în probe.

8.4.4. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII GLUCOZO-FOSFATIZOMERAZEI

Enzima glucozofosfatizomeraza (D-glucozo-6-fosfat-cetol-izomeraza, EC 5.3.1.9) catalizează următoarea reacție reversibilă :



Bazina este larg răspândită în ţesuturile organismului animal şi în plante, unde participă în procesele de glicoliză anaerobă, ciclul pentozofosfaţilor etc.

Determinarea activităţii glucozofosfatizomerazei în serul sanguin prin metoda Bodansky cu unele modificatii ale lui Korovkin.

Principiul metodei. Glucozofosfatizomeraza din serul sanguin transformă parţial glucozo-6-fosfatul în fructozo-6-fosfat. Ultimul formează cu HCl concentrat hidroximetilfurfurolul, care reacţionează cu rezorcina dând o culoare roşie. Intensitatea culorii este proporţională cu concentraţia fructozo-6-fosfatului, prin urmare şi cu activitatea enzimei.

Reactivi. 1. Soluţie de glucozo-6-fosfat de sodiu 0,03M. La 391 mg glucozo-6-fosfat de bariu se adaugă 2 ml de apă bidistilată. Suspensia formată se dizolvă prin adăugarea cu picătura a unei soluţii de HCl concentrat. Apoi la soluţia obţinută se adaugă cu picătura soluţie de sulfat de sodiu 10%. Se aşteaptă câteva minute pînă se depune precipitatul de sulfat de bariu şi se verifică precipitarea completă a ionilor de bariu pe calea adăugării unei picături de sulfat de sodiu. În cazul apariţiei unei opalescenţe, se mai adaugă sulfat de sodiu. Dacă precipitarea s-a realizat complet, amestecul se centrifughează şi supernatantul se transvazează într-un balon cotat de 25 ml, se aduce pH-ul la 7,4 cu soluţie de NaOH 1N şi se completează la semn cu apă bidistilată. Se obţine o soluţie de glucozo-6-fosfat 0,03M.

2. Soluţie tampon medinal-acetat. Se dizolvă 2,9428 g dietilbarbiturat de sodiu (medinal) şi 1,9428 g acetat de sodiu în 100 ml apă bidistilată.

3. Soluţie substrat tamponat. Se amestecă 8,33 ml soluţie de glucozo-6-fosfat de sodiu 0,03M, 25 ml soluţie tampon medinal-acetat, 25 ml soluţie de HCl 0,1N şi se completează cu apă la 100 ml (pH-ul soluţiei trebuie să fie 7,4). Soluţia se păstrează în frigider.

4. Soluţie de acid tricloracetic 5%.

5. Soluţie de rezorcină 0,1% în etanol.

6. Soluţie de HCl 10N.

Modul de lucru. Într-o eprubetă se măsoară 0,5 ml ser diluat cu apă 1:2 și 1 ml soluție substrat tamponat (reactiv 3). Amestecul se agită și se incubează în termostată la 37°C timp de 30 minute. După incubare se adaugă 2,5 ml soluție acid tricloracetic 5%, se agită și se centrifughează.

În paralel se efectuează o probă martor, în care se pipetează 0,5 ml ser diluat cu apă 1:2, imediat 2,5 ml soluție de acid tricloracetic și apoi 1 ml soluție substrat tamponat. Se agită și se centrifughează.

În eprubete separate se iau câte 2 ml supernatant corespunzător probei de cercetat (eprubeta incubată) și martorului, se adaugă 2 ml soluție de rezorcină 0,1% și 6 ml soluție de HCl 10N. Conținutul eprubetelor se agită și se încălzește pe baie de apă la 80° (+1°) timp de 15 minute. Soluțiile se colorează în violet-roz. Intensitatea colorației se determină cu ajutorul unui fotoelectrocolorimetru, la 508 nm, față de apă distilată.

Calculul rezultatelor. Diferența între extincțiile probei de cercetat și martorului este proporțională cu activitatea enzimei. Activitatea glucozofosfatizomerazei se exprimă în micromoli de fructozo-6-fosfat care se formează sub acțiunea enzimei din un ml ser, în timp de 60 minute, la 37°C.

Pentru aflarea cantității de fructozo-6-fosfat în probe se construiește o curbă etalon. În calitate de substanță etalon se poate folosi fructoza liberă sau sarea de sodiu a fructozo-6-fosfatului. Trebuie reținut că fructozo-6-fosfatul dă o colorație mai slabă decât fructoza liberă cu rezorcina. Astfel, cu fructozo-6-fosfat intensitatea culorii reprezintă numai 62% din intensitatea culorii fructozei libere, raportată la un mol de substanță, fapt de care trebuie ținut seama la efectuarea calculelor. În tabelul 8.6 se dă schema de alcătuire a unei serii de probe etalon cu soluție de fructoză (100 micrograme într-un ml soluție de HCl 1N)

Tabelul 8.6.Schema alcătuirii seriei etalon pentru fructoză

Nr. probei	Fructoză (micrograme)	Soluție etalon de fructoză (ml)	Soluție de HCl 1N(ml)	Soluție de rezorcină 0,1%(ml)	Soluție de HCl 10N(ml)
1	10	0,10	1,90	2	6
2	15	0,15	1,85	2	6
3	25	0,25	1,75	2	6
4	50	0,50	1,50	2	6
5	75	0,75	1,25	2	6
C	0	-	2,00	2	6

Conținutul eprubetelor se agită și se introduce într-o baie de apă la 80° pentru 15 minute. Apoi probele se colorimetrează față de controlul reactivilor(C).

Folosindu-se curba etalon construită în modul indicat, activitatea glucozofosfatizomerazei se poate calcula după formula :

$$\frac{\text{micromoli fructozo-6-fosfat}}{1 \text{ ml} \times 60 \text{ minute la } 37^{\circ}\text{C}} = \frac{a \cdot 24 \cdot 1,6}{261},$$

unde: a -cantitatea de fructoză(micrograme) citită pe curba etalon;

24-coeficient de calcul pentru 1 ml ser și 60 minute de incubare ;


1,6-coeficient de conversie a fructozei în fructozo-6-fosfat;

261-masa în micrograme a unui micromol de fructozo-6-fosfat.

Valori normale. În condiții normale activitatea glucozofosfatizomerazei este de 2 micromoli fructozo-6-fosfat la un ml ser pentru 60 minute de incubare la 37°C.

8.4.5.DETERMINAREA ACTIVITATII FRUCTOZODIFOSFATALDOLAZEI

Fructozodifosfataldolaza(fructozo-1,6-difosfat-D-gliceraldehid-3-fosfatliaza, EC 4.1.2.1 3) catalizează scindarea reversibilă a fructozo-1,6-difosfatului în doi triozo-fosfați, gliceraldehid-3-fosfat și dihidroxiacetonfosfat:



Fructozodifosfataldolaza este prezentă în microorganisme, în țesuturile animale și plante, fiind o enzimă importantă a căii glicolitice, ciclului pentozofosforic și ciclului Calvin-Bassham.

Metoda colorimetrică de determinare a activității fructozodifosfataldolazei în serul sanguin (Metoda Kulzanek și Klaska)

Principiul metodei. Fructozodifosfataldolaza scindează fructozo-1,6-difosfatul în gliceralehid-3-fosfat și dihidroxiacetonfosfat. Reacția are loc în prezența hidrazinilor hidratului care leagă triozofosfații rezultăți asigurând desfășurarea reacției într-un singur sens. Prin hidroliză alcalină se eliberează triozele care formează cu 2,4-dinitrofenilhidrazina fenilhidrazonile corespunzătoare colorate în maro. Intensitatea culorii este proporțională cu activitatea enzimei.

Reactivi. 1. Soluție de fructozo-1,6-difosfat 0,005M în soluție de hidrazină 0,056M (pH 8,2). Se dizolvă 250 mg fructozodifosfat de bariu în 70 ml apă bidistilată, se adaugă 410 mg clorhidrat de hidrazină și se ajustează pH-ul la 8,2 cu ajutorul unei soluții de KOH 1N. Volumul amestecului se completează la 100 ml cu apă bidistilată.

2. Soluție de HCl 2N.

3. Soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină 0,6N. Se dizolvă 100mg dinitrofenilhidrazină în 100 ml soluție de HCl 2N.

4. Soluție de NaOH 0,6N.

Modul de lucru. La 0,1 ml ser se adaugă 0,5 ml soluție de fructozodifosfat în hidrazină și se incubează 30 minute la 37°C. Reacția se oprește prin adăugarea a 0,1 ml soluție de HCl 2N.

Proteinele nu se îndepărtează şi pentru reacţia de culoare se foloseşte întregul volum al amestecului incubat. În probă se măsoară 0,5 ml soluţie de NaOH 0,6N, se agită şi se lasă în repaus la temperatura camerei timp de 30 minute. Apoi se adaugă 1,5 ml soluţie de 2,4-dinitrofenilhidrazină, se agită şi amestecul se lasă în repaus 30 minute la temperatura camerei. La sfîrşitul acestei perioade se introduce în amestec 4,5 ml soluţie de NaOH 0,6N. După agitare, proba se menţine la întuneric 20 minute. Se colorimetrează la 536 nm (filtru verde) faţă de apă distilată.

În paralel cu proba de cercetat se realizează un martor în care soluţia de fructozo-1,6-difosfat în hidrazină se introduce după adăugarea soluţiei de HCl 2N. Mai departe se procedează în acelaşi mod ca şi la proba de cercetat.

Calculul rezultatelor. Diferenţa între extincţia probei (E_{cer}) şi extincţia martorului (E_{m}) este proporţională cu activitatea enzimei. Activitatea fructozodifosfataldolazică se exprimă în micromoli fructozodifosfat scindat de enzima dintr-un ml ser în decurs de 60 minute. Pentru construirea curbei etalon se foloseşte dihidroxi-acetona. În lipsa acestei cetotrioze, activitatea fructozodifosfataldolazei se poate exprima în unităţi convenţionale de extincţie:

$$(E_{\text{cer}} - E_{\text{m}}) \cdot 100$$

Variaţii fiziopatologice. Valoarea normală a activităţii fructozodifosfataldolazei în serul sanguin nu depăşeşte 3-8 unităţi convenţionale.

Conţinutul acestei enzime în serul sanguin creşte puternic în hepatita acută, distrofia musculară progresivă (miopatie), infarct miocardic, pancreatită acută hemoragică, anemie hemolitică severă etc.

8.4.6. DETERMINAREA ACTIVITĂŢII LACTATDEHIDROGENAZEI

Lactatdehidrogenaza (L-lactat: NAD-oxidoreductaza, EC 1.1.1.27) catalizează următoarea reacţie :



Enzimă glicolitică, lactatdehidrogenaza se întâlneşte în majoritatea organelor şi ţesuturilor de origine animală şi vegetală,

de asemenea, în microorganisme. În cazul organismului uman cea mai mare activitate lactatdehidrogenazică posedă rinichii, mușchiul cardiac, mușchii scheletici, pancreasul, splina, ficatul, plămîinii, serul sanguin. În serul sanguin s-au descoperit 5 izoenzime ale lactatdehidrogenazei.

Lactatdehidrogenaza se găsește, de asemenea, în eritrocite, de aceea serul folosit pentru analiză trebuie să fie proaspăt și fără urme de hemoliză.

Caracterizarea activității totale a lactatdehidrogenazei contribuie la cunoașterea intensității proceselor oxido-reducătoare din organismul animal, iar determinarea activității izoenzimelor lactatdehidrogenazei facilitează stabilirea diagnosticului în unele boli ale inimii, ficatului și altor organe.

Pentru determinarea activității lactatdehidrogenazei se utilizează metode colorimetrice și spectrofotometrice.

Metoda colorimetrică de determinare a activității lactatdehidrogenazei în serul sanguin (Metoda Sevela și Tovarek în modificarea lui Korovkin)

Principiul metodei. Acidul L-lactic în mediu alcalin sub acțiunea lactatdehidrogenazei din serul sanguin și a NAD exogen se oxidează în acid piruvic. După cantitatea de piruvat, care se dozează cu ajutorul 2,4-dinitrofenilhidrazinei, se apreciază activitatea enzimei.

Reactivi. 1. Soluție de lactat de sodiu 0,45M. Într-un balon cotat de 100 ml se introduc 5 ml acid lactic 80% (sau 10 ml 40%) și se neutralizează cu soluție de NaOH 2N pînă la pH 7,5. Volumul se completează la 100 ml cu apă bidistilată.

2. Soluție de pirofosfat de sodiu 0,03M (pH 8,8). Se dizolvă 6,69 g $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ în 50 ml apă. Se stabilește pH-ul la 8,8 cu ajutorul unei soluții de HCl 1N și se completează volumul la 500 ml cu apă bidistilată. Reactivul este stabil în decurs de o lună dacă se păstrează la frigider.

3. Soluție de NAD. Se dizolvă 3 mg NAD într-un ml de apă bidistilată. Reactivul este stabil timp de 4 săptămîni, prin păstrare în frigider.

Soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină. Se dizolvă 19,8 mg 2,4-dinitrofenilhidrazină în 100 ml soluție HCl 1N.

5. Soluție de NaOH 0,4N.

6. Soluție de HCl 1N.

7. Soluție etalon de piruvat de sodiu. Se dizolvă 12,5 mg piruvat de sodiu în 100 ml apă distilată.

Modul de lucru. În două eprubete se măsoară câte 0,3 ml soluție de NAD. În prima eprubetă (proba de cercetat) se adaugă 0,1 ml ser sanguin diluat cu apă bidistilată (1:2).

Într-o a treia eprubetă se toarnă 4 ml soluție de pirofosfat de sodiu și 1 ml soluție de lactat de sodiu.

Toate cele trei eprubete se incubează într-o baie de apă la 37°C timp de 5 minute. Apoi în proba de cercetat și în eprubeta a doua (martor) se pipetează câte 1 ml amestec din eprubeta a treia. Conținutul primelor două eprubete (probă și martor) se agită și se incubează la 37°C în decurs de 15 minute.

După incubare, în proba de cercetat și martor se adaugă câte 0,5 ml soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină. În martor se adaugă 0,1 ml ser diluat (1:2). Se agită și se lasă la temperatura camerei timp de 20 minute. Apoi se introduce câte 5 ml soluție de NaOH 0,4N. Conținutul eprubetelor se agită și peste 10-15 minute se fotometrează față de apă, la 536 nm (filtru verde).

Calculul rezultatelor. Calculul activității lactatdehidrogenazei se efectuează după curba etalon construită cu piruvat de sodiu (tabelul 8.7.)

Tabelul 8.7.

Schema construirii curbei de etalonare

Nr. probei	Acid piruvic (micrograme)	Soluție de piruvat de sodiu (ml)	Apă distilată (ml)	Soluție de pirofosfat de sodiu (ml)
1	5	0,05	0,55	0,8
2	10	0,10	0,50	0,8
3	15	0,15	0,45	0,8
4	20	0,20	0,40	0,8
5	25	0,25	0,35	0,8
6	30	0,30	0,30	0,8

În fiecare eșantion se adaugă cîte 0,5 ml soluție de 2,4-di-nitrofenilhidrazină. Mai departe probele etalon se tratează în mod similar cu proba de cercetat și martorul.

Diferența între extincția probei de cercetat (E_{cer}) și extincția martorului (E_m) arată cantitatea de acid piruvic format în timpul incubăției sub acțiunea lactatdehidrogenazei. Activitatea lactatdehidrogenazei se exprimă în micromoli de acid piruvic rezultați prin incubăția unui ml de ser, timp de 60 minute la 37°C.

Polcînd curba etalon, activitatea lactatdehidrogenazei se poate calcula după formula :

$$\frac{\text{micromoli acid piruvic}}{\text{ml} \times 60 \text{ minute}} = (a_{\text{cer}} - a_m) \frac{3}{0,1} \cdot \frac{60}{15} \cdot \frac{1}{88},$$

unde: a_{cer} - cantitatea de acid piruvic (micrograme) în proba de cercetat ;

a_m - cantitatea de acid piruvic (micrograme) în martor ;

88 - masa unui micromol de acid piruvic în micrograme ;

Valorile normale ale activității lactatdehidrogenazei în serul sanguin sînt cuprinse între 0,4-4 micromoli acid piruvic la un ml de ser pentru 60 minute incubăție la 37°C.

Determinarea activității fracțiunii lactatdehidrogenazice serice stabilă la uree.

În serul sanguin s-au evidențiat 5 izoenzime ale lactatdehidrogenazei (LDH) : LDH₁, LDH₂, LDH₃, LDH₄ și LDH₅, care migrează în gel în ordinea scăderii mobilității lor electroforetice. S-a stabilit că fracțiunea LDH₁ provine, în principal din inimă, iar LDH₅ din ficat. Spre deosebire de LDH₅, prima izoenzimă LDH₁ posedă stabilitate la acțiunea denaturantă a ureei.

Prin metoda descrisă mai sus se poate determina, de asemenea, activitatea fracțiunii lactatdehidrogenazei din serul sanguin stabilă la acțiunea ureei.

Principiul metodei se bazează pe proprietatea ureei de a inhiba 100% activitatea LDH₅. Determinarea paralelă a activității globale a LDH și activității fracțiunii LDH neinfluențabilă de către uree, permite calcularea procentului fracțiunii stabile la

acțiunea ureei.

Reactivi. 1. Soluție de uree în soluție de pirofosfat de sodiu. Se dizolvă 14,4 g uree în 100 ml pirofosfat de sodiu 0,03M cu pH 8,8.

2. Reactivii 1-7 din metoda precedentă (pag. 117).

Modul de lucru. Se amestecă 0,1 ml ser diluat (1 : 2) cu 0,8 ml soluție de uree în soluție de pirofosfat de sodiu 0,03M și cu 0,3 ml soluție de NAD. Eprubeta se închide cu dop și se preincubează timp de 60 minute la 25°C. Apoi în eprubetă se adaugă 0,2 ml soluție de lactat de sodiu 0,45M, se agită și se incubează 15 minute la 37°C.

În paralel se determină activitatea globală a LDH, fără încălzirea prealabilă a reactivilor la temperatura de 37°C. După realizarea amestecului de incubație cu reactivii având temperatura camerei, se incubează imediat timp de 15 minute la 37°C.

După incubație cele două procedee nu se deosebesc de metoda descrisă mai sus.

Calculul rezultatelor. Se calculează procentul LDH stabilă la acțiunea ureei, în raport cu activitatea globală a LDH.

Conform datelor din literatură fracțiunea LDH stabilă la uree reprezintă 25-36% din activitatea globală a LDH.

În bolile ficatului fracțiunea stabilă la uree scade (< 20%), iar în infarctul miocardic crește (> 40%).

Metoda spectrofotometrică de determinare a activității lactatdehidrogenazei în serul sanguin (Metoda Wroblewski și La Due, modificată de Hill).

Principiul metodei. Se bazează pe măsurarea vitezei de oxidare a NAD.H₂ în timpul reacției de transformare a acidului piruvic în acid lactic. Viteza de oxidare a NAD.H₂ se estimează după scăderea extincției la 340 nm.

Reactivi. 1. Soluție de piruvat de sodiu 0,01M. Se dizolvă 1,1 mg piruvat de sodiu într-un ml soluție tampon de fosfați 0,1M cu pH 7,8.

2. Soluție de NAD.H_2 0,001%. Înainte de întreținere, se dizolvă 3 mg NAD.H_2 în 3 ml de apă bidistilată.

3. Soluție de carbonat de sodiu 1%.

4. Soluție tampon de fosfați 0,1M cu pH 7,8.

5. Amestec de soluție tampon și substrat. În momentul utilizării se prepară amestecul alcătuit din 1 ml soluție de piruvat de sodiu, 25 ml soluție tampon fosfat, 1 ml soluție de carbonat de sodiu și 3 ml soluție de NAD.H_2 . Amestecul se agită.

Modul de lucru. Se măsoară cîte 2,9 ml amestec soluție tampon-substrat în 2 eprubete și se încălzesc într-o baie de apă pînă la 37°C . Apoi într-o eprubetă (proba de cercetat) se adaugă repede 0,1 ml ser sanguin diluat cu apă bidistilată (0,1 ml ser + 0,9 ml apă). Conținutul eprubetei se agită și se transvazează în cuva spectrofotometrului. Grosimea cuvei - 1 cm. Măsurarea se face față de un control alcătuit din 2,9 ml amestec tampon-substrat (eprubeta a doua) și 0,1 ml apă bidistilată, la 340 nm. Se citește valoarea extincției $-E_1$. Apoi proba de cercetat se incubează 30 minute într-o baie de apă la 37°C . Se măsoară a doua extincție $-E_2$.

Calculul rezultatelor. Activitatea enzimei se exprimă în milimicromoli de substrat transformat de un ml ser în timp de 1 minut. Calculul se realizează prin formula :

$$\frac{\text{Milimicromoli piruvat}}{1 \text{ ml} \times 1 \text{ minut}} = \frac{\Delta E \cdot 100 \cdot 1000}{30 \times 2,07}$$

unde: $\Delta E = E_1 - E_2$

30 - timpul de incubație, în minute ;

100 - gradul de diluție a serului ;

2,07 - coeficientul de extincție la 340 nm pentru 1 micromol


NAD.H_2 conținut în 3 ml soluție;

1000 - transformarea în milimicromoli.

8.4.7. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII UNOR DEHIDROGENAZE

PARTICIPANȚE LA DEHIDROGENAREA PRIMARĂ A SUBSTRATELOR

Dehidrogenazele-enzime din clasa oxidoreductazelor catalizează scindarea hidrogenului de la substrat(dehidrogenare),efectuând astfel oxidarea lui.Schema generală de acțiune a dehidrogenazelor este următoarea :



unde: AH_2 -substratul supus dehidrogenării ;

A -substratul oxidat ;


B -acceptor de hidrogen.

Se cunosc dehidrogenaze anaerobe(dehidrogenaze primare)care transferă hidrogenul la acceptori intermediari și dehidrogenaze aere capabile să transporte hidrogenul de la substratul supus oxidării direct la oxigenul atmosferic.

Coenzimele dehidrogenazelor anaerobe pot fi NAD și NADP sau FMN și FAD.In funcție de natura chimică a substratului care donează hidrogenul,dehidrogenazele poartă denumirile corespunzătoare :izocitratdehidrogenază, α -cetoglutaratdehidrogenază,succinatdehidrogenază,malatdehidrogenază etc.Aceste enzime sînt larg răspîndite în țesuturile animale și vegetale,unde catalizează etapa de început a oxidării biologice, etapă reprezentată prin ciclul acizilor tricarboxilici și procesele de oxidare a acizilor grași.Pentru determinarea activității dehidrogenazelor s-au elaborat diferite metode.

Determinarea activității dehidrogenazelor în biomasa microorganismelor(Metoda Sîsoev și Krasna,modificată parțial de Artenie).

Principiul metodei.La baza metodei se află capacitatea dehidrogenazelor de a transfera hidrogenul de la diferite substraturi(acizi carboxilici,alcooli,glucide etc) la clorura de 2,3,5-trifeniltetrazoliu(CTT) care se reduce și trece în trifenilformazan colorat în roșu :



Clorură de 2,3,5-trifenil-tetrazoliu

Trifenilformazan

Intensitatea culorii trifenilformazanului format este proporțională cu activitatea dehidrogenazelor.

Reactivi. 1. Soluție tampon de fosfat cu pH 7,4. Într-un balon cotat de 50 ml se dizolvă 4g K_2HPO_4 în 30 ml apă distilată, apoi se adaugă 0,2 g gelatină și după dizolvare se aduce pH-ul la 7,4 cu o soluție de KOH 1N. Se completează volumul la 50 ml cu apă distilată (Soluția A). Se dizolvă 0,4 g $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ în 30 ml apă distilată, se corectează pH-ul la 7,4 și se completează la 50 ml cu apă distilată (Soluția B). În momentul întrebuirii se amestecă un volum de soluție A cu un volum egal de soluție B.

2. Soluție de clorură de 2,3,5-trifeniltetrazoliu 1%.

3. Soluție de substrat de lucru. În calitate de donor de hidrogen pentru dehidrogenaze se folosesc soluții 0,2M de acid izocitric, acid α -cetoglutaric, acid succinic, acid malic, glucoză. În cazul soluțiilor de acizi carboxilici pH-ul se ajustează cu soluție de KOH la 7,4. Înainte de determinare, se amestecă volume egale din soluțiile de substrat și soluția de clorură de trifeniltetrazoliu 1%.

4. Dizolvanț pentru trifenilformazan. Se amestecă 95 ml alcool etilic 96% cu 5 ml acid acetic 98%.

5. Soluție de acid ascorbic 5% cu pH 8,8 pentru reducerea CTT. Se prepară extemporaneu dizolvând 0,5 g acid ascorbic în 10 ml soluție de K_2HPO_4 2%, conținând 0,1% gelatină și 0,2% $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Se corectează pH-ul amestecului la 8,8 cu soluție de KOH 2N.

6. Soluție stoc de clorură de trifeniltetrazoliu. Se dizolvă 87,5 mg CTT în 100 ml apă distilată.

Modul de lucru. Biomasă microbiană separată prin centrifugare se introduce în congelatorul unui frigider și se lasă circa o oră pentru înghețare completă. Se cântărește repede 1 g de biomasă congelată și se mojarază cu 0,5 g sticlă pisată. După 5 minute de mojarare se adaugă 2-5 ml tampon fosfat cu pH 7,4 (reactiv 1),

se continuă omogenizarea încă 2-3 minute și suspensia obținută se transvazează într-o eprubetă aflată într-o baie de apă cu gheață. Operația de triturare se execută într-un mojar menținut pe gheață.

În două eprubete notate cu probă de cercetat și martor se introduce câte 1 ml din suspensia de biomasă. În proba de cercetat se adaugă 0,2 ml soluție subtrat de lucru, iar în martor 0,2 ml soluție tampon fosfat (reactiv 1). Eprubetele se introduc într-un termostat cu temperatura de 28°C și se lasă timp de 3-18 ore, în funcție de activitatea dehidrogenazică presupusă.

La sfârșitul incubăției, se măsoară în fiecare eprubetă câte 5 ml dizolvant (reactiv 4) pentru extragerea trifenilformazanului format. Conținutul eprubetelor se agită cu atenție de mai multe ori în decurs de 3-6 ore. Apoi soluțiile se filtrează, pe hîrtie de filtru cantitativă pentru precipitate fine, în eprubete uscate. Se citește extincția soluțiilor probei de cercetat și martorului la 540 nm (filtru verde) față de apă distilată.

Calculul rezultatelor. Activitatea dehidrogenazelor se exprimă în micrograme de clorură de trifeniltetrazoliu redusă (trifenilformazan format) sub acțiunea enzimei dintr-un gram de biomasă umedă sau uscată.

Pentru calcularea activității dehidrogenazelor se realizează o curbă etalon cu soluție etalon de clorură de trifeniltetrazoliu. În 7 eprubete se introduce câte 1 ml soluție de acid ascorbic 5% (reactiv 5) și se adaugă câte 0,2 ml soluție etalon de clorură de trifeniltetrazoliu conținând de la 0,025 pînă la 0,175 mg substanță. Conținutul eprubetelor se încălzește la fierbere, după care se mențin la întuneric timp de 20 minute. În fiecare eprubetă se pipetează câte 5 ml dizolvant (reactiv 4). Extragerea trifenilformazanului se efectuează prin agitare cu intermitență în decurs de 3-6 ore. Apoi soluțiile se filtrează în eprubete uscate și se determină extincțiile probelor la 540 nm (filtru verde). Cu datele obținute se trasează curba etalon trecînd pe abscisă micrograme de clorură de trifeniltetrazoliu în probă, iar pe ordonată extincția probelor etalon.

8.4.8.DETERMINAREA ACTIVITATII UNOR ENZIME DIN ETAPELE TERMINALE ALE OXIDARII BIOLOGICE.

Etaplele terminale ale oxidării biologice, însoțite de eliberarea de energie, care se acumulează în legăturile macroergice ale acidului adenozintrifosforic(ATP), sînt legate cu transferul protonilor și electronilor prin lanțul respirator la oxigenul molecular.

Spectrul enzimelor corelate cu realizarea etapelor terminale ale oxidării biologice la diferite organisme vii este deosebit de complex, una și aceeași funcție fiind efectuată de mai multe enzime, deosebite structural și din punct de vedere al mecanismului lor de acțiune.

Multitudinea sistemelor enzimatice, întâlnite în organismele vii, limitează posibilitatea descrierii metodelor pentru determinarea activității tuturor enzimelor răspunzătoare de reacțiile oxidării biologice. De aceea se vor descrie numai metodele de determinare, dacă nu întotdeauna a celor mai importante, barem a celor mai răspîndite și accesibile (sub aspect metodologic și material) enzime din etapele terminale ale oxidării biologice.

8.4.8.1.DETERMINAREA ACTIVITATII CITOCROMOXIDAZEI

Citocromoxidaza (citocrom c oxigen-oxidoreductaza, EC 1.9.3.1), component terminal al lanțului respirator reprezintă enzima principală a oxidării biologice. Ea este localizată preponderent în mitocondriile celulelor animale și vegetale. Ca grupare prostetică citocromoxidaza conține o feriporfirină. În prezent există date care dovedesc că în preparatele de citocromoxidază se găsește pe lângă fierul porfirinic și cupru. Se presupune că funcția cuprului este corelată cu sinteza hemului. Citocromoxidaza catalizează oxidarea citocromilor reduși, proprietate bazată pe capacitatea fierului de a se oxida și reduce reversibil, acceptînd și donînd electroni.

Donorul de electroni pentru citocromoxidază este citocromul c. Măsurarea vitezei de oxidare a citocromului c sub acțiunea

citocromoxidazei se află la baza metodei de determinare a activității acestei enzime.

Forma redusă a citocromului c spre deosebire de cea oxidată are maximul de absorbție la 550 nm. Prin urmare activitatea citocromoxidazei se poate estima după viteza de scădere a extincției soluției de citocrom c redus la 550 nm.

Determinarea spectrofotometrică a activității citocromoxidazei în plante (Metoda Rubin, Cernovins și Miheeva)

Cu ajutorul acestei metode, activitatea citocromoxidazei poate fi determinată în suspensia de mitocondrii sau în extractul țesutului vegetal cercetat.

Reactivi. 1. Soluție tampon de fosfați de sodiu și potasiu M/15 cu pH 7,4.

2. Soluție de citocrom c redus. Se amestecă 3 ml soluție de citocrom c cu concentrația de $1,58 \cdot 10^{-7}$ M într-un ml și 17 ml soluție tampon de fosfați M/15 (pH 7,4). În amestecul obținut se reduce citocromul c cu 20 mg tiosulfat de sodiu. Excesul de tiosulfat se îndepărtează prin aerare sau agitare timp de 10-15 minute.

3. Pericianură de potasiu, $K_2[Fe(CN)_6]$.

Modul de lucru. Pregătirea materialului vegetal. Obținerea extractului enzimatic. Se mojarază la rece 200-300 mg țesut vegetal cu soluție tampon de fosfați M/15 (pH 7,4) răcită. Suspensiile obținute se transferază într-un balon etșat de 25 ml și se completează la semn cu soluție tampon. Conținutul balonului se centrifughează la 3000-4000 rot./min. Supernatantul se toarnă într-un vas cu gheață sau zăpadă, unde se păstrează pînă la efectuarea determinării.

Isolarea mitocondriilor. Operația se efectuează la o temperatură cuprinsă între 0 și $+5^{\circ}$ C. Sticlăria și reactivii se răcesc în prealabil.

Se mojarază 5 g de material vegetal cu nisip de cuarț sau sticlă pisată, adăugîndu-se 15-20 ml soluție pentru isolare. Omogenatul obținut se centrifughează la rece timp de 10 minute, la 3000-4000 rot./min. Supernatantul se supune centrifugării într-o centrifugă cu răcire, la 15.000-19.000 rot./min., timp de 30 minute.

cercetat se adaugă 1-2 cristale de fericianură de potasiu pentru oxidarea completă a citocromului c și din nou se măsoară extincția.

Calculul rezultatelor. Calculul activității enzimei se execută după formula :

$$A = \frac{\Delta \lg(\text{citocrom c redus})}{\Delta t} = \frac{\lg(D_1 - D_3) - \lg(D_2 - D_3)}{t_2 - t_1},$$

unde: A - activitatea citocromoxidazei, în unități convenționale ;
 D_1 - extincția inițială a probei de cercetat (prima citire) ;
 D_2 - extincția probei de cercetat la sfârșitul experienței ;
 D_3 - extincția probei de cercetat după adăugarea fericianurii de potasiu ;
 t - timpul.

Rezultatele se raportează la unitatea (g) de biomasă umedă sau la mg proteină.

8.4.8.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ADENOZINTRIFOSFATAZEI

Adenozintrifosfataza (ATP-fosfohidrolaza sau ATP-aza) din țesuturile vegetale și animale constituie un sistem enzimatic complex, al cărui rol biologic nu este studiat complet. Activitate adenozintrifosfatazică posedă nu numai citoplasma, dar și toate centrele energetice ale celulei. După E.C. Slater (1958), în mitocondrii sînt localizate ATP-aze care se deosebesc după caracterul dependenței de pH. Se presupune că aceste ATP-aze diferite corespund celor trei puncte de conjugare (fosforilare) din lanțul respirator (fig. 8.1).

În mitocondrii, de asemenea, există o ATP-ază K, Na-dependentă care intră în compoziția sistemului enzimatic participant la transportul activ al ionilor.

Pe baza datelor actuale (F. Farron, E. Racker, 1970) se conferă ATP-azei mitocondriale un rol mare în mecanismul de conjugare a oxidării și fosforilării și se presupune identitatea ATP-azelor cu factorii de conjugare.

În cloroplaste se evidențiază cel puțin două ATP-aze : una activă la întuneric - ATP-aza Mg-dependentă și ATP-aza indusă de lumină.




Fig.8.1.Lanțul respirator și punctele de fosforilare(I,II,III)

SH_2 -substratul supus oxidării ;


A - transportor adiacent la un punct de fosforilare ;

I și X-factori de conjugare ;

P_i - ortofosfat anorganic.

În nucleu, de asemenea s-au descoperit câteva ATP-aze, deosebite după însușirile lor (solubilitate, pH optim și afinitate față de substrat).

Rolul biologic al ATP-azelor constă în eliberarea energiei legăturii pirofosforice ca rezultat al hidrolizei ATP :



Da aceea ATP-azele au o însemnătate deosebită în etapa terminală a metabolismului energetic al celulei, în procesul de scindare și sinteză a ATP.

Este necesar să reținem că actualmente nu toți cercetătorii susțin punctul de vedere conform căruia în organellele celulare se găsesc câteva ATP-aze. De exemplu, ATP-aza Mg-dependentă din mitocondrii și cloroplaste se consideră ca fiind legată cu structura acestor organele, în timp ce ATP-aza Ca-dependentă din cloroplaste este privită ca o enzimă ce și-a pierdut legătura cu membrana. Nu-i exclus ca diferite ATP-aze să reprezinte formele moleculare ale uneia și aceleiași enzime. Cubaina (strofantina) - inhibitor specific al ATP-azei K, Na-dependente din mitocondrii, nu manifestă nici un efect asupra ATP-azei Mg-dependente din nucleu. Se poate conchide că în diferite componente structurale ale celulei sînt

localizate diverse ATP-aze. Insa aceasta nu exclude prezenta unei ATP-aze ce realizează hidroliza ATP in anumite conditii concrete din structuri determinate.

8.4.8.2.1. DETERMINAREA ACTIVITATII ATP-azei DIN TESUTURILE ANIMALE

Principiul metodei. Metoda se bazează pe măsurarea cantității de Panorganic, care se formează prin scindarea hidrolitică a ATP, sub acțiunea ATP-azei din omogenatul tisular (centrifugat). Activitatea Mg^{2+} , Na^{+} , K^{+} -ATP-azei totale se estimează în prezența ionilor Mg^{2+} , Na^{+} , K^{+} ; activitatea Mg^{2+} -ATP-azei în prezența ionilor de magneziu, iar activitatea Na^{+} , K^{+} -ATP-azei se calculează ca diferență între activitatea primelor două enzime.

Reactivi. 1. Soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH 7,4 (25 ml soluție de Tris=tris-(hidroximetil)-amino-metan 0,2 M se amestecă cu 42,5 ml soluție de HCl 0,1 N și după ce se corectează pH-ul la valoarea necesară, se completează la 100 ml cu apă bidistilată).

2. Soluție de zaharoză 0,25 M și EDTA 0,003 M în soluție de Tris-HCl 0,05 M cu pH 7,4;

3. Soluție acid adenozintrifosforic (ATP) 20 mM, cu pH 7,4;

4. Soluție de clorură de magneziu 60 mM, cu pH 7,4 ;

5. Soluție de NaCl 100 mM;

6. Soluție de KCl 20 mM ;

7. Soluție de acid tricloracetic 20%.

Modul de lucru. Se cântăresc 0,2 g țesut animal și se mojarază sau se omogenizează, la rece, timp de 5-10 minute cu 2 ml soluție de zaharoză 0,25 M și EDTA 0,003 N în soluție tampon Tris-HCl 0,05 M (pH 7,4). Se determină activitatea ATP-azelor conform indicațiilor din tabelul 8.8.

În eprubete pregătite anticipat se introduc componentii 1, 2, 3, 4, 7 pentru Mg^{2+} , Na^{+} , K^{+} -ATP-ază și componentii 1, 2, 7 pentru Mg^{2+} -ATP-ază. În controale și probe se adaugă câte 0,2 ml omogenat tisular.

În eprubetele cu probe se măsoară câte 0,3 ml soluție de ATP (component 5), se agită și se incubează în termostat la 37°, timp de 30 minute. La sfârșitul incubăției se pipetează în fiecare

Tabelul 8.8

Compoziția mediului de incubare și schema de efectuare a determinării

Componentul mediului de incubare	ATP-aza			
	Mg^{2+}, Na^+, K^+		Mg^{2+}	
	Control	Probă	Control	Probă
1. Soluție Tris-HCl 0,05 M, pH 7,4 (ml)	0,40	0,40	0,40	0,40
2. Soluție $MgCl_2$ (ml)	0,10	0,10	0,10	0,10
3. Soluție NaCl (ml)	0,10	0,10	-	-
4. Soluție KCl (ml)	0,10	0,10	-	-
5. Soluție ATP (ml)	-	0,30	-	0,30
6. Omogenat tisular (ml)	0,2	0,2	0,2	0,2
7. Apă bidistilată (ml)	0,4	0,4	0,6	0,6
Incubație 30 minute la 37°C				
8. Soluție de acid tricloracetic (ml)	0,4	0,4	0,4	0,4
9. Soluție ATP (ml)	0,3	-	0,3	-

eprubată 0,4 ml soluție de acid tricloracetic 20%.

În paralel se execută cîte un control pentru fiecare probă conform tabelului, adăugîndu-se soluția de acid tricloracetic în-
întea omogenatului și după aceasta soluția de ATP.

Volumul probelor și controalelor trebuie să fie în final 2 ml. Conținutul eprubetelor se filtrează și în 0,1 ml filtrat se determină fosforul anorganic după metoda Lowry și Lopez, modifica-
tă Skulacev (vezi pag. 101).

Calculul rezultatelor. Activitatea ATP-azei se evaluează după cantitatea de fosfor anorganic (în micrograme), scindat de la ATP, în timp de 30 minute, sub acțiunea enzimei dintr-un gram de țesut animal:

$$A = (a_{\text{cer}} - a_m) \cdot \frac{2}{0,1} \cdot \frac{2}{0,2} \cdot \frac{1}{0,2}$$

- unde: a_{cer} - cantitatea de fosfor anorganic, în micrograme, corespunzătoare extincției probei ;
 a_m - cantitatea de fosfor anorganic, în micrograme corespunzătoare extincției controlului.

8.4.8.2.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ATP-azei VEGETALE

Principiul metodei este același cu cel descris la determinarea ATP-azei în țesuturile animale.

Reactivi. Reactivii 1-7 de la "Determinarea activității ATP-azei din țesuturile animale".

Modul de lucru. Se mojarază 1 g material vegetal proaspăt (frunze, embrioni etc) cu nisip de cuarț sau sticlă pisată, într-un mojar răcit. După 5 minute de mojarare (obținerea unei mase uniforme) se adaugă 4 ml soluție de zaharoză 0,25 M și EDTA 0,003 M în soluție tampon Tris 0,05 M cu pH 7,4 și se continuă operația de omogenizare încă 5 minute. Omogenatul se centrifughează la rece (0-4°C), timp de 10 minute, la 1000 G. Reziduul se suspendă în 2 ml soluție de zaharoză și EDTA în tampon Tris și se centrifughează în aceleași condiții. Supernatantele de la prima și a doua centrifugare se unesc, folosindu-se ca sursă de ATP-ază.

Mediul de incubație este alcătuit din componenții indicați în tabelul 8.9.

După adăugarea soluției de acid tricloracetic atît controalele cît și probele se filtrează. Din fiecare filtrat se ia cîte 0,1 ml pentru determinarea fosforului anorganic după metoda Lowry și Lopez în modifi cația lui Skulacev (vezi pag. 101).

Calculul rezultatelor. Prin interpretarea extincțiilor pe curba etalon se obține concentrația fosforului anorganic în micrograme.

Activitatea ATP-azei se exprimă în micrograme de fosfor anorganic format la 1 g de material vegetal :

$$A = (a_{\text{cer}} - a_m) \cdot \frac{2}{0,1} \cdot \frac{6}{0,6}$$

unde: a_{cer} - cantitatea de fosfor anorganic, în micrograme, în probă;

a₁ -cantitatea de fosfor anorganic, în micrograme, corespunzătoare extincției controlului.

Rezultatele, de asemenea, se pot raporta la mg de proteină.

Tabelul 8.2


Compoziția mediului de incubație și schema de determinare a activității ATP-azei vegetale

Compoziții mediului de incubație	ATP-aza			
	Mg ²⁺ , Na ⁺ , K ⁺		Mg ²⁺	
	Control	Probă	Control	Probă
1. Soluție Tris-HCl 0,05 M, pH 7,4 (ml)	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Soluție MgCl ₂ (ml)	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Soluție NaCl (ml)	0,1	0,1	-	-
4. Soluție KCl (ml)	0,1	0,1	-	-
5. Soluție ATP (ml)	-	0,3	-	0,3
6. Supernatant (ml)	0,5	0,6	0,6	0,6
7. Apă bidistilată (ml)	-	-	0,2	0,2
Incubație 30 minute la 30°C				
8. Soluție de acid trichloracetic (ml)	0,4	0,4	0,4	0,4
9. Soluție ATP (ml)	0,3	-	0,3	-

8.4.8.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII CATALAZEI

Catalaza (H₂O₂ : H₂O₂-oxidoreductaza, EC 1.11.1.6) aparține hemoproteinelor, cu alte cuvinte enzimelor bicomponente, care au drept grupare prostetică hemina, adică feriporfirina IX.

Rolul biologic al catalazei constă în descompunerea apei oxigenate din celula vie, conform reacției :




Acțiunea catalazei, de a scindea apa oxigenată în apă și oxigen molecular, se corelează cu mersul multor reacții biochimice ale metabolismului glucidic, lipidic și proteic. Aceasta explică răspândirea largă a catalazei în țesuturile animalelor, plantelor și în

microorganismele aerobe.

Activitatea catalazei poate fi determinată prin metode manometrice, titrimetrice etc.

8.4.8.3.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII CATALAZEI ÎN SÎNGE (METODA BACH-ZUBKOVA)

Principiul metodei. Metoda se bazează pe dozarea apei oxigenate rămasă nedescompusă, după întreruperea acțiunii catalazei. Dozarea apei oxigenate din proba de analizat și din control se face prin titrare cu permanganat de potasiu în mediu acid :



Activitatea catalazei se apreciază după diferența dintre cantitatea de permanganat utilizată la dozarea apei oxigenate în control și probă.

Reactivi. 1. Soluție de apă oxigenată 1%.

2. Soluție de acid sulfuric 10%.

3. Soluție de permanganat de potasiu 0,1 N. Se dizolvă 3,30 g permanganat de potasiu în 1000 ml apă distilată. Soluția obținută se transvazează într-un flacon din sticlă brună, închis bine cu dop rotat și se lasă 7-8 zile la întuneric la temperatura camerei. Apoi se determină factorul soluției de permanganat cu ajutorul acidului oxalic.

Modul de lucru. Într-un balon cotat de 100 ml se introduc aproximativ 50 ml de apă distilată și se adaugă cu ajutorul unei micropipete 0,1 ml sînge proaspăt recoltat. Micropipeta se spală de cîteva ori cu soluție din balon prin aspirare și expulzie. Conținutul balonului se amestecă pentru a se produce hemoliza totală și se completează cu atenție la semn cu apă distilată. Se obține o soluție de sînge cu diluția de 1:1000.

În două flacoane conice se măsoară cîte 10 ml apă distilată și cîte un ml de sînge diluat. Conținutul unui flacon (control) se fierbe 3-5 minute pentru a inactiva catalaza, care este o enzimă termolabilă. După fierbere, flaconul se răcește. Apoi se adaugă în fiecare flacon cîte 2 ml soluție de apă oxigenată 1% și se agită. Ambele flacoane se lasă în repaus pentru 30 de minute la tempera-

tura camerei. După trecerea acestui timp se introduce în fiecare flacon câte 5 ml soluție de acid sulfuric 10% pentru blocarea reacției de descompunere a apei oxigenate declanșată de catalază. Probele se titrează cu soluție de permanganat de potasiu până la apariția unei colorații albastru-roșu. Dacă în timpul titrării se formează prea multă spumă, atunci în flacoane se adaugă câte o picătură de alcool amilic.

Calculul rezultatelor. Pentru titrarea apei oxigenate în control s-au consumat n_1 ml soluție de permanganat, iar pentru titrarea apei oxigenate, care a rămas nedescompusă în probă cu catalază activă, s-au consumat n_2 ml soluție de permanganat.

Calcularea rezultatelor se efectuează ținându-se seama de faptul că un ml soluție de permanganat de potasiu N/10 este echivalent cu un ml soluție de apă oxigenată N/10. Diferența $n_1 - n_2$ reprezintă numărul mililitrilor de apă oxigenată N/10 descompusă de catalaza sanguină. Un ml soluție de apă oxigenată N/10 conține 1,7 mg de apă oxigenată.

Înmulțind numărul mililitrilor de apă oxigenată descompusă cu 1,7 se obține cantitatea de apă oxigenată, exprimată în mg, descompusă în timp de 30 de minute de catalaza din 0,001 ml sânge, adică așa-numita cifră catalazică.

Valori normale. În sângele uman, cifra catalazică variază între 12 și 20. La mamifere catalaza se găsește exclusiv în eritrocite, fiind absentă în plasmă și serul sanguin.

Variații patologice. Activitatea catalazei în sânge se modifică în organele atinse de procese tumorale, în unele afecțiuni ale ficatului, în bolile de iradiere.

8.4.8.3.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII CATALAZEI ÎN PLANTE

PRIN TITRARE IODOMETRICĂ

Principiul metodei. Apa oxigenată rămasă nedescompusă, după un anumit timp de incubare cu catalaza, oxidează iodura de potasiu conform reacției :



Iodul pus în libertate este titrat cu o soluție de tiosulfat

de sodiu de concentrație cunoscută, în prezența amidonului ca indicator :



În paralel cu proba se realizează și un control cu enzimă inactivată de la începutul incubăției. Diferența între numărul ml de tiosulfat de sodiu consumat la titrarea apei oxigenate în control și numărul ml de tiosulfat consumat la titrarea apei oxigenate rămasă nedescompusă în probă reflectă activitatea catalazei din materialul cercetat.

Reactivi. 1. Soluție de fosfat disodic 0,1 M.

2. Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,01 M cu pH 7.

3. Soluție de apă oxigenată 3%.

4. Soluție de acid sulfuric 10%.

5. Soluție de iodură de potasiu 10%.

6. Soluție de molidat de amoniu 1%.

7. Soluție de amidon 1%.

8. Soluție de tiosulfat de sodiu 0,02N.

Modul de lucru. Extractia catalazei. Pentru obținerea catalazei din semințele ajunse la maturitate biologică, o cantitate de 0,1-0,2 g material fin omogenizat se extrage cu 3 ml soluție de fosfat disodic 0,1 M, într-o eprubetă de centrifugă, timp de 60 minute, agitând din 10 în 10 minute cu ajutorul unei baghete de sticlă. Conținutul eprubetei se centrifughează timp de 15 minute, la 3000 rot./min. Supernatantul separat servește drept sursă de enzimă.

Dacă semințele cercetate nu pot fi măcinate, de asemenea în cazul frunzelor, tuberculelor, fructelor, se ia o anumită cantitate, în funcție de activitatea presupusă a catalazei, se mojarază la rece cu nisip de cuarț sau sticlă pisată. Apoi masa obținută se transferă cantitativ cu 5-10 ml soluție de fosfat disodic într-o eprubetă de centrifugă, după care se continuă extracția ca mai sus. Pentru îndepărtarea pigmentilor din extractul enzimatic, acesta se congelează la -5°C timp de 18 ore și se centrifughează. Supernatantul se supune dializei în soluție tampon fosfat 0,01 M cu pH 7, timp de 2 ore și la 4°C .

Determinarea activității catalazei în extract. În două flacoane conice de 100 ml se măsoară câte 6 ml soluție tampon de fosfi de sodiu 0,01 M cu pH 7 și câte 0,1 ml extract enzimatic. Conținutul primului flacon care va servi drept martor se fierbe 3-5 minute pentru inactivarea catalazei. Apoi se răcește cu apă de robinet. În ambele flacoane se adaugă câte 0,2 ml soluție de apă oxigenată 3%. După agitarea conținutului, flacoanele se lasă în repaus la temperatura de 20°C exact 5 minute din momentul pipetării apei oxigenate.

Acțiunea catalazei asupra apei oxigenate se întrerupe prin introducerea în fiecare flacon a câte 5 ml soluție de acid sulfuric 10%. Pe urmă se toarnă câte 5 ml soluție de KI 10% și una picătură din soluția de molitiat de amoniu 1%. Conținutul flacoanelor se agită cu atenție.

Iodul eliberat, în urma reacției dintre apa oxigenată nedecompusă enzimatic și iodura de potasiu, se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,02 N până la culoarea galben-pai. În acest moment se adaugă 2-3 picături de soluție de amidon 1% și se continuă titrarea până când culoarea apărută la adăugarea amidonului dispăre complet.

Cantitatea de apă oxigenată descompusă sub acțiunea catalazei se află după diferența între rezultatele titrării martorului și probei.

Calculul rezultatelor. Ca unitate de activitate a catalazei se consideră acea cantitate de enzimă care descompune într-un minut un micromol de apă oxigenată (0,034 mg).

Intrucât la 1 ml soluție de tiosulfat de sodiu 0,02 N corespund 0,34 mg apă oxigenată, rezultă că la numărul de ml soluție de tiosulfat reprezentând diferența dintre titrarea martorului (V) și probei (v) vor corespunde X mg H_2O_2 :

$$X = (V - v) \cdot F \cdot 0,34$$

unde: V - numărul ml de tiosulfat consumat la titrarea martorului;

v - numărul ml de tiosulfat consumat la titrarea probei;

F - factorul soluției de tiosulfat.

Cantitatea de apă oxigenată descompusă în timp de 1 minut de

catalasa dintr-un gram de material vegetal se calculează cu ajutorul formulei :

$$X_1 = \frac{(V-v) \cdot F \cdot 0,34 \cdot 3}{5 \cdot 0,1 \cdot 0,1}$$

Dacă o unitate catalazică descompune 0,034 mg H_2O_2 /min., atunci A unități catalazice vor scinda X_1 mg H_2O_2 /min., de unde :

$$A = \frac{X_1}{0,034} = \frac{(V-v) \cdot F \cdot 0,34 \cdot 3}{5 \cdot 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,034} = (V-v) \cdot F \cdot 600$$

Observație. Pentru exactitatea rezultatelor se recomandă ca diferența $V-v$ să nu fie mai mică de 1,5 ml și mai mare de 3 ml. În primul caz în analiză se va lua un volum mai mare de extract catalazic, iar în al doilea caz extractul enzimatic se va dilua.

8.4.8.4. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII PEROXIDAZEI

Peroxidasa (donor : peroxid de hidrogen-oxidoreductaza, EC 1.11.1.7), este o enzimă bicomponentă aparținând hemoproteinelor. Ea îndeplinește un rol deosebit în procesele oxidoreducătoare corelate cu respirația plantelor și animalelor. Această enzimă catalizează oxidarea diferitelor substraturi de natură chimică determinată, cu ajutorul apei oxigenate, conform reacției :



unde: AH_2 - substratul supus oxidării și

A - substratul oxidat.

Între substraturile care pot fi oxidate de peroxidază în prezența apei oxigenate, se numără următoarele :

- practic toți fenolii (pirocatehină, pirogalol, acid galic, guaiacol etc.) liberi sau legați ;
- aminele aromatice (benzidină, parafenilendiamină și altele) ;
- substanțele ușor oxidabile, de tipul acidului ascorbic, glutatationului, nitriților etc.

Determinarea activității peroxidazei vegetale la fotoelectrocolorimetru FEKM

Principiul metodei. Metoda se bazează pe măsurarea timpului în care guaiacolul sau pirogalolul se oxidează sub acțiunea

peroxidazei în produsul de oxidare corespunzător, a cărui concentrație se stabilește anticipat la fotoelectrocolorimetrul.

Reactivi. 1. Soluție de guaiacol 183 mg în 25 ml apă distilată sau soluție de pirogalol 189 mg în 25 ml apă distilată ;

2. Soluție tampon de fosfați de sodiu M/15 cu pH 6,7 ;

3. Soluție de apă oxigenată 0,15%.

Modul de lucru. Pentru obținerea extractului enzimatic se mărează 100-500 mg țesut vegetal cu soluție tampon de fosfați, se transvazează cantitativ într-un balon cotat de 25 ml și se completează la semn cu aceeași soluție. După un repaus de 10-15 minute se centrifughează timp de 10 minute la 3000-4000 rot./min. Supernatantul se folosește ca sursă de enzimă.

În momentul determinării activității peroxidazei, în două cuve de 2 cm grosime se măsoară câte 3,5 ml apă distilată, 2 ml soluție tampon, 0,5 ml extract enzimatic și 1 ml soluție de substrat (reactiv 1). Cuvele se introduc în suportul lor și se egalizează cele două fascicule luminoase, când acul microampermetrului se află la zero. Se stabilește tamburul din dreapta la diviziunea 0,125 sau 0,250 pe scala extincției ; acul microampermetrului se deplasează de la zero. În cuva din stînga se adaugă 2 ml apă distilată, iar în cuva din dreapta 2 ml apă oxigenată 0,15%, cu ajutorul unei pipete avînd capilara inferioară mai largă. Jetul de soluție favorizează agitarea conținutului cuvei. Simultan cu prima picătură de apă oxigenată se pune în funcție cronometrul. În cuva din dreapta soluția se colorează datorită oxidării guaiacolului la tetraguaiacol (maximul de absorbție la 470 nm = filtru albastru-verzu) sau pirogalolului la purpurogalină (maximul de absorbție la 430 nm = filtru violet), acul microampermetrului deplasîndu-se spre zero. Se notează timpul de la începutul adăugării apei oxigenate pînă la extincția soluției din cuvă ajunge la valoarea fixată anticipat ; acul microampermetrului revine la zero. Se efectuează trei determinări paralele, luîndu-se media lor.

Pentru măsurarea activității enzimei se recomandă să se cîntărească o asemenea cantitate de material, încît schimbarea culorii conținutului din cuvă să se producă în intervalul 20-50 secunde.

Calculul rezultatelor. Activitatea peroxidazei se calculează după viteza de reacție în unități convenționale și se exprimă la 1 g de țesut vegetal, conform formulei :

$$X = \frac{E \cdot V \cdot d}{0,5 \cdot t \cdot p \cdot l} \text{ , unde}$$

E-extincția(0,125 sau 0,250) ;

V-volumul soluției pentru extracție(25 ml) ;

d-gradul de diluare suplimentară a extractului enzimatic (dacă este cazul) ;


t-timpul, în secunde ;

p-greutatea materialului vegetal, în grame ;



l-grosimea straturii de lichid în cuvă(2 cm).

8.4.8.5. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ASCORBATOXIDAZEI

Ascorbatoxidaza(L-ascorbat : O₂-oxidoreductaza, EC 1.10.3.3) catalizează oxidarea directă a acidului ascorbic în acid dehidroascorbic :



Acid L-ascorbic



Acid L-dehidroascorbic

Funcționând ca transportor de hidrogen, acidul ascorbic este strins corelat cu toate sistemele enzimatice participante în metabolismul respirator al celulei vegetale.

Ascorbatoxidaza conține în compoziția sa 0,24% cupru, deci este o metalenzimă. Enzima din varză, castraveți, dovleac, dovlecel manifestă o activitate foarte ridicată.

Determinarea activității ascorbatoxidazei (Metoda

L.K. Ostrovskaia)

Principiul metodei. La baza metodei se află titrarea restului de acid ascorbic rămas neoxidat în mediul de reacție.

Reactivi. 1. Soluție tampon acid citric-fosfat disodic cu pH 6. Se amestecă 75,70 ml soluție de acid citric 0,1 N cu 126,30 ml soluție de $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ 0,2 N.

2. Soluție de acid ascorbic 100 mg%.

3. Soluție de acid metafosforic 5%.

4. Soluție de iodat de potasiu (KIO_3) 0,001 N.

5. Iodură de potasiu.

6. Soluție de amidon 1%.

Modul de lucru. O cantitate de 1-2 g material vegetal (în funcție de activitatea enzimei) se mojarază cu soluție tampon acid citric-fosfat disodic (pH 6,0). După obținerea unei mase omogene, se aduce la un volum de 25 sau 50 ml cu soluție tampon și se agită.

Într-un flacon conic de 50 ml se introduce 2 ml de omogenat centrifugat sau filtrat conținând ascorbatoxidaza și se adaugă 2 ml soluție de acid ascorbic. Flaconul se ține la temperatura de 25° sau 30°C timp de 60 minute. La sfârșitul intervalului se inhibă ascorbatoxidaza cu 2 ml soluție de acid metafosforic 5%.

În paralel se pregătește un control, măsurând enzima, soluția de acid metafosforic și apoi soluția de acid ascorbic.

Conținutul flacoanelor se titrează cu soluție de iodat de potasiu 0,001 N. Titrarea se efectuează în prezența unui cristal (5-10 mg) de KI și a citorva picături de amidon. Sfârșitul titrării se consideră apariția unei colorații albastre.

Calculul rezultatelor. Activitatea ascorbatoxidazei se exprimă în mg de acid ascorbic oxidat la 1 g țesut uscat :

$$x = \frac{(n_1 - n_2) \cdot F \cdot v_1 \cdot 0,088}{v_2 \cdot p}$$

unde: n_1 - volumul (ml) soluției de iodat consumat la titrarea controlului ;

n_2 - volumul (ml) soluției de iodat consumat la titrarea probei ;

F - factorul soluției de iodat de potasiu ;

0,088 - mg de acid ascorbic corespunzătoare la 1 ml soluție de iodat de potasiu 0,001 N ;

v_1 - volumul total al omogenatului (ml) ;


v_2 -volumul de omogenat sau filtrat luat pentru titrare(2 ml);
p -masa țesutului cîntărit(g).

8.5.DOZAREA UNOR METABOLITI INTERMEDIARI SI FINALI AI METABOLISMULUI GLUCIDIC

8.5.1.DOZAREA ACIDULUI PIRUVIC

Acidul piruvic ocupă un loc central în multe procese metabolice, constituind veriga de legătură între metabolismul glucidic, lipidic și proteic. Formîndu-se în glicoliză, acidul piruvic se poate transforma prin transaminare în alanină și astfel se integrează în metabolismul proteinelor. Apoi, prin decarboxilare oxidativă acidul piruvic se transformă în acetyl-CoA, care poate intra în reacțiile legate de metabolismul lipidelor sau poate să se oxideze la dioxid de carbon și apă cu eliberare de energie.

Această poziție centrală a acidului piruvic în metabolismul substanțelor poate fi ilustrată prin schema :



Principiul metodei. Acidul piruvic dă cu aldehida salicilică, în mediu puternic alcalin, o colorație portocalie care se poate colorimetra.

Reactivi. 1. Soluție de acid trichloracetic 6%. Se păstrează la frigider.

2. Soluție de hidroxid de potasiu : 100 g de hidroxid de potasiu se dizolvă în 60 ml apă distilată. Dacă soluția depune precipitat se ia pentru reacție lichid supernatant limpede.

3. Soluție de aldehydă salicilică 2% în alcool etilic 96%. Soluția este stabilă cîteva luni.

4. Soluție stoc de piruvat de sodiu. Se dizolvă 124,9 mg de piruvat de sodiu în 100 ml de apă distilată la balon cotat.

5. Soluție etalon de piruvat de sodiu : într-un balon cotat de

50 ml se măsoară 1 ml din soluția stoc de piruvat de sodiu și se completează la semn cu apă distilată. Într-un ml soluție etalon se găsesc 0,02 mg de acid piruvic.

Modul de lucru. a) Deproteinizarea. Într-o eprubetă de centrifugă se iau 3 ml de sînge oxalatat recoltat proaspăt, se adaugă 3 ml soluție de acid tricloracetic 6%, se agită și se lasă 5 minute în repaus. Apoi, se filtrează sau se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot./min.

b) Dezvoltarea culorii. În două eprubete se măsoară reactivii indicați în tabelul 8.10.

Tabelul 8.10

Reactivi	Probă	Control
Filtrat incolor și transparent (ml)	1	-
Apă distilată (ml)	-	0,5
Soluție de acid tricloracetic 6% (ml)	-	0,5
Soluție de hidroxid de potasiu (ml)	1	1
Soluție de aldehydă salicilică (ml)	0,5	0,5

Se agită bine și se introduc eprubetele în baia de apă la 37°C pentru 10 minute. Se răcesc repede și se citește extincția probei de cercetat la fotoelectrocolorimetru, utilizînd filtrul albastru (470 nm) și controlul ca lichid de compensație.

Calculul rezultatelor. Pentru calcularea cantității de acid piruvic în volumul de filtrat luat pentru reacția de culcare se trasează o curbă etalon conform tabelului 8.11.

Tabelul 8.11

Reactivi	Proba						
	1	2	3	4	5	6	7
Concentrația acidului piruvic în probă (mg)	0,002	0,004	0,008	0,012	0,016	0,020	0
Soluție etalon de piruvat de sodiu (ml)	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	0
Apă distilată (ml)	0,9	0,8	0,6	0,4	0,2	0	1,0
Soluție de KOH (ml)	1	1	1	1	1	1	1
Soluție de aldehydă salicilică (ml)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Se agită bine, se termostatează timp de 10 minute la 37°C, se răcesc eprubetele și se colorimetrează probele 1-6 la 470 nm față de proba 7.

Se trasează curba etalon notînd peordonată extincțiile, iar pe abscisă-concentrația acidului piruvic în probe.

Notînd cu a mg de acid piruvic găsite pe curba etalon după extincția probei de cercetat, cantitatea de acid piruvic în 100 ml sînge se calculează cu ajutorul formulei :

$$\text{mg acid piruvic/100 ml sînge} = \frac{a \cdot 100}{0,5}$$

Observație. Soluțiile stoc și etalon de acid piruvic sînt puțin timp stabile, așa că se vor prepara extemporaneu.

Variații fiziopatologice. În sîngele normal conținutul acidului piruvic reprezintă 0,5-1,5 mg%.


Cresterea concentrației de acid piruvic în sînge se constată după efort muscular, emoții puternice, regim alimentar bogat în glucide.

Cantitatea acidului piruvic în sînge poate să crească în avitaminoză B₁. Aceasta se explică prin aceea, că în lipsa vitaminei B₁, care sub formă de tiaminpirofosfat constituie una din coenzimele piruvatdehidrogenazei (piruvat: lipoat-oxidoreductaza, EC 1.2.4.1), este tulburat procesul de decarboxilare oxidativă a acidului piruvic și ca urmare se observă acumularea acestui acid în sînge.

În unele cazuri creșterea acidului piruvic în sînge poate să fie provocată de anoxie și leziuni ale ficatului.

8.5.2. DOZAREA ACIDULUI LACTIC


În organismul viu acidul lactic se formează în urma reacției de reducere a acidului piruvic sub acțiunea lactatdehidrogenazei (d-lactat: NAD-oxidoreductaza, EC 1.1.1.29) și cu participarea NAD.H₂ :




Acidul lactic este produsul final al glicolizei în condiții anaerobe. În efortul muscular, fiind necesitatea de energie este asigurată temporar printr-o glicoliză intensă cantitatea acidului lactic crește apreciabil în țesutul muscular și în sânge. Pe calea sângelui acidul lactic ajunge la ficat, unde parțial se oxidează în acid piruvic (care se catabolizează aerob la CO_2 și H_2O), iar parțial se transformă în glucoză sau glicogen.

În prezent cea mai răspândită metodă de dozare a acidului lactic este metoda colorimetrică Barker și Summerson. Mai jos se prezintă această metodă modificată.

Principiul metodei. Proteinele se îndepărtează prin precipitare cu acid tricloracetic, iar glucidele prin precipitare cu hidroxid de calciu în prezența sulfatului de cupru. Acidul lactic prezent în filtrat se transformă prin încălzire cu acid sulfuric concentrat în aldehydă acetică :



Aldehydă acetică formată se condensează cu p-hidroxidifenilul, rezultând 1,1-di-(hidroxidifenil)-etanul, care în prezența acidului sulfuric se oxidează într-un complex colorat în violet. Intensitatea culorii soluției este proporțională cu cantitatea de aldehydă, prin urmare și cu cantitatea de acid lactic.



Reactivi. 1. Soluție de acid tricloracetic 5%.

2. Soluție de sulfat de cupru 20%.

3. Soluție de sulfat de cupru 4%.

4. Hidroxid de calciu p.a.

5. Acid sulfuric concentrat ($d=1,84$).

6. Soluție de p-hidroxidifenil 1,5% în soluție de NaOH 0,5%. Se recomandă prepararea acestui reactiv în momentul utilizării. Nu se conservă decât 2-3 săptămâni.

7. Lactat de litiu (calciu sau zinc) sau acid lactic titrat pentru soluția etalon.

Modul de lucru. a) Precipitarea proteinelor. În două eprubete de centrifugă se măsoară cu ajutorul unei pipete câte 0,2 ml sânge sau ser. Se adaugă câte 0,8 ml soluție de acid tricloracetic 5%, se agită și după ce se lasă în repaus timp de 30 minute se centrifughează.

b) Separarea glucidelor. Fără a se decanta supernatantul și fără a se aduce în suspensie precipitatul se adaugă 0,40 ml soluție de sulfat de cupru 20%, apoi 0,250 g de hidroxid de calciu fin pulverizat și 0,35 ml apă distilată. Se agită supernatantul din 5 în 5 minute într-un interval de timp de 20 minute. Se trece precipitatul în suspensie și după 10 minute amestecul se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot./min.

c) Transformarea acidului lactic în acetaldehidă. Se măsoară câte 0,5 ml centrifugat limpede în alte eprubete curate, introduce într-un pahar cu apă rece sau mai bine cu amestec de apă și gheață. În fiecare eprubetă se adaugă câte 0,05 ml (o picătură) soluție de sulfat de cupru 4% și picătură cu picătură, 3 ml de acid sulfuric concentrat. Amestecul se agită cu atenție și eprubetele se introduc pentru 5 minute în baia de apă la fierbere, după care se răcesc la temperatura de 20°C.

d) Efectuarea reacției de culoare cu p-hidroxidifenilul. În eprubetele bine răcite (până la 20°C, o răcire necorespunzătoare a amestecului duce la descompunerea p-hidroxidifenilului și ca atare se obțin rezultate scăzute în determinarea acidului lactic) se adaugă câte o picătură (0,05 ml) de soluție alcalină de p-hidroxidifenil. Eprubetele se lasă 30 minute la temperatura camerei, agitând ușor din timp în timp conținutul lor pentru dizolvarea precipitatului format prin adăugarea p-hidroxidifenilului. În acest timp, amestecul de reacție capătă culoarea albastră. După ce au trecut 30 de minute, eprubetele se introduc timp de 90 secunde într-o baie de apă la fierbere. În cursul acestei fierberi are

loc clarificarea amestecului ca urmare a distrugerii excesului de p-hidroxidifenil, iar culoarea albastră trece în culoarea violet, stabilă mult timp (până la 3 ore).

e) Măsurarea intensității culorii. După fierbere eprubetele se răcesc în apă rece și se determină intensitatea culorilor la un electrofotocolorimetru la 560 nm. Colorimetrarea se efectuează față de proba de control pentru reactivi. Această probă se realizează în paralel cu probele de cercetat începând de la momentul "c". În loc de centrifugat se măsoară 0,5 ml apă distilată și, apoi se procedează la fel ca și în cazul probelor cu centrifugat.

Calculul rezultatelor. După media extincțiilor probelor de cercetat se găsește pe curba etalon concentrația acidului lactic în volumul de centrifugat luat pentru reacția de culoare.

Cantitatea de acid lactic, exprimată în mg, în 100 ml sînge se calculează după formula :

$$X = \frac{a \cdot 2 \cdot 100}{0,5 \cdot 0,2 \cdot 1000} = a \cdot 2$$

unde: a - cantitatea de acid lactic (în micrograme), corespunzătoare extincției probei de cercetat, găsită pe curba etalon ;

100 - coeficient de transformare în procente ;

1000 - coeficient de transformare în mg ;

Construirea curbei etalon. Pentru obținerea curbei etalon se poate utiliza o soluție titrată de acid lactic sau o soluție de lactat de litiu, zinc sau calciu. Dacă se folosește lactatul de litiu se procedează în modul următor. Într-un balon cotat de 100 ml se introduc 53,32 mg lactat de litiu, se dizolvă în 5 ml soluție de acid sulfuric diluat (1:10) și se completează la semn cu apă distilată. Aceasta este soluția stoc de lactat de litiu. Într-un ml de soluție preparată astfel se găsește 0,500 mg de acid lactic. Cu ajutorul unei pipete se introduc 4 ml din soluția stoc de lactat de litiu într-un balon cotat de 50 ml și se completează la semn cu apă distilată. Soluția obținută reprezintă soluția etalon. Un ml din această soluție conține 0,040 mg acid lactic.

Pentru construirea curbei etalon se prepară seria de soluții etalon indicată în tabelul 8.12.

Tabelul 8.12

Reactivi	Proba							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Concentrația acidului lactic în probă(micrograme)	1	2	4	8	12	16	20	0
Soluție etalon de lactat(ml)	0,025	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0
Apă distilată(ml)	0,475	0,45	0,4	0,3	0,2	0,1	0	0,5

Cu seria de soluții preparată se efectuează reacția de culoare în modul descris mai sus(începînd de la momentul "e").

Măsurarea extincției se realizează la 560 nm, față de proba de control(proba 8).

Înainte de a trasa curba etalon se repetă reacția de culoare încă de două ori, de fiecare dată pregătindu-se o nouă soluție etalon. Curba etalon se construiește folosind mediile extincțiilor găsite în cele trei repetiții.

Observații. În prezenta metodă foarte mare importanță are spălarea corectă a sticlăriei. După indicațiile autorilor, rezultatele pot fi influențate chiar de simpla atingere cu degetul a pereților interiori ai eprubetei, din cauza prezenței acidului lactic în transpirație. Pentru îndepărtarea urmelor ionului de crom care împiedică dezvoltarea culorii, sticlăria se spală cu apă distilată după tratarea cu amestec cromatic și se introduce într-o soluție de hidroxid de sodiu H/10 timp de 30-40 minute, apoi se repetă spălarea cu o cantitate mare de apă distilată și se usucă. Se poate curăța sticlăria și prin fierbere timp de 30 minute în soluție de detergent 0,5%, se spală de două ori cu apă distilată în care se fierbe 20 minute, se clătește și se usucă.

Valori fiziologice. În singele omului sănătos aflat în repaus concentrația acidului lactic este de 5-20 mg%. După efortul muscular concentrația acidului lactic sanguin poate crește ca urmare a intensificării procesului de glicoliză anaerobă în mușchi.

9. LIPIDE SIMPLE SI LIPIDE COMPLEXE.

METABOLISMUL LOR

Lipidele alcătuiesc un grup de compuşii organici care se caracterizează prin eterogenitatea structurală şi funcţională.

Din numeroasele variante de clasificare a acestor substanţe s-a impus cea care separă lipidele în două mari grupe :

- lipide simple(neutre) şi
- lipide complexe(amfilice).

În grupa lipidelor simple intră trigliceridele, ceridele, steroidele etc., iar lipidele complexe cuprind fosfolipide, glicolipide, lipoproteine.

9.1. DETERMINAREA LIPIDELOR TOTALE

Pentru dozarea lipidelor totale s-au propus numeroase metode, care pot fi grupate astfel :

a) Metode gravimetrice constind în extracţia lipidelor totale din ţesutul analizat cu un solvent sau sistem de solvenţi, purificarea extractelor, uscarea şi cântărirea rezidului lipidic. Aceste metode se disting prin specificitate şi exactitate, însă sînt foarte laborioase, necesită o cantitate mare de material biologic şi mult timp pentru efectuarea analizei.

b) Metodele oxidative în care se realizează oxidarea lipidelor cu dicromat de potasiu sau acid cronic, urmată de titrare sau colorimetrare.

c) Metode turbidimetrice, bazate pe compararea turbidităţii standardului şi soluţiei de cercetat. Valorile obţinute prin aceste metode nu sînt totdeauna cantitative.

d) Metode colorimetrice care au la bază reacţia de culoare dată de lipide cu reactivul constituit din vanilină, acid fosforic şi acid sulfuric. Majoritatea autorilor care folosesc pentru dozarea lipidelor totale reacţia cu reactivul sulfofosovanilic apreciază că metoda este rapidă, tehnic simplă şi dă rezultate comparabile cu metodele gravimetrice.

9.1.1. DOZAREA LIPIDELOR TOTALE IN TESUTURILE
ANIMALE PRIN METODA FOLCH SI COLABORATORII,
MODIFICATA DE I. P. DUMITRU

Principiul metodei. Lipidele totale sînt extrase din țesutul animal analizat cu ajutorul unui amestec de cloroform și alcool metilic. Din extractul lipidic obținut se îndepărtează impuritățile nelipidice prin spălare cu apă. După uscarea residuului lipidic se dozează lipidele totale pe cale gravimetrică.

Reactivi. 1. Cloroform.

2. Alcool metilic.

Modul de lucru. Obținerea extractului lipidic și purificarea lui. Proba de țesut (țesut cerebral: 200-250 mg; ficat: 300-400 mg; mușchi: 400-500 mg) se triturează într-un mojar cu nisip de cuarț sau sticlă pisată. Masa omogenă obținută se trece cantitativ cu 25 ml amestec de cloroform-alcool metilic (2:1) într-o eprubetă cu dimensiunile de 16/180 mm. Eprubeta se închide cu dop de cauciuc și conținutul ei se agită energic timp de 10 minute. Apoi conținutul eprubetei se filtrează, prin hîrtie de filtru cantitativă, într-o eprubetă gradată de 25 ml sau într-un balon cotat de 25 ml. Residul și filtrul se spală cu amestec de cloroform-metanol (2:1) pînă se completează volumul filtratului la 25 ml.

Pentru îndepărtarea impurităților nelipidice și acvoso-solubile, într-un pahar Berzelius de 25(50) ml se măsoară 15(40) ml apă distilată și apoi încet și cu atenție, se introduce 10 ml de extract lipidic cu pipeta sub stratul de apă, evitîndu-se agitarea și amestecarea celor două lichide. Paharul Berzelius este imersat într-un vas care conține 400-500 ml apă distilată. Vasul se acoperă cu o placă de sticlă și se lasă în repaus timp de 24 de ore. La sfîrșitul acestei perioade de timp, în paharul Berzelius se pot observa trei faze distincte:

- faza superioară, limpede, conținînd apă și alcool metilic, se găsește în contact direct cu apa din vasul de spălare;
- faza inferioară cloroformică, puternic opalescentă;
- la limitele de separare a celor două faze, o peliculă albă, densă și unitară care conține lipide și lipoproteine.

Uscarea extractului lipidic și dozarea gravimetrică a lipidelor. Paharul Berzelius este scos din vasul de spălare și faza superioară se îndepărtează prin sifonare, lăsându-se deasupra peliculei albe un strat de lichid (amestec de apă și alcool metilic) gros de 2-3 mm, evitându-se astfel distrugerea ei. În paharul Berzelius se adaugă cu o pipetă 3-5 ml de alcool metilic pur pentru dizolvarea peliculei de lipide și conținutul paharului se agită. Dacă pelicula lipidică nu se dizolvă complet, se adaugă alcool metilic, picătură cu picătură, până când soluția devine perfect transparentă.

După dizolvarea completă a peliculei lipidice conținutul paharului Berzelius se trece cantitativ, prin spălări repetate cu cantități mici de alcool metilic (0,5-1 ml), într-o fiolă de cîntărire sau într-o capsulă de porțelan (sticlă).

Extractul lipidic se usucă mai întâi la temperatura camerei, timp de 24 de ore, iar apoi în termostat, la temperatura de 50-60°C. Uscarea extractului se continuă pînă la obținerea, prin cîntărirea repetată a fiolei (capsulei), a unei valori constante.

Calculul rezultatelor. Făcînd diferența dintre greutatea fiolei (capsulei) cîntărite cu și fără residuu lipidic se află cantitatea de lipide corespunzătoare volumului de extract lipidic utilizat pentru purificare prin spălare. Cantitatea de lipide totale din țesutul analizat se exprimă în grame la 100 g de țesut, conform formulei :

$$X = \frac{a \cdot 25 \cdot 100}{10 \cdot p} ,$$

unde: a - masa residuului lipidic (g) rămas în fiolă (capsulă) după uscare și cîntărire ;

p - cantitatea de țesut animal (g) luată pentru dozarea lipidelor.

Importanța practică. Metoda gravimetrică de dozare a lipidelor totale în țesuturile animale are o eroare medie de 2-3%. Deși nu este rapidă, metoda se caracterizează prin simplitate tehnică. Dozarea lipidelor totale în creier, ficat, inimă, mușchi, splină etc., prin metoda Folch în modificarea descrisă, permite obținerea unei imagini obiective asupra stării funcționale a organelor menționa-

te în diferite stări fiziopatologice.

9.1.2. DOZAREA LIPIDELOR TOTALE ÎN SERUL SANGVIN

PRIN METODA CU REACTIVUL SULFOFOSFOVANILIC

Principiul metodei. Produsii de scindare a lipidelor nesaturate formează cu reactivul alcătuit din acid sulfuric, acid fosforic și vanilină, un complex colorat a cărui intensitate este proporțională cu cantitatea de lipide totale din serul sanguin.

Reactivi. 1. Acid sulfuric concentrat p.a., cu densitatea 1,84.

2. Acid fosforic concentrat p.a., cu densitatea 1,70-1,75.

3. Soluție de vanilină 40 mM. Se dizolvă 0,6 g vanilină în 10-15 ml apă distilată prin încălzire pe baie de apă; după răcire volumul se completează la 100 ml cu apă distilată.

4. Amestec fosfovanilic. Se amestecă 4 părți de acid ortofoforic concentrat cu 1 parte soluție de vanilină 0,6%.

5. Cloroform chimic pur.

6. Soluție standard de trioleină. Se dizolvă 760 mg trioleină în 100 ml cloroform, la balon cotat. Soluția de trioleină cu aceeași concentrație dă o reacție de culoare de aceeași intensitate ca și cea produsă de un ser sanguin conținând 1000 mg lipide totale/100 ml. Ca standard mai poate fi folosită și o soluție de colesterol 1000 mg/100 ml în cloroform.

Modul de lucru. În eprubete obținute se pipetează separat 0,05 ml ser (probă), 0,05 ml soluție standard (proba standard) și 0,05 ml apă distilată (control reactivi). În fiecare eprubetă se adaugă câte 2,5 ml acid sulfuric concentrat și se agită conținutul lor. Eprubetele se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă la fierbere. Când se scot din baia de apă, eprubetele se răcesc imediat, cu apă de robinet, la temperatura camerei.

Din fiecare eprubetă se pipetează câte 0,2 ml soluție care se introduce în alte eprubete conținând câte 3 ml amestec fosfovanilic (reactiv 4). După agitare, eprubetele se lasă în întuneric timp de 45 minute, la temperatura camerei. Se dezvoltă o culoare roz care se fotometrează față de control la 530 nm (filtru verde).

Calculul rezultatelor. Cantitatea lipidelor totale în serul sanguin se poate calcula cu ajutorul formulei :

$$\text{mg lipide totale/100 ml ser} = \frac{E_{\text{proba}} \times 1000}{E_{\text{standard}}}$$

Observații. 1. Serul sanguin se poate ține la frigider 3-6 zile.

2. Deoarece reactivul fosfovanilic și acidul sulfuric au vîscozități mari, se recomandă adăugarea lor cu ajutorul unei biurete.

3. Sîclăria folosită pentru determinarea lipidelor se va spăla separat. Este necesar ca să fie spălată cu multă apă distilată și în final cu alcool.

Insemnătatea practică. Valorile normale ale lipidelor totale în sînge (lipemia) sînt cuprinse între 500-800 mg/100 ml ser.

Lipemia variază în funcție de vîrstă, sex, rasă, alimentație, echilibrul neuroendocrin, climă, profesie, sarcină.

Concentrația lipidelor totale în sînge se modifică și într-o serie de stări patologice. Astfel, la diabetici, alături de hiperlipemia, se observă o hiperlipemie puternic exprimată (1000-2000 mg%). În nefroza lipoidică conținutul lipidelor în sînge atinge valori încă mai ridicate (1000-5000 mg%). Hiperlipemia este un fenomen constant în ciroza biliară a ficatului și în hepatitele acute. Creșterea conținutului de lipide în sînge se descoperă la persoanele suferinde de nefrită cronică și acută.


Valori crescute ale lipidelor totale în serul sanguin se evidențiază în hiperlipemia esențială, obezitate, hipotiroidie, pancreatită, ateroscleroză.

9.2. ANALIZA TRIGLICERIDELOR

Trigliceridele sau grăsimile neutre sînt larg răspîndite în celulele vegetale și animale. Există grăsimi de rezervă și grăsimi protoplasmice. Ultimele reprezentînd o parte componentă a protoplasmei au o compoziție constantă și nu se catabolizează nici în cazul cînd organismului îi lipsește hrana.

Grăsimile de rezervă se acumulează în cantitate mare în semințele și fructele multor plante, care servesc adesea ca materie primă pentru obținerea grăsimilor vegetale, numite și uleiuri.

Grăsimile neutre sau trigliceridele sînt un amestec de esterii ai glicerolului cu acizi grași superiori :



unde R_1, R_2 și R_3 -radicali de acizi grași.

În compoziția grăsimilor predomină acizii grași saturați, ca de exemplu, acizii palmitic $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}]$ și stearic $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}]$ și acizii nesaturați-oleic $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}]$, linolic $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}]$ și linolenic $[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}]$. Unele grăsimi, de exemplu, din nucă de cocos, din lapte etc., conțin în compoziția lor pe lângă acizii amintiți mai sus și acizi grași cu greutate moleculară mică, ca acizii butiric $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}]$, caproic $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}]$, caprilic $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{COOH}]$ și alții.

Grăsimile se diferențiază după proprietățile lor, care sînt caracterizate de o serie de constante: indice de aciditate, indice de saponificare, indice de iod etc.

Analiza grăsimilor cuprinde determinarea conținutului lor în organele plantelor sau în țesuturile animale și stabilirea constantelor specifice grăsimii date.

9.2.1. DETERMINAREA GRĂSIMII BRUTE ÎN PLANTE

Metodele de determinare a conținutului de grăsime se bazează mai ales pe proprietatea acestuia de a se dizolva în diferiți solvenți organici. Grăsimea se extrage complet din materialul biologic cercetat cu ajutorul unui solvent adecvat și se determină pe cale gravimetrică după evaporarea extractului la sec sau se calculează în funcție de greutatea probei degresate. Întrucît, sub acțiunea solvenților organici de obicei se extrag nu numai grăsimile, ci și acizii grași, clorofila, carotenoidele, uleiurile eterice, glicerofosfatidele, sterolii etc., preparatul obținut (în care predomină grăsimile) se numește adesea grăsime "brută".

9.2.1.1. METODA SOXHLET

Principiul metodei. Grăsimile se extrag la cald din materialul de proveniență vegetală cu ajutorul solvenților organici (eter etilic, eter de petrol, cloroform, dicloretan etc.) și se determină gravimetric după evaporarea extractului la sec.

Pentru extracție se folosește aparatul de tip Soxhlet (fig. 9.1). Aparatul este format din trei părți demnotabile :

-balonul termorezistent cu glif A, în care se încălzește solvenul și se colectează extractul ;

-extractorul B cu glifuri la ambele extremități, în care se introduce un cartuș din hirtie poroasă C, conținând materialul de extras. Extractorul B este prevăzut cu două tuburi laterale de sticlă: un tub mai larg 1, pentru trecerea vaporilor de solvent din balonul A în partea superioară a aparatului și un tub subțire 2, care servește la sifonarea extractului din extractorul B în balonul A;

-refrigerentul cu reflux D prevăzut cu bule.




Fig.9.1. Aparatul Soxhlet montat.

Modul de lucru. După bogăția în grăsimi, se introduce o cantitate de 2-12 g din materialul vegetal, uscat și fin măcinat, în cartușul C, care în prealabil a fost cântărit împreună cu dopul său de vată degresată. Materialul prelucrat se acoperă la partea superioară cu dopul de vată și se recintărește cartușul la balanța analitică. Prin diferență se află cantitatea exactă a materialului luat pentru extracție. Cartușul C se introduce în extractorul B. Înălțimea cartușului folosit trebuie să fie cu circa

0,5 cm mai mică decât nivelul curburii superioare a sifonului 2, deoarece altfel s-ar putea ca materialul din partea superioară a cartuşului să nu fie complet spălat de solvent, iar grăsimea aflată acolo să fie numai parțial extrasă.

Balonul A perfect curat și uscat, conținând cîteva bucăți de piatră ponce degresate se cîntărește la balanța analitică. În balonul A se introduce pînă la $\frac{2}{3}$ - $\frac{3}{4}$ din volumul lui solventul folosit pentru extracție. Balonul A se unește cu extractorul B, introducînd partea inferioară a acestuia în gîtul balonului. După aceasta se fixează balonul pe o baie de apă rece și la partea superioară a extractorului se montează refrigerentul D, prin care se trece apă rece.

După instalarea completă a aparatului Soxhlet pe baia de apă, conținutul balonului A se încălzește treptat și moderat pentru ca fierberea solventului să nu fie prea puternică.

Funcționarea aparatului va începe cu evaporarea solventului, ai cărui vapori ajung prin tubul lateral 2 în partea superioară a extractorului B, trec în refrigerentul D, unde sînt condensați. Picăturile de lichid cad în cartuşul C, dizolvă o parte din grăsimea conținută în materialul analizat și se adună în partea inferioară a extractorului. Solventul se acumulează treptat în extractorul B și cînd nivelul lichidului va depăși înălțimea tubului lateral 2, extractul (solventul care a dizolvat o parte din grăsime) va sifona în balonul A. După această primă sifonare, extracția se repetă din nou, potrivit intensitatea fierberii în așa fel, încît să se realizeze 3-4 sifonări pe oră. Cu fiecare extracție, în balonul A sînt aduse noi cantități din grăsimea dizolvată.

Durata extracției variază între 5-12 ore, în funcție de cantitatea și natura materialului cercetat. În cadrul lucrărilor practice extracția se poate efectua în decurs de 1,5 ore.

După terminarea extracției, solventul din balonul A, în care se găsește dizolvată grăsimea, se distilă. Balonul cu grăsimea aflată în el este uscat în termostată la 60-70°C pînă la greutate constantă. De obicei uscarea se face în termostată de vid sau în atmosferă de dioxid de carbon.

Calculul rezultatelor. Diferența dintre greutatea balonului cu reziduul rămas după evaporarea solventului și greutatea

inițială reprezintă cantitatea de grăsime prezentă în eșantionul de material vegetal cercetat. Cantitatea de grăsime (X) în 100 g de material vegetal uscat se calculează cu ajutorul formulei :

$$X = \frac{(g_1 - g_2) \cdot 100}{G(100 - u)},$$

unde : g_1 - greutatea balonului cu grăsimea extrasă, în g ;
 g_2 - greutatea balonului gol, în g ;
G - greutatea materialului supus extracției, în g ;
u - conținutul procentual al umidității în materialul analizat.

Observație. În cazul semințelor oleaginoase care nu se pot măcina bine din cauza conținutului lor ridicat în grăsime se procedează astfel : se ia o cantitate exact cântărită de semințe, se zdrobesc cât mai bine posibil într-un mojar, apoi se trece totul, fără pierderi în cartușul de extracție, cu ajutorul unei spatule fine. Fără a-l astupa cu dopul de vată, se ține cartușul cu proba zdrobită timp de 1 oră într-o etuvă la 110°C , în atmosferă de gaz inert. După răcire în exicator, se introduce cartușul în extractorul B, se clătește spatula, pistilul și mojarul cu solventul folosit pentru extracție, turnându-se soluția, fără pierderi, printr-o pilnie cu coada lungă peste substanța din cartuș. Se repetă operația de spălare de trei ori, se astupă cu un dop de vată degresată, se mai adaugă în aparat cantitatea necesară de solvent și se extrage grăsimea timp de două ore. Se întrerupe apoi extracția, se scoate cartușul din aparat și se usucă. Materialul degresat parțial se scoate fără pierderi din cartuș și se sfărâmă din nou în mojar, cât mai uniform și fin posibil. Se trece materialul din nou în cartuș, fără pierderi, spălând de trei ori cu solvent, ca mai sus, apoi se continuă procesul până la extracția completă a grăsimii din materialul analizat.

9.2.1.2. METODA DE DETERMINARE A GRĂSIMII BRUTE DUPĂ GREUTATEA MATERIALULUI DEGRESAT

Această metodă este comodă în determinările de serie.

Principiul metodei. Din materialul vegetal uscat se extrage grăsimea cu eter etilic și după greutatea probei degresate, se calculează cantitatea de grăsime brută în materialul analizat.

Modul de lucru. Într-un plic de hirtie de filtru, în prealabil uscat la 110°C și cântărit, într-o fiolă închisă, se introduce circa 1 g material de analizat. Plicul se închide și se usucă în termostat la 110°C până la greutate constantă. Apoi, plicul cu proba de cercetat se introduce în extractorul aparatului Soxhlet și se extrage cu eter etilic timp de trei ore. După terminarea extracției, se scoate plicul din aparat și se lasă câteva minute pe o sticlă de ceas până la evaporarea celei mai mari părți din eterul cu care este îmbibată hirtia, apoi se introduce în fiola folosită inițial, se usucă timp de 1 oră într-o etuvă la $100-105^{\circ}$. Se răcește fiola cu plicul conținând materialul degresat în exicator și se cântărește la balanța analitică.

Calculul rezultatelor. Greutatea grăsimii brute în proba cercetată se află prin diferența dintre greutatea inițială a plicului cu material și greutatea lui finală.

Conținutul procentual în grăsime brută (X) la substanța uscată se găsește după formula :

$$X = \frac{(g_1 - g_2) \cdot 100}{G}$$

unde: g_1 - greutatea plicului cu materialul supus extracției, după uscare, în grame;

g_2 - greutatea plicului cu materialul degresat, după uscare, în grame;

G - greutatea materialului analizat după uscare, în grame;

100 - coeficient de transformare în procente.

9.2.2. DOZAREA TRIGLICERIDELOR IN SERUL SANGUIN

(METODA TIXIER SI CLAUDE)

Principiul metodei. Trigliceridele din ser sînt hidrolizate cu eliberarea glicerolului care se oxidează sub acţiunea acidului periodic în formaldehidă. Formaldehida este determinată cantitativ prin reacţia de culoare pe care o dă cu fenilhidrazina în mediu acid.

Reactivi. 1. Soluţie alcoolică de KOH 4%.

2. Soluţie de sulfat de magneziu ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) 3,7%.

3. Soluţie de H_2SO_4 2 N.

4. Soluţie de metaperiodat de sodiu 2,25%. Se dizolvă 0,225 g metaperiodat de sodiu în 10 ml apă distilată. Soluţia se conservă în sticlă brună la rece timp de o săptămînă.

5. Soluţie clorhidrat de fenilhidrazină 4%. Soluţia este stabilă o săptămînă la rece şi la întuneric.

6. Soluţie de HCl 5 N.

7. Soluţie standard de tripalmitină. Se dizolvă 100 g de tripalmitină în 100 ml cloroform.

Modul de lucru. Saponificarea trigliceridelor. Se iau trei eprubete de centrifugă. În prima eprubetă (probă) se pipetează 0,1 ml ser, în a treia eprubetă (standard) - 0,1 ml soluţie standard şi în ultima (control) - 0,1 ml apă distilată. Se adaugă cîte 0,5 ml soluţie alcoolică de KOH în fiecare eprubetă. Eprubetele se introduc într-o baie de apă sau într-un termostat la 37°C timp de o oră sau la 60°C timp de 30 minute. La sfîrşitul perioadei de incubare, eprubetele se scot din baia de apă (termostat) şi se măsoară în fiecare din ele cîte 1 ml soluţie de sulfat de magneziu şi 3 ml apă distilată. Se agită conţinutul eprubetelor.

În paralel cu proba, standardul şi controlul, se efectuează un martor pentru glicerolul liber din ser. În acest scop se măsoară într-o eprubetă de centrifugă 0,1 ml ser, 1 ml soluţie de sulfat de magneziu, 3 ml apă distilată şi 0,5 ml soluţie alcoolică de KOH. Mai departe se procedează identic cu celelalte probe.

La adăugarea sulfatului de magneziu se formează un precipitat abundent de $Mg(OH)_2$ care înglobează proteinele şi săpunurile

acizilor grași și absoarba pigmenții existenți în ser.

Conținutul eprubetelor se centrifughează 15 minute la 3000 rot./min.

Dozarea glicerolului. Supernatantul clar, incolor și deproteinizat, obținut după centrifugare conține glicerolul eliberat prin saponificarea trigliceridelor din ser (probă) și tripalmitină (standard) și glicerolul existent liber în ser (martor).

În eprubete obșnuite, la 1 ml supernatant din fiecare eprubetă de centrifugă se adaugă 1 ml soluție de acid sulfuric 2N și 0,2 ml soluție de metaperiodat de sodiu. Se agită și se lasă în repaus la întuneric timp de 10 minute.

Reacția de culoare. În fiecare eprubetă se măsoară cîte 0,5 ml soluție de clorhidrat de fenilhidrazină, se agită și se lasă la întuneric timp de 10 minute. Se dezvoltă o culoare specifică care se intensifică și se stabilizează la adăugarea a 2 ml soluție de HCl 5N.

După 15 minute (pînă la maximum 30 minute) de la adăugarea soluției de HCl se determină extincțiile probei, standardului și mortorului la 530 nm (filtru verde) față de controlul reactivilor (proba cu apă distilată).

Calcularea rezultatelor. Pentru a determina cantitatea de gliceride se scade extincția martorului (glicerol liber) din extincția probei. Deci :

$$\text{mg trigliceride/100 ml ser} = \frac{E_p - E_m}{E_s} \cdot 100 ,$$

unde: E_p - extincția probei ;

E_m - extincția martorului (glicerolului liber);

E_s - extincția standardului.

Calculul se poate efectua raportînd extincțiile probei și martorului la o curbă de etalonare realizată cu o soluție clorformică de tripalmitină în concentrația de 100 mg/100 ml, procedînd în același mod ca și cu probele de cercetat.

Observație. Legea lui Lambert-Beer se aplică pentru concentrații ale trigliceridelor între 0 și 250 mg%. În cazul serurilor hiperlipemice lactescente este recomandabil ca acestea să se dilueze (1:1) cu ser fiziologic.

Semnificație practică. Valorile fiziologice normale sînt cuprinse între 40-150 mg%.


Concentrația trigliceridelor serice (hipertrigliceridemia) crește în hiperlipemia esențială și hiperlipoproteinemia primară (familială). Se consideră că dozarea trigliceridelor este unul din indicatorii principali pentru precizarea diagnosticului diferitelor tipuri de anomalii congenitale ale metabolismului lipidic.

Creșterea simptomatică a nivelului trigliceridelor se observă în graviditate, diabet, pancreatită, sindromul nefrotic, hipotiroidie, infiltrație grasă și alte afecțiuni ale ficatului, ateroscleroză etc.


9.2.3. DETERMINAREA INDICELUI DE SAPONIFICARE

Indicele de saponificare reprezintă numărul de mg de hidroxid de potasiu necesare pentru neutralizarea acizilor grași liberi și esterificați prezenți într-un gram de grăsime.

Principiul metodei. O anumită cantitate, exact cîntărită, de grăsime se fierbe cu un volum cunoscut de soluție de KOH titrată. În aceste condiții are loc hidroliza sau saponificarea grăsimii cu formarea glicerinei și acizilor grași respectivi :




Acizii grași ai grăsimii, eliberați în urma acestei hidrolize, neutralizează o parte din hidroxidul de potasiu :



După aceeași ecuație, reacționează și acizii grași liberi existenți în grăsimea analizată.

Excesul de KOH, care nu a reacționat cu acizii grași, se retrează cu o soluție de acid clorhidric :



Din diferența dintre cantitatea inițială de alcali și cea titrată după hidroliza probei de grăsime se calculează indicele de

saponificare.

Reactivi. 1. Soluție de hidroxid de potasiu N/2 în alcool etilic 96%. Se dizolvă 30 g de KOH într-o cantitate minimă de apă distilată. Se adaugă alcool etilic pur de 96% până la 1000 ml. Se lasă în repaus trei zile pentru a se depune carbonatul de potasiu. Se filtrează și apoi se stabilește factorul soluției folosind acidul oxalic.

Soluția de KOH N/2 se păstrează în flacon brun, închis bine (pentru a se apăra de dioxidul de carbon din aer).

2. Soluție de acid clorhidric N/2. Într-un balon cotat de 1000 ml se măsoară 45 ml de HCl concentrat (35-37%) și se completează la semn cu apă distilată.

Stabilirea factorului soluției de HCl se face prin titrare cu soluție de KOH N/2. Cu ajutorul unei biurete se măsoară 20-25 ml soluție de HCl N/2 într-un pahar Berzelius și se titrează la rece, în prezența fenolftaleinei, până se obține culoarea slab roz, cu soluție de KOH N/2. Normalitatea soluției de HCl se calculează după formula :

$$T = \frac{T_1 \cdot n_1}{n}$$

unde T_1 - normalitatea soluției de KOH ;

n_1 - numărul de ml de KOH consumați la titrare;

n - numărul de ml de HCl luați pentru titrare.;

Factorul soluției de HCl va fi :

$$P = \frac{\text{normalitatea practică}}{\text{normalitatea teoretică}} = \frac{T}{0,5}$$

3. Soluție de fenolftaleină 1%. Se dizolvă 1 g de fenolftaleină în 100 ml de alcool etilic 96%.

Modul de lucru. Într-un flacon conic uscat cu capacitatea de 150-200 ml se cântăresc la balanța analitică 1-2 g de grăsime. În flacon se introduce cu ajutorul unei biurete exact (!) 25 ml soluție de hidroxid de potasiu N/2.

Întrucât normalitatea soluției de KOH poate să se modifice, pe de o parte, datorită faptului că alcoolul etilic este parțial oxidat, iar pe de altă parte, datorită formării de bicarbonați,

pentru obținerea de rezultate corecte este necesară verificarea normalității soluției de KOH. În acest scop paralel se efectuează o probă de control (martor). Pentru aceasta într-un flacon conic se introduc în loc de grăsime 2 ml de apă distilată și se adaugă 25 ml soluție de hidroxid de potasiu N/2.

Flacoanele se montează la refrigerente ascendente și se fierb timp de 30 minute pe o baie de apă, agitând cu intermitență. Saponificarea se consideră terminată, când lichidul din flacoane devine clar și omogen, fără urme de grăsime.

După terminarea saponificării, în flacoane se adaugă 2-3 picături de soluție de fenolftaleină și se titrează la cald excesul de KOH cu soluție de acid clorhidric N/2 până la dispariția colorației roz a conținutului flacoanelor.

Calculul rezultatelor. Un ml soluție de acid clorhidric exact N/2 corespunde la 28,055 mg de hidroxid de potasiu.

Indicele de saponificare (I.S.) se calculează după formula :

$$I.S. = \frac{(V-v) \cdot F \cdot 28,055}{a},$$

unde: V - ml soluție de acid clorhidric N/2 necesari pentru titrarea probei de control;

v - ml soluție de acid clorhidric N/2 necesari pentru titrarea excesului de hidroxid de potasiu în proba cu grăsime;

F - factorul soluției de acid clorhidric stabilit cu ajutorul soluției de hidroxid de potasiu;

a - cantitatea de grăsime luată pentru analiză.

Importanța practică. Indicele de saponificare caracterizează greutatea moleculară a acizilor grași care intră în compoziția grăsimilor. El este invers proporțional cu greutatea moleculară a acizilor grași din compoziția trigliceridelor. Un indice de saponificare mare dovedește prezența unor acizi grași cu greutate moleculară mică. Astfel, untul are indicele de saponificare în jurul cifrei 226, iar grăsimea din nuca de cocos 245-246. Un indice de saponificare mic arată prezența unor acizi cu greutate moleculară mare. De exemplu, la uleiul de rapiță, indicele de saponificare este 172-174.

Indicele de saponificare este de asemenea dependent de pre-

zența substanțelor nesaponificabile, care scad valoarea indicelui, precum și de existența acizilor grași liberi în grăsimea analizată, aceștia mărind valoarea indicelui.


În fabricarea săpunurilor, indicele de saponificare este utilizat pentru cunoașterea purității și naturii grăsimilor folosite și pentru calcularea cantității de sodă caustică necesară procesului de saponificare, controlându-se, în acest mod, utilizarea rațională a materiilor prime.

9.2.4. DETERMINAREA INDICELUI DE IOD

Indice de iod se numește cantitatea de iod, exprimată în grame, care este adăunată la legăturile duble ale acizilor grași nesaturați din 100 g grăsime. Noțiunea de "indice de iod" este convențională, deoarece nici într-o metodă de determinare a indicelui de iod nu se adăunează iodul ca atare la legăturile duble. În principalele metode se adăunează ICl , BrI , HOI , Br_2 . Indiferent de natura compusului halogenat folosit, se calculează cantitatea de iod, exprimată în grame, echivalentă cantității de halogen adăunat de 100 g de grăsime.

9.2.4.1. DETERMINAREA INDICELUI DE IOD DUPA HANUS

Principiul metodei. Prin amestecarea soluției de iod în acid acetic glacial cu bromul ia naștere bromura de iod. Grăsimea dizolvată în cloroform este tratată la întuneric un anumit interval de timp cu un exces de soluție acetică de bromură de iod. În aceste condiții, bromura de iod se adăunează cantitativ la legăturile duble ale acizilor grași nesaturați din compoziția grăsimii respective :



Excesul de bromură de iod este descompus de IK care se adăună după ce probele au stat la întuneric :



Iodul rezultat se titrează cu o soluție de tiosulfat :



Reactivi.1. Cloroform p.a.

2. Soluție Hanus: 3,25 g de iod metallic se dizolvă în 25 ml de acid acetic glacial într-un balon cotat de 250 ml. În soluția obținută se adaugă 2,05 g de brom și se completează volumul cu acid acetic glacial la semn. Reactivul se păstrează la întuneric în flacon cu dop glefuit.

3. Soluție de iodură de potasiu 10%.

4. Soluție de amidon 1%.

5. Soluție de tiosulfat de sodiu N/10. Într-un balon cotat de 1000 ml, se dizolvă 25 g de tiosulfat de sodiu în 700 ml de apă distilată, în prealabil fiartă bine pentru îndepărtarea CO_2 . În vederea conservării se adaugă 0,1 g de carbonat de sodiu și se completează la semn, tot cu apă distilată fiartă. După ce soluția se lasă în repaus 2-3 zile, se stabilește factorul soluției de tiosulfat cu ajutorul dicromatului de potasiu. Se dizolvă 0,3866 g de dicromat de potasiu în 100^{ml} apă distilată. Într-un flacon conic se măsoară 20 ml soluție de dicromat de potasiu, 10 ml soluție de KI 10%, 5 ml HCl concentrat și iodul rezultat se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu N/10, în prezența amidonului ca indicator. Apoi se calculează factorul soluției de tiosulfat de sodiu N/10.

Modul de lucru. Se cântărește 0,2-0,4 g de ulei sau 0,8-1,0 g de grăsime solidă într-o fiolă de cântărire, în care se găsește și o mică pipetă. Cu ajutorul pipetei se trece uleiul cântărit într-un flacon Erlenmeyer de 300 ml uscat, prevăzut cu dop glefuit și apoi se recântărește fiola cu pipetă cu tot. Diferența dintre cele două cântăriri reprezintă cantitatea de ulei luată pentru determinare. Picăturile de ulei nu trebuie să cadă pe pereții și gâtul flaconului. Se adaugă 10 ml de cloroform.

Într-un alt flacon conic care va servi de control, se introduce numai 10 ml de cloroform.

Apoi, în ambele flacoane se adaugă din biuretă exact cîte 15-25 ml de soluție Hanus (reactiv 2) și flacoanele se închid perfect. Conținutul flacoanelor se agită cu atenție și se lasă la întuneric, la temperatura de 25-30°C timp de 1 oră sau la temperatura camerei pînă la două ore.

După scurgerea acestui interval de timp, se adaugă în fiecare flacon 15 ml soluție de iodură de potasiu 10% și 50 ml de apă distilată. Conținutul flacoanelor se agită puternic și se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu N/10 până la apariția unei colorații galben-portocalii. Apoi, se adaugă în flacoane 2-3 picături de soluție de amidon 1% și probele sînt titrate cu tiosulfat, agitînd puternic, pînă la dispariția completă a colorației albastre.

Calculul rezultatelor. La 1 ml soluție de tiosulfat de sodiu exact N/10 corespund 0,0127 g de iod.

Indicele de iod (I.I.) se calculează după următoarea formulă:

$$I.I. = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 0,0127 \cdot 100}{g},$$

unde: V - volumul soluției de tiosulfat de sodiu N/10 utilizat pentru titrarea probei de control, în ml ;

v - volumul soluției de tiosulfat de sodiu N/10 consumat la titrarea probei cu ulei, în ml ;

F - factorul de corecție al soluției de tiosulfat de sodiu ;


G - cantitatea de ulei cîntărit, în g ;

9.2.4.2. METODA RAPIDA DE DETERMINARE A INDICELUI DE IOD

Principiul metodei. Metoda se bazează pe proprietatea iodului de a reacționa cu apa după ecuația :



În condiții obișnuite această reacție nu are loc, dar în prezența combinațiilor nesaturate, care adăunează acidul hipiodos, reacția indicată decurge cantitativ :



Reactivi. 1. Soluție de iod N/5. Se introduce 6,35 g de iod metalic într-un balon cotat de 250 ml și după ce se dizolvă în alcool, se completează la semn tot cu același solvent.

2. Soluție de tiosulfat de sodiu N/10 (pag. 165).

3. Soluție de amidon 1%.

Modul de lucru. Intr-un flacon de reactivi uscat cu dop rotat sau intr-un flacon Erlenmeyer cu dop rotat (cu capacitatea de 500 ml) se introduc 0,2-0,3 g de ulei (2-3 picături), cîntărite la balanța analitică în modul indicat la metoda Hanus și se adaugă 30 ml de alcool pentru dizolvarea materialului (dacă este necesar, se poate încălzi pe baia de apă). Apoi se măsoară cu o pipetă Mohr 25 ml soluție de iod N/5, se adaugă 200 ml de apă distilată și se agită puternic (închizînd cu dopul). După ce flaconul se lasă în repaus 5 minute, se titrează conținutul cu soluție de tiosulfat de sodiu N/10. Mai departe se procedează ca la metoda descrisă anterior. Paralel se efectuează o probă de control și se calculează rezultatele după formula dată mai sus.

Importanța practică. Indicele de iod este una dintre constantele chimice cele mai importante pentru uleiuri (grăsimi), întrucît el arată conținutul de acizi grași nesaturați într-un ulei dat și permite să se aprecieze gradul de nesaturare al uleiului (grăsimii), tendința lui spre siccativitate, rîncesire și alte schimbări, care se produc în timpul păstrării și prelucrării uleiurilor comestibile și tehnice sau a produselor alimentare bogate în grăsimi.


Pentru un ulei proaspăt indicele de iod este o constantă caracteristică, care determină proveniența lui. După valoarea indicelui de iod, uleiurile naturale se împart în: sicative, semisicative și nesicative. Uleiurile sicative au un indice de iod de peste 130 (indicele de iod al uleiului de in este 170-180). Uleiurile semisicative au un indice de iod cuprins între 95-130 (uleiul de floarea soarelui cu indicele de iod 127-136). Uleiurile nesicative au indici de iod sub 90 (uleiul de măsline are indicele de iod 75-88). Grăsimile animalelor terestre au un indice de iod mai mic, în general sub 80, iar cele ale animalelor marine au indici cuprinși între 100-170.

Determinarea indicelui de iod se practică curent în industria ugoară și alimentară pentru aprecierea naturii și purității grăsimilor sau uleiurilor. Indicele de iod este folosit de asemenea pentru calcularea cantității de hidrogen necesară hidrogenării acizilor grași nesaturați prezenți în uleiuri, în cazul cînd


păstrarea sau transportul acestora reclamă solidificarea lor.

9.2.5. DETERMINAREA INDICELUI PEROXIDIC

În prezența oxigenului atmosferic acizii grași din compoziția grăsimilor se pot oxida parțial cu formare de peroxizi :



Peroxid organic





Hidroperoxid

Formarea peroxizilor și hidroperoxizilor se observă în procesul de rîncezire a grăsimilor, de asemenea în timpul uscării lor. În acest mod, indicele peroxidic servește ca indicator al schimbărilor oxidative suferite de grăsimi.

De obicei indicele peroxidic se exprimă în grame de iod care pot să reacționeze cu peroxizii conținuți în 100 g grăsimi.

Principiul metodei. Determinarea indicelui peroxidic se bazează pe proprietatea peroxidului grăsimii de a reacționa în mediu acid cu iodura de potasiu, eliberînd iodul. Schematic această reacție se poate reda astfel :



Iodul eliberat se titrează cu tiosulfat :



După cantitatea tiosulfatului consumat pentru fixarea iodului eliberat, se calculează indicele peroxidic.

Reactivi. 1. Cloroform.

2. Acid acetic glacial.

3. Soluție saturată de KI. Se prepară în momentul utilizării.

4. Soluție de amidon 1%.

5. Soluție de tiosulfat de sodiu 0,01 N.

Modul de lucru. Într-un flacon conic de 100-150 ml se cîntărește la balanța analitică 1 g de grăsime, cu o exactitate la a patra zecimală. Într-un alt flacon (control) se măsoară 2 ml apă. În ambele flacoane se adaugă cu un cilindru cite 10 ml cloroform și se agită pînă la dizolvarea grăsimii. Apoi se măsoară în fiecare flacon cite 15 ml acid acetic glacial (cu un cilindru) și 1 ml soluție de iodură de potasiu (cu o pipetă).

Conținutul flacoanelor se agită și se lasă la întuneric.

După 3 minute se titrează iodul eliberat cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,01 N. Titrarea se continuă pînă la culoarea galben, se pipetează în fiecare flacon 1 ml soluție de amidon și se titrează pînă la dispariția culorii albastre.

Calculul rezultatelor. Indicele peroxidic al grăsimii cercetate se calculează cu ajutorul formulei :

$$I.P. = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 0,00127 \cdot 100}{G}$$

unde: V - ml soluție de tiosulfat 0,01 N consumați la titrarea probei cu grăsime ;

v - ml soluție de tiosulfat 0,01 N consumați pentru control;

F - factorul soluției de tiosulfat;

0,00127 - cantitatea gramelor de iod echivalentă pentru 1 ml soluție de tiosulfat exact 0,01 N;

G - greutatea grăsimii analizate.

Aprecierea gradului de alterare oxidativă a grăsimii în funcție de valoarea indicelui peroxidic este dată mai jos :

Indice peroxidic, % I

Mai mic de 0,03

0,03 - 0,06

0,06 - 0,10

Mai mare de 0,1

Gradul de alterare

Grăsime proaspătă

Grăsime proaspătă, însă nu se pretează la păstrare.

Grăsime cu prospețime dubioasă.

Grăsime alterată


9.3. ANALIZA STERIDELOR

Steridele constituie esteri ai sterolilor cu diferiți acizi grași superiori.

Între sterolii existenți în organismul omului și animalelor superioare pe primul loc se situează colesterolul.

Colesterolul este un alcool monoatomic secundar, nesaturat, derivat de la ciclopentanoperhidrofenantren (steran).

Colesterolul se găsește în toate țesuturile și lichidele organismului animal atât în stare liberă cât și sub formă esterificată, aceasta din urmă intrând în alcătuirea membranelor celulare. O cantitate mare de colesterol se descoperă în țesutul nervos, corticosuprarenale, glandele sexuale, bilă, ficat, mușchi, sânge etc.



Colesterol

Variația concentrației colesterolului în sânge depinde de starea fiziologică a organismului. O creștere temporară a conținutului de colesterol în sânge poate să survină și prin introducerea cu hrana a unor produse bogate în colesterol (gălbenuș de ou, creier, ficat, rinichi, ulei de măsline).

Colesterolul liber și esterificat alcătuiesc fracțiunea colesterolului total.

Dintre toți componenții spectrului lipidic al serului sanguin, cel mai mare interes prezintă determinarea conținutului de colesterol total și esterificat în sânge.

9.3.1. DOZAREA COLESTEROLULUI TOTAL ÎN SERUL SANGVIN

PRIN METODA BAZATĂ PE REACȚIA LIEBERMAN-

BURCHARD

Principiul metodei. Colesterolul formează cu anhidrida acetică, în prezența amestecului de acid acetic și acid sulfuric, produși colorați final în verde care pot fi determinați

fotometric.

Reactivi. 1. Reactiv de culoare. Se obține prin amestecarea unui volum de acid acetic glacial, a 3 volume de anhidridă acetică și a unui volum de acid sulfuric concentrat. Intrucit reacția are loc cu degajare de căldură, flaconul, în care se realizează amestecul, se răcește constant, iar acidul sulfuric se adaugă ultimul, foarte încet, picătură cu picătură, sub agitare continuă. Amestecul obținut trebuie să fie transparent, clar sau cu o ușoară tentă de galben. Se păstrează în sticlă brună cu dop rodat și la frigider.

2. Soluție standard de colesterol 180 mg%. Se dizolvă 180 mg colesterol în 2,5 ml cloroform și se completează la 100 ml cu alcool etilic absolut. Această soluție nu este stabilă.

Modul de lucru. În două eprubete obținute se măsoară câte 2,1 ml reactiv de culoare (reactiv 1). În prima eprubetă se adaugă cu atenție, foarte încet, pe pereții ei 0,1 ml ser nehemolizat. În cealaltă eprubetă se pipetează în aceleași condiții 0,1 ml soluție etalon. Conținutul eprubetelor se agită energic prin scuturarea lor de 10-12 ori. Se termostatează timp de 20 minute la 37°C. Apoi se colorimetrează la 630-660 nm (filtru roșu) față de reactivul 1.

Calculul rezultatelor. Conținutul de colesterol total în 100 ml ser se calculează după formula :

$$\text{mg colesterol total/100 ml ser} = \frac{E_p}{E_s} \cdot 180$$

unde : E_p - extincția probei cu ser și

E_s - extincția probei etalon (standard).

Observații. 1. Toate eprubetele și pipetele trebuie să fie perfect curate și uscate.

2. Serul sanguin nu trebuie să posedă urme de hemoliză.

3. Serul trebuie să se adauge foarte încet, pe pereții eprubetei, altfel apare o culoare galbenă și în legătură cu aceasta se obțin valori mai crescute ale extincțiilor.

9.3.2. MICROMETODA DE DETERMINARE DIRECTA A COLESTEROLULUI

LIBER SI TOTAL IN SERUL SANGUIN

Principiul metodei de dozare separată a colesterolului liber și total se bazează pe interacțiunea clorurii ferice în amestec de acid acetic și acid sulfuric cu colesterolul din una și aceeași probă de ser sanguin în condiții diferite de temperatură.

Reactivi. 1. Reactiv de culoare. Mai întâi se prepară soluția de clorură ferică ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 0,1% în acid acetic glacial. La 3 volume din soluția de clorură ferică se adaugă 2 volume de acid sulfuric concentrat. Amestecul obținut se răcește la temperatura camerei. Se păstrează în sticlă cu dop rodat.

2. Soluție standard de colesterol 200 mg%. Se dizolvă 50 mg de colesterol în 25 ml acid acetic glacial, la balon cotat.

Modul de lucru. Metoda cuprinde două etape: la început se dozează colesterolul liber și apoi suma colesterolului liber și esterificat.

În două eprubete obignuite curate se introduc câte 2 ml reactiv de culoare (reactiv 1). Apoi cu o micropipetă se toarnă pe pereții uneia din eprubete 0,02 (0,04) ml ser sau plasmă sanguină (fără urme de hemoliză!). În cealaltă eprubetă se adaugă în mod similar 0,02 (0,04) ml soluție standard de colesterol. Conținutul eprubetelor se agită și se lasă în repaus timp de 60 minute la $+20^\circ\text{C}$ (!). Măsurarea extincției se realizează la 560 nm (filtru verde) față de reactivul de culoare.

După citirea extincției colesterolului liber amestecul de reacție se folosește pentru determinarea ulterioară.

Eprubetele se introduc într-o baie de apă la fierbere exact pentru 60 secunde. Eprubetele se răcesc la temperatura camerei și se determină extincția probelor la fotoelectrocolorimetru în mod analog.

Calculul rezultatelor. Calculul se efectuează conform următoarei formule:

$$\text{mg colesterol liber (total)} / 100 \text{ ml ser} = \frac{E_c}{E_s} \cdot 200,$$

unde: E_0 - extincția probei de cercetat cu colesterol liber (total);
 E_s - extincția probei standard.

Insemnătatea clinico-dignostică. În singele adultului normal cantitatea colesterolului total (colesterolemia) variază între 150-250 mg%, iar a colesterolului liber între 40-90 mg% (reprezentând aproximativ $1/3$ din colesterolul total). O variația fiziologică a colesterolului se observă în funcție de vîrstă, sex, rasă, alimentație, echilibru neuroendocrin, profesie.

Cea mai mare parte a colesterolului sîric este de origine endogenă, aportul de colesterol exogen influențînd în mică măsură colesterolemia.

Creșterea concentrației colesterolului în sînge (hipercolesterolemia) se întîlneste în tulburări ale metabolismului lipidic, în ateroscleroză, icter obstructiv, sindrom nefrotic, hipertiroidie, avitaminoze B, diabet zaharat, intoxicații acute cu diferite substanțe, pancreatite.


Scăderea concentrației colesterolului (hipocolesterolemie) se descoperă în anemii, tuberculoză, hipertiroidie, infometare, hepatite acute, hepatite cronice, ciroze, lezarea sistemului nervos central.

Starea sistemului endocrin al organismului manifestă o influență esențială asupra nivelului colesterolului în sînge. Astfel introducerea insulinei produce scăderea colesterolului. Acțiune similară are și hormonul glandei tiroide: în hipotiroidism se observă hipercolesterolemia.


Determinarea diferitelor fracțiuni de colesterol (total, liber și esterificat) în serul sanguin lărgeste considerabil posibilitățile diagnostice de cercetare a metabolismului lipidic. Se estimează că stabilirea coeficientului de esterificare, adică a raportului între colesterolul esterificat și colesterolul total (normal are valoarea 0,6-0,8) servește ca o probă funcțională însemnată a ficatului, în care are loc formarea colestereidelor. Acest raport se micșorează odată cu apariția celor mai vagi simptome de patologie a ficatului.

9.4. DETERMINAREA FOSFOLIPIDELOR

Fosfolipidele (fosfatidele) alcătuiesc o grupă de lipide complexe, conținând pe lângă acidul fosforic, un alcool, acizi grași superiori și baze azotate. După natura alcoolului fosfatidele se împart în glicerofosfatide și sfingofosfatide (sfingomieline):



Formula generală a glicerofosfatidelor (X = colină, colamină, serină, inozitol)



Sfingofosfatidă

Concentrația totală a fosfolipidelor de obicei se apreciază după conținutul lor în fosfor lipidic, căruia îi revin 4% din masa moleculară a fosfatidelor. De aceea, înmulțind cantitatea de fosfor lipidic găsită în urma analizei cu 25, se află conținutul fosfolipidelor totale.

Fosforul lipidic poate fi determinat, fie în extractul lipidic, fie după precipitarea proteinelor cu acid tricloracetic. În ultimul caz împreună cu proteinele precipită și fosfolipidele. Precipitatul obținut se folosește pentru dozarea fosforului.

Dozarea lipidelor totale în serul sanguin după conținutul lor în fosfor

Principiul metodei. Fosfolipidele sînt precipitate cu acid tricloracetic (împreună cu proteinele serice). După mineralizarea precipitatului obținut, se dozează colorimetric fosforul prin determinarea intensității culorii albastre pe care o dă cu molidatul de amoniu, în mediu reducător.

Reactivi. 1. Soluție de acid tricloracetic 10%.

2. Soluție de acid percloric (HClO_4) 57%. Se poate lucra cu soluție de oricare altă concentrație apropiată de HClO_4 .

3. Soluție de molibdat de amoniu 4%. Se dizolvă 4 g de molibdat de amoniu în 100 ml apă distilată. Soluția păstrează la rece este stabilă câteva săptămâni.

4. Soluție stoc de acid 1-amino-2-naftol-4-sulfonic (eiconogen). În 100-150 ml apă distilată se dizolvă 30 g bisulfid de sodiu (NaHSO_3), după care se adaugă 0,5 g eiconogen. Soluția se agită cu o baghetă de sticlă pînă la dizolvarea completă a eiconogenului. Separat într-un volum nu prea mare de apă se dizolvă 6 g sulfid de sodiu anhidru (Na_2SO_3). Cele două soluții se amestecă și se completează volumul cu apă distilată la 250 ml. Peste 2-3 ore soluția se filtrează. Se păstrează în frigider și în sticlă de culoare închisă. Reactivul este stabil timp de 30 zile. Înainte de întrebuițare 10 ml soluție stoc se diluează cu apă distilată de 2,5 ori. În lipsa eiconogenului ca agent reductiv se poate utiliza o soluție 1% de acid ascorbic (se prepară înainte de utilizare) sau o soluție 1% de hidrechinonă.

5. Soluție stoc de fosfat monopotasice. Se dizolvă 4,79g KH_2PO_4 , uscat pînă la pondere constantă la temperatura de 120°C , în 1000 ml apă distilată, adăugîndu-se câteva picături de clorofom pentru conservare. Se păstrează în frigider.

Un ml din soluția obținută conține 1 mg P.

6. Soluție etalon de fosfat monopotasice. Soluția stoc de fosfat monopotasice se diluează de 100 ori, în momentul întrebuițării. Într-un ml soluție etalon se găsește 0,01 mg fosfor.

Modul de lucru. Într-o eprubetă de centrifugă conținînd 3 ml apă distilată se pipetează 0,2 ml ser sanguin. Se adaugă 3 ml soluție de acid tricloracetic (primii 1,5 ml cu picătura, agitînd eprubeta, restul mai repede). Se lasă în repaus 2 minute, după care se centrifughează timp de 15 minute, la 3000 rot./min. Supernatantul se aruncă și se răstoarnă eprubeta pe o bucată de hîrtie de filtru pînă curge tot lichidul.

În eprubeta cu precipitatul separat se introduce 1 ml soluție de acid percloric 57% și 1-2 perle de sticlă pentru fierbere uniformă. Eprubeta se încălzește pe o baie de nisip electrică

(temperatura 130°C) sau într-o foaie de asbest pe un regeu electric pînă la decolorarea soluției. Se recomandă ca eprubeta să se introducă în baia de nisip rece și apoi să se încălzească; astfel se va evita spargerea eprubetei. De asemenea, se va urmări operația de încălzire pînă nu se vor mai forma bule. Mineralizarea completă durează aproximativ o oră.

După mineralizare, în eprubetă se adaugă imediat 5 ml apă distilată.

În timpul mineralizării probei se pregătește un control pentru reactivi, conținînd 0,8 ml acid percloric 57% și trei probe etalon alcătuite din cîte 0,8 ml acid percloric 57% și 2 ml soluție etalon de fosfat. Controlul și probele etalon se completează la 6 ml cu apă distilată.

În fiecare eprubetă (probă de cercetat, control și trei probe etalon) se pipetează cîte 1 ml soluție de molibdat de amoniu 4%, se agită și se adaugă cîte 1 ml soluție diluată de siconogen, completînd volumul la 10 ml cu apă distilată. Conținutul eprubetelor se agită și se lasă în repaus.

După 20 minute se determină extincția probelor la 700 nm (filtru roșu) față de control.

Calculul rezultatelor. Concentrația de fosfor lipidic, în mg/100 ml ser sanguin, este dată de relația :

$$\text{mg\%} = \frac{E_{\text{cer}}}{E_{\text{et}}} \cdot \frac{0,02 \cdot 100}{0,2}$$

unde : E_{cer} - extincția probei de cercetat ;

E_{et} - media extincțiilor celor trei probe etalon ;

0,02 - cantitatea mg de fosfor din 2 ml soluție etalon ;

0,2 - volumul serului sau plasmăi, ml.

Înmulțind concentrația fosforului lipidic cu 25, se obține conținutul de fosfolipide :

$$\text{mg fosfolipide totale/100 ml} = \frac{E_{\text{cer}}}{E_{\text{et}}} \cdot \frac{0,02 \cdot 100 \cdot 25}{0,2}$$

Importanța practică. La adulții sănătoși concentrația fosforului lipidic este egală cu 6,1-14,5 mg% (media 9,2 mg%).


Cresterea nivelului de fosfolipide în serul sanguin se

observă în diabetul zaharat, nefroză, nefrite cronice, hiperlipemie esențială, anemii posthemoragice, ciroză biliară, obstrucție biliară.

Scăderea conținutului de fosfolipide se întâlnește în ateroscleroză, distrofie alimentară etc.

9.5. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII LIPAZEI

Lipaza (hidrolaza esterilor glicerinei, EC 3.1.1.3) catalizează scindarea hidrolitică a grăsimilor în glicerină și acizi grași liberi după schema :



unde R_1, R_2 și R_3 reprezintă radicali de acizi grași superiori.

Lipazele se întâlnesc în diferite țesuturi animale : ficat, pancreas, plămâni, rinichi, țesuturile grase, sînge etc. În regnul vegetal lipazele sînt larg răspîndite. În cantitate mai mare lipazele se găsesc în semințe, în special în semințele plantelor oleaginoase. Lipazele s-au identificat, de asemenea, în câteva microorganisme. Între lipazele de origine animală cea mai bine studiată este lipaza din pancreasul de porc, iar dintre cele de origine vegetală lipaza din boabele de ricin.

Activitatea catalitică a lipazelor de diverse proveniențe este diferită. Aceste enzime se deosebesc, de asemenea, după pH-ul optim de acțiune, temperatura optimă și o serie de alte proprietăți.

Determinarea activității lipazei vegetale.

În plante există lipase care acționează la diferite valori de pH, deosebindu-se în acest sens lipaze acide, neutre și alcaline, care manifestă maximum de activitate în mediu acid, neutru, respectiv alcalin.

Semințele culturilor oleaginoase conțin mai ales lipase acide și alcaline.

Principiul metodei. Activitatea lipazelor se determină după creșterea acidității în mediul de reacție în urma eliberării acizilor grași din grăsimi. Acizii grași liberi, formați prin hidroliza grăsimii sub acțiunea lipazelor se titrează direct cu soluție de hidroxid alcalin :



Substratul ideal pentru studiul acțiunii lipazei dintr-un anumit obiect biologic ar fi grăsimea obținută din acel obiect. Însă, în calitate de substrat pentru lipaze se pot utiliza și grăsimi sau uleiuri naturale de alte proveniențe.

Reactivi. 1. Ulei de floarea soarelui sau de măsline.

2. Soluție tampon acetat cu pH 4,7. Se obține prin amestecarea de volume egale de soluție de acid acetic 1N și acetat de sodiu 1 N cu 2 volume de apă.

3. Soluție tampon borat 0,2 N cu pH 8,5.

4. Soluție de NaOH 0,1 N.

5. Soluție alcoolică de timolftaleină 1%.

6. Alcool etilic.

7. Eter etilic

8. Toluen

Modul de lucru. Semințele de plante se macină sau se triturează în mojar (fără nisip). O cantitate de 2,5 g de semințe se mojară cu 1 ml ulei pur de floarea soarelui. Pentru determinarea activității lipazelor acide în mojar se adaugă 5 ml soluție tampon acetat cu pH 4,7, iar pentru determinarea lipazelor alcaline se folosesc 5 ml soluție tampon borat cu pH 8,5 și se triturează timp de 5-10 minute conținutul mojarilor.

La terminarea triturării pasta din mojar se transferă în două flacoane conice cu dop rodat, având capacitatea de 100 ml. Mojarile se spală cu 5 ml apă distilată, care se adaugă în flacoane. Se introduc 5 picături de toluen, se închid flacoanele cu dopuri și se agită cu atenție la un agitator automat, timp de 3-5 minute. Apoi flacoanele se introduc timp de 20-24 ore, în termostat la 30°.

După termostatare, în fiecare flacon se toarnă cîte 50 ml amestec de alcool etilic cu eter etilic (4:1) și se agită.

Se lasă să se depună residuul insolubil și se titrează cu soluție de NaOH 0,1 N, în prezența citorva picături de timolftaleină.

Paralel cu probele de cercetat se execută și două probe martor. Se cîntăresc două egantioane de material de analizat și se procedează cu ele în același mod, ca și cu probele de cercetat, numai că martorii nu se mai incubează ci se titrează imediat.

Calculul rezultatelor. Activitatea lipazei se exprimă în ml soluție de NaOH 0,1 N necesari pentru neutralizarea acizilor grași eliberați prin hidroliza substratului (ulei de floarea soarelui) de către enzima din 100 g de semințe :

$$X = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 100}{p} ,$$

unde : X - activitatea lipazei ;

V - ml soluție de NaOH 0,1 N consumați la titrarea probei de cercetat ;

v - ml soluție de NaOH 0,1 N consumați la titrarea martorului ;

F - factorul soluției de NaOH, stabilit cu ajutorul acidului oxalic ;


p - greutatea semințelor analizate, g.

Bibliografie : 1, 11, 15, 20, 32, 37, 42

10. AMINOACIZI SI PROTEINE SIMPLE


METABOLISMUL LOR

Aminoacizii (acizii aminici) sînt derivați ai acizilor carboxilici și conțin în molecula lor atât gruparea aminică ($-\text{NH}_2$) cît și gruparea carboxil ($-\text{COOH}$). În majoritatea aminoacizilor naturali gruparea aminică se găsește fixată la carbonul α , deci ei au următoarea formulă generală :




Radicalul R poate fi de natură alifatică, aromatică sau heterociclică.

Intrucît atomul de carbon α este asimetric, toți α -aminoacizii întîlniți în celula vie (cu excepția glicocolului: $\text{R} = -\text{H}$) pot exista în două forme izomere (enantiomere), notate cu L (levo) și D (dextro) :




L-Aminoacid



D-Aminoacid

Aproape toți aminoacizii din compoziția materiei vii aparțin seriei L, aminoacizii din seria D întîlnindu-se numai în unele microorganisme și în tumorile maligne.

Prin condensarea grupării carboxil a unui aminoacid cu gruparea aminică a altui aminoacid se formează un nou tip de legătură numită legătură peptidică :



Compuşii care apar în urma formării legăturilor peptidice între resturile de aminoacizi se numesc peptide. După numărul resturilor de aminoacizi se deosebesc dipeptide, tripeptide etc. Peptidele conţinând de la doi la zece aminoacizi poartă denumirea de oligopeptide, iar peste această cifră, polipeptide. Ultimele, adică polipeptidele constituie părţile componente ale moleculelor de proteine. Macromoleculele diferitelor proteine pot fi alcătuite din unul sau câteva lanţuri polipeptidice.

În compoziţia proteinelor intră constant 20-22 de aminoacizi. Având în vedere că proteinele se compun din zeci şi chiar sute de resturi de aminoacizi, rezultă că ei trebuie să se repete de mai multe ori în molecula proteică. Unităţile monomere identice se pot găsi alături sau pot să alterneze. În mod justificat, proteinele sînt considerate ca cele mai complexe substanţe dintre toţi componenţii biochimici ai celulei vii. Structura chimică a proteinelor explică marea diversitate şi multiple funcţii ale acestor biopolimeri, care îndeplinesc rol hotărîtor în toate procesele şi fenomenele vieţii.


Determinarea aminoacizilor şi proteinelor în diferite obiecte biologice, precum şi investigarea structurii şi metabolismului acestor substanţe la nivel tisular şi celular, prezintă mare importanţă pentru soluţionarea multor probleme capitale ale ştiinţelor biologice, medicale şi agricole.

10.1. ANALIZA AMINOACIZILOR

Cum am arătat aminoacizii reprezintă unităţile structurale monomere ale moleculelor de proteine. În afară de aceasta, ei se găsesc totdeauna şi în stare liberă în ţesuturile animale sau vegetale. Conţinutul aminoacizilor liberi în celulele organismului animal sau vegetal nu este constant şi depinde de factorii externi, starea generală a organismului respectiv, precum şi de direcţia de desfăşurare a proceselor metabolice caracteristice lui.

Astfel, în ţesuturile vegetale se observă creşterea conţinutului total de aminoacizi liberi şi acumularea unor cantităţi anormal de ridicate de anumiţi aminoacizi în cazul insuficienţei potasiului, sulfului, calciului, magneziului, unor microelemente

Amoniacul degajat se condensează cu o nouă moleculă de ninhidrină și cu cetoalcoolul format prin reducerea ei, rezultând combinația (I), care la pH=4,5 se transformă în enolul (II) a cărui sare de amoniu (III) este colorată în roșu-violet sau purpuriu-albăstru :



După imersare sau pulverizare cu o soluție de ninhidrină, cromatograma se usucă. Pe hirtie apar zone (spoturi) colorate în diferite locuri care corespund diversilor aminoacizi.

Cunoșcând condițiile experienței se pot determina după aceste spoturi colorate tipurile de aminoacizi existente în extractul tisular analizat. Identificarea aminoacizilor pe cromatogramă se face prin câteva procedee.

Cel mai simplu, așa-numitul procedeu al martorilor constă în aceea că pe aceeași fiefie de hirtie se cromatografiază amestecul de cercetat și o probă cu aminoacizi cunoscuți. Soluția martorilor și cea de analizat se aplică pe hirtie, în același timp, pe linia de start. Pe cromatogramă se compară vizual poziția spoturilor colorate a aminoacizilor din soluția de analizat cu poziția aminoacizilor din proba martorilor.

O altă metodă de identificare se reduce la determinarea agănumitului coeficient de mobilitate R_f al aminoacizilor, care practic se poate calcula folosind ecuația (5.3) :

$$R_f = \frac{d}{D} ,$$

unde : d - distanța de la linia de start pînă în centrul spotului dat de aminoacidul respectiv și

D - distanța de la linia de start pînă la linia frontului de solvenț (vezi fig.5.1).

Comparînd valorile coeficientului de mobilitate aflate pe această cale cu datele din literatură se pot identifica aminoacizii separați.

Aminoacizii identificați pe cromatogramă pot fi determinați cantitativ prin eluția spotului colorat și fotometrarea eluatului obținut la un fotoelectrocolorimetru.

Modul de lucru. Practic cromatografia aminoacizilor liberi în obiectele biologice, cuprinde cîteva etape succesive : extracția aminoacizilor din țesuturile animale sau vegetale, aplicarea soluției de aminoacizi pe hîrtie, separarea cromatografică propriu-zisă a aminoacizilor, identificarea și determinarea lor cantitativă.

Extracția aminoacizilor liberi din țesuturile animale.

Se cîntăresc 2 g țesut prelevat imediat după moartea animalului și se triturează într-un mojar în prezență de nisip de cuarț sau sticlă pisată pînă la obținerea unei paste perfect omogene. Peste pasta astfel obținută se adaugă 10 ml acetonă acidulată (100 ml acetonă + 1 ml HCl concentrat). După 30 minute se centrifughează timp de 10 minute la 3000 rot./min. Supernatantul separat se transvazează într-un pahar Berzelius de 25 ml care se introduce într-un termostat la 37-38°C pentru evaporarea acetonei. Operația de extracție a reziduului din eprubeta de centrifugă cu 10 ml de acetonă se repetă încă de două ori, de fiecare dată supernatantul turnîndu-se în paharul Berzelius, după care se evaporă la sec în termostat sau pe baia de apă. Reziduul din pahar se reia cu 1 ml soluție de HCl 1N și se filtrează pe o hîrtie de filtru cantitativă. Se spală paharul și filtrul cu 1 ml soluție de HCl 1N.

Filtratul se evaporă la sec. Se reia reziduul cu 5 ml soluția de NH_4OH 0,5 N și apoi se filtrează. La filtrat se adaugă 10 ml eter etilic. Se agită, se separă stratul eteric, iar stratul apos se evaporă din nou pe baie de apă la sec. Reziduul se reia cu 1 ml soluție de NH_4OH 0,5 N.

Extracție aminoacizilor liberi din serul sanguin. Un volum de 2 ml ser sanguin (fără urme de hemoliză) se usucă într-un exsicator de vid cu clorură de calciu anhidră, la temperatura camerei. Serul deshidratat se pisează sub formă de pulbere într-un mojar mic (se recomandă ca uscarea să se facă direct în mojar) și se trece cantitativ cu 8 ml de acetonă acidulată într-o eprubetă de centrifugă. Conținutul eprubetei se agită cu o baghetă de sticlă din 10 în 10 minute pe o perioadă de timp de 60 minute. Se centrifughează 10 minute la 3000 rot./min. Supernatantul conținând aminoacizii extragi se transvazează într-o fiolă de sticlă cu fundul plat care se introduce într-un termostat la $37-38^\circ\text{C}$ pentru evaporarea acetonei. Reziduul rămas în eprubeta de centrifugă se tratează în mod similar cu 8 ml de acetonă încă de două ori, extractele obținute adăugându-se la primul supernatant pentru evaporare. După evaporarea acetonei pe fundul fiolei rămâne o peliculă foarte fină de lichid uleios. Pentru uscarea completă a fiolei, aceasta se introduce într-un exsicator de vid. Reziduul uscat din fiolă se dizolvă într-un ml de apă distilată și se eliberează de lipide prin adăugarea a 2 ml eter etilic. Majoritatea eterului se poate absorbi cu o pipetă, iar stratul fin rămas se îndepărtează cu ajutorul unei figii înguste de hirtie de filtru. Soluția apoasă de aminoacizi din nou se evaporă într-un exsicator de vid timp de 18-24 ore, după care reziduul uscat se reia cu 0,1 ml apă distilată. Din soluția obținută se aplică pe hirtia cromatografică probe de câte 0,02 ml (ceea ce corespunde la 0,4 ml ser nativ) pentru separarea aminoacizilor prin cromatografia unidimensională și probe de câte 0,06 ml (corespunzător la 1,2 ml ser) pentru cromatografia bidimensională.

Extracția aminoacizilor liberi din plantele de cultură. Se recoltează aproximativ 5-10 g semințe mature sau iasture, frunze proaspete sau alte organe vegetative și se spală cu apă de la robinet, apoi cu apă distilată pentru îndepărtarea impurităților.

aderente. Se pune pe o hirtie de filtru sau pe un vas de sticlă și se usucă în etuvă la 90°C , timp de 48 ore fără întrerupere. Probele uscate se macină pînă la obținerea unei pulberi fine. Din pulberea obținută se cîntăresc între 2 și 5 g, în funcție de natura produsului de analizat și se extrag cu 10 ml alcool etilic 96% (încălzit la $50-60^{\circ}\text{C}$ pe baie de apă) timp de 2 ore, prin agitare permanentă. Extractul se separă prin centrifugare și se transvazează într-o pîlnie de separare. Reziduul se extrage încă de două ori cu cîte 10 ml de alcool 80%. Ultimele două supernatante se unesc cu primul în pîlnia de separare și la lichidul obținut se adaugă 15 ml cloroform și 15 ml apă distilată. Amestecul se agită cu atenție și se lasă în repaus 10 minute. Stratul superior conținînd aminoacizii extrași se separă și se evaporă la aec pe baie de apă. Reziduul se dizolvă într-un ml soluție de alcool izopropilic 10% în soluție de HCl 0,1 N.

Aplicarea soluției de aminoacizi pe hîrtia cromatografică.

La aplicarea soluției de aminoacizi pe hîrtia cromatografică se cer respectate o serie de reguli. După metoda clasică diametrul punctului de start unde se aplică proba nu trebuie să depășească 5-6 mm. Pentru a realiza acest lucru, aplicarea probelor se face în mod repetat cu ajutorul unei micropipete gradate în porțiuni de cîte 0,003-0,005 ml în cromatografia unidimensională (monodimensională) și cu o cantitate de cîte 0,010-0,015 ml în cromatografia bidimensională. Fiecare nouă porțiune de soluție se aplică după uscarea completă a celei precedente.

Pentru o orientare mai bună pe linia de start a cromatogramei se desenează anticipat cu creionul un cerc cu diametrul cerut (5-6 mm), unde se aplică soluția de analizat. Punctul de start se alege la 5,5 cm de la capătul hîrtiei cromatografice, iar în tehnica bidimensională într-un colț, la distanța de 6-7 cm față de lungimea și lățimea hîrtiei, în funcție de adîncimea vasului cu faza mobilă în care se introduce capătul hîrtiei.

La aplicarea soluțiilor de aminoacizi trebuie să se țină cont de capacitatea hîrtiei, mai ales în cazul cromatografiei monodimensionale pe fișii înguste. "Încărcarea" hîrtiei conduce la spălarea aminoacizilor dizolvați, cauzată de lipsa

echilibrului între aceştia şi solvent şi adsorbţia lor în procesul de separare cromatografică.

În cazul identificării aminoacizilor cu ajutorul marterilor atunci se folosesc două soluţii standard de aminoacizi cu compoziţia indicată în tabelul 10.1, care se aplică odată cu probele de cercetat pe aceeaşi hirtie cromatografică.

Tabelul 10.1

Compoziţia soluţiilor standard de aminoacizi

Soluţia A	Concentraţia, mg/10 ml	Soluţia B	Concentraţia, mg/10 ml
Cisteină	70	Lizină	59
Histidină	62	Arginină	69
Acid aspartic	53	Serină	42
Glicocol	30	Acid glutamic	59
Treonină	47	Alanină	35
Prolină	46	Metionină	59
Tirozină	72	Leucină	54
Valină	46		
Fenilalanină	55		

Ambele amestecuri se aduc la 10 ml cu acelaşi solvent întrebuintat la dizolvarea rezidului obţinut după ultima evaporare a soluţiei de aminoacizi extrasi din materialul cercetat.

Distribuţia relativă a diferiţilor aminoacizi prin cromatografierea soluţiilor standard menţionate este arătată în cromatograma din fig.10.1. În spotul notat cu N se găseşte roşu neutral. Acest indicator are un coeficient de mobilitate R_f de acelaşi ordin de mărime cu cel al leucinei şi de aceea cu ajutorul lui se poate urmări când aminoacidul care migrează cel mai repede ajunge la marginea de jos a cromatogramei în procedeul descendent.




Fig.10.1.Dispunerea aminoacizilor pe hirtie in cromatografia descendentă in sistemul butanolic.

A și B-amestecuri de aminoacizi, N-rogu neutral.

- 1-Cisteina;2-Histidina;3-Acid aspartic;
4-Glicocol;5-Treonina;6-Prolina;
7-Fenilalanina;8-Lizina;9-Arginină;
10-Metionina;11-Serina;12-Acid glutamic;
13-Alanina;14-Tirozina;15-Valina;
16-Leucina.

Separarea cromatografică a aminoacizilor. Pentru cromatografia aminoacizilor se folosește de obicei hirtia Schleicher-Schüll 2043 și Whatman 1. Dimensiunile hirtiei pot varia in funcție de parametrii camerei cromatografice : Distanța între punctele de start trebuie să fie de 2-3 cm în cazul când pe aceeași foaie de hirtie se aplică mai multe probe. Locul startului pe hirtie depinde de metoda cromatografică folosită (vezi pag.186).

Pentru o separare mai bună a aminoacizilor prin cromatografia monodimensională, se pot folosi forme modificate ale fișiiilor de hirtie, așa cum se arată in figura 10.2.




Fig.10.2.Fișii de hirtie pentru cromatografia monodimensională.

A-Formă obișnuită; B, C-Forme cu istm; D-Formă cu aspect conic.
Cercul-locul de aplicare a soluțiilor de aminoacizi.

Pe cromatogramele B, C și D spre deosebire de cromatograma obișnuită spoturile de aminoacizi se separă și se evidențiază mult mai izolat, ceea ce este important pentru analiza cantitativă.

După aplicarea soluțiilor de aminoacizi hîrtia se introduce în vasul cu faza mobilă și se lasă să migreze dizolventul prin hîrtie. Se închide apoi ermetic camera cromatografică. Pentru a reduce la minim evaporarea dizolventului de pe suprafața hîrtiei asigurîndu-se astfel stabilitatea compoziției sistemului, se saturază atmosfera cu vapori de dizolvent care se toarnă direct în vase așezate pe fundul camerei cromatografice.

În literatură sînt descrise multe sisteme de dizolvanți utilizați pentru analiza cromatografică a aminoacizilor. Unul din aceste sisteme care se poate întrebuița în multe cazuri este alcătuit din n-butanol-apă-acid acetic (120:50:30). Sistemul de dizolvanți proaspăt preparat se poate utiliza imediat; nu se recomandă să fie păstrat mai mult de 10-15 zile, întrucît după acest interval de timp se produce esterificarea.

O separare foarte bună a aminoacizilor se realizează prin irigarea hîrtiei de 4-5 ori cu dizolvent. Faza mobilă se lasă să curgă de 3 ori pînă la $\frac{2}{3}$ din lungimea hîrtiei, apoi de 2 ori pînă la sapătul figiei. După fiecare migrare a dizolventului cromatograma se usucă într-un curent de aer.

În cazul necesității de separare rapidă a aminoacizilor se poate lucra după tehnica circulară sau radială.

Cromatografia circulară. Cromatografia circulară se bazează pe migrarea substanțelor amestecului de cercetat, din mijlocul hîrtiei în toate direcțiile. În cromatografia circulară hîrtia sub forma unei rîndele se așază orizontal, iar probale de studiat se aplică circular la o mică distanță de punctul central. Faza mobilă se aduce din vas cu ajutorul unui fitil de hîrtie de filtru. Aparatura folosită în această tehnică constă din două vase rotunde care pot avea dimensiuni variabile, funcție de scopul urmărit. Pentru încercări preliminare se folosesc două cutii Petri cu același diametru (8-12 cm). Pentru separarea amestecurilor complexe de aminoacizi se recomandă folosirea exsiccatoarelor. Rondela de hîrtie se așază între capac și partea inferioară a exsiccatorului,


iar disoluantul se aduce cu ajutorul unui fitil.

Reactivi. 1. Soluție de acid aspartic M/100 în alcool izopropilic 10%.

2. Soluție de tirozină M/100 în alcool izopropilic 10%.


3. Soluție de leucină M/100 în alcool izopropilic 10%.

4. Amestec de soluție M/100 de acid aspartic, tirozină și leucină în alcool izopropilic 10%.




Leucina

(Acid α -aminoisocaproic)



Acid aspartic

(Acid α -aminosuccinic)



Tirozina

{Acid α -amino- β -(para-hidroxi-fenil)-propionic}

5. Sistemul de dizolvanți. Se amestecă 60 ml alcool butilic normal (n-Butanol) cu 25 ml apă distilată și 15 ml acid acetic glacial într-o pîlnie de separare. După amestecare sistemul de dizolvanți se scurge în cutia Petri.

6. Soluție de ninhidrină 0,5%. Se dizolvă 0,5 g ninhidrină recristalizată în 95 ml acetonă și se adaugă 4 ml apă distilată și 1 ml acid acetic concentrat.

Tehnica cromatografierii. Pe un disc de hîrtie cromatografică, se așază cu ajutorul pensetei un gablon transparent cu cinci orificii (unul central și patru radiale). După ce se notează cu creionul aceste semne pe hîrtia cromatografică, gablonul se îndepărtează. Discul de hîrtie marcată se pune într-o hîrtie de filtru obisnuită, împăturită în două așa ca semnul central să nu fie acoperit. Strîngînd hîrtia aproape de acest semn între degetul mare și cel arătător se sparge semnul central cu un instrument ascuțit, de exemplu cu o baghetă de sticlă avînd diametrul de 0,5 cm și unul din capete ascuțit. Din hîrtia cromatografică lată de 1,2 cm și lungă de 1,5-2,0 cm se face un fitil, înfășurînd foaia de hîrtie pe o baghetă de sticlă cu diametrul ceva mai mic decît cel

al orificiului central. Fitulul se montează pînă la $\frac{3}{4}$ din lungimea lui în orificiu, continuînd să țină rondela de hîrtie cromatografică în foaia de hîrtie împăturită în două.

După aceea pe unul din cele patru semne radiale se aplică cu o micropipetă o picătură (0,003 ml) din soluția amestecului de aminoacizi, iar pe celelalte trei semne picături separate din fiecare soluție de aminoacid. Se notează pe marginea rondelii de hîrtie aminoacidul, a cărui soluție s-a pipetat pe locul indicat prin semnul respectiv. Hîrtia cromatografică se usucă în aer (aer cald). Apoi, rondela de hîrtie se agază cu capătul lung al fitilului în jos pe cutia Petri, conținînd dizolventul pentru eluare și se acoperă cu cealaltă cutie Petri. Solventul se ridică prin fitil și se răspîndește radial în hîrtia cromatografică. Viteza de cromatografiere depinde de grosimea fitilului și de distanța între suprafața solventului și suprafața hîrtiei, precum și de calitatea hîrtiei cromatografice.

Peste 60 minute, cînd solventul pe rondela de hîrtie va avea diametrul de 6-7 cm, hîrtia cromatografică se ia cu ajutorul unei pensete, se marchează cu un creion frontul solventului și se usucă în aer timp de 1-2 ore pînă la îndepărtarea completă a solventului. Cromatograma uscată se dezvoltă (prin imersare sau mai bine prin pulverizare) cu soluție de ninhidrină 0,5%. Apoi cromatograma se usucă în aer timp de 30-60 minute, după care se introduce în termostat la 80° pentru 5-10 minute, temperatura favorizînd dezvoltarea culorii produsului de reacție dintre aminoacizi și ninhidrina.

După dezvoltare și uscare pe cromatogramă vor apărea, în cazul amestecului de aminoacizi, trei arcuri de cerc colorate în roșu-violet, care indică separarea acidului aspartic, tirozinei și leucinei. În cazul soluțiilor separate de aminoacizi vor apărea cîte un arc de cerc colorat, corespunzător aminoacidului respectiv. Zona corespunzătoare acidului aspartic se află aproape de centru, zona tirozinei ocupă o poziție intermediară, iar zona leucinei se găsește aproape de marginea cromatogramei (fig. 10.3).




Fig.10.3. Cromatografia circulară a amestecului de acid aspartic, tirozină și leucină și a fiecăruia din acești aminoacizi.

Identificarea și determinarea cantitativă a aminoacizilor.

Identificarea aminoacizilor din amestec pe cromatogramă se efectuează cu ajutorul spoturilor aminoacizilor cromatografiți separat și care s-au folosit drept martori.

Spoturile aminoacizilor din amestec se stabilesc prin coeficientul de mobilitate R_f . Pentru calcularea lui R_f se determină distanța (în mm) de la punctul de start pînă în centrul spotului aminoacidului și se împarte la distanța parcursă de la start de frontul solventului (vezi p.184).

Determinarea cantitativă a aminoacizilor separați pe cromatogramă se poate realiza prin diferite procedee. Unul din aceste procedee se bazează pe formarea complexelor aminoacizilor cu cupru și ninhidrină.

Cromatograma dezvoltată cu ninhidrină este trecută printr-o soluție de azotat de cupru (1 ml soluție saturată $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$ se amestecă cu 0,02 ml acid azotic concentrat și se completează la

100 ml cu acetonă sau alcool etilic 96%). După uscare timp de 30 minute la aer spoturile de pe cromatogramă își schimbă culoarea din violet în roșu-oranj. Spoturile colorate se decupează, se taie mărunt și se introduc în eprubete curate și uscate. În fiecare eprubetă se adaugă cîte 5 ml metanol și se agită. Complexul oclocit, se eluează complet în timp de 15-30 minute, se colorimetrează față de o probă de control (care reprezintă eluatul unui fragment necolorat de cromatogramă, egal ca mărime cu un spot de aminoacid de dimensiuni medii) la 530 nm (filtru verde).

Calculul rezultatelor. Pentru calcularea rezultatelor este necesar să se traseze cîte o curbă de etalonare pentru fiecare aminoacid. Curbile de etalonare, se construiesc folosind soluții standard din fiecare aminoacid conținînd cantități crescătoare de la 0,07 la 2,8 micrograme de azot α -aminic. Soluțiile standard se cromatografiază în mod identic și pe baza extincțiilor obținute pentru fiecare aminoacid se trasează curbe de etalonare corespunzătoare, trecînd pe ordonată extincția și pe abscisă micrograme azot aminic în probă. Pe aceste curbe etalon se află concentrația diferiților aminoacizi în soluția cercetată.

Conținutul aminoacizilor se exprimă în mg la 100 g de țesut proaspăt sau 100 ml lichid biologic.

10.1.2. DETERMINAREA AZOTULUI AMINIC

Azotul aminic liber constituie azotul amineacizilor liberi conținuți în materialul de cercetat. Determinarea azotului aminic este necesară în cazul analizei formelor de combinații azotate, îndeosebi în investigarea metabolismului amineacizilor și proteinelor

10.1.2.1. DOZAREA AZOTULUI AMINIC LIBER ÎN SERUL SANGUIN (METODA G.-A. UZBEKOV, MODIFICATA DE Z.S. CIULKOVA)

Principiul metodei. Conținutul de azot aminic se determină colorimetric după reacția de culoare a aminoacizilor cu ninhidrina.

Reactivi. 1. Soluție de acid acetic 0,04 N (Se diluează 0,23 ml acid acetic glacial cu 100 ml apă distilată).

2. Soluție apoasă de ninhidrină 1%.

Modul de lucru. Într-o eprubetă de centrifugă se măsoară 0,5 ml ser sanguin și 0,5 ml soluție de acid acetic 0,04 N. Se agită, se închide cu un dop și se introduce într-o baie de apă rece care se aduce la fierbere. După 5 minute de la fierberea apei în baie, eprubeta se scoate și se răcește.

În eprubetă se pipetează 1 ml de apă distilată, se agită conținutul ei cu o baghetă de sticlă și se filtrează pe filtru cantitativ într-o eprubetă gradată de 10 ml. Eprubeta de centrifugă și precipitatul de pe filtru se spală încă de trei ori cu câte 1 ml apă distilată.

La filtratul obținut se adaugă 0,5 ml soluție de ninhidrină 1%, conținutul probei se agită prin scuturarea eprubetei și se introduce timp de 20 minute într-o baie de apă la fierbere. Apoi eprubeta se răcește într-un curent de apă de robinet, se lasă în repaus 5 minute la temperatura camerei și se completează cu apă distilată până la 10 ml (după semnul de pe eprubetă).

În paralel se execută controlul pentru reactivi. La 3 ml apă distilată se adaugă 0,5 ml soluție de acid acetic 0,04 N și 0,5 ml soluție de ninhidrină 1%, se agită și se încălzește timp de 20 minute pe baie de apă în fierbere. Se răcește eprubeta și se completează volumul la 10 ml cu apă distilată.

Extincția probei cu ser se măsoară la un fotoelectrocolorimetru, utilizând lungimea de undă de 536 nm (filtru verde) și cuva de 5 mm, față de controlul reactivilor sau apă distilată.

Calculul rezultatelor. Prin raportare la curba etalon, construită cu concentrații crescînde de alanină (6-30 micrograme azot aminic în probă), se află numărul microgramelor de azot corespunzător extincției probei de cercetat. Pentru calcularea rezultatelor în mg% se folosește următoarea formulă:

$$\text{mg \%} = \frac{a \cdot 100}{0,5 \cdot 1000},$$

unde: a - micrograme N-aminic corespunzătoare extincției probei cu ser.

Importanța practică. Conținutul azotului aminic în serul oamenilor sănătoși oscilează între limitele de 2-4,3 mg%, avînd o valoare medie de 2,9 mg%.

Cresterea nivelului aminoacizilor în sînge se observă după ingerarea unei hrane bogate în proteine, în coma hepatică, hepatita epidemică, intoxicații cu fosfor, fenilhidrazină, CCl_4 , cloroform, în arsurile grave, diabetul zaharat cu cetoză; o creștere moderată poate să aibă loc în infecțiile acute, hipertiroidism, în unele cazuri de anemie, după administrarea ACTH etc.

Micșorarea cantității de aminoacizi se constată în nefroze, după administrarea glucozei, insulinei, hormonului de creștere, androgenilor.

10.1.2.2. DOZAREA AZOTULUI AMINIC ÎN PLANTE

Principiul metodei. Ninhidrina reacționează cu aminoacizii în mediu slab acid (pH 4,5) și în prezența acidului ascorbic, dînd un produs colorat care se determină colorimetric.

Reactivi. 1. Soluție tampon acetat 4 N cu pH 4,54. Se dizolvă 54,4 g $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ în 100 ml apă distilată într-un pahar Berzelius. Soluția obținută se încălzește la fierbere pe sită de azbest și se fierbe pînă se evaporă aproximativ jumătate din volumul inițial. Soluția se răcește, se transvazează într-un balon cotate de 100 ml, se adaugă 30 ml acid acetic glacial și apă distilată pînă la semn.

2. Reactivul ninhidrinic. Se dizolvă 1,2 g ninhidrină recristalizată în 15 ml alcool n-propilic. Soluția obținută se amestecă cu 30 ml alcool n-butilic, 60 ml etilenglicol și 9 ml soluție tampon acetat 4 N cu pH 4,54.

3. Soluție stoc de leucină (α -alanină). Se dizolvă 46,8 mg leucină (sau 31,8 mg α -alanină) în 100 ml soluție de alcool izopropilic 10%, la balon cotate. Această soluție stoc conține 50 micrograme azot aminic într-un ml. Pentru prepararea soluției etalon se diluează 5 ml soluție stoc într-un balon cotate la 50 ml cu apă distilată. Într-un ml soluție de lucru se găsesc 5 micrograme azot aminic.

4. Soluție de acid ascorbic 1%. Această soluție se prepară în momentul întrebuirii, dizolvînd 0,1 g acid ascorbic în 10 ml

apă distilată.

Modul de lucru. O cantitate de 0,5 g material vegetal proaspăt, conținând 50-500 micrograme azot aminic, se măsoară cu 5 ml soluție de acid acetic 10%. Amestecul obținut se aduce cantitativ într-un balon cotat de 100 ml și se completează la semn cu apă distilată. Conținutul balonului se agită și se filtrează printr-un filtru uscat, aruncând primii ml de filtrat. Din filtratul rămas se pipetează 2 ml într-o eprubetă gradată de 10 ml, se adaugă apoi 3 ml reactiv ninhidrinic și 0,1 ml soluție de acid ascorbic 1%. Se agită conținutul, se închide eprubeta cu o pilnie sau cu o pară de sticlă și se introduce pentru 15 minute în baie la fierbere.

În paralel se fierbe și proba de control pentru reactivi care cuprinde 2 ml apă distilată, 3 ml reactiv ninhidrinic și 0,1 ml soluție de acid ascorbic.

După fierbere pe baie de apă, eprubetele se răcesc în aer timp de 15 minute, agitând probele din 3 în 3 minute. După răcire, volumul probelor se completează cu alcool etilic 60% la 5 ml și se agită conținutul lor.

Extincția probei de cercetat se măsoară la 580 nm, față de proba de control.

Calculul rezultatelor. Pe curba etalon se găsește cantitatea de azot aminic corespunzătoare extincției probei de cercetat. Conținutul azotului aminic în materialul vegetal cercetat se calculează după formula :

$$\text{mg azot aminic \%} = \frac{a \cdot 100 \cdot 100}{2 \cdot p \cdot 1000} ,$$

unde: a - cantitatea de azot aminic în proba de cercetat (în micrograme) ;

p - greutatea țesutului vegetal luată în analiză (în grame).

Construirea curbei etalon. În eprubete gradate de 10 ml se măsoară următoarele cantități de soluție etalon de leucină (α -alanină), conținând 5 micrograme azot într-un ml : 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 1,8 și 2 ml, se completează volumul cu apă distilată la 2 ml. Într-o altă eprubetă (control) se iau numai 2 ml apă distilată. În toate eprubetele se adaugă câte 3 ml reactiv ninhidrinic și

cite 0,1 ml soluție de acid ascorbic 1%. După ce se agită conținutul lor, eprubetele se închid cu pîlnii sau dopuri sferice de sticlă și se introduc într-o baie de apă la fierbere, unde se mențin timp de 15 minute din momentul în care apa începe să fiarbă. La sfîrșitul intervalului de fierbere, eprubetele se scot din baie se răcesc la temperatura camerei timp de 15 minute, cu agitare periodică. Se completează volumul probelor la 5 ml cu alcool etilic 60% și se măsoară extincțiile la 580 nm, comparativ cu controlul. Pe baza datelor obținute se trasează curba etalon.

10.1.3. DETERMINAREA TRIPTOFANULUI

Triptofanul (acidul α -amino- β -indolpropionic) este un aminoacid esențial (neînlocuibil) pentru animale și om. Catabolismul triptofanului în organismele vii are loc pe mai multe căi conducînd la diferiți produși finali (acid nicotinic, 5-hidroxi-triptamină, acid indolacetic etc) dintre care unii îndeplinesc un rol biologic deosebit în țesuturile animale și vegetale.

Triptofanul este larg răspîdit în proteinele de origine animală, se găsește în cantitate foarte mică sau lipsește complet în proteinele vegetale. În organele tinere ale plantelor există și în stare liberă.

Determinarea conținutului de triptofan are mare importanță în ameliorarea plantelor, în cunoașterea particularităților metabolismului acestui aminoacid în organismele animale și vegetale.

Determinarea triptofanului în semințele plantelor (Metoda A.I. Ermakov și N.P. Jarosh)

Principiul metodei. Metoda de dozare a triptofanului se bazează pe obținerea unei reacții de culoare a acestui aminoacid cu p-dimetilaminobenzaldehida. În mediul puternic acid și în prezența azotaților se formează o culoare albastră a cărei intensitate se măsoară la un fotoelectrocolorimetru. Prin această metodă triptofanul poate fi determinat în semințele bogate în amidon, proteine, uleiuri fără izolarea proteinei.

Reactivi: 1. Soluție de para-dimetilaminobenzaldehidă 2,5 % în soluție de HCl 10%. Soluția păstrată în frigider este stabilă

timp de două săptămâni.

2.Soluție de azotat de sodiu 1%.

3.Soluție de gelatină 4% în soluție de KOH 25%.

4.Soluție de acid clorhidric concentrat.

Modul de lucru. Într-un flacon conic de 100 ml se introduce 200 mg făină proaspăt obținută din semințe de cereale sau 100mg făină din semințe de oleaginoase. La analiza semințelor cu invelig colorat acesta se îndepărtează, întrucât culoarea suplimentară împiedică asupra determinării. În locul culorii albastre în mediul de reacție uneori apare o culoare verde din cauza existenței în semințe a pigmentilor galbeni, care se pot îndepărta spălând făina cu n-butanol - sau eter de petrol.

Făina din flacon se umețează uniform cu 2 ml apă distilată. Apoi se adaugă 1 ml soluție de gelatină 4% în soluție de KOH 25%. În cazul formării de bulgări, amestecul se agită cu o baghetă de sticlă (capătul baghetei introdus în amestecul de reacție se șterge cu bucăți mici de hirtie de filtru care se lasă în flacon). Flaconul se închide cu un dop de plută și se termostatează pentru hidroliză la 40°C, timp de 18-20 ore (peste noapte).

După hidroliză în flacon se adaugă 0,5 ml soluție de p-dimetilaminobenzaldehidă 2,5% în HCl 10%, 0,5 ml soluție de NaNO_3 1% și 28 ml de HCl concentrat (densitate 1,19). Conținutul se agită prin rotirea flaconului, se închide cu un dop și se introduce în termostat la 25°C, timp de 1,5 ore în cazul semințelor amidonoproteice și 3 ore pentru semințele oleaginoaso-proteice. După această ultimă termostatare, amestecul de reacție se completează la 100 ml adăugându-se 68 ml apă distilată sau la 50 ml prin adăugarea a 18 ml apă distilată, dacă conținutul de triptofan este mic în obiectul cercetat. În mediul de reacție diluat dezvoltarea culorii se intrerupe.

Soluția se filtrează prin filtru de hirtie cantitativă cu porozitate medie. Primii ml de filtrat se aruncă. Filtratul limpede se folosește pentru măsurarea extincției probei de cercetat la un electrofotocolorimetru, în filtru roșu.

Pentru determinarea concentrației triptofanului în probă este comod să se traseze curba de etalonare.

Construirea curbei de etalonare. Intr-un balon gradat de 25 ml se dizolvă 25 mg triptofan în 20 ml apă distilată la care s-a adăugat 1 ml soluție de KOH sau NaOH 0,1 N. Se completează la semn cu alcool etilic 96°. Intr-o serie de flacoane conice de 100 ml se pipetează câte 2 ml apă distilată, 1 ml soluție de gelatină în soluție de KOH și următorii reactivi în succesiunea : 0,5 ml soluție de para-dimetilaminobenzaldehidă 2,5%; 0,5 ml soluție de azotat de sodiu 1% ; 28 ml soluție de HCl concentrat. Apoi se adaugă soluție de triptofan câte 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 ml în care se găsesc corespunzător 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mg triptofan. Pentru dezvoltarea culorii albastre flacoanele se termostatează la 25°C timp de 60 minute. După aceasta volumul probelor se completează cu apă distilată la 100 ml (folosind biureta), soluția se filtrează și se măsoară extincția la un fotoelectrocolorimetru, în filtru roșu. Pentru trasarea curbei etalon se trece pe abscisă cantitatea de triptofan (în mg într-un ml), iar pe ordonată extincția soluțiilor.

Calculul rezultatelor. Pe curba de etalonare se află concentrația de triptofan (în mg într-un ml) corespunzătoare extincției probei de cercetat. Conținutul procentual de triptofan (mg%) se calculează cu formula următoare :

$$\text{mg \%} = \frac{a \cdot 100 \cdot 100}{p}$$

unde : a - cantitatea de triptofan (în mg într-un ml) corespunzătoare extincției probei ;

p - greutatea mîinii (în g) luată pentru analiză.

Cunoscînd umiditatea mîinii, conținutul de triptofan se recalculează la 100 g substanță uscată.

Conținutul de triptofan se poate, de asemenea, exprima în procente de azot față de azotul total al semintelor cercetate sau în procente față de proteina brută.

10.2. ANALIZA PROTEINELOR

Proteinele constituie cei mai importanți componenți ai materiei vii. Ele joacă un rol esențial în toate procesele și fenomenele vieții, îndeplinind o diversitate de funcții. Prima și cea mai însemnată funcție a proteinelor este funcția catalitică sau enzimatică. Protein-enzimele catalizează în celula vie toate reacțiile chimice de scindare a unor compuși și de sinteză a altora. În organismul viu proteinele pot avea funcție structurală, determină proprietățile receptorilor specifici din membrane, intră în compoziția sistemelor contractile, îndeplinesc funcții reglatoare, transportoare și de apărare.

Din punct de vedere structural proteinele se clasifică în două grupe mari: proteine simple și proteine complexe sau conjugate sau heteroproteine. Proteinele simple sînt alcătuite numai din resturi de aminoacizi. Proteinele complexe conțin pe lângă aminoacizi alte substanțe de natură neproteică (glucide, lipide, acizi nucleici etc) care se numesc grupări prostetice.

Studiul structurii și funcțiilor proteinelor simple și complexe reprezintă una din direcțiile principale ale biochimiei contemporane.

Determinarea proteinelor totale și studiul fracțiunilor proteice în serul sanguin și țesuturile animale prezintă o mare valoare pentru stabilirea diagnosticului diferitelor stări patologice și urmărirea influenței unor factori ecologici asupra metabolismului proteic în organismul animal.

Omoagterea conținutului de proteine totale și a fracțiunilor proteice principale în semințele și organele vegetative ale diverselor culturi este absolut necesară în procesul de ameliorare a plantelor.

10.2.1. DETERMINAREA AZOTULUI


10.2.1.1. DETERMINAREA AZOTULUI TOTAL

Azotul intră în compoziția multor substanțe chimice întâlnite în organismele animale și vegetale - proteine, peptide, aminoacizi, acizi nucleici etc (N-proteic, N-peptidic, N-aminic, N-nucleic etc).

Toate formele de azot existente într-un preparat biologic sînt cuprinse sub denumirea de azot total.

Pentru determinarea azotului total foarte frecvent se utilizează micrometoda Kjeldahl.


Principiul metodei. Substanțele organice conținute în materialele biologice, prin fierbere cu acid sulfuric concentrat în prezență de catalizatori, se descompun, eliberînd elementele lor constitutive sub diferite forme: carbonul ca dioxid de carbon, hidrogenul și oxigenul ca apă, fosforul ca acid fosforic sau fosfor mineral, iar azotul este transformat cantitativ în amoniac. Amoniacul astfel apărut reacționează cu acidul sulfuric aflat în exces formînd sulfat de amoniu:



Sulfatul de amoniu rezultat, în mediu puternic alcalin se scindează cu eliberarea amoniacului, conform ecuației:



Amoniacul eliberat este distilat prin antrenare cu vapori de apă și captat într-un volum cunoscut de soluție titrată de acid sulfuric, legîndu-se sub formă de sulfat de amoniu. Excesul de acid sulfuric este titrat cu o soluție de aceeași normalitate de NaOH:



După cantitatea de acid sulfuric care a reacționat cu amoniacul se calculează conținutul procentual de azot total.

Reactivi. 1. Acid sulfuric concentrat ($d=1,84$).

2. Sulfat de cupru cristalizat p.a.

3. Sulfat de potasiu c.p.

4. Soluție de NaOH 33%. Soluția se fierbe pentru îndepărtarea combinațiilor organice azotate, care ar putea să existe în reactiv. Se păstrează într-o sticlă cu dop de cauciuc.

5. Soluție de acid sulfuric N/50. Se prepară prin diluarea a 200 ml soluție de acid sulfuric N/10 la 1000 ml cu apă distilată. Se stabilește factorul soluției de acid sulfuric N/50 cu ajutorul soluției titrate de hidroxid de sodiu N/50.


6. Soluție de hidroxid de sodiu N/50. Se obține diluind 200 ml soluție de NaOH N/10 la 1000 ml cu apă distilată. Factorul soluției de NaOH N/50 se stabilește cu ajutorul unei soluții de acid oxalic N/50. Într-un pahar Berzelius de 250 ml se măsoară cu ajutorul unei biurete 20 ml soluție de acid oxalic, se adaugă 1-2 picături de soluție alcoolică de fenolftaleină 1% și se titrează cu soluție de hidroxid de sodiu N/50, până la apariția unei colorații slab roz persistente. Se calculează factorul soluției de hidroxid de sodiu.

7. Soluție de roșu de metil ca indicator (pag. 76).

Modul de lucru. Determinarea azotului total cuprinde trei etape succesive :

- mineralizarea preparatelor biologice ;
- distilarea amoniacului și
- titrarea indirectă a amoniacului.

Mineralizarea preparatelor biologice. Într-un balon Kjeldahl (fig. 10.4) cu capacitatea de 50-100 ml se introduce o cantitate corespunzătoare de material de analizat, care să conțină 5-10 mg azot. Cantitatea optimă de material biologic necesară pentru analiză depinde de conținutul acestuia în proteine și se stabilește în experiențe preliminare. Înainte de introducerea în balon, materialul biologic se cântărește la balanța analitică într-o fiolă de cântărire. Se trece cu atenție conținutul fiolei în balon. Fig. 10.4. Balon Kjeldahl



uscă, apoi se cântărește fiola din nou. Diferența dintre prima și cea de a doua cântărire reprezintă greutatea probei luate pentru determinare.

În cazul lichidelor biologice volumul probei de analizat se măsoară cu ajutorul unei pipete.

În balonul Kjeldahl se adaugă 0,1-1,0 g de amestec catalizator format din sulfat de potasiu și sulfat de cupru (3:1) și 1-5 ml acid sulfuric concentrat. Sulfatul de potasiu are rolul de a ridica temperatura de fierbere, iar sulfatul de cupru accelerează procesul de mineralizare a substanței organice. Este preferabil să se introducă și 2-3 perle de sticlă, pentru a evita formarea de bule în timpul mineralizării.

Mai pot fi utilizați drept catalizatori apa oxigenată,

mercurul metalic, seleniu etc.

În gura balonului se introduce o pilnie mică sau un dop de sticlă, pentru a împiedica pierderea vaporilor de acid sulfuric. Apoi balonul se montează în poziție oblică într-un stativ metalic sub nișă și se încălzește cu grijă pe sită de azbest la flacăra unui bec de gaz. În cazul analizelor în serie, încălzirea se poate face pe suportul comun, prezentat în fig. 10.5. Dacă laboratorul




Fig. 10.5. Suport pentru baloanele Kjeldahl, folosit în cazul analizelor în serie

de cercetări nu este prevăzut cu nișă, atunci se poate utiliza un suport comun care să asigure completa evacuare a gazelor rezultate (fig. 10.6).

În decursul primelor minute de încălzire, conținutul balonului devine negru și spumos. Pentru evitarea pierderii probelor se recomandă ca încălzirea să fie efectuată treptat. După ce conținutul a încetat să spumeze, se intensifică încălzirea și se continuă până ce lichidul din balon

devine incolor sau ușor colorat în albastru, datorită sulfatului de cupru. Dacă pe pereții balonului s-au depus particule de sub-




Fig. 10.6

stanță carbonizată, atunci se spală cu ajutorul amestecului fier-

binte, rotind cu atenție balonul, după care lichidul este supus unei încălziri suplimentare. Durata mineralizării este de aproximativ 8 ore în funcție de natura materialului biologic supus analizei, fiind mai mare pentru proteinele cu un conținut ridicat de lizină (12 ore). După terminarea mineralizării, balonul Kjeldahl se răcește prin adăugare de puțină apă distilată (5 ml), se agită și conținutul lui se trece într-un balon cotate de 100 ml. Pentru a antrena întreaga cantitate de mineralizat din balonul Kjeldahl, pereții acestuia se spală de 2-3 ori cu volume mici de apă distilată (5-10 ml), care se adaugă, de asemenea, la amestecul din balonul cotate. Apoi se completează conținutul balonului cotate la semn cu apă distilată. Această soluție se utilizează pentru distilarea amoniacului.

În paralel, se face o probă martor pentru controlul reacțiilor. În acest scop, într-un alt balon Kjeldahl în locul preparatului biologic se ia un volum egal de apă distilată și se efectuează aceleași operații descrise pentru proba cu material de analizat.

Distilarea amoniacului. A doua etapă - distilarea amoniacului se realizează într-un aparat de distilare Pregl, modificat de Parnas și Wagner (fig. 10.7).

Aparatul este constituit dintr-un balon generator de vapori 1, recipientul intermediar 2, un balon de tip Kjeldahl 3, refrigerentul 4 și recipientul 5.

În balonul generator de vapori 1 cu o capacitate de 1000 ml se introduce apă distilată (până la 650 ml) prin pînă P_1 legată prin intermediul unui tub de cauciuc la tubul de sticlă T_1 , care ajunge aproape pînă la fundul balonului. Extremitatea tubului T_1 poate fi închisă cu ajutorul unei cleme metalice C_1 . Se adaugă câteva picături de H_2SO_4 concentrat pentru neutralizarea amoniacului ce ar putea fi prezent în apă. Pentru evitarea supraîncălzirii balonului și a fierberii neregulate a apei, se adaugă câteva bucățele de piatră ponce. Balonul 1 este, de asemenea, prevăzut cu tubul de sticlă scurt T_2 care se leagă prin intermediul unui tub de cauciuc cu recipientul 2. Pe tubul de cauciuc se află fixată clema C_2 .

Recipientul intermediar 2 are în porțiunea lui superioară un

dop cu tub de sticlă pentru legătura cu generatorul de vapori și un tub de derivație pentru admiterea aburului în balonul 3. Capătul inferior al recipientului 2 se termină cu un orificiu de evacuare, pe care se îmbracă un tub de cauciuc prevăzut cu cleva C_3 . Recipientul intermediar 2 servește la spălarea aparatului.




Fig.10.7.Schema instalației Parnas-Wagner pentru determinarea azotului după micrometoda Kjeldahl

Aparatul Parnas-Wagner trebuie spălat cu vapori de apă timp de 15-20 minute înaintea fiecărei determinări. Dacă montarea aparatului este realizată recent și în acest scop s-au utilizat tuburi de cauciuc noi pentru asamblarea părților componente ale aparatului se recomandă ca spălarea lui să se facă timp de minimum 6-8 ore, deoarece tuburile noi de cauciuc, la cald, pun în libertate cantități apreciabile de azot care pot influența negativ rezultatele analizelor.

Balonul 3 comunică prin intermediul unui tub de sticlă T_3 cu recipientul intermediar 2, iar prin tubul T_4 cu refrigerentul 4.

Prin pîlnia cu robinet P_2 , cu care este prevăzut tubul T_3 al acestui balon, se introduc reactivii și mineralizatul.

Recipientul 5, care conține o cantitate cunoscută de soluție titrată de acid sulfuric, servește la captarea amoniacului distilat.

Pentru distilarea amoniacului rezultat în urma mineralizării substanței organice se procedează în felul următor :

Se încălzește balonul generator de vapori, deschizînd clema C_2 a tubului de legătură T_2 și orificiul de evacuare C_3 al recipientului intermediar 2. Se introduc 10 ml de mineralizat din balonul cotelat în balonul 3 al aparatului de distilat prin pîlnia P_2 . Se spală pereții pîlniei de 2-3 ori cu volume mici de apă distilată (2-3 ml) și apoi se închide robinetul acesteia.

În recipientul 5 se măsoară, folosind o biuretă, 10 ml soluție de acid sulfuric N/50 la care se adaugă 3-4 picături de soluție de roșu de metil și 10 ml de apă distilată. Se agază recipientul 5 sub refrigerentul 4, tubul terminal al acestuia introducîndu-se în soluția titrată de acid sulfuric pentru a se evita pierderea amoniacului.

Se închide, cu ajutorul clemei C_3 , orificiul de evacuare al recipientului intermediar 2 și se permite, în același timp, trecerea vaporilor prin tubul T_3 în balonul 3.

În pîlnia P_2 se introduce soluție de NaOH 33% (la 1 ml de H_2SO_4 concentrat 5 ml soluție de NaOH 33%), apoi se deschide robinetul pîlniei și acesta se reînchide înainte ca întreaga cantitate de soluție de hidroxid să se fi scurs în balonul 3. Schimbarea culorii verde-deschis a mineralizatului în albastru, datorită formării hidroxidului de cupru, indică că reacția lichidului din balonul 3 este alcalină. Vaporii de apă trecînd prin mineralizatului alcalinizat antrenează amoniacul care se degajă și este captat în soluția titrată de acid sulfuric.

Distilarea durează 10-15 minute. În decursul ultimelor 5 minute partea inferioară a refrigerentului nu trebuie să se afle în contact cu soluția de acid sulfuric, coborîndu-se în acest scop recipientul 5. După terminarea distilării, capătul inferior al refrigerentului, care a fost în contact cu soluția de acid sulfuric, se spală cu volume mici de apă distilată, care se adaugă în

recipientul 5.

Se procedează similar și cu proba martor, după ce, în prealabil se spală aparatul de distilare.

Pentru spălarea aparatului, imediat după terminarea distilării se îndepărtează flacăra, se închide clema C_2 a tubului de legătură dintre balonul generator de vapori 1 și recipientul 2. datorită răcirii rapide a recipientului intermediar 2, lichidul din balonul 3 sifonează în recipientul 2. Înainte de a evacua lichidul din recipientul 2 prin deschiderea clemei C_3 , în balonul 3 se introduce apă distilată pentru spălare. Dacă apele de spălare nu sifonează odată cu deversarea la canal a lichidului din recipientul 2, atunci se închide clema C_3 și se permite trecerea vaporilor de apă. După încălzire, apele de spălare se aduc în recipientul 2 pe calea descrisă pentru mineralizat. Spălarea se repetă de 2-3 ori.

Titrarea indirectă a amoniacului. Se titrează excesul de acid sulfuric N/50 rămas după captarea amoniacului în recipientul 5 cu soluție de hidroxid de sodiu N/50 până la virarea colorației soluției de la roșu la galben.

Calculul rezultatelor. Un ml soluție de hidroxid de sodiu exact N/50 corespunde la 0,28 mg de azot. Conținutul procentual de azot (N%) în preparatul biochimic cercetat se calculează după formula :

$$Ng\% = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 0,28 \cdot 100 \cdot 100}{n \cdot p \cdot 1000} ,$$

unde : V - ml soluție de hidroxid de sodiu N/50 consumați pentru titrarea acidului sulfuric în proba de control (proba martor) ;

v - ml soluție de hidroxid de sodiu N/50 mergeți la titrarea excesului de acid sulfuric din proba de analizat ;

F - factorul soluției de NaOH stabilit cu ajutorul acidului oxalic ;

p - greutatea (sau volumul) probei de preparat biologic luat pentru determinare ;

n - ml mineralizat luați pentru distilare.

Importanța practică. Între compuşii chimici azotați prezenți în ţesuturile vii predomină, din punct de vedere cantitativ, proteinele. De aceea, prin determinarea conţinutului de azot total se pot trage concluzii asupra cantităţii de proteine în ţesutul animal sau vegetal cercetat. Se cunoaşte că proteinele conţin o cantitate determinată de azot, care reprezintă în medie 16%. Deci fiecare gram de azot determinat corespunde la 6,25 grame de proteine. Această valoare cunoscută sub denumirea de coeficient proteic sau factor de conversie variază după natura proteinelor, respectiv după originea preparatului biologic analizat: nutreţuri şi leguminoase-6,25; seminţe de cereale-5,71; seminţe de oleaginoase-5,30; lapte-6,38 etc. Înmulţind conţinutul procentual de azot găsit cu valoarea coeficientului proteic se află cantitatea procentuală a aza-numitei proteine brute.

10.2.1.2. DETERMINAREA AZOTULUI PROTEIC

Aşa cum s-a arătat, produsele animale şi vegetale conţin alături de substanţele proteice propriu-zise, şi alte combinaţii azotate neproteice. Uneori este suficient să se determine numai cantitatea azotului total, care intră în compoziţia tuturor combinaţiilor azotate proteice şi neproteice. Însă în majoritatea cercetărilor biochimice este necesar să cunoaştem conţinutul real al substanţelor proteice, determinând separat numai azotul corespunzător proteinelor (azotul proteic).

Principiul metodei. Pentru determinarea azotului proteic, proteinele se separă de alte combinaţii prin precipitare, apoi precipitatul proteic se mineralizează cu H_2SO_4 în prezenţă de catalizatori şi se determină conţinutul azotului după metoda Kjeldahl.

Reactivi. 1. Reactivii 1-7 utilizaţi la determinarea azotului total.

2. Soluţie de acid tricloracetic 50%.

3. Soluţie de acid tricloracetic 2%.

Modul de lucru. O cantitate de material biologic înfrîmîţat fin, care să conţină 3-5 mg azot proteic, se introduce într-un

pahar de 100 ml. Se adaugă 25 ml de apă distilată și se încălzește pînă la fierbere, agitînd conținutul paharului cu o baghetă de sticlă. În cazul materialelor vegetale bogate în amidon (semințe de cereale, leguminoase, cartofi), conținutul paharului se încălzește pe baia de apă, timp de 30 minute, la temperatura de 50-55°C, întrucît la o temperatură mai ridicată amidonul se transformă în clei și îngreuează filtrarea ulterioară. După încălzire se precipită proteinele cu soluție de acid tricloracetic. Pentru aceasta se adaugă în pahar, prin agitare, 5 ml soluție de acid tricloracetic 50%. Se lasă în repaus timp de 30-40 minute și conținutul paharului se filtrează pe hîrtie de filtru cantitativă. Paharul și precipitatul de pe filtru se spală de cîteva ori cu soluție de acid tricloracetic 2%.

La terminarea filtrării, filtrul împreună cu pîlnia se usucă timp de 1-2 ore în termostat la 50-60°C. Cînd hîrtia de filtru începe să se desprindă ușor de pe pîlnie, filtrul împreună cu precipitatul se introduce într-un balon Kjeldahl, în care se măsoară apoi 5-7 ml de H_2SO_4 concentrat, se adaugă 1 g de amestec catalizator format din K_2SO_4 și $CuSO_4$ (3:1) și se mineralizează. Mineralizarea, distilarea amoniacului și calculul rezultatelor se efectuează în modul descris la determinarea azotului total.

Rezultatele determinării azotului proteic se exprimă, de obicei, în procente la substanța uscată.

10.2.2. DOZAREA PROTEINELOR CU REACTIVUL FOLIN-CIOCĂLTEU (METODA LOWRY)

Principiul metodei. Metoda se bazează pe reacția proteinelor cu ioni de cupru în mediu alcalin, rezultînd proteinatul de cupru care reduce reactivul Folin-Ciocalteu cu formarea unui produs de culoare albastră. Metoda Lowry se folosește pe scară largă pentru determinarea proteinelor în soluții cu concentrații cuprinse între 10 și 100 micrograme.

Reactivi. 1. Soluție de Na_2CO_3 2% în soluție de NaOH 0,1 N.

2. Soluție de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 1%.

3. Soluție de tartrat de sodiu sau potasiu 2%.

4. Soluție de lucru. În momentul întrebuițării se amestecă 50 ml reactiv 1 cu 0,5 ml reactiv 2 și 0,5 ml reactiv 3.

5. Reactiv Folin-Giocalteu concentrat (pag. 104). Reactivul concentrat este stabil un timp îndelungat.

6. Reactiv Folin-Giocalteu diluat. Înainte de întrebuițare se amestecă 1 ml reactiv concentrat cu 2 ml apă distilată.

7. Soluție etalon de albumină serică umană sau bovină 10mg/100 ml.

Modul de lucru. La 1 ml soluție proteică conținând 10-100 micrograme de proteine se adaugă 5 ml soluție de lucru (reactiv 4). Se agită și se lasă să stea 10 minute la temperatura camerei. Apoi amestecul se tratează cu 0,5 ml reactiv Folin-Giocalteu diluat (reactiv 6), se agită bine și se lasă în repaus la temperatura camerei. După 30 minute se citește extincția probei la 500 nm (filtru verde) față de proba de control efectuată cu 1 ml apă distilată. Cantitatea de proteină în proba de cercetat se află pe curba de etalonare.

Pentru construirea curbei etalon se folosește o soluție de albumină serică umană sau bovină, obținută prin dizolvarea a 10mg albumină în 100 ml apă distilată. Din această soluție de albumină se fac diluții conform tabelului 10.2.

Tabelul 10.2.

Construirea curbei etalon pentru dozarea proteinelor
prin metoda Lowry

Concentrația de proteină în pro- bă (micrograme)	Soluție de albumină (ml)	Apă disti- lată (ml)	Observa- ție
0	0	1,0	Control
10	0,1	0,9	Probă
20	0,2	0,8	Probă
40	0,4	0,6	Probă
60	0,6	0,4	Probă
80	0,8	0,2	Probă
100	1,0	0	Probă

În probele etalon se determină concentrația de proteină după metoda descrisă. Cu datele obținute se trasează curba etalon.

Calculul rezultatelor. Raportînd extincția probei de cercetat la curba etalon se află microgramele de proteină corespunzătoare acestei valori. Apoi se calculează cantitatea de proteină (mg sau g) într-un ml soluție sau lichid biologic de cercetat. La calcul se va ține cont de eventuala diluție a lichidului biologic sau a soluției analizate. În cazul extractelor tisulare se vor exprima rezultatele în mg de proteină solubilă la 1 g țesut.


Observații. 1. În cazul lichidelor biologice și extractelor enzimatică cu un conținut ridicat de proteine se va face diluția corespunzătoare cu apă distilată.

2. Pentru cantitățile mici de proteine în probă se recomandă să se colorimetreze probele la 750 nm (filtru roșu).

10.2.3. DOZAREA PROTEINELOR TOTALE ÎN SERUL SANGVIN

PRIN METODA REFRACTOMETRICA

Cînd o rază de lumină trece dintr-un mediu cu densitatea optică mai mică în altul cu densitatea optică mai mare, ea suferă o deviere numită refracție. Raportul dintre sinusul unghiului de incidență (i) al razei și sinusul unghiului ei (r) de refracție se numește indice de refracție. Obșnuit, se alege ca mediu de referință aerul, iar indicele de refracție al diferitelor substanțe în raport cu aerul se notează cu n :



$$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

Valoarea indicelui de refracție depinde de cantitatea și natura substanței cercetate, de temperatura mediului extein, de lungimea de undă a luminii folosite etc.

Principiul metodei. Indicele de refracție a serului este proporțional cu cantitatea de proteine pe care lă conține. Cîncscînd

Fig. 10.8. Tracerea unei raze de lumină dintr-un mediu în altul

valoarea indicelui de refracție se poate calcula cantitatea de proteine din serul sanguin dat.

Determinarea indicelui de refracție se efectuează cu ajutorul aparatelor numite refractometre.

Dintre numeroasele refractometre se va descrie unul din cele mai răspândite și anume aparatul de tip Abbé.

Refractometrul Abbé(fig.10.9) este format din două prisme identice din sticlă specială : prisma de iluminare(2) și prisma de măsurare(3).Fiecare prismă este prinsă într-un manson metalic nichelat prin care circulă apă destinată menținerii aparatului

la temperatura necesară determinării.Cele două prisme sînt dispuse una în fața celeilalte și se pot depărta sau apropia.Atunci cînd sînt cel mai apropiate,între prisme rămîne un mic spațiu,în care se introduce substanța de analizat.Prismele se mențin în această poziție în timpul determinărilor cu ajutorul șurubului (13).Prisma inferioară(2) este mobilă,are suprafața, care vine în contact cu substanța de cercetat, mată și servește pentru a primi lumina de reflecție de la oglinda (1).Prisma (3) este fixă și are fața, care vine în contact cu substanța de cercetat, lustruită.Blocul cuprinzînd cele două prisme este cuplat cu alidada (5) care se mișcă în fața sectorului fix (7).La sectorul (7) este prinsă luneta(4) și scara gradată(8) cu indicii de refracție(cuprîngi între valorile 1,30-1,70).În cîmpul lunetei există două fire reticulare perpendiculare unul pe altul(fig.10.10).




Fig.10.9.Refractometrul Abbé

este cuplat cu alidada (5) care se mișcă în fața sectorului fix (7).La sectorul (7) este prinsă luneta(4) și scara gradată(8) cu indicii de refracție(cuprîngi între valorile 1,30-1,70).În cîmpul lunetei există două fire reticulare perpendiculare unul pe altul(fig.10.10).

Refractometrul Abbé funcționează după următorul principiu : raza de lumină de la oglinda (1) trece prin prisma de iluminare

(2), străbate stratul lichidului de cercetat și prismă de măsurare (3), apoi intră în luneta (4). În ocularul lunetei se vede un cîmp luminat (fig. 10.11.a). Complexul prismelor poate fi rotit cu ajutorul butonului (6) și al alidadei (5) în așa fel, încît într-o anumită poziție are loc reflexia interioară totală a razei de lumină pe suprafața lichidului de cercetat și în ocularul lunetei




Fig. 10.10. Firele reticulare și linia de demarcare în cîmpul lunetei

apare un cîmp, pe jumătate luminat, pe jumătate întunecat (fig. 10.11.b). Unghiul de rotație al prismelor depinde de indicele de refracție al lichidului de cercetat. Cînd limita de separație dintre cîmpul luminat și cel întunecat se suprapune pe intersecția firelor reticulare, se citește indicele de refracție pe scara (8), în formă de arc. Pentru citirea valorii indicelui de refracție cu precizie pînă la a patra zecimală se folosește lupa (9). În timpul determinării indicelui de refracție prin mangoanele metalice ale prismelor circulă apa de termostatare a cărei temperatură se controlează cu termometrul (10) fixat în gtuțul (11).




Fig. 10.11. Schema refractometrului Abbé

O particularitate a refractometrului Abbé constă în utilizarea luminii albe la măsurători. În acest caz, datorită dispersiei, în ocularul lunetei (4), în locul unei limite de separație nete între cîmpul luminat și cel întunecat se obține o bandă spectrală irizată, neclară. Pentru înlăturarea acestui efect se folosește compensatorul de dispersie fixat în partea inferioară a tubului lunetei. Compensatorul de dispersie constă din două prize Amici, care se rotește în direcții opuse cu ajutorul butonului (12). Prin rotirea acestor prize se ajunge la

limita de separație netă a cîmpului.

Modul de lucru. Se termostatează aparatul, trecînd prin manșonul metalic un curent de apă, care se potrivește în așa fel încît, temperatura dorită să se mențină tot timpul determinărilor. După ce temperatura necesară a fost atinsă, se rotește sectorul refractometrului împreună cu alidada (5) către oglinda cu suport, pînă ce planul de separație al prismelor ajunge aproape orizontal.

Înainte de începerea determinărilor indicelui de refracție al lichidului biologic analizat, se execută etalonarea aparatului. Pentru aceasta se deschid prismele prin învîrtirea cîrligului (13), se lasă să cadă dintr-o pipetă 1-2 picături de apă distilată pe suprafața prisme de iluminare, apoi se închide cu atenție blocul prismelor. Reperul scării (8) se potrivește la valoarea 1,333. Cu ajutorul butonului (12) al compensatorului de dispersie se elimină colorația limitei de separație dintre cele două jumătăți ale cîmpului optic din luneta (4). Dacă se constată că intersecția firelor reticulare este deplasată, față de limita de separație, atunci ea se potrivește pe această limită cu ajutorul cheii atagate la aparat. În acest scop se introduce cheia în orificiul de pe corpul lunetei și se rotește încet pînă la suprapunerea intersecției firelor reticulare cu limita de separație. Etalonarea refractometrului se face la 20°C. După terminarea etalonării se deschide blocul prismelor, fețele lor se usucă cu hîrtie de filtru și se șterg cu vată imbibată cu alcool. Blocul se lasă deschis un anumit timp pentru uscare.

După aceasta se pun între prisme 2-3 picături de ser sanguin și se închid repede. Temperatura apei de termostatare se reglează la 37°C. Prin rotirea oglinzii (1) se luminează clar prismele, astfel încît cîmpul vizual în lunetă să fie cît mai luminos. Dacă este necesar, se mișcă butonul alidadei pînă se aduce limita de separație dintre cîmpul luminat și cel întunecat în ocularul lunetei. Dacă limita de separație este colorată, se rotește butonul compensatorului pînă se obține o limită de separație clară. Cu ajutorul butonului (6) al alidadei (5) se aduce limita de separație pe intersecția firelor reticulare. Se citește pe scara (8)

cu ajutorul lupei (9) indicele de refracție al serului respectiv. Se ia media a 2-3 citiri.

După fiecare determinare se deschid prisme, se usucă cu o hirtie de filtru și se curăță suprafața cu vată imbibată cu alcool. Apoi se spală cu alcool sau eter introducându-se câteva picături de solvent între prisme. După spălare prisme se șterg din nou și se lasă deschise un anumit timp pentru uscare.

Calculul rezultatelor. Pentru calcularea conținutului de proteine, exprimat în grame, în 100 ml ser sanguin se folosește tabelul 10.3.

Tabelul 10.3

Conținutul în proteine corespunzător indicelui de refracție la 37°5 la refractometrul Abbé

Indice de refracție	Cantitatea de proteine, %	Indice de refracție	Cantitatea de proteine, %
1,34388	4,60	1,34798	6,98
1,34426	4,81	1,34836	7,20
1,34463	5,03	1,34873	7,42
1,34500	5,25	1,34910	7,69
1,34537	5,47	1,34947	7,85
1,34575	5,68	1,34984	8,06
1,34612	5,90	1,35021	8,29
1,34650	6,12	1,35058	8,49
1,34687	6,34	1,35095	8,71
1,34724	6,55	1,35132	8,92
1,34761	6,77	1,35169	9,14

Concentrația proteinelor serice se poate calcula și cu ajutorul formulei propusă de F.W.Sunderman(1966) :

$$P = 533,6(RI_S - RI_{H_2O}) - 1,89 ,$$

unde : P - concentrația proteinelor(g/100 ml ser) ;

RI_S - indicele de refracție al serului și

RI_{H_2O} - indicele de refracție al apei.

(RI_S și RI_{H_2O} se determină la aceeași temperatură).

Valori fiziologice. Valorile normale ale concentrației proteinelor în serul sanguin al adulților variază între limitele 6,5-8,5 %, la copii până la 6 ani între 5,6-8,5% și la nou-născuți: 5,3-8,9%.

Variații patologice. Valori crescute ale proteinemiei se observă în deshidratări acute produse de vărsături, diaree, diabet, mielom multiplu, anemie pernicioasă, infecții acute și cronice.

Scăderea proteinemiei (hipoproteinemie) se întâlnește în : afecțiunile hepatice, stările de șoc produse de arsuri, hemoragii, în afecțiunile renale.

10.2.4. ANALIZA PROTEINELOR CU AJUTORUL ELECTROFOREZEI

PE HIRTIE

Electroforeza pe hirtie se folosește pentru studiul calitativ și cantitativ al amestecurilor de proteine, al proteinelor din serul sanguin, urină, lichidul cefalorahidian și lichidele tisulare.

SEPARAREA ȘI DETERMINAREA CANTITATIVĂ A PROTEINELOR

DIN SERUL SANGUIN PRIN METODA ELECTROFOREZEI PE HIRTIE

Principiul metodei. Componentele amestecului de proteine serice, adsorbite pe hirtia de electroforeză imbibată cu soluție tampon având pH 8,6, migrează sub influența unui câmp electric constant în direcția anodului și se separă în fracțiuni care se egalonează de-a lungul hirtiei, în dependență de mărimea moleculelor și valoarea sarcinii electrice a fiecărei fracțiuni.

Pentru punerea în evidență a fracțiunilor proteice separate, hirtia uscată se introduce într-o baie de colorant. După ce se spală excesul de colorant, pe hirtie apar diferitele fracțiuni proteice separate sub formă de spoturi colorate. Se obține astfel o electroforegramă.

Cantitatea de colorant legat de o fracțiune proteică corespunde aproximativ conținutului din fracțiunea respectivă. Pentru determinarea cantitativă a conținutului relativ de proteină în fiecare fracțiune izolată există două procedee: fotometrarea directă a electroforegramei și eluarea spoturilor cu fiecare fracțiune, urmată de colorimetrarea probei.

În cazul primului procedeu se folosesc aparate speciale numite densitometre. Prin trecerea constantă a electroforegramei prin fața fantei luminoase a densitometrului, se trasează o curbă a extincțiilor corespunzătoare spoturilor colorate dispuse unul după altul.

În lipsa densitometrului, fiecare spot colorat se decupează de pe electroforegramă și se eluează colorantul fixat pe acest fragment cu o soluție alcalină. Intensitatea culorii eluatului se determină colorimetric.

Serul sanguin conține un amestec complex de proteine. Cu ajutorul electroforezei pe hirtie proteinele serului sanguin se

separă în 5 fracțiuni : albumine și globulinele $\alpha_1, \alpha_2, \beta, \gamma$.

Reactivi. 1. Soluție tampon de veronal-medinal cu pH 8,6. Se dizolvă 10,33 g medinal (barbital de sodiu) în 300 ml apă distilată într-un pahar Berzelius de 500 ml. După dizolvarea medinalului în pahar se introduce 1,84 g veronal (barbital sau acid dietilbarbituric) și, agitând, se încălzește pe baie pînă la dizolvarea lui completă. Soluția se răcește la temperatura camerei și se transvazează cantitativ într-un balon cotat de 1000 ml. Paharul se spală de mai multe ori cu apă distilată care se toarnă în balonul cotat. Se completează la semn cu apă distilată și se verifică pH-ul soluției.

În lipsa medinalului se poate înlocui această soluție tampon cu soluția tampon D indicată la pag. 57.

2. Soluție de albastru de bromfenol. Se dizolvă 10 g sulfat de zinc cristalizat în 190 ml apă distilată, se adaugă 10 ml acid acetic glacial și 0,020 g albastru de bromfenol. Se agită și se lasă la temperatura camerei timp de 24 ore pentru dizolvarea completă a colorantului.

3. Soluție de acid acetic 2%.

4. Soluție de acetat de sodiu cristalizat 2% în acid acetic 10%.

5. Soluție de hidroxid de sodiu 0,01 N.

Modul de lucru. Aparatul pentru electroforeza pe hîrtie. În prezent există mai multe tipuri de aparate pentru electroforeza pe hîrtie. Indiferent de particularitățile lor constructive, principul de funcționare este același, iar modul de lucru se aseamănă de la un aparat la altul.

Mai departe se descrie, în general, aparatul românesc standard de electroforeză pe hîrtie. Acest aparat este compus din redresorul de curent și camera de electroforeză.

Redresorul se alimentează de la rețeaua de curent alternativ (220V) și poate să debiteze un curent continuu, cu o tensiune variabilă între 0 și 500 V și cu intensitatea curentului pînă la 50 mA.

Camera de electroforeză este construită din material plastic rezistent la acizi. Schema camerei de electroforeză este prezentată

in fig.10.12. Camera de electroforeză este alcătuită dintr-un bac care are lateral 2 recipiente pentru soluția tampon reunite printr-o punte centrală. Fiecare recipient este împărțit printr-un perete despărțitor cu orificii de comunicație în două compartimente. Compartimentele dinspre interior sînt divizate în trei secțiuni mici prin intermediul a doi pereți transversali, de asemenea, cu orificii de comunicație, care realizează un sistem de praguri destinat să reducă difuzia produselor rezultate în timpul electroforezei. În cele două secțiuni mici, situate în diagonală se află montat câte un electrod metallic.

Puntea centrală are pe una din laturi un șanț puțin adîncit care servește la egalizarea nivelului soluției tampon din cele două recipiente.

Camera se acoperă cu un capac avînd fața din material transparent și prevăzut cu o fantă longitudinală, de 5 mm lățime, așezată la distanță potrivită pentru a permite aplicarea probelor de cercetat pe benzile de hîrtie. Acestea se fixează în aparat pe o ramă, capetele benzilor fiind introduse în compartimentele dinspre exterior.




Fig.10.12.Schema camerei de electroforeză

1-Recipiente pentru soluția tampon ;
2-Electrozi metalici ; 3-Ramă pentru
benzile de hîrtie ; 4-Hîrtie de electro-
foreză ; 5-Capacul camerei.

Electroforeza. În fiecare recipient al camerei de electroforeză se introduc 220 ml soluție tampon și se realizează egalizarea nivelului în cele patru compartimente, prin înclinarea ușoară a bacului în direcția ganțului transversal de la unul din capetele punții sau cu ajutorul unui sifon de sticlă. Camera de electroforeză trebuie să fie așezată în poziție perfect orizontală.

Din hirtie cromatografică Whatman nr.1 sau Schleicher-Schüll nr.2043b se taie benzi cu latura de 4 cm și lungimea de 32 cm. Pe fiecare bandă de hirtie se marchează cu ajutorul unui creion negru două repere care vor indica lățimea ramei și linia de start (2 cm) - locul unde se va aplica proba de ser. Linia de start se va trasa la distanța de 9,7 cm de la capătul benzii de hirtie ce se va introduce în recipientul corespunzător catodului.

Apucând benzile de hirtie de cele două capete, se introduc în soluție tampon care se află într-o cuvă metalică emailată sau într-o cutie Petri. Excesul de soluție de pe benzi se îndepărtează ținându-se câteva secunde vertical.

Benzile de hirtie se întind perpendicular și uniform pe părțile laterale ale ramei, lăsând între ele un spațiu de 2-3 mm. Ramea cu benzile de hirtie se plasează în bac, în așa fel încât ambele extremități ale benzilor să fie cufundate în soluția din compartimentele exterioare corespunzătoare. Apoi se aplică pe locurile dinainte marcate probele de ser. Cantitatea proteinelor în serul sanguin cercetat se determină în prealabil prin metoda refractometrică. Concentrația proteinei în ser nu trebuie să fie sub 2%. În funcție de concentrația proteinei pe linia de start se depune o cantitate de la 0,01 la 0,02 ml ser. Aplicarea serului, de regulă, se efectuează cu ajutorul unei micropipete. Camera de electroforeză se acoperă cu capacul și se închide fanta longitudinală a acestuia cu obturatorul de cauciuc. Se conectează bornele electrozilor la redresorul de curent. Se deschide circuitul electric, asigurând un curent de 0,1-0,5 mA pentru fiecare un cm lățime a benzii de hirtie. Intensitatea și forța curentului sînt variabile în funcție de natura și pH-ul soluției tampon, de lungimea și lățimea hirtiei cromatografice utilizate, de calitatea acesteia, de grosimea ei și de temperatura la care se realizează separarea proteinelor. Dacă în camera de electroforeză se așază mai multe benzi

cromatografice, intensitatea curentului este în funcție de numărul acestora. Este contraindicată folosirea unui curent prea puternic, deoarece în acest caz are loc o creștere a temperaturii hirtiei și o evaporare mai intensă a soluției tampon. Electroforeza se continuă 12-18 ore.

Aparatul se menține pe toată durata experienței într-o cameră cu temperatura constantă (18-25°C).

După terminarea electroforezei, se întrerupe curentul, se scot benzile cromatografice din cameră (folosindu-se o pensă curată) și se usucă la aer, apoi într-un termostat la 90-100°C timp de 15-20 minute pentru fixarea proteinelor pe hirtie.

Colorarea electroforegramelor. Benzile de hirtie uscate se introduc timp de 30 minute într-o cuvă cu soluție de albastru de bromfenol, care trebuie să le acopere în mod egal. Colorantul se îndepărtează, iar benzile se spală de 3 ori, câte 5-10 minute, în băi cu soluție de acid acetic 2%. Final benzile se introduc, timp de două minute, într-o soluție de acetat de sodiu 2% în acid acetic 10%. Benzile se usucă în aer sau în termostat la 80°C.

După dezvoltare, pe benzile de hirtie cromatografică apar cel puțin 4 spoturi colorate, care corespund albuminelor, alfa-, beta- și gama-globulinelor. La pH 8,6, aceste proteine migrează în direcția anodului, deoarece în condițiile experimentale de mai sus, ele posedă sarcini electronegative. Viteza de migrare este diferită și în ordinea distanței față de anod sunt repartizate astfel: albumine, alfa-globuline, beta- și gama-globuline. (fig. 10.13).

Determinarea cantitativă a fracțiunilor proteice. Pentru determinarea cantității de proteină în fiecare fracțiune izolată electroforetic se utilizează metoda eluției. Spoturile colorate, corespunzătoare diferitelor fracțiuni proteice, se decupează de pe electroforegramă tăind pe locul cel mai puțin colorat dintre ele. Fiecare fișie conținând spotul colorat este tăiată în bucăți subțiri (2 mm), care se introduc într-o eprubetă. În fiecare eprubetă se măsoară cu pipeta 3-5 ml soluție de NaOH 0,01 N, în funcție de suprafața și intensitatea spoturilor colorate. În cazul fracțiunii albuminice se poate folosi o cantitate dublă de

eluant (comparativ cu celelalte fracțiuni), motiv pentru care extincția eprubetei conținând această fracțiune se va înmulți cu 2. Drept control servește un fragment de electroforegramă pe care, în urma colorării, nu s-a pus în evidență proteina. Conținutul eprubetelor se agită cu atenție și se lasă la întuneric 30 minute.

Extincția soluțiilor colorate, astfel obținute, se măsoară la un fotoelectrocolorimetru, utilizând lungimea de undă de 550 nm (filtru verde) și controlul pentru compensare.




Fig.10.13. Electroforegrama proteinelor serice :

1-albumine; 2-alfa-globuline; 3-beta-globuline; 4-gama-globuline; 5-linia de start.

Calculul rezultatelor. Aflind valorile extincțiilor corespunzătoare fracțiunilor proteice, se sumează aceste valori și luând suma lor ca 100%, se poate calcula conținutul procentual relativ de proteină în fiecare fracțiune (X) după formula :

$$X = \frac{E_F \cdot 100}{\text{Suma extincțiilor}}$$

Trebuie reținut că mult mai corectă se consideră exprimarea rezultatelor în procente absolute (g %) și nu relative. Procentele absolute se obțin dacă suma extincțiilor tuturor fracțiunilor se raportează la concentrația proteinelor totale ale serului sanguin. Atunci, efectuând un calcul analog cu cel de mai sus se poate afla concentrația reală a albuminelor și fracțiunilor globulinice.

Importanța practică. Cercetarea raportului între fracțiunile proteice ale serului sanguin la om prezintă un mare interes clinic, în special pentru scopuri diagnostice. Determinarea fracțiunilor proteinelor serice la diferite animale are pe lângă importanță diagnostică și una corelată cu dezvoltarea filogenetică și poziția sistematică a organismelor animale respective.

Scăderea albuminelor și creșterea fracțiunii γ -globulinelor se întâlnesc în ciroze hepatice (albuminele, α - și β -globulinele sanguine se sintetizează în ficat). În bolile rinichilor (nefrite, nefroză lipoidică), de asemenea, în intoxicațiile cronice etc., se observă scăderea albuminelor și creșterea α_2 - și β -globulinelor. Diminuarea pronunțată a albuminelor și sporirea tuturor fracțiunilor globulinice sînt caracteristice formării de tumori maligne.

În reumatismul cronic este crescut conținutul de α - și β -globuline. În cazul bolilor infecțioase crește conținutul γ -globulinelor.

10.2.5. EXTRACTIA ȘI DETERMINAREA FRACTIUNILOR

PROTEICE DIN PLANTE

Proteinele joacă un rol deosebit în nutriția omului și animalelor. Valoarea nutritivă (alimentară) a diferitelor produse de origine vegetală sau animală depinde atât de cantitatea cât și de calitatea proteinelor pe care le conțin.

În funcție de compoziția calitativă proteinele unor specii de plante se apropie după valoarea alimentară de proteinele de proveniență animală, în timp ce valoarea proteinelor altor specii de plante poate fi foarte mică. Pentru aprecierea calității proteinelor există diferite procedee.

Unul din procedeele utilizate frecvent constă în determinarea fracțiunilor proteice separate din complexul proteic dat. În acest caz diversele grupe sau fracțiuni proteice (albumine, globuline, prolamine, gluteline) se extrag cu diferiți solvenți și se determină cantitativ. Conținutul fracțiunilor proteice în plante este deosebit. De exemplu, în semințele leguminoaselor predomină globulinele, în semințele cerealelor - prolaminele și glutelinele, în organele vegetative ale plantelor se găsesc multe albumine, globuline și gluteline. Chiar și în limitele unei și aceleiași specii, compoziția calitativă a proteinelor suferă modificări însemnate în dependență de condițiile de cultură, însușirile genetice etc.

Alt procedeu de apreciere a calității proteinelor se bazează

pe studierea compoziției lor aminoacidice. Plantele verzi pot sintetiza toți aminoacizii, organismul uman și animal fiind lipsit de această capacitate. Aminoacizii care nu pot fi sintetizați în organismul animal poartă numele de aminoacizi esențiali (neînlocuibili). În prezent s-a stabilit că pentru om sînt esențiali următorii 9 aminoacizi : triptofanul, fenilalanina, metionina, lizina, valina, treonina, leucina și histidina, iar pentru animale încă și arginina. Nutriția cu o proteină neconținînd unul din acești aminoacizi conduce la tulburarea metabolismului substanțelor și îmbolnăvirea organismului animal. Prin furajarea animalelor cu diete neechilibrate pe linia compoziției în aminoacizi sau în cazul insuficienței unuia din aminoacizii esențiali în furaje se observă o creștere însemnată a consumului de hrană și a prețului de cost al producției animaliere. Numeroase cercetări au stabilit că diferite fracțiuni proteice se diferențiază în privința compoziției în aminoacizi. Astfel proporția aminoacizilor esențiali este mai mare în albumine, globuline și gluteline și mai scăzută în prolamine. De aceea un raport variat între aceste fracțiuni proteice va determina o anumită compoziție în aminoacizi a proteinelor din produsul vegetal analizat.

În concluzie, rezultă că numai stabilindu-se conținutul fracțiunilor proteice și compoziția lor în aminoacizi, se poate vorbi despre valoarea alimentară sau furajeră a unui produs.

Izolarea și determinarea fracțiunilor proteice din semințele de plante

Principiul metodei. Fracționarea proteinelor vegetale se bazează pe solubilitatea diferențiată a fracțiunilor proteice în diferiți solvenți. Proteinele din țesuturile vegetale se extrag succesiv cu apă distilată (albumine), soluții diluate de săruri neutre (globuline), alcool etilic (prolamine) și soluții alcaline (gluteline). În fiecare extract se determină conținutul fracțiunii proteice corespunzătoare prin micrometoda Kjeldahl sau colorimetric.

Reactivi. 1. Soluție de NaCl 1 M. Se dizolvă 58,45 g NaCl în 1000 ml apă distilată.

2. Alcool etilic 80%.

3. Soluție tampon borat 0,2 M cu pH 10, conținând 0,2% bisulfid de sodiu.

Modul de lucru. Într-o eprubetă de centrifugă se cîntărește 1 g făină obținută din semințele plantei analizate și se adaugă 10 ml apă distilată. Se agită timp de 60 minute și se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot./min. Supernatantul se filtrează prin 2-3 straturi de tifon într-un balon cotat de 50 ml. Reziduul din eprubeta de centrifugă se extrage în condiții identice încă de 4-5 ori cu cîte 10 ml de apă distilată. Supernatantele separate după centrifugare se toarnă în același balon cotat și conținutul se completează la semn cu apă distilată. Extractul obținut constituie proteinele solubile în apă.

La reziduul rămas în eprubeta de centrifugă se adaugă 10 ml soluție de NaCl 1M, se agită timp de 60 minute și se centrifughează. Soluția proteică separată se trece într-un balon cotat de 50 ml. Materialul vegetal din eprubeta de centrifugă se prelucrează încă de 4-5 ori cu soluție de NaCl 1 M. Extractul din balonul cotat se aduce la semn cu soluție de NaCl. Frațiunea obținută reprezintă globuline extrase cu soluție de NaCl.

După extracția globulinelor, se separă fracțiunea proteică solubilă în etanol-prolamine. În acest scop reziduul din eprubetă se extrage de 4-5 ori cu alcool etilic 80%. De fiecare dată după adăugarea alcoolului, conținutul eprubetei se agită timp de 60 minute, se centrifughează și supernatantul se transvazează într-un balon cotat de 50 ml. Se completează la semn cu alcool. Extractele proteice alcoolice nu pot fi păstrate în frigider, întrucît la rece se produce precipitarea proteinelor din alcool. Se lasă la temperatura camerei și se analizează cît mai repede posibil.

Pentru izolarea fracțiunii alcalinosolubile (gluteline) materialul vegetal se extrage de 4-5 ori cu soluție tampon de borat 0,2 M (pH 10) conținând 0,2% bisulfid de sodiu. Extracția se efectuează în același mod ca și la separarea celorlalte fracțiuni proteice. La analiza porumbului verde și a semințelor unor cereale, proteinele alcalino-solubile nu se extrag complet cu tampon borat. În asemenea cazuri după tratarea materialului vegetal cu tampon borat este necesar să se realizeze o extracție suplimentară cu soluție de NaOH 0,2 N (de 3-4 ori). Tehnica de lucru este

aceeași ca și pentru alți dizolvanți.

Extracția materialului vegetal cu apă este asociată nu numai cu solubilizarea proteinelor corespunzătoare, ci și a altor substanțe ca aminoacizi liberi, monoglucide și oligoglucide, săruri minerale etc. De aceea extractul obținut poate fi privit ca o soluție ușor salină. Într-o asemenea soluție se pot dizolva nu numai proteinele solubile în apă (albuminele), dar și unele proteine solubile în soluții salină (globulinele). Ultimele se numesc globuline ușor solubile, întrucât ele trec în soluție la concentrații foarte mici ale sărurilor conținute în extractul apos. Pentru separarea albuminelor de globulinele ușor solubile se efectuează dializa extractului apos față de apă distilată (vezi p. 20). Drept antiseptic în sacul de dializă cu extractul apos se introduce un cristal de timol. Dializa se execută în camera frigorifică timp de 24 ore, schimbând de câteva ori apa distilată din vasul dializor. În procesul de dializă substanțele micromoleculare, inclusiv sărurile minerale, ies din sacul de celofan, în care vor rămâne numai proteinele. Deoarece la sfârșitul dializei soluția din sacul de celofan nu conține săruri, proteinele salinosolubile precipită, iar în soluție rămân numai albuminele. Pentru separarea albuminelor de globulinele ușor solubile conținutul sacului de celofan se transferă cu tot cu precipitat în eprubete de centrifugă, spălând sacul de 2-3 ori cu apă distilată, care se adaugă în aceleași eprubete. Proteinele solubile se separă de cele insolubile prin centrifugare timp de 15 minute la 3000-4000 rot./min. Supernatantul se toarnă într-un balon cotat de 100 ml. Precipitatul proteic din eprubete se spală de 2-3 ori cu apă distilată. După centrifugare, apele de spălare se colectează în balonul cotat. Soluția de albumine în balon se completează la semn cu apă distilată și se introduce în frigider.

Precipitatul de globuline ușor solubile din eprubetele de centrifugă se dizolvă într-un volum mic de soluție de NaCl 1M și se trece într-un balon cotat de 25 ml. Eprubetele se spală de 2-3 ori cu volume mici de soluție de NaCl care se adaugă în balon, se completează cu aceeași soluție la semn și se introduce în frigider.

În acest mod se obțin 5 fracțiuni proteice : albumine, globu-

line ușor solubile, care se extrag cu apă și precipită la dializă; globuline extrase cu soluție de NaCl; prolamine și gluteline. Pentru determinarea conținutului de proteine în fiecare fracțiune, se măsoară cîte 20-50 ml soluție proteică în balonul Kjeldahl și se determină cantitatea de azot prin metoda descrisă la p.200. Cantitatea fracțiunilor proteice separate în soluțiile obținute se poate determina, de asemenea, prin metoda Lowry (p.209). Totodată, în materialul cercetat se determină conținutul de azot total, proteic și neproteic, de asemenea, umiditatea rășinii.

Rezultatele analizelor efectuate se înregistrează sub forma tabelului 10.4.

Tabelul 10.4

Fracțiunea	Conținutul fracțiunilor proteice	
	% din substanța uscată a materialului vegetal	% din cantitatea totală de proteine în țesut
Azot total		-
Azot neproteic		-
Azot proteic		100
Albumine		
Globuline ușor solubile		
Globuline extrase cu NaCl		
Prolamine		
Gluteline		

Observații. 1. Se recomandă ca fracționarea proteinelor din plante să se efectueze în camera frigorifică la +4°C.

2. În cazul plantelor oleaginoase, semințele acestora se vor zdrobi în mojar, se vor degresa în prealabil cu eter de petrol sau acetona timp de 18-20 ore la temperatura camerei. Materialul degresat se usucă în exsicatorul de vid sau sub nișă, se macină fin, se mai supune odată degresării și apoi se poate folosi pentru extracția fracțiunilor proteice.

10.3.DETERMINAREA ACTIVITATII UNOR ENZIME PARTICIPANTE LA METABOLISMUL PROTEINELOR SIMPLE SI AMINOACIZILOR

10.3.1.DETERMINAREA ACTIVITATII PEPTID-HIDROLAZELOR

Peptid-hidrolazele catalizează scindarea hidrolitică a legăturilor peptidice în peptide și proteine :



Conform nomenclurii actuale a enzimelor, peptid-hidrolazele se clasifică în două serii de subsubclase :

- peptidaze sau exopeptidaze (EC 3.4.11-15) și
- proteinaze, enzime proteolitice, endopeptidaze, peptidil-peptidhidrolaze (EC 3.4.21-24).

Peptid-hidrolazele se întâlnesc în organismul tuturor reprezentanților lumii vii : microorganisme, plante, animale și om. Aceste enzime îndeplinesc o serie întreagă de funcții specifice deosebită importanță, legate cu procesul de digestie, coagularea sângelui, prevenirea formării trombelor în vasele sanguine și liza trombelor formate, sinteza și scindarea oligo- și polipeptidelor biologice active, fagocitoza, de asemenea, cu metabolismul proteinelor la plante, microorganisme etc.

10.3.1.1.DETERMINAREA ACTIVITATII PROTEINAZELOR

Pentru determinarea activității proteinazelor s-au propus numeroase metode care pot fi clasificate în două grupe : metode în care drept substrate se folosesc proteinele și metode cu utilizarea substratelor micromoleculare sintetice.

Între substratele proteice cel mai adesea se numără hemoglobina, caseina, albumina serică, ovoalbumina, edestina. De obicei se utilizează proteine denaturate, întrucât proteinazele manifestă o acțiune mai slabă asupra proteinelor cu starea nativă nemodificată. Denaturarea proteinelor-substrate în majoritatea cazurilor se realizează prin tratament termic sau cu uree.

Cea mai largă răspândire în practica determinării proteina-

zilor aș obținut metoda Anson și metoda Kunitz cu utilizarea hemoglobinei, respectiv a caseinei în calitate de substrat.

DETERMINAREA ACTIVITĂȚII PROTEINAZELOR DUPA CANTITATEA DE CAZEINA SCINDATA

Principiul metodei. Determinarea activității cazinolitice a proteinazelor se face după metoda Kunitz care constă în dozarea produsilor de hidroliză eliberați din caseină sub acțiunea acestor enzime. Concentrația produsilor de hidroliză a caseinei se poate aprecia prin măsurarea extincției hidrolizatului deproteinizat la 280 nm sau colorimetric cu ajutorul reactivului Folin-Ciocalteu.

Reactivi. 1. Soluție de caseină 2% în tampon fosfat 0,1 M cu pH-ul cerut de condițiile experienței. Într-un mojar se triturează 2 g caseină cu 10 ml soluție de NaOH 1 N. Folosind 50 ml apă bidistilată se aduce conținutul mojarului într-un balon cotat de 100 ml. Se corectează pH-ul soluției din balon la valoarea necesară cu soluție de acid fosforic diluat (1 volum acid fosforic 85% se diluează cu 3 volume de apă bidistilată) și se completează la semn cu apă bidistilată.

2. Soluție de clorură de calciu 0,06 M.

3. Soluție de acid tricloracetic 10%.

10.3.1.1.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII PROTEINAZELOR EXTRA- CELULARE ELIBERATE DE MICROORGANISME IN MEDIUL DE CULTURA

Modul de lucru. În două eprubete de centrifugă (probă și martor) se măsoară câte 1 ml soluție de caseină 2% în tampon fosfat cu pH 7,2 și câte 0,1 ml soluție de clorură de calciu 0,06 M. În martor se adaugă 1 ml soluție de acid tricloracetic 10%. Apoi în ambele eprubete se pipetează 0,1-0,3 ml lichid obținut prin centrifugarea mediului de cultură pe care s-a dezvoltat microorganismul studiat. Proba se incubează timp de 60 minute în termostet la temperatura de 37°C. La sfârșitul termostatării acțiunea hidrolizantă a proteinazelor asupra caseinei se stopează prin adăuga-

rea 1 ml soluție de acid tricloracetic 10%. După agitare probele se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot./min. În supernatantul deproteinizat și diluat corespunzător se dozează cantitatea de tirozină. Cu acest scop 0,1-1,0 ml supernatant se amestecă cu 1,9-1,0 ml apă distilată și se măsoară extincția probei și matorului la 280 nm la spectrofotometru.

Produsul hidrolizei proteolitice în probă și mator se pot determina și colorimetric cu reactivul Folin-Ciocalteu. La 0,5 ml supernatant deproteinizat se adaugă 0,5 ml soluție de sulfat de cupru 0,0025 M, 4 ml soluție de NaOH 0,5 N, și 1,5 ml reactiv Folin-Ciocalteu diluat de trei ori (1:3). Peste 30 minute se citește extincția matorului și probei la un fotoelectrocolorimetru, la 760 nm, față de un control al reactivilor, în care supernatantul este înlocuit cu apă bidistilată.

Calculul rezultatelor. Cantitatea de tirozină scindată din molecula caseinei sub acțiunea proteinazelor se calculează folosind curba de etalonare trasată în condițiile testului cu o serie de soluții etalon conținând 0,03-0,360 mg de tirozină. Pentru a accelera dizolvarea tirozinei în apă bidistilată se va adăuga acid tricloracetic 10%.

Activitatea proteinazelor se exprimă în micromoli de tirozină scindată de la caseină în timp de 1 minut de enzimele corespunzătoare dintr-un ml de lichid de cultură :

$$\mu\text{M tirozină/1 ml/1 min.} = \frac{(2,1 + V)(a_{\text{cer}} - a_m)}{v \cdot V \cdot 60 \cdot 0,1811} ;$$

unde : V - volumul lichidului de cultură folosit ca sursă de proteinaze, ml ;

a_{cer} - cantitatea de tirozină corespunzătoare extincției probei de cercetat, mg ;

a_m - cantitatea de tirozină corespunzătoare matorului, mg ;

v - volumul de supernatant luat pentru dozarea tirozinei, ml ;

0,1811 - mg corespunzătoare unui micromol de tirozină.

10.3.1.1.2. DETERMINAREA ACTIVITATII PROTEINAZELOR

INTESTINALE

Modul de lucru. Obținerea extractului enzimatic. După sacrificarea animalului de experiență, se prelevează din tubul digestiv partea care urmează să fie analizată și se curăță cu atenție de țesutul adipos. O cantitate de 0,5 g intestin se mojarază cu sticlă pisată până la obținerea unei mase omogene (3-5 minute). Se adaugă 2 ml apă distilată cu temperatura de $+4^{\circ}\text{C}$ și se continuă mojararea încă 2-4 minute. Se pipetează încă 3 ml de apă distilată în mojar, se amestecă bine și se trece conținutul într-o eprubetă de centrifugă. Se centrifughează 15 minute la 3000 rot./min., la o centrifugă cu răcire. Supernatantul separat se va folosi ca sursă de enzime proteolitice.

Determinarea activității proteinazelor. Se măsoară în două eprubete de centrifugă câte 1 ml de caseină 2% în tampon fosfat cu pH 7,6. Una din eprubete va constitui proba de cercetat, iar cealaltă martorul. În martor se adaugă 1 ml de acid tricloracetic 10%, apoi în ambele eprubete se pipetează 0,1-0,5 ml extract enzimatic, în funcție de presupusa activitate proteolitică. Proba de cercetat se incubează la 37°C timp de 15 minute, după care reacția de hidroliză a caseinei sub acțiunea proteinazelor se întrerupe prin adăugarea 1 ml soluție de acid tricloracetic 10%. Precipitatul de substrat nescindat și de protein-enzime se separă prin centrifugare timp de 15 minute la 3000 rot./min.

În supernatantul clar se dozează concentrația produsilor de scindare enzimatică a caseinei pe calea descrisă la determinarea activității proteinazelor microorganismelor.

Calculul rezultatelor. Pe curba de etalonare construită cu tirozină în modul descris mai sus, se află numărul de mg de aminoacid corespunzător extincției probei și martorului.

Activitatea proteinazelor intestinale se exprimă în micromoli de tirozină scindată de enzimele dintr-un g de intestin în timp de 1 minut, la 37°C .



$$\mu\text{M tirozină/1 g/1 min.} = \frac{(a_{\text{cer}} - a_{\text{m}})(2 + v) \cdot V}{n \cdot v \cdot p \cdot 3,1811} ,$$

unde : a_{cer} - mg tirozină în proba de cercetat ;
 a_m - mg tirozină în martor ;
 n - volumul (ml) supernatant în care s-a dozat tirozina ;
 v - volumul de extract enzimatic luat pentru incubare, în ml ;
 V - volumul total al omogenatului tisular, în ml ;
 p - greutatea țesutului intestinal mojarat, în g.

Adesea se obignuește să se raporteze activitatea proteinazelor la 1 mg de protein-enzimă, adică se calculează activitatea lor specifică. Proteina în extractul enzimatic se determină prin metoda Lowry (în mg/ml). În acest caz activitatea proteinazelor, calculată în micromoli tirozină/ml extract enzimatic se împarte la numărul mg de proteină într-un ml extract.

10.3.2. DETERMINAREA ACTIVITATII AMINOTRANSFERAZELOR


Aminotransferazele (transaminazele) catalizează în organismul viu procesul de transaminare, adică reacția de transfer reversibil a grupării aminice între aminoacizi și cetoacizi. Aminotransferazele sînt enzime bicomponente care au drept coenzimă piridoxal-5'-fosfatul (I) și piridoxamin-5'-fosfatul (II).




Denumirea diferitelor aminotransferaze derivă de la numele aminoacidului care cedează gruparea amino și numele cetoacidului acceptor al acestei grupări.

Între aminotransferazele cunoscute un interes deosebit prezintă aspartat-aminotransferaza (AspT) sau glutamico-oxaloacetat-aminotransferaza (GOT), cu codul EC 2.6.1.1. și alanin-aminotransferaza (AlaT) sau glutamico-piruvat-aminotransferaza (GPT), avînd codul EC 2.6.1.2.

Aspartat-aminotransferaza catalizează reacția :



Alanin-aminotransferaza catalizează reacția :




Aceste două aminotransferaze posedă o activitate catalitică pronunțată și sînt larg răspîndite în diferite organe animale : ficat, miocard, mușchi scheletici, rinichi etc. În serul sanguin, de asemenea, în țesuturile vegetale activitatea celor două aminotransferaze este mai scăzută.

Există mai multe metode de determinare a activității aminotransferazelor. Foarte comodă și accesibilă este metoda colorimetrică cu 2,4-dinitrofenilhidrazină.

DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ASPARTAT- SI ALANIN-AMINO-TRANSFERAZELOR ÎN SERUL SANGUIN

Principiul metodei. În urma transaminării realizate sub acțiunea AspT și AlaT se formează acizii oxaloacetic și piruvic. Acidul oxaloacetic poate să se decarboxileze în cursul reacției enzimatice în acid piruvic. Prin adăugarea soluției acide de 2,4-dinitrofenilhidrazină la sistemul de reacție se întrerupe procesul enzimatic și se formează dinitrofenilhidrazonile acizilor α -cetoglutaric, oxaloacetic și piruvic, colorate în mediul alcalin :



Pentru a nu interfera în măsurarea activității aminotransferazelor, acidul α -cetoglutaric se adaugă în cantitate mică, iar extincția probelor se citește la lungimea de undă de 546 nm, unde fenilhidrazona acidului α -cetoglutaric absoarbe slab. Pe măsura creșterii conținutului de acid piruvic și diminuării corespunzătoare a cantității de acid α -cetoglutaric extincția amestecului de fenilhidrazonă crește. Creșterea extincției este proporțională cu sporirea concentrației acidului piruvic în probă, care este dependentă de activitatea aminotransferazelor.

Reactivi. 1. Soluție tampon de fosfați 0,1 M cu pH 7,4. Se dizolvă 1,5045 g de $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ și 0,1288 g KH_2PO_4 în 50 ml apă bidistilată la balon cotate.

2. Soluție de NaOH 1N. Se dizolvă 11 g NaOH în 250 ml apă distilată. Se stabilește factorul soluției de hidroxid de sodiu cu ajutorul acidului oxalic și se face corecția necesară pentru a obține o soluție de NaOH exact 1 N.

3. Soluție substrat pentru AspT. Într-un pahar mic peste 7,5 mg de acid α -cetoglutaric și 665 mg de acid DL-aspartic (333 mg acid L-aspartic) se adaugă soluție de NaOH 1N până la dizolvarea completă a celor două substraturi, apoi 10 ml soluție tampon de fosfați 0,1 M și se corectează pH-ul la 7,4, utilizând un pH-metru. Soluția se transvazează într-un balon cotate de 25 ml, se spală paharul cu soluție tampon de fosfați 0,1 M (pH 7,4) și se completează conținutul la semn tot cu soluție tampon. Soluția de substrat se agită, se adaugă o picătură de cloroform și se păstrează în frigider.

4. Soluție substrat pentru AlaT. Se introduce într-un pahar mic 7,5 mg de acid α -cetoglutaric și 445 mg de DL-alanină (223 mg de L-alanină). Mai departe se procedează după indicațiile date la prepararea primei soluții de substrat (reactiv 3).

5. Soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină 1 mM în soluție de HCl 1 N. Se dizolvă 20 mg de 2,4-dinitrofenilhidrazină în 100 ml soluție de HCl 1 N.

6. Soluție de NaOH 0,4 N. Se prepară prin amestecarea a 200 ml soluție de NaOH 1 N cu 300 ml apă distilată.

7. Soluție etalon de piruvat de sodiu 0,001 M. Se dizolvă 11 mg de piruvat de sodiu în 100 ml apă distilată la balon cotat. Un ml soluție etalon conține 110 micrograme piruvat de sodiu, ceea ce corespunde la 88 micrograme sau 100 micromoli de acid piruvic.

Tehnica determinării activității aspartat-aminotransferazei. În două eprubete se măsoară câte 0,5 ml soluție de substrat pentru AspT și se incubează la 37°C timp de 5 minute. Apoi, în prima eprubetă (proba) se adaugă 0,1 ml ser sanguin nchemolizat și se continuă incubajia 60 minute. La sfârșitul acestui interval de timp eprubetele se scot din termostat și imediat se adaugă în fiecare din ele câte 0,5 ml soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină. În eprubeta 2 (martor) se pipetează 0,1 ml ser. Se agită și se lasă timp de 20 minute la temperatura camerei. După aceasta se introduce în fiecare eprubetă câte 5 ml soluție de NaOH 0,4 N, se agită cu atenție și se lasă la temperatura camerei timp de 10 minute pentru dezvoltarea culorii. Extincția probei și martorului se citește la un fotoelectrocolorimetru, utilizând filtrul verde (546 nm) și apa ca lichid de compensație.

Tehnica determinării activității alanin-aminotransferazei. În două eprubete se pipetează câte 0,5 ml soluție substrat pentru AlaT și se incubează la 37°C timp de 5 minute. Apoi în una din eprubete se măsoară 0,1 ml ser (proba) și se introduce iarăși în termostat pentru 30 minute.

Mai departe se procedează în mod identic ca la determinarea activității AspT.

Calculul rezultatelor. Diferența între extincția probei și extincția martorului indică o schimbare a intensității lichidelor din eprubete în urma desfășurării reacțiilor catalizate de amino-transferazele respective.

Activitatea AspT și AlaT se poate exprima în unități convenționale de extincție, care se calculează după formula :

$$(E_{\text{probă}} - E_{\text{martor}}) \times 100.$$

Însă mai corect este ca activitatea aminotransferazelor să se exprime în miliunități enzimatică (mU) într-un ml de ser (1 mU corespunde unei activități a enzimei care în condițiile experimentale date catalizează formarea unui micromol de acid piruvic într-un minut), conform recomandărilor I.U.B. (Uniunea Internațională de Biochimie).

În acest caz calculul activității aminotransferazelor se efectuează folosind curba de etalonare construită cu ajutorul soluției etalon de piruvat de sodiu. La construirea curbei etalon se poate utiliza schema redată în tabelul 10.5.

Tabelul 10.5.

Schema pentru construirea curbei etalon la determinarea activității aminotransferazelor/

Reactivi		Proba						
		1	2	3	4	5	6	7
Conținutul de acid piruvic în probă	γ	4,4	8,8	13,2	17,7	22,0	26,4	0
	μM	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0
Soluție etalon de piruvat de Na (ml)		0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0
Apă distilată (ml)		0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,6

În eprubete separate se măsoară ingredientii menționați în tabelul 10.5., se adaugă câte 0,5 ml soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină și se agită. Exact după 20 minute de repaus, în fiecare eprubetă se pipetează 5 ml soluție de NaOH 0,4 N, se amestecă și se lasă la temperatura camerei timp de 10 minute. Se citesc extincțiile probelor la 546 nm față de proba 7.

La trasarea curbei etalon, se înscrie pe abscisă concentrația acidului piruvic în micromoli, iar pe ordonată extincțiile corespunzătoare.

Calculul final se face cu ajutorul formulei :

$$\frac{\text{mU}}{1 \text{ ml ser} \times 1 \text{ min.}} = \frac{a}{0,1.t}$$

unde : a - numărul micromolilor de acid piruvic, găsit pe curba etalon ;

t - timpul de incubare, în minute.

Observații. 1. Serul trebuie să fie proaspăt și nehemolizat.


2. Dacă serul posedă o activitate aminotransferazică mare, acesta se diluează cu soluție de albumină 5% în ser fiziologic. Rezultatele obținute se vor înmulți cu coeficientul de diluare corespunzător.

Valori fiziologice. În serul sanguin al oamenilor sănătoși activitatea AspT oscilează între 2-16 mU/ml, iar activitatea AlaT între limitele 2-12 mU/ml.

Nivelul normal al aminotransferazelor serice este, în general, constant. Variații mari ale activității aminotransferazelor sanguine se observă în bolile ficatului, în infarctul miocardic etc. Determinarea activității aminotransferazelor în serul sanguin constituie un indicator fin al acuității proceselor patologice în ficat și de aceea are o mare importanță pentru diagnosticarea diferențiată a bolilor respective. Nu mai puțin însemnată are determinarea activității transaminazelor în stabilirea diagnosticului bolilor de inimă.

10.3.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII CREATINKINAZEI

Creatinkinaza (ATP : creatin-N-fosfotransferaza, EC 2.7.3.2) catalizează transferul restului de fosfat de la ATP la creatină, cu formarea creatinfosfatului și ADP, conform reacției :



Reacția catalizată de creatinkinază este reversibilă și prezintă o mare importanță pentru metabolismul substanțelor în mușchi, întrucât permite acumularea energiei chimice a ATP în creatinfosfat, compus macroergic cu rol deosebit în fenomenele biochimice

ale contracției musculare. La pH alcalin (pH 9) echilibrul sistemului este deplasat în direcția formării ATP. Activitatea creatinkinazei este stimulată de ioni de Mg^{+2} .

Creatinkinaza se găsește în cantitate mare în țesutul muscular. Serul sanguin provenit de la oameni sănătoși conține urme de creatinkinază.

Activitatea creatinkinazei poate fi determinată prin metode care își propun dozarea creatinfosfatului, ADP sau creatinei.

Determinarea activității creatinkinazei în serul sanguin.

Principiul metodei. Prin adăugarea serului sanguin în mediul de incubație, conținând creatinfosfat și ADP, se formează creatina. Ultima se dozează după reacția de culoare cu α -naftolul și diacetilul. Activitatea creatinkinazei se estimează în funcție de cantitatea de creatină formată.

Reactivi. 1. Soluție tampon trihidroximetilaminometan (Tris) 0,1 M cu pH 7,2.

2. Soluție de creatinfosfat 0,006 M.

3. Soluție de acid adenozinodifosforic (ADP) 0,06%.

4. Soluție de hidroxid de bariu 5%.

5. Soluție de sulfat de zinc 5%.

6. Soluție de α -naftol 1%. Se dizolvă 100 mg de α -naftol în 10 ml soluție alcalină conținând 16% Na_2CO_3 și 6% hidroxid de sodiu.

7. Soluție de diacetil 0,4%.

Modul de lucru. Într-o eprubetă de centrifugă se măsoară 0,25 ml soluție tampon Tris, 0,25 ml apă distilată, 0,1 ml soluție de creatinfosfat și 0,1 ml ser sanguin. În eprubeta pentru martor se adaugă apă distilată în locul serului, deci 0,35 ml apă distilată. Eprubetele se introduc într-o baie de apă la 37° timp de 5 minute, apoi se pipetează câte 0,2 ml soluție de ADP și se incubează 30 minute. La sfârșitul perioadei de incubație se oprește acțiunea creatinkinazei, adăugând în fiecare eprubetă câte 0,2 ml soluție de hidroxid de bariu și 0,2 ml soluție de sulfat de zinc. Peste 15-20 minute eprubetele se centrifughează la 3000 rot./min., timp de 15 minute. Se amestecă 1 ml supernatant cu 1 ml soluție proaspăt preparată de α -naftol și 0,25 ml soluție preparată extempo-

ranau de diacetil.Ordinea de adăugare a reactivilor trebuie respectată obligatoriu.Eprubetele se lasă la întuneric timp de 20 minute pentru dezvoltarea culorii.Se colorimetrază la 536 nm.

Calculul rezultatelor. Activitatea creatinkinazei este proporțională cu diferența între extincțiile probei și matorului.Se citesc extincțiile respective pe curba de etalonare,construită cu creatină.Ca unitate de activitate a creatinkinazei se consideră activitatea enzimatică a 0,1 ml ser sanguin care conduce la formarea unui micromol de creatină într-un minut și la 37°C.Atunci rezultatul final se efectuează după formula :

$$\frac{\text{micromoli creatină}}{1 \text{ ml} \times 1 \text{ min.}} = \frac{a_p - a_m}{0,1 \cdot 30 \cdot 131}$$

unde : a_p - numărul microgramelor de creatină corespunzător extincției probei ;

a_m - numărul microgramelor de creatină corespunzător extincției matorului ;

131- cantitatea de micrograme ce revin unui micromol de creatină.


Interpretarea rezultatelor. In condiții normale in serul sanguin se evidențiază o activitate creatinkinazică foarte scăzută.

Activitatea creatinkinazei poate crește in serul sanguin după un efort muscular chiar și la subiecții normali.

O creștere însemnată a activității creatinkinazei in serul sanguin se observă in afecțiunile mușchilor scheletici(miopatii, miozite) și in infarctul miocardic.

10.3.4.DETERMINAREA ACTIVITATII UREAZEI

Ureaza(uree-amidohidrolaza,EC-3.5.1.5) catalizează descompunerea ureei in dioxid de carbon și amoniac:



Această enzimă se întâlnește în ciuperci, plantele superioare, țesuturile animalelor inferioare și mucoasa stomacală a diferitelor mamifere.

Activitatea ureazei poate fi apreciată prin dozarea unuia din produșii care rezultă în urma hidrolizei enzimatice a ureei, sau a cantității de substrat nescindat.

Determinarea activității ureazei în plante

Principiul metodei. Determinarea activității ureazei se bazează pe estimarea cantității de uree, rămasă nehidrolizată după inhibarea enzimei. Diferența între cantitatea de uree introdusă în probă și cantitatea de uree dozată la sfârșitul reacției reflectă activitatea ureazei.

Reactivi. 1. Eter etilic sau eter de petrol.

2. Toluen.

3. Soluție de uree 2% în tampon de fosfați M/10 cu pH 7,0 (Soluția tampon de fosfați M/10 cu pH 7,0 se obține prin dizolvarea a 4,37 g de $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ și 1,2172 g de $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ în 200 ml apă distilată la balon cotat).

4. Soluție de acid tricloracetic 10%.

5. Soluție de para-dimetetilaminobenzaldehidă 2%. Se dizolvă 2 g de p-dimetilaminobenzaldehidă în 90 ml alcool etilic 95% și se amestecă cu 10 ml HCl concentrat.

6. Soluție etalon de uree 0,04 g%. Un ml din soluția etalon conține 0,4 mg uree.

Modul de lucru. Extracția ureazei. Pentru obținerea extractului ureazic se amestecă 2 g de făină proaspătă de soia (sau făină de alte leguminoase) ^{cu} 20 ml de apă distilată. Se adaugă 5-10 picături de toluen și se lasă la +4°C timp de 15-20 ore. În acest interval de timp cea mai mare parte din urează trece din făină în soluție. Amestecul se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot/min. Supernatantul separat se folosește drept sursă de urează.

Determinarea activității ureazei. În patru eprubete se pipetează câte 4 ml soluție de uree 2%. În ultimele două eprubete, care vor servi drept martor, se adaugă câte 5 ml soluție de acid tricloracetic 10%. Apoi în toate cele patru eprubete se introduce

cite un ml extract de urează și se agită conținutul lor. Eprubetele 1 și 2 (probe) se incubează timp de 30 minute la 37°C. După incubare ureaza în probe se inhibă prin adăugarea a 5 ml soluție de acid tricloracetic. Se agită și se filtrează conținutul celor patru eprubete pe hirtie de filtru cantitativă.

În filtratul limpede se determină conținutul de uree prin reacția de culoare cu p-dimetilaminobenzaldehidă. În eprubete separate se măsoară cite 0,5 ml filtrat din probe și martor, se adaugă 1,5 ml apă distilată și 1 ml soluție de p-dimetilaminobenzaldehidă. Se agită conținutul și eprubetele se termostatează timp de 10 minute la 25°C pentru dezvoltarea culorii. Extincțiile probelor și martorilor se citesc la spectrofotometru la 420 nm sau la un fotoelectrocolorimetru cu filtru albastru, față de controlul reactivilor (2 ml apă și 1 ml p-dimetilaminobenzaldehidă).

Calculul rezultatelor. Cantitatea de uree în probe și martori se află pe curba etalon. Pentru alcătuirea curbei etalon în eprubete uscate se pipetează 0; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2 și 1,5 ml soluție etalon de uree, se completează volumul la 2 ml cu apă distilată și se efectuează reacția de culoare cu p-dimetilaminobenzaldehidă în modul descris mai sus.

La efectuarea calculului din media cantităților de uree găsite în martori se scade media cantităților de uree rămase în probe. Diferența obținută reprezintă partea de uree hidrolizată sub acțiunea ureazei.

Ca unitate de urează se consideră cantitatea de enzimă care în condițiile menționate hidrolizează 1 mg de uree într-un minut.

Activitatea ureazei se exprimă în unități ureazice la 1 g de semințe (făină) în unitatea de timp :

$$U = \frac{(a_m - a_p) \cdot 10.20}{0,5 \cdot 2 \cdot 30}$$

unde : U - numărul unităților de urează / 1 g / 1 min. ;

a_m - media cantităților de uree corespunzătoare extincțiilor martorilor, în mg ;

a_p - media valorilor de uree corespunzătoare extincțiilor probelor, în mg.

10.4.DETERMINAREA UNOR PRODUSI FINALI AI METABOLISMULUI

AMINOACIDIC SI PROTEIC

10.4.1.DOZAREA UREEI

Ureea constituie produsul final principal al metabolismului aminoacizilor in organismul omului, mamiferelor, pestilor maritimi cartilaginosi si amfibienilor. Ureea se sintetizeaza la nivelul ficatului, de unde este vehiculata de sange spre rinichi, fiind astfel eliminata din organismul animal in urina.

Dozarea ureei in lichidele biologice se poate efectua cu ajutorul metodelor gazometrice, colorimetrice, enzimatie etc.

Cea mai mare raspindire au metodele colorimetrice bazate pe reactia ureei cu diacetilmonoxima. De o larga raspindire se bucura si metoda cu p-dimetilaminobenzaldehidă.

10.4.1.1.DOZAREA UREEI PRIN METODA CU DIACETILMONOXIMA

Principiul metodei. Ureea reactioneaza cu diacetilmonoxima in mediu acid, formind un compus colorat in galben care se dozeaza pe cale fotometrică.

Reactivi. 1. Solutie de sulfat de cadmiu. Se dizolva 1,33 g sulfat de cadmiu in 6,35 ml solutie de acid sulfuric 1 N si se completeaza cu apa distilata la 100 ml.

2. Solutie tampon borat cu pH 12. Se dizolva 6,2 g acid boric in 150 ml solutie de NaOH 1 N si se completeaza cu apa la 1000 ml.

3. Solutie de diacetilmonoxima 0,5% in acid acetic 5%.

4. Solutie de antipirina (4-aminofenazonă) 0,4% in acid sulfuric 40%.

5. Solutie etalon de uree. Se dizolva 50 mg uree in 100 ml solutie de acid benzoic 0,2%. Un ml solutie etalon contine 0,5 mg uree.

Tehnica dozarii ureei in serul sanguin. La 4 ml solutie de sulfat de cadmiu intr-o eprubeta de centrifuga se adauga 0,1 ml sange oxalatat sau 0,1 ml ser si dupa cteva minute 5,9 ml solutie tampon de borat. Amestecul se agita si se lasa 5-10 minute in repaus, cel mai bine la rece. Se centrifugheaza la 3000 rot./min.

Proteinele serice pot fi precipitate și cu soluție de acid tricloracetic. Într-o eprubetă de centrifugă se amestecă 0,9 ml apă distilată, 0,1 ml ser sanguin și 1 ml de soluție de acid tricloracetic 10%. După 15-20 minute, conținutul eprubetei se centrifughează.

Într-o eprubetă se pipetează 1 ml supernatant și 4 ml apă distilată sau 0,2 ml supernatant și 4,8 ml apă distilată dacă deproteinizarea s-a făcut cu acid tricloracetic. Se măsoară 1 ml soluție de diacetilmonoximă și 4 ml soluție de antipirină. Se amestecă conținutul eprubetei și aceasta se introduce pentru 50 minute într-o baie de apă la fierbere. Eprubeta se închide cu un dop de sticlă pentru a evita evaporarea lichidului.

Paralel cu proba de cercetat se realizează o probă etalon și un control pentru reactivi. În cazul probei etalon se amestecă 0,1 ml soluție etalon cu reactivii folosiți la precipitarea proteinelor serice și din amestec se ia 1(0,2) ml pentru reacția de culoare. Controlul reactivilor se efectuează luând în locul supernatantului apă distilată.

Eprubetele se scot din baia de apă și se răcesc cu apă de robinet. Se determină extincția probei de cercetat și a probei etalon la 460 nm față de proba în alb (controlul reactivilor).

Calculul rezultatelor se execută după formula :

$$\text{mg uree/100 ml ser (sînge)} = \frac{E_{\text{cer}}}{E_{\text{et}}} \cdot 50 ,$$

unde : E_{cer} - extincția probei de cercetat ;

E_{et} - extincția probei etalon ;

50 - concentrația ureei (mg%) în soluția etalon.

Tehnica dozării ureei în urină. Înainte de analiză urina filtrată (luată din urina din 24 de ore) se diluează cu ser fiziologic în raportul 1:25 sau 1:50. Determinarea ureei se înfăptuiește după procedeul descris pentru serul sanguin, cu diferența că în locul acestuia se iau 0,1 ml urină diluată.

Paralel se realizează proba etalon și controlul reactivilor ca și pentru dozarea ureei în serul sanguin.

Calculul cantității de uree în urină din 24 de ore se face

conform formulei :

$$X = \frac{E_{\text{cer}} \cdot 0,005 \cdot V \cdot d \cdot 10}{E_{\text{et}} \cdot 0,1 \cdot 1000} ,$$

unde : X - cantitatea de uree(g) în urina din 24 de ore ;

E_{cer} - extincția probei cu urină ;

E_{et} - extincția probei etalon ;

0,005- cantitatea de uree(mg) în proba etalon ;

V - volumul urinei(ml) din 24 de ore ;

d - gradul de diluare(25 sau 50) ;

1000-coeficient de transformare a valorilor conținutului de uree din mg în g.

Observații.1. Datorită instabilității complexului colorat format de uree cu diacetilmonoxima, măsurarea extincției trebuie să se facă în primele 15 minute după răcirea probelor.

2. Dacă la determinarea ureei în urină extincțiile obținute depășesc valorile 0,13-0,15, se va mări gradul de diluare a urinei.

3. Sensibilitatea mare a metodei reclamă aticlarie perfect curată; simpla atingere cu mîna a gurii eprubetei și a vârfului pipelei poate duce la valori eronate datorită urmelor de uree de pe piele.

10.4.1.2. DOZAREA UREEI PRIN METODA CU PARA-

DIMETILAMINOENZALDEHIDA

Această metodă este deosebit de simplă, puțin laborioasă și în privința specificității și exactității nu este departe de alte metode.

Principiul metodei. Prin interacțiunea ureei cu para-dimetilaminobenzaldehida în mediu acid rezultă un produs colorat în galben, care se determină colorimetric.

Reactivi.1. Soluție de acid tricloracetic 10%.

2. Soluție de para-dimetilaminobenzaldehidă 4% în alcool etilic absolut sau 96%.

3. Soluție de HCl 1 N.

4. Amestec de soluție de para-dimetilaminobenzaldehidă(reac-

tiv 2) cu soluție de HCl 1 N(reactiv 3) în raportul 1:4. Acest amestec se prepară cu 2-3 ore înainte de începerea determinării.

4. Soluție etalon de uree 30 mg%. Se conservă sub un strat de toluen.

Tehnica determinării ureei în serul sanguin. Într-o eprubetă de centrifugă se amestecă 1 ml ser sanguin sau plasmă cu 1 ml soluție de acid tricloracetic 10%. Se lasă în repaus 10 minute. Se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot./min.

Într-o eprubetă curată se transferă 1,5 ml supernatant și se adaugă 2,5 ml reactiv 4. Se agită și după 10 minute se măsoară extincția probei față de apă bidistilată la un fotoelectrocolorimetru, utilizând filtrul albastru (produsul colorat are maximum de absorbție la 430 nm și minimum la 475 nm).

Paralel cu proba de cercetat se execută proba etalon, amestecând 1 ml soluție etalon de uree cu 1 ml soluție de acid tricloracetic. Din amestecul obținut se pipetează 1,5 ml și se efectuează reacția de culoare ca la proba cu ser.

Calculul rezultatelor. Conținutul ureei sanguine se calculează după formula :

$$\text{mg uree/100 ml ser(sînge)} = \frac{E_{\text{cer}}}{E_{\text{et}}} \cdot 30 ,$$

unde : E_{cer} -extincția probei de cercetat ;

E_{et} -extincția probei etalon.

Tehnica determinării ureei în urină. Urina de analizat se diluează cu apă distilată în raportul de 1:50 sau 1:100. Se introduce 1 ml urină într-un balon cotate de 100 ml, se completează la semn cu apă distilată și se agită.

Conținutul ureei în urina diluată se determină după tehnica pentru ser. În locul soluției de acid tricloracetic se adaugă apă distilată; nu se centrifughează.

Calculul rezultatelor. Numărul gramelor de uree(X) în urina din 24 de ore se află cu ajutorul formulei :

$$X = \frac{E_{\text{cer}} \cdot V \cdot 0,225 \cdot 2 \cdot d}{E_{\text{et}} \cdot 1,5 \cdot 1000}$$

unde : E_{cer} - extincția probei de cercetat ;
 E_{et} - extincția probei etalon ;
 V - volumul (ml) urinei din 24 de ore ;
 d - gradul de diluare (50 sau 100) ;
0,225 - mg de uree în proba etalon ;
1000 - coeficient de transformare în g.

Valori fiziologice. Concentrația ureei în serul sanguin normal este cuprinsă între 20 și 40 mg%.

În mod normal în volumul de urină din 24 de ore se elimină 20-35 g uree.

Variații fiziopatologice. La interpretarea rezultatelor analizei trebuie ținut seama de faptul că alimentația bogată în proteine poate să determine creșterea concentrației ureei în sânge până la 50 mg%, iar dieta alimentară cu un conținut scăzut de proteine provoacă diminuarea nivelului ureei până la 12 mg%.

Între alte stări fiziologice însoțite de scăderea valorii ureei în sânge se numără graviditatea.

În clinică determinarea cantitativă a ureei a dobândit o însemnătate deosebită pentru diagnosticul bolilor de rinichi.

Valori crescute ale ureei sanguine se întâlnesc în insuficiența renală, anuriile extrarenale, boala Addison, catabolismul intens al proteinelor, boli infecțioase acute, lipsa ionului de clor din organism, deshidratare etc.

Cantități scăzute de uree în sânge se constată în cazul lezării profunde a parenchimului hepatic, în insuficiența hepatică acută, ciroză decompensată etc.

Creșterea conținutului de uree în urină este caracteristică pentru anemia canceroasă, febră, dieta hiperprotéică, intoxicații cu fosfor; scăderea cantității de uree în urină se observă în nefrite, acidoze, insuficiența hepatică acută, ciroză etc.


10.4.2. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A CREATININEI

Creatinina este un alt produs final al metabolismului aminoacizilor, deoarece ea provine din creatină, care se sintetizează din glicocol, arginină și metionină. Creatina (acidul metilguanidinic) se găsește în cantitate însemnată în mușchi, unde servește drept precursor pentru sinteza creatinfosfatului, compus macroergic cu rol deosebit în fenomenele chimice ale contracției musculare. Creatinfosfatul, după ce participă la chimismul contracției musculare, pierde acidul fosforic și se transformă în creatinină :



Creatinina astfel formată se elimină din organismul animal prin urină.

Principiul metodei. Creatinina reacționează cu forma enolică a acidului picric dând picratul de creatinină care în mediu alcalin se transformă în forma tautomeră de culoare roșie (reacția Jaffé) :



Acid picric


Forma enolică a acidului picric

Intensitatea colorației produsului format este proporțională cu concentrația creatininei în proba de cercetat.

Reactivi. 1. Soluție saturată de acid picric. Se dizolvă 1,2 g de acid picric în 100 ml apă distilată prin încălzire pe baia de apă. Se lasă în repaus timp de 24 de ore la temperatura camerei și se filtrează.

2. Soluție de hidroxid de sodiu 10%.

3. Soluție de acid clorhidric 0,1 N.



Picrat de creatinină

4. Soluție stoc de creatinină 113 mg% în soluție de acid clorhidric 0,1 N.

5. Soluție standard de creatinină 1,13 mg%. Se diluează 1 ml soluție stoc de creatinină la 100 ml cu soluție de HCl 1 N.

Tehnica determinării creatininei în serul sanguin. Într-o eprubetă de centrifugă se amestecă 1 ml de ser sanguin cu 3 ml soluție saturată de acid picric. Se lasă în repaus timp de 5 minute,

apoi eprubeta se introduce pentru 15-20 secunde într-o baie de apă la fierbere. Se centrifughează 15 minute la 3000 rot./min.



La 2 ml supernatant se adaugă 0,2 ml soluție de NaOH 10% și se agită cu atenție. Uneori după adăugarea soluției de hidroxid de sodiu poate să apară o ușoară opalescență din cauza precipitării urmelor de fosfați. În acest caz supernatantul alcalinizat se centrifughează din nou.

Paralel cu proba de cercetat se efectuează proba standard și o probă de control pentru reactivi.

Proba standard se execută astfel: se amestecă 0,1 ml soluție standard de creatinină cu 1,5 ml soluție saturată de acid picric, 0,2 ml soluție de NaOH 10% și 0,4 ml de apă distilată.

Proba de control se prepară din 1,5 ml soluție saturată de acid picric, 0,2 ml soluție de NaOH și 0,5 ml de apă distilată.

După 10 minute de la adăugarea soluției de hidroxid de sodiu,



Forma tautomeră a picratului de creatinină

extincțiile probelor de cercetat și standard se determină la 520 nm(filtru verde), față de proba de control.

Calculul rezultatelor se face cu formula :

$$\text{mg creatinină/100 ml ser} = \frac{E_{\text{probă}}}{E_{\text{standard}}} \times 1,13 ,$$

unde : $E_{\text{probă}}$ -extincția probei cu ser ;

E_{standard} - extincția probei standard.

Tehnica dozării creatininci în urină. Se colectează urina pe 24 ore, amestecându-se și măsurându-se volumul. Din această cantitate se ia 0,25 ml și se diluează cu apă distilată la 25 ml. Se pipetează 1 ml urină diluată într-o eprubetă, se adaugă 1,5 ml soluție saturată de acid picric și 0,2 ml soluție de hidroxid de sodiu. Se agită și se lasă în repaus 10 minute, timp în care creatinina se transformă în picrat. Se completează volumul probei la 5 ml cu apă distilată (2,3 ml).

Paralel cu proba de cercetat se prepară o probă standard în care urina diluată se înlocuiește cu 1 ml soluție standard de creatinină.

Proba de control se obține amestecând 1,5 ml soluție de acid picric cu 0,2 ml soluție de NaOH și 3,3 ml apă distilată.

Extincțiile probei cu urină și probei standard se măsoară la 520 nm(filtru verde) față de proba de control.

Calculul rezultatelor. Pentru calcul se va folosi următoarea formulă :

$$\text{g creatinină/24 ore} = \frac{E_{\text{cer}} \cdot 0,0113 \cdot 25 \cdot V}{E_{\text{st}} \cdot 0,25 \cdot 1000} ,$$

unde : E_{cer} - extincția probei cu urină ;

E_{st} - extincția probei standard ;

V - volumul urinei pe 24 ore.

Observații. 1. Măsurarea extincțiilor probelor trebuie făcută în primele 20 minute de la adăugarea soluției de hidroxid de sodiu.

2. In calitate de conservant pentru urină se poate folosi timolul și toluenul, care nu importunează determinarea creatininei.

Valori normale. Conținutul de creatinină în serul sanguin oscilează între 0,4 și 1,3 mg/100 ml. Urina din 24 de ore conține 0,5-2g de creatinină.

Variații fiziopatologice. Creșterea cantității de creatinină sanguină și în urină se observă după un consum excesiv de alimente bogate în proteine și efortul muscular susținut, în insuficiența renală, distrofia musculară progresivă etc.

Bibliografie : 4,7,17,18,20,23,29,32,36,41,44,45,46,47,49

11. PROTEINELE COMPLEXE SI METABOLISMUL LOR

Proteinele compexe sau conjugate, numite, de asemenea, heteroproteine, sînt alcătuite din proteine simple și o grupare prostetică neproteică. Între heteroproteine au o însemnătate biologică deosebită nucleoproteinele și cromoproteinele.

11.1. CERCETAREA NUCLEOPROTEINELOR

Nucleoproteinele reprezintă complexi ai proteinelor simple cu acizii nucleici. Ultimii joacă rol esențial în conservarea și transmiterea informației genetice, care se realizează în organismul viu pe calea sintezei proteinelor specifice.

Acizii nucleici sînt substanțe polimere, macromoleculare, constituite prin repetarea multiplă a cîtorva monomeri de bază numiți mononucleotide sau simplu nucleotide. Există două tipuri de acizi nucleici: acidul dezoxiribonucleic (ADN) și acidul ribonucleic (ARN) care se deosebesc după structura lor chimică.

Unitatea monomeră a ADN este dezoxiribonucleotida. Drept component glucidic în dezoxiribonucleotidele ADN intră pentoza 2-dezoxi- β -D-ribofuranosa. În calitate de baze azotate, reprezentînd agliconii, în marea majoritate a nucleotidelor ADN se întîlnesc 4 compuși heterociclici cu răspîndire universală: adenina (6-amino-purina), guanina (2-amino-6-hidroxi-purina), citozina (2-hidroxi-6-aminopirimidina) și timina (2,6-dihidroxi-5-metilpirimidina). Dezoxiribonucleotidele se unesc între ele prin legături 3',5'-fosfodiesterice.

Unitatea monomeră a ARN este ribonucleotida. Toate ribonucleotidele conțin pentoza β -D-riboza în formă β -furanică. ARN include în structura sa două baze purinice (adenina și guanina) și două baze pirimidinice (citozina și uracilul sau 2,6-dihidroxi-pirimidina). În catena ARN mononucleotidele sînt înălțuite prin legături 3',5'-fosfodiesterice.

11.1.1.DETERMINAREA ADN

ADN constituie substratul material al eredității la majoritatea organismelor vii. In celulele eucariote majoritatea ADN este concentrată în nucleul celular. ADN s-a descoperit, de asemenea, în citoplasmă, mitocondrii și în cloroplaste.

11.1.1.1.DETERMINAREA CONCENTRAȚIEI ADN

PRIN METODA BURTON

Principiul metodei. Această metodă reprezintă o modificare a metodei Dische pentru determinarea cantitativă a ADN după reacția de culoare cu difenilamina în amestec de acid acetic și acid sulfuric la 100°C. Sensibilitatea metodei a fost crescută de Burton prin introducerea în reacție a acidului percloric și acetaldehidei, urmată de incubarea amestecului timp de 17 ore la 30°C.

Reactivi. 1. Soluție de difenilamină. Se dizolvă 1,5 g de difenilamină în 100 ml acid acetic glacial și la soluția obținută se adaugă 1,5 ml H_2SO_4 concentrat. Reactivul se păstrează la întuneric. Înainte de întrebuințare 20 ml soluție de difenilamină se amestecă cu 0,1 ml soluție apoasă de acetaldehidă 1,6%.

2. Soluție de acid percloric ($HClO_4$) 1 N.

3. Soluție "sare-citrat". Se amestecă 10 volume de soluție de NaCl 1,5M cu 1 volum soluție de citrat trisodic 0,15 M.

4. Soluție standard de ADN. Pentru obținerea soluției standard de ADN, necesară la construirea curbei etalon, se pot folosi preparate macromoleculare de ADN din timusul de vițel sau din sperma de somon. Peste 1 mg de ADN se toarnă 1 ml apă distilată și se lasă 24 de ore în frigider. La gelul de ADN se adaugă apă și soluție "sare-citrat" (reactiv 3) încât să se obțină 5-6 ml soluție de ADN. Scuturînd de cîteva ori eprubeta se reușește dizolvarea completă a ADN.

Soluția standard de ADN se poate pregăti plecînd de la o soluție stoc de ADN, care se obține prin dizolvarea ADN în soluție de NaOH 5 mM, astfel ca concentrația ADN în soluție să fie de 0,5-1,0 mg/ml. La 0°C soluția stoc de ADN este stabilă timp de 6 luni. Soluțiile standard de ADN se realizează lunar, amestecînd volume

egale de soluție stoc de ADN și soluție de HClO_4 1 N. Acest amestec se încălzește la 70°C timp de 15 minute și se diluează cu soluție de HClO_4 0,5 N până la concentrația necesară.

Concentrația exactă a soluției standard de ADN se determină spectrofotometric prin metoda Spirin. În acest scop 0,1 ml soluție standard de ADN se diluează la 3 ml cu soluție de HClO_4 0,5N și se introduce timp de 15 minute într-o baie de apă la fierbere. Drept rezultat se produce hidroliza completă a ADN în dezoxiribonucleotide. Proba se răcește și se măsoară extincția soluției la 270 și 290 nm față de un control tratat identic. Concentrația ADN în soluția analizată se calculează după formula :

$$C_{\text{ADN}} = \frac{E_{270-290} \cdot 10,1 \cdot n}{0,19}$$

unde: C_{ADN} - concentrația ADN, în micrograme/ml ;

$E_{270-290}$ - diferența extincțiilor la 270 și 290 nm ;

n - gradul de diluare a soluției standard de ADN în probă.

Modul de lucru. Înainte de efectuarea reacției de culoare, soluția de ADN se diluează cu un volum egal de soluție de HClO_4 1 N și se supune hidrolizei timp de 20 minute la 80°C . La 1 ml hidrolizat acid conținând 5-80 micrograme de ADN, se adaugă 2 ml soluție de difenilamină și proba se lasă timp de 17 ore într-un termostat la 30°C . Intensitatea culorii amestecului de reacție se determină cu ajutorul spectrofotometrului la 600 nm, față de proba de control conținând în locul soluției de ADN soluție de HClO_4 0,5 N care s-a incubat în condiții identice.

Calculul rezultatelor. Concentrația ADN în probă se estimează după curba etalon. Aceasta se obține tratând cantități de la 1 la 50 micrograme de ADN la fel cu proba de cercetat.

11.1.1.2.DETERMINAREA ADN PRIN METODA BURTON

IN MODIFICATIA LUI GILES SI MYERS

Giles și Myers au ridicat sensibilitatea metodei, mărind concentrația difenilaminei până la 4% și scăzând intensitatea culorii controlului. Pentru aceasta din compoziția reactivului difenilaminic a fost exclus acidul sulfuric; aciditatea sistemului a rămas nemodificată datorită creșterii concentrației acidului percloric de la 0,5 la 1,0 N. Acetaldehida se adaugă direct în probe.

Prin incubarea probelor cu difenilamină 4% adesea se produce precipitarea impurităților existente în preparatele de ADN obținute din obiectele vegetale. Această sursă de eroare se poate evita dacă se determină diferența extincțiilor la 595 și 700 nm și se construiește curba etalon "concentrația ADN-diferența $E_{595-700}$ ".

Reactivi. 1. Soluție de difenilamină 4% în acid acetic glacial. Se prepară înainte de întrebuințare.

2. Soluție de acetaldehidă 1,6 mg/ml în apă distilată. Se păstrează în flacon de culoare închisă la frigider.

Modul de lucru. La 2 ml hidrolizat de ADN se adaugă 2 ml soluție de difenilamină 4% și 0,1 ml soluție de acetaldehidă. Probele se incubează la 30°C timp de 17 ore. Extincția probelor colorate se măsoară la 595 și 700 nm.

Calculul rezultatelor. Concentrația ADN în probă se află folosind curba de etalonare.

11.1.2.DETERMINAREA CONCENTRAȚIEI ARN

Principiul metodei. Prin încălzirea soluției de ARN în prezența orcinolului, HCl și FeCl_3 (catalizator) se dezvoltă o culoare verde.

Reactivi. 1. Soluție de orcinol sau orcină (5-metilrezorcină) 6% în etanol 96%. Se prepară în momentul utilizării.

2. Soluție de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 0,05% în acid clorhidric concentrat.

3. Soluție standard de ARN. Mai întâi se prepară o soluție de ARN 0,05%. Cantitatea de ARN se dizolvă într-un ml de soluție de NaOH 1 N și se lasă la temperatura camerei timp de 1-2 ore.

Soluția de ARN se neutralizează cu soluție de HClO_4 și se diluează pînă la 50-80 micrograme/ml cu soluție de HClO_4 0,5 N. Pentru determinarea concentrației finale a ARN, cu ajutorul metodei Spirin, un volum determinat de soluție conținînd 10-30 micrograme de ARN se diluează la 3 ml cu soluție de HClO_4 0,5 N și se hidrolizează pe baie de apă la fierbere în decurs de 15 minute. Proba se răcește la temperatura camerei și se măsoară extincția soluției la 270 și 290 nm față de un control realizat în mod analog. Concentrația ARN se calculează după formula :

$$C_{\text{ARN}} = \frac{\Delta E_{270-290} \cdot 10,5 \cdot n}{0,19}$$

unde : C_{ARN} - concentrația ARN, în micrograme/ml ;

$\Delta E_{270-290}$ - diferența extincțiilor la 270 și 290 nm ;

n - gradul de diluare a soluției standard de ARN în probă.

Modul de lucru. Într-o eprubetă termorezistentă cu glif se introduce 1 ml probă conținînd 20-400 micrograme ARN, se adaugă 1 ml soluție de FeCl_3 și 0,1 ml soluție de orcinol. Amestecul se încălzește în baia de apă la fierbere timp de 20 minute și apoi se răcește într-o baie cu gheață. Culoarea verde dezvoltată se stabilizează prin adăugarea a 0,9 ml etanol 96%. Extincția probelor se determină cu ajutorul spectrofotometrului la 650 nm față de controlul corespunzător.

Calculul rezultatelor. Concentrația ARN se apreciază după curba de etalonare construită cu soluția standard.

11.1.3. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A ACIDULUI URIC

Acidul uric este produsul final al catabolismului bazelor purinice (fig. 11.1) rezultate prin hidroliza enzimatică a acizilor nucleici în organismul omului și primatelor. La unele reptile (șerpi, gopirle) și la păsări azotul se elimină din organism în principal sub formă de acid uric. Eliberarea bazelor purinice din molecula acizilor nucleici are loc conform următoarei secvențe de reacții :

Acizii nucleici $\xrightarrow{\text{Nucleaze}}$ Mononucleotide $\xrightarrow{\text{Nucleotidaze}}$

Nucleozide $\xrightarrow{\text{Nucleozidaze}}$ Adenină + Guanină





Fig.11.1. Catabolizarea bazelor purinice la acid uric

11.1.3.1. DOZAREA ACIDULUI URIC IN SINGE

Principiul metodei. Acidul uric reduce, în mediu alcalin, reactivul fosfowolframic (reactivul Folin) la un complex de culoare albastră. Prin această reacție acidul uric este oxidat în alantoină și dioxid de carbon:



Intensitatea culorii complexului format, proporțională cu concentrația acidului uric în proba de analizat se determină colorimetric.

Reactivi. 1. Reactiv fosfowolframic (reactiv Folin). Se amestecă 10 g wolframat de sodiu cu 75 ml apă distilată și 8 ml acid ortofosforic 85% într-un balon de 200-250 ml. La balon se adaptează un refrigerent ascendent și se fierbe conținutul timp de 4-6 ore. După fierbere soluția din balon devine incoloră. Dacă soluția nu se decolorează, se adaugă 1-2 picături de brom. Pentru îndepărtarea excesului de brom soluția se fierbe fără refrigerent timp de 10-15 minute. După răcire soluția din balon se transvazează într-un balon cotat de 100 ml și se completează volumul la semn cu apă distilată.

2. Soluție de acid tricloracetic 20%.

3. Soluție stoc de acid uric 20 mg%. Se introduce 100 mg de acid uric într-un balon cotat de 500 ml și se adaugă 25 ml soluție de carbonat de litiu 0,5% și 25 ml de apă distilată. După dizolvarea acidului uric se pipetează în balon 12,5 ml formol și se completează volumul la semn cu apă distilată. Soluția de acid uric este stabilă aproximativ o lună de zile.

4. Soluție etalon de acid uric 2 mg%. Se diluează 1 ml soluție stoc de acid uric 20% la 10 ml cu apă distilată. Un ml de soluție etalon conține 0,02 mg de acid uric.

5. Soluție saturată de carbonat de sodiu.

Modul de lucru. Într-o eprubetă de centrifugă se măsoară 1 ml de ser sanguin, 2 ml de apă distilată și 1 ml soluție de acid tricloracetic. Conținutul eprubetei se amestecă prin scuturarea ușoară a acesteia și se lasă la temperatura camerei 15 minute. Apoi se centrifughează la 3000 rot./min., timp de 15 minute. Succesiunea ulterioară a operațiilor este indicată în tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

Reactivi	Probă	Etalon	Control
Supernatant, ml	2,0	-	-
Soluție etalon de acid uric, ml	-	0,5	-
Soluție de acid tricloracetic, ml	-	0,5	0,5
Apă distilată, ml	-	1,0	1,5
Soluție saturată de Na_2CO_3 , ml	0,9	0,9	0,9
Reactiv fosfowolframic, ml	0,1	0,1	0,1

Se agită și se lasă 10 minute la temperatura camerei. Se determină extincția probei cu ser și a etalonului, față de control, la 710 nm.

Calculul rezultatelor se efectuează după formula :

$$\text{mg acid uric/100 ml ser} = \frac{E_{\text{probă}}}{E_{\text{etalon}}} \cdot 0,01 \cdot \frac{4}{2} \cdot 100 ,$$

unde : $E_{\text{probă}}$ - extincția probei cu ser ;

E_{etalon} - extincția etalonului .

11.1.3.2. DOZAREA ACIDULUI URIC ÎN URINA

Pentru principiul metodei și reactivi vezi "Dozarea acidului uric în sânge".

Modul de lucru. Urina din 24 de ore se recoltează într-un vas cu 10 ml hidroxid de sodiu 10% pentru a împiedica precipitarea urașilor. Se diluează 1 ml urină la 10 ml cu apă distilată.

La 0,2 ml urină diluată se adaugă 1,8 ml apă distilată, 0,9 ml soluție saturată de carbonat de sodiu și 0,1 ml reactiv fosfowol-

framic. Se amestecă și se lasă în repaus 10 minute.

În paralel se prepară un etalon și un control în condiții identice.

Se măsoară extincția probei cu urină și a etalonului, față de control, la 710 nm.

Calculul rezultatelor. Concentrația acidului uric în urina din 24 de ore va fi :

$$m_{\text{acid uric/24 ore}} = \frac{E_{\text{probă}}}{E_{\text{etalon}}} \times 0,01 \times \frac{10}{0,2} \times V ,$$

unde : $E_{\text{probă}}$ - extincția probei cu urină ;

E_{etalon} - extincția etalonului ;

V - volumul (ml) urinei din 24 ore.

Importanța practică a dozării acidului uric. Valorile normale ale concentrației acidului uric sînt de 2-5 mg/100 ml ser sanguin și de 400-700 mg/volumul de urină din 24 de ore.

Cresterea cantității de acid uric în sînge și în urină se constată după o alimentație bogată în purine.

Dozarea acidului uric în sînge și urină are o deosebită însemnătate pentru diagnosticarea stadiilor inițiale ale bolilor de rinichi și gutei.

Conținutul de acid uric în sînge și urină crește într-o serie de stări patologice, corelate cu catabolizarea intensă a nucleoproteinelor: leucemii după radioterapie, leucopenie, policitemie, insuficiență renală, alergii, intoxicații cu plumb și mercur.

Scăderea nivelului acidului uric în serul sanguin și urină se observă în anemii, după administrarea de medicamente uricozurice etc.

11.2. STUDIUL CROMOPROTEINELOR

Cromoproteinele sînt proteine complexe avînd drept grupare prostetică diferite metalporfirine. Ca reprezentanți tipici ai cromoproteinelor se menționează hemoglobinele, mioglobinele, cloroplastina, unele oxidoreductaze (catalază, peroxidază, citocromi) etc.

11.2.1. DOZAREA BILIRUBINEI ÎN SÎNGE

Bilirubina se formează în organismul uman și animal prin catabolizarea hemoglobinei în sistemul reticulohistocitar, ficat, splină etc.

La început nucleul porfirinic din molecula hemoglobinei suferă o scindare oxidativă la nivelul grupei α -metinice dintre ciclurile pirolice I și II ale hemului, cu oxidarea simultană a fierului bivalent în trivalent. În urma acestei transformări oxidative apare o substanță de culoare verde, numită verdoglobină sau coeglobină, care pe lângă nucleul porfirinic deschis conține încă globina și fierul trivalent. În fazele următoare ale procesului catabolic verdoglobina pierde atomul de fier și globina. Ca rezultat se formează un pigment biliar, de culoare verde, numit biliverdina. Prin reducerea enzimatică a biliverdinei ia naștere bilirubina, substanță colorată în roșu, care constituie principalul pigment al bilei și un component normal al sîngelui. Schematic procesul de catabolizare a hemoglobinei în bilirubină este redat în fig. 11.2.

Bilirubina liberă din sînge, datorită insolubilității ei în apă, nu trece în urină. Această bilirubină liberă se numește bilirubină indirectă sau extrahepatică. Din sînge bilirubina liberă pătrunde în ficat, unde se conjugă, în marea ei majoritate cu acidul uridindifosfat-glucuronic, rezultînd astfel glucuronidbilirubina și diglucuronidbilirubina. Bilirubina conjugată, cunoscută sub numele de bilirubină directă sau hepatică posedă o solubilitate bună în apă. Datorită acesteia, bilirubina directă este excretată prin bilă în duoden și de aici trece în intestinul subțire, unde este transformată în continuare în alți pigmenți biliari.

Concentrația sanguină de bilirubină constantă în condiții normale, poate să crească în diferite forme de icter. Nivelul





Fig.11.2. Catabolizarea hemoglobinei în bilirubină

sanguin al bilirubinei, uşor de urmărit experimental, oferă un test comod pentru explorarea stării fundamentale a ficatului.

Principiul metodei. Prin interacţiunea acidului sulfanilic cu azotitul de sodiu se formează acidul diazofenilsulfonic (acid diazosulfanilic) :



Acidul diazofenilsulfonic reacţionează cu bilirubina directă (conjugată) din serul sanguin şi rezultă azobilirubina care, în mediu neutru, este colorată în roşu purpuriu. Tratarea serului sanguin cu reactivul cofeinic conferă bilirubinei indirecte (libere) solubilitate, ceea ce-i permite să reacţioneze cu acidul diazosulfanilic. Intensitatea culorii azobilirubinei în mediu alcalin este proporţională cu bilirubina totală (directă şi indirectă). Scăzând din bilirubina totală pe cea directă se află conţinutul de bilirubină indirectă.

Reactivi. 1. Soluţie de acid sulfanilic 29 mM în soluţie de acid clorhidric 0,17 M. Se dizolvă 0,5 g acid sulfanilic în 30-40 ml apă distilată şi se adaugă 1,5 ml acid clorhidric concentrat. Dacă acidul sulfanilic se dizolvă greu, se poate încălzi pe baie de apă. După dizolvarea completă a acidului sulfanilic şi răcirea soluţiei se completează volumul ei la 100 ml cu apă distilată.

2. Soluţie de nitrit de sodiu 0,072 M. Se dizolvă 0,5 g nitrit de sodiu (NaNO_2) în 100 ml apă distilată.

3. Diazoreactiv. Se prepară în momentul întrebuinţării amestecând 10 ml soluţie de acid sulfanilic (reactiv 1) cu 0,3 ml soluţie de nitrit de sodiu (reactiv 2).

4. Reactiv cofeinic. Soluţia A: soluţie de cofeină 0,13 M în soluţie de benzoat de sodiu 0,156 M. Se dizolvă 10 g cofeină şi 15 g benzoat de sodiu în 90 ml apă distilată prin încălzire pe baie de apă. După răcire se completează volumul soluţiei la 100 ml cu apă distilată. Soluţia B: soluţie de acetat de sodiu 25%.

Reactivul cofeinic se prepară extemporaneu prin amestecare de volume egale a soluțiilor A și B.

5. Soluție de tartrat de sodiu și potasiu 0,93 M în soluție de NaOH 1,9 N. Se dizolvă 15 g tartrat de sodiu și potasiu (sare Seignette) și 7,5 g NaOH în 100 ml apă distilată.

6. Soluție de NaCl 0,9%.

Modul de lucru. Determinarea bilirubinei totale. În două eprubete se măsoară următorii reactivi :

	Probă	Martor
Ser sanguin, ml	0,25	0,25
Reactiv cofeinic, ml	1,0	1,0
Soluție de NaCl, ml	-	0,25
Diazoreactiv, ml	0,25	-

Se agită eprubetele, se lasă 10-30 minute la temperatura camerei, apoi se adaugă în fiecare probă câte 1 ml soluție de tartrat alcalin (reactiv 5).

Se agită conținutul eprubetelor și după 5-30 minute se citește extincția probei față de martor la 600 nm.

Determinarea bilirubinei directe (conjugate). În două eprubete se introduc cantitățile de reactivi menționate mai jos :

	Probă	Martor
Ser sanguin, ml	0,5	0,5
Soluție de NaCl, ml	1,75	2,0
Diazoreactiv, ml	0,25	-

Se agită, se lasă la temperatura camerei exact 5 minute și se citește extincția probei față de martor la 530 nm.

Calculul rezultatelor. Coeficienții de extincție procentuali ai azobilirubinei la 600 și 530 nm sînt egali cu 1150 și respectiv 943. De aici $E_{1\text{mg}/100\text{ml}}^{600} = 1,15$ și $E_{1\text{mg}/100\text{ml}}^{530} = 0,943$.

Cantitatea de bilirubină totală în 100 ml ser sanguin se află cu ajutorul formulei :

$$\text{mg bilirubină}/100 \text{ ml} = \frac{E_{600}}{1,15} \cdot \frac{2,5}{0,25}$$

Pentru calcularea conținutului de bilirubină directă se folosește formula :

$$\text{mg bilirubină/100 ml} = \frac{530}{0,934} \cdot \frac{2,5}{0,5}$$

Nivelul bilirubinei libere în serul sanguin se află scăzând valoarea bilirubinei directe din cea a bilirubinei legate.

Observații. 1. Dozarea bilirubinei se efectuează în ser nehemolizat și la cel mult două ore de la recoltarea serului.

2. În cazul unei concentrații ridicate de bilirubină serul sanguin se diluează 1/2-1/4 cu soluție de NaCl 0,9%, iar rezultatul se înmulțește cu factorul de diluție.

Importanța practică. Concentrația bilirubinei totale în sângele omului sănătos este de până la 1 mg/100 ml ser. Conținutul bilirubinei conjugate (directe) poate să atingă valoarea de 0,25 mg/100 ml ser. Bilirubina liberă (indirectă) se află prin scăderea valorii bilirubinei conjugate din cea a bilirubinei totale.

Determinarea bilirubinei totale și a fracțiilor ei prezintă o mare însemnătate clinică, ajutând în stabilirea diagnosticului diferitelor boli.

Icterele hepatice (hepatite, ciroze) sînt însoțite de creșterea conținutului de bilirubină totală și conjugată. O oarecare creștere a cantității de bilirubină liberă se observă în insuficiența hepatică.

Bibliografie : 3, 20, 21, 29, 33, 43

12. VITAMINE SI HORMONI

12.1. DETERMINAREA VITAMINELOR

Vitaminele reprezintă substanțe organice biologice active, cu structură chimică variată și masă moleculară relativ mică, care sînt absolut necesare pentru desfășurarea normală a proceselor biologice, inclusiv biochimice în organismul viu, precum și a funcțiilor organelor acestuia.

Multe vitamine intră în compoziția enzimelor bicomponente, condiționînd activitatea catalitică a acestora.

Unele organisme, de exemplu, microorganismele și plantele pot sintetiza toate vitaminele necesare lor. Organismele animale, cu puține excepții, nu au capacitatea de a sintetiza vitamine. Omul obține vitaminele din produsele alimentare, iar animalele le primesc cu furajele.

Determinarea vitaminelor în plante și animale se cere în primul rînd pentru aprecierea valorii nutritive și furajere a produselor de proveniență vegetală sau animală.


Comparativ cu alți compuși biochimici (glucide, aminoacizi, acilgliceroli etc.), vitaminele se găsesc în țesuturile vegetale și animale în cantități foarte mici. Diferite vitamine, ca de exemplu, vitaminele A și D se întîlnesc în țesuturile vii sub formă de precursori numiți provitamine.

12.1.1. DOZAREA CAROTENILOR

Carotenii sau provitaminele A aparțin grupei carotenoidelor care sînt pigmenți de culoare galben-portocaliu, alcătuiți din resturi izoprenice. Deși carotenii au o largă răspîndire în regnul vegetal și animal, ei pot fi sintetizați numai de plante.

Din punct de vedere structural carotenii sînt hidrocarburi nesaturate, avînd la capătul catenei alifatice cel puțin un ciclu parțial saturat. În natură carotenii există sub formă de 5 izomeri, care se desemnează prin literele alfabetului grecesc. Introduși cu alimentele în organismul animal carotenii sînt scindați enzimatic în vitamină A₁. Cea mai mare activitate biologică posedă β -carote-

nul, a cărui scindare conduce la 2 molecule de vitamină A₁.



Carotenii nu se dizolvă în apă, ci în unii solvenți organici (eter, acetonă, alcool).

Dozarea carotenilor în plante

Principiul metodei. Materialul vegetal se triturează cu un amestec de sulfat de sodiu anhidru și oxid de calciu, care rețin substanțele colorate în afară de caroteni. Pentru a preveni descompunerea carotenilor în mediu acid se adaugă la amestec carbonat de sodiu anhidru. Carotenii din amestecul triturat se extrag cu acetonă și eter de petrol sau benzină. În extractul obținut se determină colorimetric, direct sau după o prealabilă purificare cromatografică pe coloană cu oxid de aluminiu conținutul de caroteni în materialul analizat.

Reactivi. 1. Acetonă p.a.

2. Hexan p.a.

3. Sulfat de sodiu anhidru p.a.

4. Oxid de calciu.

5. Carbonat de calciu anhidru p.a.

6. Eter de petrol (p.f. 55-70°C) sau benzină cu p.f. 70-80°C.

7. Fosfat diacalcic p.a.

8. Soluție etalon de azobenzen. Se dizolvă 14,5 mg de azobenzen (recristalizat din alcool etilic) în 100 ml de etanol 96%. Intensitatea culorii acestei soluții corespunde cu cea a unei

soluții conținând 0,00235 mg caroten într-un ml.

9. Soluție etalon de dicromat de potasiu. Se dizolvă 72 mg de dicromat de potasiu în 100 ml apă distilată. Extincția acestei soluții corespunde unui conținut de 0,00416 mg caroten în 1 ml.

Modul de lucru. Extracția produselor vegetale uscate. Într-un flacon conic cu dop rodat se introduce o cantitate exact cântărită de material vegetal mărunțit cât mai fin posibil: la un conținut în caroten mai mare de 10 mg% se va lua 1 g material, la 5 mg% se vor lua 2 g și 4 g la un conținut mai mic de 5 mg%. Se adaugă 30 ml amestec de acetonă cu hexan (3:7) și se lasă la temperatura camerei, timp de 15-24 ore, la întuneric.

Extractul se filtrează prin decantare într-un balon cotat de 100 ml conținând 9 ml acetonă, se spală residuul de câteva ori cu volume mici de hexan și se completează la semn cu același solvent.

Extracția materialului vegetal proaspăt. O probă de 0,1-10 g (în funcție de conținutul presupus de caroteni) din materialul vegetal proaspăt, în prealabil mărunțit, se triturează într-un mojar cu o cantitate dublă în greutate de nisip de cuarț sau sticlă pisată, pînă la completa dispariție a elementelor structurale vegetale și obținerea unui amestec omogen. Întrucît carotenii sînt instabili la pH acid, în timpul mojarării se adaugă un vîrf de spatulă de carbonat de sodiu anhidru pentru neutralizarea acizilor. De asemenea, se adaugă o cantitate de sulfat de sodiu anhidru aproximativ egală cu aceea a probei cîntărite cu scopul de a fixa apa din materialul vegetal și o cantitate echivalentă de oxid de calciu, pentru reținerea clorofilei și xantofilei. Amestecul se mojarază pînă se transformă într-o pulbere fină de culoare galben-verzuie.

În mojar se pipetează 5-20 ml de acetonă și se continuă mojararea încă câteva minute. Apoi conținutul mojarului se trece cantitativ într-un pahar Berzelius de 50 ml sau într-o eprubetă, spălînd mojarul de mai multe ori cu cantități mici de acetonă. După ce materialul se lasă timp de 15-20 minute în contact cu acetona, se varsă extractul acetonic, prin decantare, într-o pîlnie de separare. Se repetă extracția materialului din pahar sau eprubetă, cu cantități mici de acetonă de 4-10 ori, pînă cînd acetona

folosită în acest scop rămâne incoloră.

Extractul acetoniu din pilnia de separare se amestecă cu 10-20 ml de benzină sau eter de petrol. Acetona din amestec se îndepărtează prin spălare cu apă distilată. În acest scop se introduce în pilnia de separare 10-20 ml apă distilată și se agită ușor. Se așteaptă câteva minute pînă are loc separarea distinctă a două straturi de lichide. Stratul inferior apos-acetoniu se elimină din pilnie cu atenție. Se repetă spălarea extractului din pilnie cu apă încă de 2-3 ori. Ca rezultat carotenii trec complet în stratul de benzină sau de eter de petrol.

Soluția benzinică sau eterică de caroteni se usucă de urmele de apă prin amestecare cu 1-5 g de sulfat de sodiu anhidru, urmată de filtrare. La filtratul obținut se adaugă 0,5-1 g de fosfat dicalcic pentru izolarea clorofilei și xantofilei. Soluția de caroteni se filtrează și se completează la volum cunoscut cu benzină sau eter de petrol.

Dosarea colorimetrică directă a carotenilor în soluția benzinică(eterică). Măsurarea intensității culorii soluției benzinice(eterice) de caroteni, obținută în modul descris mai sus, se poate efectua la electrofotocolorimetru sau spectrofotometru, folosind lungimea de undă de 450 nm(filtru albastru), iar pentru compensație benzina sau eterul de petrol.

Dosarea carotenilor după separarea prin cromatografia de adsorbție pe oxid de aluminiu. Separarea carotenilor de pigmenții însoțitori se realizează cu ajutorul cromatografiei de adsorbție pe oxid de aluminiu, cu folosirea în calitate de fază lichidă a eterului de petrol. La partea inferioară a unei coloane cromatografice, cu lungimea de 12-16 cm și diametrul de 1-1,5 cm(fig.12.1) se fixează un tampon de vată de sticlă sau medicinală de 0,5-1 cm grosime. În coloană se introduce porțiuni mici de oxid de aluminiu cu umiditatea de 4%, tasind ușor cu o baghetă de sticlă adsorbantă. Înălțimea stratului de adsorbant trebuie să atingă 7-10 cm. Deasupra adsorbantului se agasă un strat de vată și unul de sulfat de sodiu anhidru, cu grosimea de 0,5 cm. Soluția de caroteni în eter de petrol se filtrează prin coloana cromatografică cu o viteză de 60 picături pe minut. În timpul cromatografierii este




Fig.12.1.Separarea cromatografică a carotenilor pe oxid de aluminiu

sau dicromat de potasiu.

Cantitatea carotenilor în materialul vegetal cercetat se calculează după formula următoare :

$$\text{mg caroten \%} = \frac{E_1 \cdot a \cdot v \cdot 100}{E_2 \cdot p},$$

unde : E_1 - extincția probei de cercetat ;

E_2 - extincția soluției etalon ;

a - numărul mg de caroten într-un ml soluție etalon (0,00235 mg în cazul soluției de azobenzen și 0,00416 mg dacă s-a lucrat cu soluția de dicromat de potasiu) ;

v - volumul soluției de caroten, ml ;

p - greutatea materialului luat pentru analiză, g.

necesar ca deasupra umpluturii coloanei să fie tot timpul un strat de solvent, întrucât carotenii se oxidează la contactul cu aerul. După adsorbția soluției de caroteni pe oxidul de aluminiu, adsorbantul se spală cu eter de petrol până ce zonele galbene de caroten se eluează complet din coloană. Spălarea coloanei se consideră terminată, când eluatul devine complet transparent. Soluția de caroten se adună într-un balon cotat de 25-50 ml și se completează cu eter de petrol la semn.

Cantitatea de caroten în eluatele obținute se determină prin colorimetrie la 450 nm, față de eterul de petrol.

Calculul rezultatelor. Pentru calcularea conținutului de caroten în probe se măsoară în aceleași condiții extincția soluției etalon de azobenzen

12.1.2.DOZAREA VITAMINEI A SI CAROTENILOR IN FICAT

Conținutul de vitamină A și caroten în ficat se folosește adesea ca criteriu de apreciere a satisfacerii necesarului organismului animal cu această vitamină.

Principiul metodei. Vitamina A se extrage din ficatul deshidratat cu eter etilic și se dizolvă în cloroform. În soluția cloroformică vitamina A se determină fotometric după reacția cu soluția cloroformică de tricolorură de stibiu (reacția Carr-Price).

Reactivi. 1. Sulfat de sodiu anhidru p.a.

2. Eter etilic lipsit de peroxizi. Pentru îndepărtarea peroxizilor 1 litru de eter etilic se amestecă, timp de 5-10 minute într-o pîlnie de separare sau un balon de 2000 ml, cu 10 ml soluție de KOH (NaOH) 40% și 100 ml soluție de permanganat de potasiu 4%. După separarea completă a straturilor de lichid, soluția de permanganat se elimină. În pîlnie se introduc din nou 100 ml soluție de permanganat și purificarea se repetă. Spălarea cu permanganat se continuă pînă cînd soluția nou adăugată nu-și schimbă culoarea. Eterul etilic purificat se spală cu apă distilată pentru înlăturarea urmelor de alcali, ceea ce se controlează cu ajutorul fenolftaleinei. În continuare eterul se usucă cu sulfat de sodiu anhidru și se distilă la 40°C. Eterul pregătit astfel se păstrează în sticlă de culoare închisă pe sulfat de sodiu anhidru.

3. Cloroform fără urme de apă și HCl. Aceasta se realizează prin 5-6 spălări cu apă distilată în raportul 2:1 și uscare pe sulfat de sodiu anhidru. Cloroformul uscat se distilă și se păstrează în sticlă închisă la culoare cu sulfat de sodiu anhidru.

4. Soluție saturată de tricolorură de stibiu. Preparatul comercial de tricolorură de stibiu se spală cu cloroform pînă soluția devine limpede. Apoi din preparatul spălat se prepară soluție saturată de tricolorură de stibiu (23-25%). Soluția se poate folosi numai după un repaus de 24 ore la temperatura camerei.

5. Anhidridă acetică.

Modul de lucru. Se triturează într-un mojar 2-3 g ficat cu 10-15 g sulfat de sodiu anhidru pînă se obține o pudră uscată. Se mojară repede (1-2 minute) pentru a evita descompunerea vitaminei

A. Pulberea obținută se trece cantitativ (dacă este necesar mojarul se poate spăla de 2-3 ori cu cîte 10 ml eter etilic) într-un flacon conic de 200-250 ml și se adaugă eter etilic pînă la 100 ml. Flaconul se umple cu dioxid de carbon de la un aparat Kipp sau cu azot, se închide ermetic și se agită conținutul timp de 5 minute, apoi se lasă în repaus 60 minute la temperatura camerei (20-22°C) într-un loc întunecos sau se introduce în frigider pentru 2 ore. Extractul eteric se decantează și se filtrează. Reziduul se spală succesiv cu 25, 15 și 10 ml eter de petrol prin scuturarea flaconului. Eterul de spălare, de asemenea, se filtrează. În final se spală filtrul cu 5-10 ml de eter. Extractul eteric adunat (aproximativ 150 ml) se evaporă pe baie de apă la 40°C în curent de azot sau dioxid de carbon. Reziduul rămas după evaporarea eterului se dizolvă în 1-5 ml cloroform (în dependență de conținutul presupus de vitamină A). Pentru dozarea vitaminei A se măsoară 0,5 ml soluție cloroformică în cuva electrofotocolorimetrului și se adaugă 2-3 picături de anhidridă acetică. Cuva se fixează în suportul său și se pipetează în ea 2,5 ml soluție saturată de triclorură de stibiu. Cît mai repede posibil se citește extincția probei la electrofotocolorimetru PEK-M, folosind filtrul 9 (630 nm) și pentru comparație un control în care soluția cloroformică de vitamină A se înlocuiește cu 0,5 ml eter etilic.

Calculul conținutului de vitamină A în proba analizată se efectuează cu ajutorul curbei etalon, construită prin procedeul obișnuit. Cantitatea de vitamină A într-un g de ficat se calculează după formula :

$$\text{micrograme vitamină A/l g țesut} = \frac{a \cdot v}{0,5 \cdot p} ,$$

unde : a - micrograme vitamină A corespunzătoare extincției probei de cercetat ;

v - volumul de cloroform, în ml, folosit pentru dizolvarea vitaminei A ;

p - greutatea ficatului luat pentru extracție , g.

Dacă este necesar să se determine simultan în ficat carotenul, analiza se execută în același mod pînă la obținerea extractului eteric. Acesta se împarte în două părți și fiecare se evaporă

pe baie de apă. Apei, unul din reziduuri se dizolvă în cloroform pentru dozarea vitaminei A după procedeul descris. Al doilea reziduu se dizolvă în 5 ml eter de petrol și se supune cromatografiei pe coloană conform tehnicii descrise la dozarea carotenilor în plante (pag. 268).

12.1.3. DOZAREA VITAMINEI E

În plante au fost identificate 7 forme ale vitaminei E, numite tocoferoli, care sînt derivați metilați ai 2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-hidroxicromanului, combinație denumită prescurtat tocol. Dintre toți tocoferolii cunoscuți, α -tocopherolul sau 5,7,8-trimetiltocolul posedă cea mai mare activitate biologică.

Prin determinarea conținutului de vitamină E în produsele vegetale de obicei se dozează suma tocoferolilor.

Metodele chimice de determinare a vitaminei E nu permit totdeauna o apreciere exactă a valorii biologice (vitaminice) a produsului cercetat, întrucît toți tocoferolii dau prin oxidare chinone colorate, însă activitatea vitaminică diferă de la un tocoferol la alt tocoferol, iar conținutul lor în țesuturile vegetale nu este identic.

Dozarea sumei tocoferolilor în semințele de plante.

Principiul metodei. În prezența clorurii ferice are loc oxidarea tocoferolilor la chinone. Totodată clorura ferică se reduce în clorură feroasă. Cantitatea de clorură feroasă se apreciază după intensitatea culorii ce se dezvoltă la adăugarea α, α' -dipiridilului sau orto-fenantrolinei, care complexează fierul bivalent.

Reactivi. 1. Eter etilic.

2. Soluție de KOH 10% în alcool etilic 96%.

3. Pirogalol.

4. Benzen

5. Diatomit (Kieselgur)

6. Sulfat de sodiu anhidru.

7. Soluție de α, α' -dipiridil 0,5% în alcool etilic absolut.

8. Soluție de orto-fenantrolină 0,5% în alcool etilic abso -

9. Soluție de clorură ferică ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 0,2% în alcool etilic absolut.

Modul de lucru. O cantitate de 1-5 g de semințe fin omogenizate se introduce într-un pachet din hîrtie de filtru și se extrage cu eter de petrol în aparatul Soxhlet. Dizolvantul se îndepărtează prin încălzirea balonului pe baie de apă. La reziduul gras rămas în balon se adaugă 15 ml soluție alcoolică de KOH 10% și se saponifică cu refrigerent cu reflux pe baie de apă, timp de 45-60 minute în prezența unei cantități mici de pirogalol (50 mg). Conținutul balonului se trece cantitativ într-o pîlnie de separare folosind un volum dublu de apă distilată (30-35 ml) și fracția nesaponificabilă se extrage cu eter etilic (lipsit de peroxizi) în cantitate de 40,35 și 30 ml. Extractele eterice se unesc și se spală în pîlnia de separare cu apă distilată pînă la reacția negativă față de hîrtia de turnesol. Apoi, extractul eteric se usucă, filtrîndu-l printr-o coloană cu sulfat de sodiu anhidru. Extractul eteric uscat se transvazează într-un balon uscat și se distilă dizolvantul în curent de dioxid de carbon sau de azot pe baia de apă. Reziduul se dizolvă în benzen și se transferă într-un balon cotate de 25 ml, completînd la semn.

Din soluția benzenică obținută se iau 5-10 ml și se aplică pe o coloană cu diatomit (Kieselgur), avînd înălțimea stratului de adsorbant de 1,5-3,5 cm și diametrul de 1,5 cm. Tocopherolii se eluează de pe adsorbant cu 12-18 ml benzen. Eluatul se colectează cantitativ într-un balon cotate de 25 ml și se completează la semn cu benzen.

Pentru efectuarea reacției de culoare se măsoară 10-15 ml eluat într-un balon cotate și se adaugă 1 ml soluție de α, α' -dipiridil sau de orto-fenantrolină. Apoi se introduce în balon cu picătura și sub agitare 1 ml soluție de clorură ferică. În prezența tocoferolilor conținutul balonului începe să se coloreze în roșu. Volumul balonului se completează la semn cu benzen, se agită și se lasă la întuneric timp de 10 minute.

Paralel cu proba se realizează controlul reactivilor, măsurînd aceleași cantități de benzen, soluție de α, α' -dipiridil (orto-fenantrolină) și clorură ferică într-un balon cotate de 25 ml.

Proba cu tocoferoli se colorimetrează la un fotoelectrocolo-

rimetru,utilizînd lungimea de undă de 490 nm și controlul reacțiilor pentru stabilirea punctului zero al aparatului.

Calculul rezultatelor.Pe curba de etalonare se află cantitatea de tocoferoli corespunzătoare extincției probei de cercetat. Conținutul tocoferolilor în mg la 100 g material analizat(X) se calculează după formula :

$$X = \frac{a \cdot v \cdot v_2 \cdot 100}{p \cdot v_1 \cdot v_3}$$

unde : a - cantitatea tocoferolilor, în mg, găsită pe curba de etalonare ;

v - volumul extractului inițial(25 ml) ;

v₁ - volumul soluției introdus în coloana cu adsorbant, ml;

v₂ - volumul eluatului cules din coloana cu diatomit(25 ml)


v₃ - volumul soluției luat pentru reacția de culoare, ml ;

p - greutatea materialului cercetat, g.


Construirea curbei de etalonare.Se dizolvă 50 mg α-tocopherol în 250 ml benzen, la balon cotat. Din această soluție etalon se măsoară 0,25-2 ml în baloane cotate de 25 ml. Apoi se adaugă aceiași reactivi și în aceiași succesiune ca și la dozarea vitaminei E. Volumul probelor etalon se completează la semn cu benzen. Se agită și se lasă la întuneric 10 minute. Se colorimetrează la 490 nm față de controlul reactivilor.

12.1.4. DOZAREA VITAMINEI PP

Termenul de vitamină PP desemnează acidul nicotinic(niacina) și amida sa(nicotinamida) larg răspândite în plante, mai ales în semințe.



Acid nicotinic



Nicotinamida

Principiul metodei. Acidul nicotinic reacționează cu bromura de tiocian formînd un compus care în prezența metolului dă un

produs colorat în galben. Intensitatea culorii este proporțională cu cantitatea de acid nicotinic.

Reactivi. 1. Soluție de acid sulfuric 5 N.

2. Soluție de acid sulfuric 2 N.

3. Soluție de acid sulfuric 0,1 N.

4. Soluție de fenolftaleină 1%.

5. Soluție de NaOH 10 N.

6. Soluție de NaOH 4 N.

7. Alcool izobutilic sau alcool etilic.

8. Soluție de sulfat de zinc 80%.

9. Apă de brom. Se amestecă 4 ml de brom cu 100 ml apă distilată. După decantarea bromului nedisolvat se separă soluția limpede și se păstrează la întuneric.

10. Soluție de tiocianat de potasiu sau amoniu 10%.

11. Soluție de tiocianat de potasiu sau amoniu 1%.

12. Carbonat de calciu p.a.

13. Soluție de brom-tiocian. Se pregătește înainte de întrebuințare în modul următor: la apa de brom răcită pe gheață (luată în cantitatea necesară pentru analiză) se adaugă cu picătura soluție de tiocianat de potasiu sau amoniu până la apariția culorii galben deschis, iar în continuare soluție de tiocianat 1% până la decolorare completă. Soluția decolorată se tratează cu 20-50 mg carbonat de sodiu până la încetarea degajării CO_2 și formarea de precipitat. Soluția se filtrează și se conservă în sticlă brună la rece. Prepararea reactivului se face sub nișă.

14. Soluție stoc de acid nicotinic. Într-un balon cotat de 50 ml se dizolvă 50 mg de acid nicotinic în apă distilată, acidulată cu 0,5 ml soluție de acid sulfuric 10 N. După dizolvarea acidului nicotinic se completează la semn cu apă distilată. Se conservă la rece timp de 6 luni.

15. Soluție etalon de acid nicotinic. În ziua analizei se diluează 0,5 ml soluție stoc de acid nicotinic la 100 ml cu apă distilată. În 1 ml soluție etalon se găsește 0,005 mg acid nicotinic.

16. Soluție de metol recristalizat 8% în soluție de acid clorhidric 0,5 N. Se prepară extemporaneu.

Pentru obținerea metolului recristalizat se amestecă 100 g

metol cu 0,7 g bisulfid de sodiu și 500 ml soluție de acid sulfuric 0,1 N încălzit la fierbere. Amestecul se încălzește din nou la fierbere. Dacă soluția se colorează, se suplimentează cu cărbune activ și se filtrează. La filtrat se adaugă 0,3 g bisulfid de sodiu, 700 ml alcool etilic și se lasă într-o baie de apă cu gheață, la întuneric, pentru câteva ore. Cristalele formate se separă prin filtrare, se spală cu etanol și se usucă în aer, la întuneric.

Modul de lucru. O cantitate de 3-5 g de material vegetal, conținând circa 100 micrograme de acid nicotinic, se mojarază cu un volum mic de soluție de acid sulfuric 2 N. Omogenatul obținut se trece cantitativ într-un balon cotat de 50 ml, spălând mojarul cu soluție de acid sulfuric 2 N (volumul total al soluției întrebuințate pentru mojarare și spălare nu trebuie să depășească 40 ml). Balonul se introduce într-o baie de apă la fierbere timp de 90 minute, conținutul lui agitându-se periodic. În acest interval de timp se hidrolizează multe glucide complexe și alte substanțe. La terminarea hidrolizei, balonul se răcește, se completează la semn cu apă distilată și se filtrează. Primii mililitri de filtrat se aruncă.

Se iau 25 ml filtrat într-un balon cotat de 50 ml, se adaugă 1-2 picături de soluție de fenoltaleină și soluție de NaOH 10 N pînă la apariția unei culori slab-roș. Excesul de hidroxid de sodiu se neutralizează cu 1-2 picături de soluție de acid sulfuric 5 N. După răcire în balon se pipetează 2 ml soluție sulfat de zinc 80% și câteva picături de alcool izobutilic sau etilic (pentru evitarea spumării la agitare). Apoi se introduce soluție de NaOH 4 N pînă la apariția de precipitat și culoare slab-roș. Se lasă în repaus timp de 10 minute agitând cu intermitență. Se completează la semn și se filtrează sau se centrifughează. În caz de necesitate analiza se poate întrerupe în acest stadiu, păstrînd filtratul în frigider.

Pentru efectuarea reacției de culoare se folosesc 8 eprubete sau flacoane conice cu dop rotat după schema următoare. În eprubetele 1-4 se măsoară câte 5 ml din filtratul obținut, în eprubetele 5-7-cite 5 ml soluție etalon de acid nicotinic și în eprubeta 8-

5 ml apă distilată. Eprubetele se încălzesc pe baia de apă la 50°C , timp de 5 minute. În eprubetele 1, 2, 5, 6, 7 și 8 se adaugă din biuretă (sub nișă) câte 2 ml soluție de brom-tiocian. Eprubetele 3 și 4 servesc la corecția pentru substanțele aminoreactive. Conținutul eprubetelor se agită și se introduce timp de 10 minute în baia de apă la 50°C . Se răcesc la temperatura camerei și se lasă la întuneric timp de 10 minute. În eprubetele 3 și 4 se pun câte 2 ml apă distilată. În toate eprubetele se adaugă câte 3 ml soluție de metol, se agită și se lasă timp de 60 minute la întuneric.

Conținutul eprubetelor se filtrează dacă nu este transparent și se măsoară intensitatea culorii soluției la 420 nm (filtru albastru).


Calculul rezultatelor se efectuează după formula :

$$\text{ng acid nicotinic \%} = \frac{(E_1 - E_2) \cdot 0,025 \cdot 50 \cdot 100}{(E_3 - E_4) \cdot 5 \cdot 25 \cdot p}$$

- unde : E_1 - extincția soluției de cercetat (media celor două determinări);
 E_2 - extincția substanțelor aminoreactive în soluția de cercetat (două determinări);
 E_3 - extincția soluției etalon de acid nicotinic (media celor trei determinări);
 E_4 - extincția probei pentru controlul reactivilor;
 p - greutatea materialului vegetal luat pentru analiză, g.

12.1.5. DOZAREA VITAMINEI C

Vitamina C sau acidul ascorbic face parte din clasa vitaminelor hidrosolubile. Datorită prezenței în moleculă a două grupe enolice acidul ascorbic se oxidează ușor și trece în acidul dihidroascorbic :



Această reacție de transformare reversibilă a acidului ascorbic în acid dehidroascorbic stă la baza funcțiilor vitaminei C în diversele procese fiziologice din celula vie.



Vitamina C este larg răspândită în plante, ca roșii, conopidă, spanac, portocale, lămii, măcieș etc. Majoritatea animalelor au posibilitatea să sintetizeze acidul ascorbic și nu necesită un aport exterior de vitamină C.

Metodele chimice de determinare cantitativă a acidului ascorbic se bazează pe acțiunea lui reductoare față de unii reactivi.

1.2.1.5.1. DOZAREA ACIDULUI ASCORBIC CU AJUTORUL

FERICIANURII DE POTASIU

Principiul metodei. În mediu acid vitamina C reduce fericianura de potasiu până la ferocianura de potasiu (reacția 1), care în prezența ionilor de fier trivalent formează ferocianura ferică sau albastru de Berlin (reacția 2):



Dacă în mediul de reacție sînt prezenți ionii de fluor, atunci albastrul de Berlin nu precipită și se obține o soluție de culoare albastră, a cărei intensitate se poate măsura la fotoelectrocolorimetru.

Reactivi. 1. Soluție tampon cu pH 3,69. Se obține prin amestecarea unui volum de soluție de HCl 0,1 N cu un volum egal de soluție de citrat trisodic 0,1 M.

2. Soluție de fericianură de potasiu 1%.

3. Soluție de NaF 2%.

4. Soluție de acid ascorbic 0,02%.

5. Soluție de clorură ferică 2%.

Modul de lucru. Se triturează într-un mojar 10-20 g material vegetal (rărimățat cât mai fin) cu nisip de cuarț sau sticlă pisată și un volum mic de soluție tampon, pînă se obține o pastă uniformă. Amestecul se trece cantitativ într-un balon cotat de 100 ml, spălînd mojarul și pistilul cu soluție tampon și se completează la semn cu această soluție. Conținutul balonului cotat se agită și după 5-10 minute de repaus se filtrează pe filtru cotat sau se centrifughează. Într-un balon cotat de 100 ml se amestecă 20 ml filtrat (supernatant), 1 ml soluție de fericianură de potasiu și 1 ml soluție de fluorură de sodiu. Volumul soluției din balon se aduce la 80-90 ml cu apă distilată și se adaugă 2 ml soluție de clorură ferică. Se completează cu apă distilată la 100 ml și se agită cu intermitență timp de 5 minute. Apoi se determină extincția soluției de cercetat față de controlul reactivilor la electrofotocolorimetru, utilizînd filtrul roșu.

Pentru a prepara controlul reactivilor într-un balon cotat de 100 ml se pipetează 20 ml soluție tampon, 1 ml soluție de fericianură de potasiu, 1 ml soluție fluorură de sodiu, 2 ml soluție de clorură ferică și se completează volumul la semn cu apă distilată.

Calculul rezultatelor. Conținutul de acid ascorbic se calculează cu ajutorul curbei etalon. Aceasta se trasează folosind o serie de soluții cu concentrațiile de la 2 la 12 micrograme de acid ascorbic într-un ml. În baloane cotate de 100 ml se măsoară cîte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ml soluție de acid ascorbic 0,02%. În fiecare balon se adaugă toți reactivii introduși în proba pentru controlul reactivilor și se completează cu apă distilată la 100 ml. După 5 minute soluțiile se fotometrează și cu ajutorul datelor obținute se construiește curba etalon.

Calculul cantității de acid ascorbic în materialul vegetal se efectuează conform formulei :

$$\text{mg acid ascorbic \%} = \frac{a \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100}{p \cdot 20 \cdot 1000} ,$$


unde : a - cantitatea de acid ascorbic găsită pe curba etalon, în micrograme/ml ;

p - greutatea materialului analizat, g.

12.1.5.2. DOZAREA ACIDULUI ASCORBIC PRIN TITRARE

Cu 2,6-DICLORFENOLINDOFENOL

Principiul metodei. Acidul ascorbic are proprietatea de a reduce 2,6-diclorfenolindofenolul (reactivul Tillmans) în leucoderivatul corespunzător :



DOZAREA ACIDULUI ASCORBIC ÎN PLANTE

Reactivi. 1. Soluție de acid oxalic 0,01 N.

2. Soluție de acid sulfuric 50%.

3. Soluție de permanganat de potasiu 0,01 N. Se prepară prin diluarea soluției de permanganat de potasiu 0,1 N și se stabilește factorul soluției diluate cu ajutorul soluției de acid oxalic. La 10 ml soluție de acid oxalic exact 0,01 N se adaugă 1,5 ml soluție de acid sulfuric 50% și se încălzește la 75-80°C. Se titrează cu soluție de permanganat de potasiu 0,01 N până se obține o culoare slab roz. Factorul soluției de permanganat de potasiu (F_p) va fi :

$$F_p = \frac{n_{ao} \cdot F_{ao}}{n_p} = \frac{n_{ao}}{n_p}$$

unde : n_{ao} - ml soluție de acid oxalic ;

F_{ao} - factorul soluției de acid oxalic=1

n_p - ml soluție de permanganat de potasiu.

4. Soluție de sulfat feramoziacal $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (sare
sare) 0,01 N. Se dizolvă 3,33 g de sare Mohr în 1000 ml soluție
de HCl 0,005 N. Factorul soluției de sare Mohr se stabilește cu
soluție de permanganat de potasiu 0,01 N. Se amestecă 10 ml solu-
ție de sare Mohr cu 1,5 ml soluție de acid sulfuric 50%. Se ti-
trează cu soluție de permanganat de potasiu 0,01 N până la apa-
riția culorii alab roz. Se calculează factorul soluției de sare
Mohr (F_{SM}) după formula :

$$F_{SM} = \frac{F_D \cdot n_D}{n_{SM}}$$

unde : n_{SM} - ml soluție de sare Mohr.

5. Soluție saturată de oxalat de amoniu.

6. Soluție de 2,6-diclorfenolindofenol 0,001 N. Se dizolvă
0,05 g diclorfenolindofenol în 100-150 ml apă distilată fierbin-
te într-un balon cotat de 250 ml. Se completează volumul la semn
cu apă distilată fiartă și se filtrează. Se păstrează în sticlă
de culoare închisă și la frigider. Factorul soluției de diclorfe-
nolindofenol se determină înainte de fiecare experiență, folosind
în acest scop soluția de sare Mohr 0,01 N. Într-un pahar Berzelius
se măsoară 10 ml soluție de diclorfenolindofenol și 5 ml soluție
saturată de oxalat de amoniu. Amestecul din pahar se titrează (fo-
losind o microbiuretă) cu soluția de sare Mohr cu normalitate cu-
noscută, până la virarea culorii albastre a diclorfenolindofenolu-
lui în galben-oranj. Factorul soluției de diclorfenolindofenol
(F_{col}) se calculează cu formula :

$$F_{col} = \frac{n_{SM} \cdot F_{SM}}{n_{col}}$$

unde : n_{col} - ml soluție de diclorfenolindofenol.

7. Soluție de acid clorhidric 1%.

8. Soluție de acid oxalic 1%.

Modul de lucru. Materialul vegetal (fructe, frunze, tubercule,
etc.) se fărimitează în prealabil, cu ajutorul unui cuțit din
oțel inoxidabil sau oțel cromat, pe o farfurie de plexiglas (urme-
le de fier și mai ales de cupru catalizează descompunerea

acidului ascorbic). Procedura de analiză se realizează cât mai repede posibil. O cantitate de 5-20 g material de analiză în dependență de conținutul acidului ascorbic se introduce într-un mojar și se adaugă 5-20 ml soluție de H₂C₂O₄ 1% (acidul oxalic împiedică oxidarea acidului ascorbic sau acțiunea ascorbinoxidazei prezentă în țesuturile vegetale) și 5-10 g nisip de cuarț sau sticlă pisată. Se mojară până la obținerea unei mase omogene. Amestecul uniform din mojar se trece cantitativ într-un balon cotat sau un cilindru gradat de 100 ml. Mojarul și pistilul se spală de 3 ori cu câte 20 ml soluție de acid oxalic 1%. Soluțiile de spălare adunându-se în balon sau cilindru. Se completează volumul extractului la 100 ml cu soluție de acid oxalic și se agită. Conținutul balonului sau cilindrului se filtrează pe filtru uscat într-un pahar uscat. Acidul oxalic ameliorează stabilitatea acidului ascorbic în extract.

Din filtratul obținut se măsoară în două flăcane conice câte 10-20 ml și se titrează fiecare probă cu soluție de 2,6-diclorofenolindofenol 0,001 N din microbiuretă, până la apariția unei culori slab roz care persistă 30-60 secunde.

Calculul rezultatelor. Se află media valorilor obținute la titrarea celor două probe. Conținutul de acid ascorbic, exprimat în mg, la 100 g de țesut vegetal se calculează după formula :

$$\text{mg acid ascorbic } \% = \frac{n \cdot F \cdot 0,088 \cdot 100 \cdot 100}{p \cdot v},$$

unde : n - volumul (ml) soluției de 2,6-diclorofenolindofenol consumat la titrare ;

F - factorul soluției de 2,6-diclorofenolindofenol ;


0,088 - mg de acid ascorbic corespunzătoare la 1 ml soluție de 2,6-diclorofenolindofenol exact 0,001 N ;

p - greutatea materialului analizat, în g ;

v - volumul (ml) de filtrat luat pentru titrare.

12.1.5.3. DOZAREA VITAMINII C PRIN METODA IODOMETRICA

Principiul metodei. In mediu acid iodatul de potasiu reacționează cu iodura de potasiu punând în libertate iodul :



Iodul eliberat conform acestei reacții oxidează acidul ascorbic la acid dehidroascorbic :



Ca indicator se folosește soluția de amidon care se colorează în albastru imediat ce acidul ascorbic a fost oxidat complet.

DOZAREA VITAMINII C IN PLASMA SANGUINA

- Reactivi. 1. Soluție de acid tricloroacetic 10%.
 2. Soluție de iodură de potasiu 2%.
 3. Soluție de amidon 1%.
 4. Soluție de iodat de potasiu 0,001 N. Se prepară din soluția de iodat de potasiu 0,1 N.
 5. Soluție de oxalat de sodiu 1,34%.

Modul de lucru. Intr-o eprubetă de centrifugă se amestecă cu o baghetă de sticlă 0,3 ml soluție de oxalat de sodiu 1,34% și 4,5 ml sânge venos. Prin centrifugare timp de 15 minute la 3000 rot./min. se separă plasma. Intr-o altă eprubetă de centrifugă se amestecă 2 ml plasmă și un volum egal de soluție de acid tricloroacetic 10%. Se agită conținutul prin scuturarea eprubetei și se centrifughează.

Intr-un flacon conic de 25 ml se pipetează 2 ml supernatant, 2,5 ml apă distilată, 0,5 ml soluție de iodură de potasiu 2% și 1-2 picături de amidon 1%. Se titrează imediat cu soluție de iodat de potasiu 0,001 N pînă la apariția unei colorații albastre deschise.

Paralel se efectuează o probă de control: intr-un flacon conic se toarnă 1 ml soluție de acid tricloroacetic 10%, 3,5 ml apă distilată, 0,5 ml soluție de iodură de potasiu, 1-2 picături de amidon și se titrează în același mod ca și proba de cercetat. La titrarea controlului soluția de iodat de potasiu se adaugă în

flacon cite 0,01 ml dintr-o microbiuretă sau o pipetă de 1 ml.

Calculul rezultatelor. Un ml soluție de iodat de potasiu exact 0,001 N corespunde la 0,088 mg acid ascorbic.

Din numărul de ml soluție de iodat de potasiu consumați la titrarea probei cu sînge (n_p) se scade numărul de ml soluție meargă la titrarea controlului (n_c). De obicei pentru control se folosesc 0,01-0,02 ml soluție de iodat.

Concentrația vitaminei C, în mg, la 100 ml sînge, se calculează conform formulei :

$$\text{mg vitamină C \%} = (n_p - n_c) \cdot 0,088 \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{4,8}{2} \cdot \frac{100}{4,5}$$

DOZAREA VITAMINEI C ÎN URINĂ

Reactivi. 1. Soluție de HCl 5%.

2. Reactivii 2-4 de la "Dozarea vitaminei C în plasma sanguină".

Modul de lucru. La 10 ml apă distilată se adaugă 2 ml urină filtrată, 1 ml soluție de HCl 5%, 1 ml iodură de potasiu 2% și 10 picături de amidon 1%. Amestecul se titrează cu soluție de iodat de potasiu 0,001 N pînă la apariția colorației albastre, persistentă cel puțin 30 de secunde.

Paralel se realizează o probă de control cu 12 ml apă distilată. În proba de control colorarea lichidului trebuie să se producă la adăugarea a 2-3 picături de soluție de iodat de potasiu. Dacă soluția nu devine albastră după 5 picături de reactiv, înseamnă că undeva s-a strecurat o greșală, de exemplu, la prepararea soluției de amidon. Această soluție trebuie să fie proaspătă.

Calculul rezultatelor. S-a stabilit că 1 ml soluție de iodat de potasiu 0,001 N este echivalent cu 0,088 mg de acid ascorbic. Conținutul de vitamină C, în mg, în 100 ml urină se află după formula :

$$x = (n_p - n_c) \cdot 0,088 \cdot \frac{100}{2}$$

unde : n_p - ml soluție de iodat de potasiu 0,001 N folosiți la titrarea probei cu urină ;

n_c -- ml soluție de iodat de potasiu 0,001 N folosiți la titrarea probei de control.

12.2. DETERMINAREA HORMONILOR

12.2.1. DOZAREA 17-CETOSTEROIZILOR IN URINA

PRIN METODA CU META-DINITROBENZEN

Pentru estimarea stării funcționale a corticosuprarenalelor adesea se apelează la determinarea cantității totale de 17-cetosteroizi neutri în urină. Toți acești compuși au o trăsătură structurală comună-prezența grupării cetonice la atomul de carbon 17 din nucleul steric. În fracția 17-cetosteroizilor intră combinații diferite după proveniența lor (din corticosuprarenale, glandele sexuale) și cu activitate biologică variată. Majoritatea 17-cetosteroizilor din urină, ca androsterona și eticocolanona, sînt produși ai metabolismului hormonilor steroidici sintetizați de corticosuprarenale și testicule. De aceea dozarea 17-cetosteroizilor totali din urină este puțin specifică. Totuși această determinare poate servi ca un test accesibil în cazul investigării corticosuprarenalelor afectate de tumori canceroase, precum și pentru diagnosticarea bolii lui Addison și altor maladii.

Principiul metodei. Esterii hormonilor cetosteroidici prezenți în urină sînt hidrolizați în mediu acid la cald. Apoi 17-cetosteroizii liberi și cei eliberați pe calea hidrolizei sînt extragi din materialul de analizat cu eter etilic. Extractul eteric se purifică și se evaporă la sec, în reziduul obținut dozîndu-se 17-cetosteroizii pe baza reacției lor de culoare cu meta-dinitrobenzenul în mediu alcalin.

Reactivi. 1. Eter etilic (fără peroxizi).

2. Etanol absolut (purificat de aldehide și cetone).

3. Acid clorhidric concentrat.

4. Acid acetic glacial.

5. Soluție de hidroxid de sodiu 10%.

6. Soluție de KOH 5 N în metanol. Se dizolvă 28 g KOH în 70 ml metanol, se completează la 100 ml cu metanol și se filtrează. După

filtrare soluția de KOH se titrează cu soluție de HCl 0,1 N în prezența metiloranjului ca indicator.

7. Soluție de meta-dinitrobenzen recristalizat 2% în etanol.

8. Metanol, dublu distilat.

9. Cloroform p.a.

10. Soluție de formaldehidă 40%. Soluția se diluează în raportul 1:5 cu apă distilată.

11. Soluție standard de dehidroepiandrosteron sau androsteron 100 micrograme/ml. Se dizolvă 5 mg cetoosteroidă în 50 ml etanol absolut.

Modul de lucru. Hidroliza 17-cetosteroidilor laetti. Într-un flacon conic de 100 ml se amestecă 20 ml urină (luată din urina pe 24 ore), 3 ml acid clorhidric concentrat, 1 ml acid acetic glacial și 0,2 ml soluție diluată de formaldehidă. În gâtul flaconului se introduce o pilnie și se agită pe baie de apă la fierbere pentru 15 minute. Apoi flaconul se răcește sub un jet de apă de la robinet.

Extracția 17-cetosteroidilor și purificarea extractului. Conținutul flaconului se transvazează într-o pilnie de separare de 100 ml. Se adaugă în pilnia de separare 10 ml eter etilic cu care s-a spălat în prealabil flaconul folosit la hidroliză. Se agită conținutul pilniei timp de 60-90 secunde. Stratul inferior de urină se îndepărtează. Extracția cu eter se repetă încă odată.

Extractele eterice unite se spală de trei ori cu câte 10 ml soluție de NaOH 10% (fiecare spălare cu soluție de hidroxid trebuie să dureze 3 minute). Faza alcalină, conținând estrogenii și substanțe acide, se elimină, iar extractul se spală cu 10 ml apă distilată. După ce apa se separă cu atenție, extractul eteric se trece în porțiuni într-o eprubetă de centrifugă și se evaporă la cald pe baie de apă (temperatura apei din baie nu trebuie să depășească 50°C). Extractele uscate obținute în această etapă pot să se păstreze la frigider până a doua zi.

Reacția de culoare. La reziduul uscat din eprubeta de centrifugă se adaugă 0,2 ml etanol absolut, 0,2 ml soluție de KOH în metanol și 0,2 ml soluție alcoolică de meta-dinitrobenzen. Amestecul se agită și eprubeta se plasează la întuneric pentru dezvoltarea culorii, timp de 60 minute, la temperatura camerei.

Paralel se efectuează o probă de control pentru reactivi. Într-o eprubetă se pipetează 0,2 ml etanol absolut, 0,2 ml soluție de KOH în metanol și 0,2 ml soluție alcoolică de meta-dinitrobenzen. Conținutul se amestecă și se tratează mai departe în mod identic cu proba de cercetat.

La terminarea perioadei de 60 minute, în fiecare eprubetă se pun câte 3 ml soluție etanol 50% și 2 ml cloroform; amestecul se agită energic prin scuturarea eprubetelor. Produsii de reacție colorați în violet trec în stratul inferior, cloroformic, iar culoarea nespecifică (galben-maro sau maro) rămâne în stratul alcoolic superior. După 1-2 minute stratul superior se îndepărtează cu ajutorul unei pipete Pasteur. Această operație trebuie făcută cu grijă, pentru a evita absorbția stratului cloroformic în capilara pipetei.

În eprubeta cu stratul cloroformic se introduce 1 ml etanol absolut. Se agită și se citește extincția probei cu urină, față de proba de control, la 520 nm (filtru verde), închizând cuvele cu capacul.

Culoarea amestecului de reacție este stabilă timp de 60 minute. În legătură cu aceasta, fiecare serie de determinări nu trebuie să cuprindă mai mult de 10-15 probe.

Calculul rezultatelor. se poate face cu ajutorul formulei sau după curba de etalonare.

În primul caz, paralel cu probele de cercetat, se evaporă la sec 0,5 ml soluție standard, conținând 50 micrograme androstero-nă sau dehidroepiandrosteronă. Reziduul uscat se supune mai departe aceluiași operații ca și probele de cercetat și controlul.

Cantitatea 17-cetosteroizilor neutri, în mg, în urina din 24 ore se poate calcula cu formula :

$$X = \frac{E_{\text{cer}} \cdot V \cdot 50}{E_{\text{st}} \cdot 20 \cdot 1000},$$

unde : E_{cer} - extincția probei de cercetat (probei cu urină) ;

E_{st} - extincția probei standard ;

V - volumul (ml) urinii din 24 ore ;

99 - micrograme androsteronă sau dehidrosterianrosteronă
în probă standard ;

1000 - coeficient de conversie a microgramei în miligramă.

Pentru calcularea cantității de 17-cetosteroizi după curba etalon se folosește formula :

$$X = \frac{a \cdot V}{10 \cdot 1000}$$

unde : a - cantitatea 17-cetosteroizilor în proba de urină analizată, în micrograme, citită pe curba de etalonare.

Schema de trecere a curbei etalon presupune evaporarea la sec a unei serii de volume crescînde de la 0,1 la 1 ml de soluție etandard (care corespund la 10...100 micrograme). Cu reziduul probei etandard se efectuează reacția de culoare în modul descris pentru proba de urină.

Valori normale. În condiții normale cantitatea 17-cetosteroizilor în urină din 24 ore variază la bărbați între 6,6 și 23,4 mg/24 ore, iar la femei între 6,4 și 18,02 mg/24 ore.

Varietăți fiziopatologice. Nivelul excreției 17-cetosteroizilor în urină variază cu vîrsta pacienților, fiind sub valorile normale la copii.

În boala lui Addison excreția 17-cetosteroizilor este pronunțat diminuată. Cantitatea 17-cetosteroizilor scade în hipotiroidism, alcoolism etc.

Generalul corticosuprarenalelor se caracterizează prin creșterea conținutului 17-cetosteroizilor în urină.

Bibliografie : 20,25,33,35,36,41

BIBLIOGRAFIE

1. Artenie V. : Lucrări practice de chimie biologică, Centrul de Multiplicare al Universității "Al.I. Cuza" Iași, 1970
2. Artenie V. : Curs de chimie biologică. Vol. I, Centrul de Multiplicare al Universității "Al.I. Cuza" Iași, 1971
3. Artenie V. : Curs de chimie biologică. Vol. II, Centrul de Multiplicare al Universității "Al.I. Cuza" Iași, 1976
4. Bailey J.L. : Techniques in protein chemistry. Elsevier Publishing Company, Amsterdam-London-New York, 1962
5. Bănățeanu I., Călugaru A., Slabu Z. : Metode fizico-chimice de analiză, Ed. tehnică, București, 1961
6. Devaux G. et al. : Choix de techniques de biochimie clinique. Gauthier-Villars Editeur, Paris, 1970
7. Dévényi T. and Gergely J. : Amino Acids, Peptides and Proteins. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-London-New York, 1974
8. Deyl Z., Macek K., Janak J. (Editors) : Liquid column chromatography. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-Oxford-New York, 1975
9. Duca A., Macu A., Calu Cleopatra : Chimie analitică și analiza instrumentală, Vol. III. Institutul Politehnic Iași, 1980
10. Dumitru I.F., Iordăchescu Dana : Enzime. Editura Medicală, București, 1974
11. Dumitru I.F. : Lucrări practice de biochimie. EDP, București, 1967
12. Ewing G.W. : Instrumental Methods of Chemical Analysis, New York, 1954
13. Gavrilenco V.F., Ladighina M.E., Hembobina L.M. : Bolșoi praktikum po fiziologii rastenii. "Vishaja shkola", Moskva, 1975
14. Georgescu P., Pănescu E. : Metode biochimice de diagnostic și cercetare. Editura Medicală, București, 1960
15. Gräser H. : Biochemisches Praktikum. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1977
16. Herout V., Keil B., Hudlicky M., Ernest I., Gut J. : Tehnica lucrărilor de laborator în chimia organică. Traducere din

- limba cehă. Editura Tehnică, București, 1959
17. Idu S.M., Ciapsanu S. : Electroforeza. Tehnică și clinică. Editura medicală, București, 1957
 18. Ivanov I.I., Korovkin B.F., Markelov I.M. : Vvedenie v Kliniceskuiu enzimologhiu. Izd-vo "Meditsina", Moskva, 1974
 19. Kocetov G.A. : Prakticheskoe rukovodstvo po enzimologhii. Izd-vo "Vysshaya shkola, Moskva, 1971
 20. Kolb V.G., Kamfenikov V.S. : Klinicheskaya biokhimiya. Izd-vo "Belarusi", Minsk, 1976
 21. Kon'nev B.G., Tiuterev S.L. : Metodi biokhimii i titoimii nukleinovih kislot rastenii. "Kolos", Leningrad, 1970
 22. Ladislau K. : Analiză fizico-chimică. EDP, București, 1969
 23. Larskii E.G. : Metodi zonalnogo electroforeza. Izd-vo "Meditsina", Moskva, 1971
 24. Lealikov I.S. : Metode fizico-chimice de analiză. Traducere din limba rusă, EDP, București, 1963
 25. Lebedeva P.T., Usovici A.T. : Metodi issledovaniya kormov, organov i tkanei zhivotnyh. "Rosselkhozizdat", Moskva, 1969
 26. Luca C. : pH-ul și aplicațiile lui. Ediția a doua îmbunătățită. Editura tehnică, București, 1973
 27. Lacrări practice de chimie fizică. Traducere din limba polonă, Editura tehnică, București, 1958
 28. Mais I.M., Macek K. : Cromatografia pe hirtie. Traducere din limba cehă. Editura Tehnică, București, 1965
 29. Manta I. și colab. : Metode biochimice în laboratorul clinic. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976
 30. Kétai P., Bieth J. : Détermination de l'alfa-amylase par une microtechnique. "Ann. biol. clin.", 1968, Tom 26, nr. 1-2, 133-142
 31. Metode moderne de analiză. Partea II-a. Metode cromatografice de analiză. Centrul de Documentare al Industriei Petrolului și Chimiei, 1965
 32. Metodi biokhimičeskogo issledovaniya rastenii. Izd. 2-e. "Kolos", Leningrad, 1972
 33. Metodi biokhimičeskogo analiza rastenii. Izd-vo Leningradskogo Universiteta, Leningrad, 1978

34. Metodi fiziologo-biohimiceskogo issledovanija vodoroslei v ghidrobiologhiceskoi praktike. "Naukova Dumka", Kiev, 1973
35. Nesterova E.A. : Metodi opredelenija vitaminov v kornah. "Kolos", Moskva, 1967
36. Novie metodi i modifikacii biohimiceskih issledovanii v jivotnovodstve. "Kolos", Moskva, 1970
37. Muță Gh., Bușneag C. : Investigații biochimice. EDP, București, 1977
38. Pegkova V.M., Gromova M.I. : Praktičeskoe rukovodstvo po spektrofotometrii i kolorimetrii. Izd-vo Moskovskogo Universiteta, 1961
39. Petrov K.P. : Practicum po biohimii pishchevogo rastitelinogo sfirija. Izd-vo "Pishchevaja promishlennosti", Moskva, 1965
40. Pogany I., Bănciu M. : Metode fizice în analiza organică. Editura științifică, București, 1972
41. Plegkov B.P. : Praktikum po biohimii rastenii. "Kolos", Moskva, 1976
42. Prochorova M.I., Tupikova Z.N. : Bolishoi praktikum po uglevodnomu i lipidnomu obmenu. Izd-vo Leningradskogo Universiteta, 1965
43. Sovremennije metodi v biohimii. "Meditsina", Moskva, 1977
44. Sharpenak A.E., Komishev V.A. : Praktikum po biologhiceskoi himii. "Visghaja shkola", Moskva, 1969
45. Tănase Ioana : Tehnica cromatografică. Aminoacizi, proteine, acizi nucleici. Editura tehnică, București, 1967
46. Tănăsescu Gh., Costescu Georgeta : Lucrări practice de biochimie medicală. EDP, București, 1966
47. Tehnika biohimiceskogo issledovanija subkletocinhi struktur i biopolimerov. Izd-vo "Nauka i Tehnika", Minsk, 1977
48. Tiperovici A.S. : Fermenti. Izd-vo "Tenika", Kiev, 1971
49. Veremeenko K.N. : Fermenti prot-oliza i ih inghibitori v meditsinskoi praktike. "Zdorov'ja", Kiev, 1971
50. Williams B.L. and Wilson K. (Editors) : Principles and Techniques of Practical Biochemistry, Edward Arnold, London, 1975

BCU IASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY



BCU IAS/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BCU IASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BCU IAS/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY